



Prevena Restor^{MC}
Récupération postopératoire

Votre médecin a choisi le
**système de prise en
charge des incisions**
3M^{MC} Prevena Restor^{MC}

Un dispositif transportable
et jetable pour vous
aider à cicatriser.




Découvrez votre **système de thérapie 3M^{MC}** **Prevena Restor^{MC}**



Le système de thérapie Prevena Restor comporte les composants suivants :



Une unité de thérapie exerçant une pression négative sur le pansement.



Un pansement placé sur votre incision.




Un tube de raccord.



Un réservoir où le fluide peut s'accumuler.



Un étui de transport avec sangle ajustable.



Un chargeur pour la batterie rechargeable du système.


Le système de prise en charge des incisions Prevena Restor facilite le processus de rétablissement.

La chirurgie peut être une expérience difficile et riche en émotions, et il est normal de s'inquiéter de la bonne cicatrisation de votre incision.


Avec le système de thérapie Prevena Restor, vous pouvez être plus confiant tout au long de votre parcours de guérison. Il recouvre toute la zone touchée par votre chirurgie. Il utilise une technologie de pointe pour éliminer les éléments infectieux.

Le système de thérapie Prevena Restor vous aide à bien commencer votre parcours de guérison.

Grâce à la protection de votre site d'incision, vous pouvez poursuivre de nombreuses activités quotidiennes habituelles, ce qui favorise un retour à la normale.




Recouvre entièrement l'incision et les tissus mous environnants




Maintient ensemble les bords de l'incision¹



Protège contre les sources d'infection externes²



Élimine les fluides du site de l'incision³



Réduit le gonflement⁴



Le système de thérapie Prevena Restor est facile à utiliser et à entretenir.



Gardez votre pansement aussi longtemps que votre médecin vous l'indique – jusqu'à 14 jours. N'essayez pas d'ajuster ou de retirer votre pansement. Vous devez retourner voir votre médecin traitant pour retirer le pansement.



Laissez l'unité de thérapie allumée. L'unité de thérapie s'éteint automatiquement après 7 ou 14 jours, selon les instructions de votre médecin.



Vous pouvez ou non voir du liquide s'accumuler dans le réservoir. Certaines incisions coulent plus que d'autres. Certaines ne coulent pas du tout. Si le réservoir se remplit de liquide, éteignez l'unité et contactez votre médecin pour obtenir des instructions.



Rangez votre unité de thérapie en sécurité et au sec.

Ne laissez pas tomber l'unité de thérapie, ne la mouillez pas et ne laissez pas le tuyau se plier, se tordre ou se pincer. Vous devez toujours garder l'unité de thérapie (la pompe) au sec, vous pouvez prendre une douche légère pendant que vous portez votre pansement, avec l'accord d'un médecin. Consultez la page suivante pour obtenir plus de renseignements.



Le système est livré avec une batterie rechargeable. N'oubliez pas de recharger la batterie lorsque vous vous reposez ou que vous dormez. Une fois complètement chargée, la batterie dispose d'une autonomie d'environ 9 heures.

Porter le système de thérapie Prevena Restor

L'unité de thérapie se porte sur ou sous les vêtements. Elle s'accompagne d'une sacoche de transport dotée d'une sangle ajustable et d'une attache pour ceinture que vous pouvez utiliser de plusieurs façons.



En bandoulière

À la taille

À l'épaule



Dormir avec votre système de thérapie Prevena Restor

Placez le pansement et la pompe dans une position où la tubulure ne risque pas d'être pliée, tordue ou pincée.

Gardez l'unité de thérapie près de vous, en veillant à ce qu'elle soit dans une position sûre afin qu'elle ne soit pas tirée d'une table ou d'un lit et ne tombe pas sur le sol.



Prendre une douche avec votre système de thérapie Prevena Restor

Avec l'accord de votre médecin, vous pouvez prendre une douche légère. Toutefois, ne vous baignez pas avec le système Prevena Restor.

Le pansement peut être exposé aux savons classiques et être rincé indirectement avec le jet de la douche. N'immergez pas le pansement. Ne retirez pas le pansement.

Avant de prendre une douche, éteignez l'unité de thérapie en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt pendant 3 secondes. Une fois la thérapie arrêtée, déconnectez l'unité du pansement et rangez-la en sécurité, à l'abri de l'eau.

Lorsque vous vous séchez avec une serviette, évitez de toucher ou d'endommager le pansement.

Pour en savoir plus, consultez le guide du patient sur la thérapie Prevena^{MC} Plus.



Avertissement : Si l'unité de thérapie tombe dans la baignoire, la douche ou le lavabo, débranchez-la immédiatement (si elle est branchée sur une source électrique) et déconnectez l'unité du pansement. Contactez votre médecin ou votre soignant.


Fonctionnement de base et indicateurs

Touche d'interruption de l'alarme

Pour couper une alerte sonore, appuyez sur la touche d'interruption de l'alarme et maintenez pendant 3 secondes. L'alerte s'arrête alors pendant 2 minutes. Une fois enfoncé, le bouton de mise en sourdine s'allume, indiquant que la sourdine est sélectionnée. L'alarme sonore reprendra après 2 minutes, à moins que la situation ait été corrigée.

Bouton Marche/Arrêt

Pour allumer ou éteindre l'unité, appuyez sur le bouton Marche/Arrêt pendant 3 secondes. Vous ne devez éteindre l'unité que lorsque vous vous préparez à prendre une douche. Consultez les instructions relatives à la douche à la page précédente.



Alarme de blocage

Alarme de prise d'air

Alimentation branchée

Niveau de charge

Durée de vie de l'appareil

Durée de la thérapie

Niveau de charge de la batterie

Charge complète



Charge moyenne




Charge faible




Indicateur d'alimentation connectée

Lorsque l'unité de thérapie est branchée sur une source d'alimentation, le voyant Alimentation connectée s'allume en jaune, indiquant que l'alimentation est en route et que le système est en cours de chargement. Le voyant devient vert lorsque l'unité est complètement chargée.

Alimentation branchée



Charge complète



Aspect du pansement



Pendant le fonctionnement, le pansement doit avoir un aspect plissé et la mousse doit être comprimée.




Si la mousse n'est pas comprimée, ou si l'unité de thérapie émet une alerte, consultez la section de dépannage de la page suivante.



Pour en savoir plus, consultez le guide du patient sur la thérapie Prevena^{MC} Plus.

Conseils de dépannage

Alarme de blocage



Un voyant jaune fixe au-dessus du symbole d'obstruction s'allume et une alerte sonore d'obstruction retentit (2 bips se répétant toutes les 15 secondes).

- Vérifiez si la tubulure est tordue ou si le réservoir est plein. Si le réservoir est plein, contactez votre médecin.
- Lorsque l'obstruction est résolue, les alertes visuelles et sonores s'éteignent.

Alarme de prise d'air



Un voyant LED jaune fixe au-dessus du symbole de fuite s'allume et une alarme sonore de prise d'air retentit (2 bips se répétant toutes les 15 secondes).

- Vérifiez que le réservoir est bien verrouillé sur l'unité de thérapie et que la tubulure est correctement connectée et verrouillée.
- En laissant l'unité de thérapie allumée, appuyez lentement et fermement autour des bords du pansement pour assurer un bon contact de l'adhésif avec la peau. Si une fuite est repérée, utilisez des bandelettes adhésives Prevena^{MC} (comprises dans l'emballage du pansement) pour colmater la fuite. Dans le cas de plis importants, placez les bandelettes de manière à ce qu'elles suivent les plis, sans les croiser. Si l'alerte ne s'éteint pas après avoir tenté de colmater la fuite, contactez votre médecin.

Alarme de batterie faible



Une alerte de batterie faible indique qu'il reste environ 2 heures de thérapie.

- Rechargez votre batterie immédiatement.

Thérapie terminée



Un voyant à DEL jaune s'allume au-dessus de l'indicateur de durée de la thérapie. L'unité de thérapie émet 8 bips, puis un bip continu de 5 secondes, avant de s'éteindre automatiquement.

- Prévenez votre médecin lorsque cela se produit.
- Si l'unité de thérapie a terminé la thérapie et que le temps s'est écoulé, elle émettra une alarme sonore de 3 secondes, puis s'éteindra après toute tentative de mise en marche.

Alarme de défaillance système



Pour indiquer une défaillance du système, tous les voyants LED lumineux s'allument et clignotent et l'appareil émet deux bips toutes les 15 secondes.

- Éteignez simplement l'unité de thérapie en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt pendant 3 secondes. Rallumez ensuite l'unité de thérapie en appuyant sur le bouton Marche/Arrêt pendant 3 secondes.
- Si cela ne résout pas l'alerte de défaillance du système, veuillez contacter votre médecin.

Le système de thérapie Prevena Restor vous accompagne dans votre parcours de guérison.

Toutefois, vous devez
contacter votre
médecin si vous avez
des questions ou des
inquiétudes concernant
votre intervention
chirurgicale ou votre
rétablissement.



Il est important de discuter avec
votre médecin des avantages et des
risques associés à un traitement avant
de l'adopter. Veuillez consulter votre
professionnel de la santé traitant
concernant toute question ou information
importante liée à l'utilisation, à la sécurité
et au fonctionnement du système de
thérapie Prevena Restor.

Références :

- ¹ Wilkes, R.P.; Kikpad, D.V.; Zhao, Y.; Kazala, R.; McNulty, A. Closed Incision management with negative pressure wound therapy (CIM): biomechanics. Surg. Innov. 2012; 19(1): 67-75.
- ² Payne, J. Evaluation of the resistance of the Prevena incision dressing top film to viral penetration. San Antonio, TX: Kinetic Concepts, Inc.; 2009. N° de rapport : 0000021109.
- ³ Kilpadi, D.V.; Cunningham, MR. Evaluation of closed incision management with negative pressure wound therapy (CIM): hematoma/seroma and involvement of the lymphatic system. Wound Repair Regen. 2011 Sep.-Oct.; 19(5): 588-596. doi: 10.1111/j.1524-475X.2011.00714.x.
- ⁴ Glaser, D.A.; Farnsworth, C.L.; Varley, E.S.; Nunn, T.A.; Sayad-Shah, M.; Breisch, E.A.; Yaszay, B. Negative pressure therapy for closed spine incisions: a pilot study. Wounds. 2012; 24(11): 308-316.

Remarque : ces produits et thérapies sont associés à des indications spécifiques, des contre-indications, des avertissements, des précautions et des renseignements de sécurité. Veuillez consulter un médecin et les instructions d'utilisation du produit avant l'application. Ce document est destiné aux professionnels de santé.



Disponible au Canada auprès des distributeurs 3M-KCI autorisés.
KCI USA, Inc., une société 3M
Propriété de KCI et exploitée par 3M Company

KCI Medical Canada Inc.
75 Courtneypark Dr W, Unit 4
Mississauga, ON
L5W 0E3

KCI USA, INC.
12930 IH 10 West
San Antonio, TX
78249

Remarque : ces produits et thérapies sont associés à des indications spécifiques, des contre-indications, des avertissements, des précautions et des renseignements de sécurité. Veuillez consulter un médecin et les instructions d'utilisation du produit avant l'application. Ce document est destiné aux professionnels de santé.

© 2021, 3M. Tous droits réservés. 3M et les autres marques indiquées sont des marques et/ou des marques déposées. Toute utilisation non autorisée est interdite. Utilisées sous licence au Canada. PRA-PM-CA-00180 2105-20646 E