



Traitement des incisions
Prevena^{MC}

GPR

Gestion proactive des risques (GPR)
avec le Traitement Prevena^{MC} 3M^{MC}

Chirurgie orthopédique

Stratification des risques pour le patient et la procédure

Si les patients chirurgicaux peuvent bénéficier du Traitement Prevena, les patients à risque élevé de complications, comme les infections du site opératoire, pourraient en tirer des avantages supplémentaires. Le document suivant utilise certaines données d'étude¹⁻³ afin de fournir un guide illustratif pour aider à la stratification des risques. Il ne s'agit pas d'une liste exhaustive des facteurs de risque. Il est recommandé aux cliniciens d'utiliser leur jugement clinique pour identifier les patients et les procédures à risque élevé.

Commencez ici :

Stratification des risques liés aux patients

Arthroplastie de la hanche et du genou

- Le patient présente-t-il **au moins un** des facteurs de risque suivants pour le développement de complications du site opératoire?

- ☐ IMC > 35 kg/m²
- ☐ Anticoagulation sans aspirine
- ☐ Tabagisme actif
- ☐ Diabète de type 1
- ☐ Maladie auto-immune
- ☐ Maladie rénale chronique
- ☐ Colonisation nasale de *Staphylococcus aureus*
- ☐ Réintervention chirurgicale

Non

Stratification des risques liés à la procédure

Arthroplastie de la hanche et du genou

- La procédure présente-t-elle un **risque élevé**?

- ☐ Chirurgie d'urgence
- ☐ Réintervention chirurgicale
- ☐ Durée prolongée de l'intervention
- ☐ Traumatisme des tissus mous
- ☐ Incision à tension élevée
- ☐ Multiples incisions

Oui

Non

Oui

Envisagez le Traitement Prevena.

Pour de plus amples renseignements sur la sécurité et les directives d'utilisation, consultez le guide du Système de gestion des incisions Prevena^{MC} 3M^{MC} pour cliniciens ou communiquez avec le représentant de 3M de votre région.



Pansement standard

Bibliographie

1. HIGUERA-RUEDA, C. et coll. « The Effectiveness of Closed Incision Negative Pressure Therapy versus Silver-Impregnated Dressings in Mitigating Surgical Site Complications in High-Risk Patients after Revision Knee Arthroplasty : the PROMISES randomized controlled trial », *J. Arthroplasty*, vol. 36, n° 7S (juillet 2021), p. S295-S302, e14.
2. WILSON, C. et coll. « Closed incision negative pressure therapy: international multidisciplinary consensus recommendations », *Int. Wound. J.*, vol. 14, n° 2 (avril 2017), p. 385-398.
3. NEWMAN, J. M., SIQUEIRA, M. B. P., KLIKA, A. et coll. « Use of closed incisional negative pressure wound therapy after revision total hip and knee arthroplasty in patients at high risk for infection: A prospective, randomized clinical trial », *Journal of Arthroplasty*, vol. 34, n° 3 (2019), p. 554-559.

Contribuez au progrès de la norme de soins.

Produits offerts au Canada auprès de vos distributeurs autorisés de 3M+KCI. KCI USA Inc. est une société de la Compagnie 3M. KCI est détenue et exploitée par la Compagnie 3M.

KCI Medical Canada Inc.
75, rue Courtneypark O, bureau 4
Mississauga (Ontario)
L5W 0E3

KCI USA Inc.
12930 IH 10 West
San Antonio, TX
78249
É.-U.

Le Système de gestion des incisions Prevena^{MC} 3M^{MC} vise à gérer l'environnement des incisions chirurgicales et de la peau intacte environnante chez les patients susceptibles de développer des complications postopératoires, comme une infection, en maintenant un environnement fermé par l'administration d'un système de traitement des plaies par pression négative à l'incision. La couche d'interface cutanée du Pansement Prevena^{MC} 3M^{MC} avec argent réduit la colonisation microbienne dans le tissu.



Balayez le code QR pour en savoir plus sur le Traitement Prevena.

Remarque : Il existe des indications, des restrictions d'utilisation, des contre-indications, des mises en garde, des précautions et des renseignements de sécurité propres à ces produits et traitements. Veuillez consulter un clinicien et les directives d'utilisation du produit avant l'utilisation. Ce matériel est destiné aux professionnels des soins de santé seulement.

3M et Prevena sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada.
© 2022, 3M. Tous droits réservés. 2208-24631-F