



Guía para pacientes de la terapia V.A.C.[®] con apósito Solventum[™] V.A.C.[®] Peel and Place

Su médico le ha prescrito la terapia de presión negativa para el tratamiento de heridas más estudiada del mundo, la terapia V.A.C.[®].

La terapia V.A.C.[®] es un sistema de dispositivos médicos que crea un entorno que favorece la cicatrización de las heridas aplicando una presión negativa (vacío) a la herida a través de un apósito exclusivo y una unidad de terapia.



La terapia V.A.C.[®] contribuye a la cicatrización de las heridas con estas aportaciones:



Proporciona un entorno húmedo para la cicatrización de heridas.



Elimina los fluidos y materiales infecciosos.



Facilita el flujo sanguíneo y de oxígeno hacia la herida.



Estimula la actividad celular y fomenta el crecimiento de tejidos nuevos.



Reduce la frecuencia de los cambios de apósitos.



Su médico ha seleccionado el apósito Solventum[™] V.A.C.[®] Peel and Place que puede utilizarse durante un máximo de siete días¹.

Este apósito tiene múltiples características diseñadas para ser respetuoso y delicado con la piel, favorecer la cicatrización de las heridas y minimizar el dolor al retirar el apósito.

¹ SAT-BSER-05-869347 VAC Peel and Place (Ganymede) BSER. 510(k) K222859.

Información importante durante el uso del apósito Solventum™ V.A.C.® Peel and Place



¿Cómo me puedo duchar?

- El sistema de terapia Solventum™ V.A.C.® se puede desconectar para poder ducharse. La terapia no debe permanecer desconectada durante más de dos horas al día. Si terapia se apaga o interrumpe durante más de dos horas, será necesario cambiar el apósito. No empape el apósito.
- Antes de ducharse, haga lo siguiente: apague el dispositivo, desconecte el tubo del apósito del tubo del contenedor y cierre el tubo con la abrazadera.
- Después de la ducha, haga lo siguiente: Conecte los tubos, afloje la abrazadera y encienda el dispositivo.
- Si tiene alguna duda o inquietud, consulte a su médico.



¿Qué sucede si salta la alarma del sistema de terapia V.A.C.®?

- El sistema de terapia V.A.C.® está diseñado pensando en su seguridad y cuenta con alarmas que le avisan de posibles problemas. En la mayoría de los casos, el motivo de la alarma se soluciona fácilmente.
- Consulte los documentos que acompañan a su unidad terapéutica para obtener información sobre las alertas y alarmas. Si es necesario, llame a su médico o a Solventum para obtener ayuda. Su médico le puede explicar con más detalle este sistema de alarma para que se sienta cómodo con él.



¿Qué pasa si hay una fuga?

- Alise la lámina adhesiva para asegurarse de que no tenga burbujas de aire. Si los bordes se enrollan o hay una fuga, ponga un parche de lámina adhesiva adicional como la lámina adhesiva V.A.C.® Dermatac™ o la lámina adhesiva V.A.C.®. Si la fuga persiste, consulte con su médico.



¿Por qué me cambian el apósito con menos frecuencia que con otras terapias para heridas?

- Cada dispositivo médico recibe una autorización diferente de la entidad notificada local en función de la investigación clínica en la que se basan las instrucciones de uso. La terapia V.A.C.® con el apósito V.A.C.® Peel and Place puede utilizarse durante un máximo de siete días.



¿Por qué sale un olor del sistema de terapia?

- Las heridas tratadas con la terapia V.A.C.® pueden desprender olor debido a los fluidos de la herida, que contienen bacterias y proteínas. El tipo de bacterias y proteínas presentes puede determinar el tipo y la intensidad del olor.
- Es posible que sea necesario cambiar el contenedor con más frecuencia para controlar el olor. Si tiene alguna duda o inquietud, consulte a su médico.



¿Cuándo debo llamar a mi médico mientras sigo la terapia V.A.C.®?

Informe inmediatamente a su médico si presenta cualquiera de estos síntomas:

- Aumento repentino o gran cantidad de sangre de la herida en el tubo o en el contenedor.
- Empeoramiento del dolor o la sensibilidad en la zona de la herida.
- La herida o el área alrededor de la herida está enrojecida, dolorida, inflamada, o la piel pica o presenta sarpullido.
- Siente la herida o la piel caliente al tacto.
- Se produce un cambio en la secreción de la herida, especialmente nuevo pus o fluido amarillo o espeso en el contenedor.
- Fiebre, escalofríos, dolores, molestias, dolor de cabeza, confusión, náuseas, vómitos o diarrea.
- Mal olor procedente de la herida.



Recordatorios

- Mantenga la unidad de terapia encendida. Si se apaga durante más de dos horas, será necesario cambiar el apósito.
- El apósito debe ser retirado únicamente por un médico, por lo que no lo retire a menos que se le indique. Póngase en contacto con su médico si tiene alguna duda.
- Lleve apósitos de terapia V.A.C.® adicionales a las citas de seguimiento o téngalos disponibles para las visitas médicas a domicilio.
- Conecte la unidad de terapia para cargarla. Es necesario cargar la unidad con la misma frecuencia con la que se carga un teléfono móvil.

Póngase en contacto con su médico si tiene alguna pregunta médica.
En caso de emergencia, llame de inmediato al número de contacto de urgencias local.

NOTA: Para estos productos y tratamientos existen indicaciones específicas, contraindicaciones, advertencias, precauciones e información de seguridad. Consulte con un médico y las instrucciones de uso del producto antes de su aplicación. Este material está dirigido a profesionales sanitarios.

© Solventum 2025. Solventum, el logotipo de la «S» y otras marcas comerciales son marcas comerciales de Solventum o sus filiales. Otras marcas son propiedad de sus respectivos dueños. OMG1536392.

