solventum

3M Health Care
es ahora Solventum



Control eficaz del exudado abundante con el apósito adecuado

Evaluación comparativa de la capacidad de absorción de los apósitos superabsorbentes y de espuma.

Jackson S, Jurjevic S, Bongards C, Schuell C. Capacidad de absorción de los apósitos superabsorbentes frente a los de espuma. EWMA 2025; del 26 al 28 de marzo; Barcelona, España.

Observaciones

Las heridas crónicas con altos niveles de exudado plantean importantes retos:

- Riesgo de maceración[1]
- Cambios frecuentes y no programados de apósitos[2,3]
- Mayor malestar del paciente[4]
- Mayor carga de trabajo clínico y mayor coste[5]

Un paso más allá de la espuma

Elija los apósitos superabsorbentes 3M™ Kerramax Care™ para heridas con gran exudado.



Puntos clave

Escanear el código QR para ver cómo los apósitos Kerramax Care superan en cuanto a capacidad de absorción a nueve de los principales apósitos de espuma.

Resultado del aprendizaje

- ☑ Los apósitos Kerramax Care ofrecen una mayor capacidad de absorción y retención de líquidos que los apósitos de espuma.
- ☑ Los apósitos Kerramax Care son ideales para heridas con niveles de exudado de moderados a muy elevados.
- ☑ Los apósitos Kerramax Care ofrecen una mayor retención de líquidos, incluso bajo compresión.

Transformar los datos en una mejor atención sanitaria

Los apósitos de espuma son los más adecuados para el tratamiento de niveles bajos de exudado.

Los apósitos superabsorbentes, como Kerramax Care, son ideales para heridas con niveles elevados de exudado.

Los apósitos superabsorbentes son más económicos que las espumas y pueden reducir los gastos del tratamiento gracias a su mayor capacidad de absorción.

Elección adecuada de apósito



Nivel adecuado de exudado

= **Mejores resultados**

Ayuda a reducir los costes

Póngase en contacto con su representante local de Solventum para recibir formación y visite nuestra página web para obtener más información. **solventum.com**

solventum

Solventum
Medical Surgical Business
KCI Clinic Spain S.L.U.
Edificio Dublín
Via Dublin, 7 - 2ª Planta,
28042 Madrid

Referencias: 1. Milne C, Thomason H, Hughes M. Tratamiento de las heridas con gran exudado: cómo eliminar el riesgo de infección. *Wounds International*. 2020;11(3):42-48. **2.** Hughes, María A., June Jones. Una evaluación a gran escala del tratamiento de heridas con exudado moderado y abundante en el ámbito comunitario. *Wounds UK* 13, n.º 3 (2017). **3.** Jones, June, Jo Barraud. Evaluación de Kerramax Care en el tratamiento de heridas con exudado de moderado a abundante. *British Journal of Community Nursing* 19, n.º Sup3 (2014): S48–S53. **4.** Zhu, X., K. Ryan. ¿Cuándo me liberaré de este dolor de pierna? Estudio cualitativo sobre las experiencias de los pacientes con úlceras crónicas en las piernas en la atención primaria. *Int. Arq. Enfermera. Health Care* 3 (2017): 073,**5.** Unión Mundial de Sociedades de Cuidado de Heridas (WUWHS). Exudado de la herida: evaluación y tratamiento eficaces. *Wounds International*, 2019.

© Solventum 2026. Todos los derechos reservados. Solventum y el logotipo «S» son marcas comerciales de Solventum o de sus filiales. 3M y el logotipo de 3M son marcas comerciales de 3M Company. OMG2195792.