Guide patient pansement V.A.C.® Peel and Place

Note:

Pansement Solventum™ V.A.C.® Peel and Place

Votre médecin vous a prescrit la thérapie par pression négative la plus étudiée au monde : la thérapie 3M™ V.A.C.®.

La thérapie V.A.C.® est la référence mondiale en matière de TPN. Elle crée un environnement favorable à la cicatrisation des plaies en les protégeant des contaminations extérieures, en maintenant une humidité optimale et en stimulant la formation du tissu de granulation.



La Thérapie V.A.C.® favorise le processus de cicatrisation en :

- Maintenant un milieu humide pour la cicatrisation des plaies
- Éliminant les liquides de la plaie et les éléments infectieux
- Facilitant la circulation sanguine et l'oxygénation de la plaie
- Stimulant l'activité cellulaire et favorisant la croissance de nouveaux tissus
- Réduisant la fréquence des changements de pansements



Votre médecin a sélectionné le **pansement V.A.C.® Peel and Place** efficace jusqu'à 7 jours[1].

Ce pansement possède plusieurs caractéristiques qui lui permettent d'être **doux et respectueux pour la peau**, de **favoriser la cicatrisation des plaies** et de **minimiser la douleur** lors de son retrait.

[1] SAT-BSER-05-869347 VAC Peel and Place (Ganymede) BSER. 510(k) K222859.

Informations importantes concernant l'utilisation du **pansement V.A.C.® Peel and Place.**

Comment prendre une douche ?

- L'unité de thérapie V.A.C.® peut être déconnectée afin que vous puissiez prendre une douche. La thérapie ne peut pas être éteinte pendant plus de deux heures par jour. **Si la thérapie est éteinte/interrompue pendant plus de deux heures, le pansement doit être changé.** Ne mettez pas le pansement dans l'eau.
- Avant votre douche : éteignez l'unité, débranchez la tubulure du pansement de celle du réservoir, puis clipez la tubulure.
- Après votre douche : raccordez les tubulures, retirez la pince de la tubulure et allumez l'unité.
- Veuillez consulter votre professionnel de santé si vous avez d'autres questions ou préoccupations.

Que se passe-t-il si l'alarme de l'unité de la thérapie V.A.C.® se déclenche ?

- **La thérapie V.A.C.® est conçue pour votre sécurité et dispose d'alarmes pour vous alerter d'un problème potentiel.** Dans la plupart des situations, la raison du déclenchement de l'alarme est facilement résolue.
- Reportez-vous aux documents fournis avec votre unité de thérapie pour obtenir des informations sur les alertes et les alarmes. Si nécessaire, appelez votre professionnel de santé ou Solventum pour obtenir de l'aide. Votre professionnel de santé peut vous expliquer tout ceci plus en détail, afin que vous soyez à l'aise avec ce système d'alarme.

Que faire en cas de fuite ?

- **Lissez le film adhésif pour vous assurer qu'il n'y a pas de bulles d'air.** Si les bords roulent ou s'il y a une fuite, placez un patch avec un film adhésif supplémentaire, comme le champ 3M™ V.A.C. Dermatac™ ou le champ 3M™ V.A.C.®. Si la fuite persiste, veuillez consulter votre professionnel de santé.

Pourquoi mon pansement est-il changé moins fréquemment que pour d'autres traitements des plaies ?

- Chaque dispositif médical reçoit une autorisation différente de l'organisme notifié national en fonction des recherches cliniques qui permettent d'élaborer les instructions d'utilisation. La thérapie V.A.C.® avec le pansement V.A.C.® Peel and Place est efficace jusqu'à 7 jours.

Pourquoi y a-t-il une odeur qui provient de la thérapie ?

- Les plaies traitées avec la thérapie V.A.C.® peuvent avoir une odeur due aux fluides de la plaie, qui contiennent des bactéries et des protéines. Le type de bactéries et de protéines présentes peut être responsable du type et de la force de l'odeur.
- Le réservoir devra peut-être être changé plus souvent afin de contrôler les odeurs. Veuillez consulter votre professionnel de santé si vous avez d'autres questions ou préoccupations.

Quand dois-je appeler mon professionnel de santé lorsque je suis sous thérapie V.A.C.® ?

Contactez immédiatement votre professionnel de santé si vous présentez l'un de ces symptômes :

- Une grande quantité de sang, ou une augmentation soudaine de celle-ci, provenant de la plaie et s'écoulant dans la tubulure ou le réservoir.
- Une aggravation de la douleur ou de la sensibilité au niveau du site de la plaie.
- La plaie ou la zone autour de la plaie est rouge, douloureuse, enflée, ou la peau vous démange ou présente une éruption cutanée.
- La plaie ou la peau est chaude au toucher.
- Il y a un changement dans l'écoulement de la plaie, en particulier du pus qui n'était pas présent auparavant ou un écoulement jaune ou épais dans le réservoir.
- Des signes tels que fièvre, frissons, courbatures, douleurs, maux de tête, confusion, nausées, vomissements ou diarrhée.
- Une mauvaise odeur provenant de la plaie.

Rappels

- Laissez l'unité de thérapie allumée. **Si le pansement est retiré pendant plus de deux heures, il devra être changé.**
- **Le pansement est destiné à être retiré uniquement par un professionnel de santé,** ne le retirez donc pas à moins d'y être invité. Contactez votre professionnel de santé si vous avez des inquiétudes.
- Apportez tous les pansements de la thérapie V.A.C.® supplémentaires aux rendez-vous de suivi ou gardez-les à disposition pour les visites de santé à domicile.
- **Branchez l'unité de thérapie pour la charger.** Vous devez charger l'unité aussi souvent que vous chargez votre téléphone portable. Gardez la thérapie active pendant le chargement de votre unité

Contactez votre professionnel de santé pour toute question médicale.
En cas d'urgence, appelez immédiatement le numéro de contact d'urgence local.

REMARQUE : des indications spécifiques, des contre-indications, des avertissements, des précautions et des informations de sécurité existent pour ces produits et ces thérapies. Veuillez consulter un clinicien et lire les instructions d'utilisation du produit avant d'en faire usage. Ce document est destiné aux professionnels de santé.

© 2025, Solventum. Solventum, le logo S sont des marques déposées de Solventum. Toutes les autres marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Pansements 3M™ V.A.C.® : Dispositifs médicaux de classe IIa ou IIb selon la référence, CE 2797. Unité de Thérapie 3M™ ActiV.A.C.™, 3M™ V.A.C.® Ulta , Prevena™ Plus 125, Film 3M™ V.A.C.® : Dispositifs Médicaux de classe IIa ou IIb selon la référence, CE2797. Fabricant KCI USA. Lire attentivement la notice avant toute utilisation. Distribués par Solventum France, 1 Parvis de l'Innovation, 95006 Cergy[1]Pontoise cedex. Med-Surg-421 Août 2025.

© Solventum 2025. Solventum, le logo S et les autres marques commerciales sont des marques commerciales de Solventum ou de ses filiales. Les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. OMG1536392.

solventum