

Lad indsatsen fra to arbejde for dig.

Styrken ved 3M™ Kerramax Care™ superabsorberende forbinding og det to-lags kompressionssystem 3M™ Coban™ 2 kan hjælpe dig med at behandle venøse bensår.



En kombination, som dine patienter kan have tillid til.

Kombinationen af 3M™ Kerramax Care™ forbindingen og 3M™ Coban™ 2 Kompressionssystem er designet til at hjælpe klinikere og patienter med behandlingen af venøse bensår. Den lave profil på Kerramax Care forbindingen og dens evne til at absorbere og tilbageholde eksudat, selv under kompression, gør den til en stærk partner ved kompressionsbehandling.^{1,2} Det to-lags Coban-kompressionssystem er et kompressionsbandagesystem i to lag, som er designet til at yde den terapeutiske kompression, der kræves til behandling af patienter med venøse bensår.³

Wounds International udgav for nylig otte casestudier, der evaluerer den kliniske ydeevne for Kerramax Care forbindelse og det to-lags Coban 2-kompressionssystem. Resultaterne viser, at patienter med venøse bensår, der behandles under forskellige plejeforhold, var tilfredse med den kombinerede behandling. Det blev rapporteret, at Kerramax Care forbindingen blev på plads, mens den blev båret under kompression, tilbageholdt eksudat, og der blev ikke observeret gennemtrængning eller lækage.¹

1 3M™ Kerramax Care™ Superabsorberende forbindelse



3M™ Kerramax Care™
Superabsorberende forbindelse

Kroniske og meget væskende sår er vanskelige for både kliniker og patient. For meget væske kan gøre det svært at opnå en optimal fugtbalance, og det kan føre til maceration.

Kerramax Care forbindelse, med den avancerede Exu-Safe™-teknologi, absorberer og holder høje niveauer af serøs og tyktflydende væske væk fra huden omkring såret og sårlejet og hjælper med at reducere hudmaceration, selv under kompression.^{1,4}

Den høje absorption og tilbageholdelse i Kerramax Care forbindingen kan medføre færre forbindingsskift og minimere forstyrrelse af sårlejet.^{4,5}

En positiv patientoplevelse kan føre til reduceret stress og bekymring ved håndtering af kroniske sår, og det kan være med til at reducere smerte og forbedre patientens overholdelse af behandlingen. Kerramax Care forbindelse er designet med henblik på patientens komfort.^{4,5}

70%
af patienter



Forbindingen scorede mellem 8-10 med fremhævelse af et **højt niveau af komfort og en positiv patientoplevelse.**⁴

90%

Glad for at fortsætte



90 % af svarene angav at være glad for at fortsætte med at bruge Kerramax Care-forbindinger som førstevalg til behandling af meget væskende sår.⁴

Vigtigste fordele



Absorberer og fastholder store mængder eksudat^{4,5}



Lav profil, blød, formbar og foldbar²



Hjælper med at binde bakterier og MMP'er til forbindings kerne^{6*}



Nem at påføre (begge sider kan bruges)



Kan bruges under kompression⁵



Kan blive siddende i syv dage

*Som demonstreret *in vitro*. Den kliniske relevans er ikke blevet undersøgt.



Venøse bensår berører 1 % til 2 % af befolkningen, og prævalensen stiger ≤ 4 % for personer >65 år.⁷

En månedlig reduktion af overfladeområdet på

30% 

giver helingsraten en basislinje for venøse bensår, der behandles med kompressionsbehandling og avancerede forbindinger.⁸

2 3M™ Coban™ 2 To-lags kompressionssystem og to-lags 3M™ Coban™ 2 Lite-kompressionssystem

Coban 2-kompressionssystemet og Coban 2 Lite-kompressionssystemet yder effektiv kompressionsbehandling, som har vist sig at bidrage til effektiv behandling af venøse bensår via ødemreduktion, færre smerter og forbedring af en patients daglige aktiviteter.^{9,10,11}

Coban 2-kompressionssystemet er nemt at anlægge og fjerne, er designet til at blive siddende^{9,10} og muliggør brug af normalt fodtøj, samtidig øges patientens komplians og muligheden for mere effektiv behandling.^{9,11}



3M™ Coban™ 2
To-lags kompressionssystem



3M™ Coban™ 2 Lite
To-lags kompressionssystem

49%

venøse bensår **helbredes med kompression**¹²



Coban 2-kompressionssystemet er også effektivt til reduktion af lymfødem og kronisk ødem



Vigtigste fordele



Hurtige og nemme appliceringer



Terapeutisk kompression, der bliver siddende



Komfortabel, for at forbedre patientens komplians



Indeholder ikke naturgummilætex



Tilpasser sig patientens anatomi



Giver ensartet kompression



Er med til at muliggøre en mere normal livsførelse

Bestillingsinformation

3M™ Kerramax Care™ Superabsorberende forbindelse

Varenummer	Størrelse	Forbindinger/æske
PRD500-025	5 cm x 5 cm	10
PRD500-050	10 cm x 10 cm	10
PRD500-100	13,5 cm x 15,5 cm	10
PRD500-120	10 cm x 22 cm	10
PRD500-240	20 cm x 22 cm	10
PRD500-380-B10	20 cm x 30 cm	10
PRD500-600-B10	20 cm x 50 cm	10

Få vist casestudier
for at se, hvordan disse
produkter skaber et
optimalt miljø til behandling
af venøse bensår:



3M™ Coban™ 2 To-lags kompressionssystem og 3M™ Coban™ 2 Lite To-lags kompressionssystem

Coban 2 to-lags kompressionssystem med lilla kerne og emballage, yder høj kompression og er ideel til behandling af de fleste patienter med ABPI større end eller lig med 0,8. Coban 2 Lite-kompressionssystem, med grøn kerne og emballage, yder et reduceret hviletryk sammenlignet med Coban 2 to-lags kompressionssystem. Designet til ekstremiteter med lille omkreds (f.eks. fingre, arme, tæer), til patienter, som er mindre tolerante over for kompressionsbehandling, herunder personer med blandet ætiologi, til patienter der ikke har prøvet kompression før, eller hvis tolerance ikke kendes. Velegnet til ABPI 0,5 og derover.

Beskrivelse	Varenummer	Rullemål	Ruller/æske	Æsker/karton
Coban 2 kompressionssystem til patienter med ABPI $\geq$ 0,8	2092	Rulle 1 – 5 cm x 1,2 m Rulle 2 – 5 cm x 2,7 m	2 ruller, 1 af hvert lag	8
Coban 2 kompressionssystem til patienter med ABPI $\geq$ 0,8	2094	Rulle 1 – 10 cm x 2,7 m Rulle 2 – 10 cm x 3,5 m	2 ruller, 1 af hvert lag	8
Coban 2 kompressionssystem til patienter med ABPI $\geq$ 0,8	2094XL	Rulle 1 – 10 cm x 3,5 m Rulle 2 – 10 cm x 4,5 m	2 ruller, 1 af hvert lag	8
Coban 2 kompressionssystem til patienter med ABPI $\geq$ 0,8	20096	Rulle 1 – 15 cm x 3,5 m Rulle 2 – 15 cm x 4,5 m	2 ruller, 1 af hvert lag	8
Coban 2 Lite kompressionssystem til patienter med ABPI $\geq$ 0,5	2794E	Rulle 1 – 10 cm x 2,7 m Rulle 2 – 10 cm x 3,2 m	2 ruller, 1 af hvert lag	8

BEMÆRK: Der findes specifikke indikationer, kontraindikationer, advarsler, forholdsregler og sikkerhedsoplysninger for disse produkter og behandlinger. Tal med en kliniker, og se produktets brugsanvisning før anvendelse. Dette materiale er beregnet til fagfolk i sundhedssektoren.

Referencer:

- Hughes, M A, et al. 3M™ Kerramax Care™ Super Absorbent Dressing and 3M™ Coban™ 2 Two-Layer Compression System case series supplement. *Wounds International* (2022), London, UK.
- Jackson S, Lovett J, Stephenson C. An assessment of the conformability of superabsorbent dressings. Poster præsenteret ved: *Wounds UK Annual Conference* 2016, Storbritannien.
- Vowden P, Kerr A, Mosti G. Demystifying mild, moderate and high compression systems – when and how to introduce “lighter” compression. Positionsdokument ved *Wounds International*. Nov 2020.
- Hughes, M. A large-scale evaluation of managing moderate and highly exuding wounds in the community. *Wounds Storbritannien*. 2017;13(3):78-85.
- Jones J, Barraud J. An evaluation of Kerramax Care in the management of moderate to heavily exuding wounds. *Br J Community Nurs*. 2014 Mar; suppl: S8, S50-53.
- Singh G, Byrne C, Thomason H, McBain A. Investigating the microbial and metalloprotease sequestration properties of superabsorbent wound dressings. *Sci Rep*. 2022; 12 (1): 4747
- Schul MW, Melin MM, Keaton TJ. Venous leg ulcers and prevalence of surgically correctable reflux disease in a national registry. *J Vasc Surg Venous Lymphat Disord*. 2023 maj;11(3):511-516. doi: 10.1016/j.jvsv.2022.11.005. Epub 2023 Jan 19. PMID: 36681297.
- Rajhathy, Erin M.; Murray, Heather D.; Roberge, Veronica A.; Woo, Kevin Y. Healing Rates of Venous Leg Ulcers Managed With Compression Therapy: A Secondary Analysis of Data. *Journal of Wound, Ostomy and Continence Nursing* 47(5):s 477-483, september/oktober 2020. | DOI: 10.1097/WON.0000000000000693.
- Mosti G, Crespi A, Mattaliano V. Comparison Between a New, Two-component Compression System With Zinc Paste Bandages for Leg Ulcer Healing: A Prospective, Multicenter, Randomized, Controlled Trial Monitoring Sub-bandage Pressures *WOUNDS* 2011;23(5):126-134
- Moffatt C, et al: A preliminary randomized controlled study to determine the application frequency of a new lymphoedema bandaging system, *British Journal of Dermatology*, bind 166, nr. 3, marts 2012, side 624-632
- Moffatt C et al.: A randomised controlled 8-week crossover clinical evaluation of the 3M™ Coban™ 2 Layer Compression System versus Profore™ to evaluate the product performance in patients with venous leg ulcers
- Guest JF, Fuller GW. Relative cost-effectiveness of three compression bandages in treating newly diagnosed venous leg ulcers in the UK. *J Wound Care*. 2023 Mar 2;32(3):146-158.



Solventum Medical Surgical
HUB Nordic, HUB 1
Kay Fiskers Plads 10
2300 København S
Danmark

Kontakt din lokale Solventum-repræsentant for undervisning, og besøg 3M.com/dk under “Behandling af bensår og ødembehandling” for at få flere oplysninger.



Solventum, tidligere 3M Health Care

© Solventum 2024. Solventum, S-logoet, Kerramax Care og Coban er varemærker af Solventum og dets datterselskaber. 3M og 3M-logoet er varemærker tilhørende 3M. Øvrige varemærker tilhører deres respektive ejere. Alle rettigheder forbeholdes. UK_EN_70-2013-1733-9