









Curoso™ Desinfektionskappen – Für jeden Anschluss die passende Lösung.

Verwendung dieser Kappen	geeignet für folgende Systeme:	<u>Nicht geeignet für:</u>
 <p style="margin: 5px 0;">Curoso™ Desinfektionskappe für nadelfreie Konnektionssysteme</p>	 <p style="margin: 5px 0;">nadelfreie Konnektionssysteme (NFCs)</p>	 <p style="margin: 5px 0;">offene, weibliche Luer-Lock Anschlüsse, wie Dreiwegehähne und Katheterhubs</p>
 <p style="margin: 5px 0;">Curoso™ Stopper Desinfektionskappe für offene, weibliche Luer-Lock Anschlüsse (Petrol oder Rot)</p>	 <p style="margin: 5px 0;">offene, weibliche Luer-Lock Anschlüsse, wie Dreiwegehähne und Katheterhubs</p>	 <p style="margin: 5px 0;">nadelfreie Konnektionssysteme (NFCs)</p>
 <p style="margin: 5px 0;">Curoso™ Tips™ Desinfektionskappe für männlicher Luer-Anschlüsse</p>	 <p style="margin: 5px 0;">männliche Luer-Anschlüsse, wie das distale Ende einer Infusionsleitung</p>	<p>Bitte beachten:</p> <ul style="list-style-type: none"> Wirkstoff: 70% Isopropylalkohol (IPA) desinfiziert innerhalb 1 Minute physische Barriere gegen Kontamination bis zu 7 Tagen, wenn die Kappe nicht entfernt wird einmaliger Gebrauch pro Kappe



**Mehr Information zu Curoso
finden Sie hier.**

STERIL R