

# 3M™ Snap™ Therapie

## Lautlose Unterdruck-Therapie für mobile Patienten



### Produktbeschreibung

Die 3M™ Snap™ Therapieeinheit ist ein kleines, leichtes Unterdruck-Wundtherapie-Einmalgerät. Es kombiniert die einfache Handhabung moderner Wundauflagen mit den bewährten Vorteilen der Unterdrucktherapie. Das innovative und tragbare Design ermöglicht eine stromlose Unterdruck-Wundtherapie.

### Anwendungsgebiete




Das Snap™ Therapiesystem ist zur Behandlung von Patienten indiziert, die von einer Wundbehandlung mit Unterdruck profitieren:

- Chronische-, akute-, traumatische und subakute oder klaffende Wunden
- Oberflächliche Verbrennungen
- Geschwüre (z. B. diabetischer Fuß; Druckgeschwüre/Dekubitus)
- Lappenplastiken und Gewebstransplantationen (Grafts)










### Eigenschaften

- Sehr klein und leicht und dadurch patientenfreundlich
- Lässt sich diskret unter der Kleidung tragen
- Mechanischer Antrieb – keine Batterien oder Stromkabel notwendig

### Bestellinformationen

Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe	Stk./Pkg.	 PZN	 PZN	 Pharmacode
SNPA125	3M™ Snap™ – 125 mmHg Therapie-kartusche	60 ml	1	16832375	*	*
SNPA100	3M™ Snap™ – 100 mmHg Therapie-kartusche	60 ml	1	16832369	*	*
SNPA075	3M™ Snap™ – 75 mmHg Therapie-kartusche	60 ml	1	16832352	*	*
SNPA125P	33M™ Snap™ Plus – 125 mmHg Therapie-kartusche	150 ml	1	16832406	*	*



Artikel-Nr.	Beschreibung	Größe	Stk./Pkg.	 PZN	 PZN	 Pharmacode	
	BKTF14X11	3M™ Snap™ Bridge Dressing Kit, Foam	14 x 11 cm	1	16832458	*	*
	BKTF14X11S	3M™ Snap™ Bridge Dressing Kit with SecurRing™ Hydrocolloid Skin Barrier	14 x 11 cm	1	16832464	*	*
	SKTF10X10	3M™ Snap™ Advanced Dressing Kit, Foam	10 x 10 cm	1	16832412	*	*
	SKTF15X15	3M™ Snap™ Advanced Dressing Kit, Foam	15 x 15 cm	1	16832429	*	*
	SKTF20X20	3M™ Snap™ Advanced Dressing Kit, Foam	20 x 20 cm	1	16832441	*	*
	STPAS	3M™ Snap™ Therapiehalterung, Small	46 cm	1	16832470	*	*
	STPAM	3M™ Snap™ Therapiehalterung, Medium	53 cm	1	16832487	*	*
	STPAL	3M™ Snap™ Therapiehalterung, Large	61 cm	1	16832493	*	*
	STPASP	3M™ Snap™ Plus Therapiehalterung, Small	46 cm	1	16832501	*	*
	STPAMP	3M™ Snap™ Plus Therapiehalterung, Medium	53 cm	1	16832518	*	*
	STPALP	3M™ Snap™ Plus Therapiehalterung, Large	61 cm	1	16832524	*	*
	SRNG10	3M™ Snap™ SecurRing™ aus Hydrokolloid	Ø 5 cm	10	16832180	*	*

\* Produkt erhältlich, keine PZN verfügbar

HINWEIS: Bitte beachten Sie die für diese Produkte und Therapien geltenden Indikationen, Kontraindikationen, Warnungen, Vorsichtsmaßnahmen und Sicherheitsinformationen. Bitte ziehen Sie vor der Anwendung einen Arzt zurate und lesen Sie die Bedienungsanleitung des Produkts. Dieses Material ist für medizinisches Fachpersonal bestimmt.