

3M™ Steri-Strip™ Wundverschlussstreifen



Steri-Strip Wundverschlussstreifen verschließen kleine Schnitte und Wunden. Sie können auch in Verbindung mit Hautnähten und Klammern oder nach deren Entfernung verwendet werden. Die aus mikroporösem Kunstseidenmaterial gefertigten Steri-Strip sind atmungsaktiv und sekretdurchlässig. Der feuchtigkeitsresistente Acrylat-Klebstoff sorgt für perfekte Haftung und die Rayon-Fadenverstärkung für hohe Zugfestigkeit.

Vorteile

- Atmungsaktiv
- Hohe Zugfestigkeit durch Rayonfäden – daher kein Nachdehnen
- Passen sich an und dehnen sich mit den Körperbewegungen
- Steril und latexfrei
- Kann frühzeitiges Entfernen von Klammern/Nähten ermöglichen
- Spart Kosten im Vergleich zu Nahtmaterial und Gewebeklebern
- Hoher Patientenkomfort

Bestellinformationen

Artikel-Nr.	Größe	Stk./Pkg.	 PZN	 PZN	 Pharmacode
R1540	3 × 75 mm	50 × 5 Streifen	04586066	5052208	7806043
R1541	6 × 75 mm	50 × 3 Streifen	04586072	3071414	7808443
R1542	6 × 38 mm	50 × 6 Streifen	04586089	5052220	7809291
R1546	6 × 100 mm	50 × 10 Streifen	04586095	5052237	7809292
R1547	12 × 100 mm	50 × 6 Streifen	04586103	5052243	7809294
R1548	25 × 125 mm	25 × 4 Streifen	04586126	5876642	7808443
R1549	12 × 50 mm	50 × 6 Streifen	06309112	5876665	4420673