

3M™ Tegaderm™ Foam Adhesive

Hochleistungsfähiger, klebender Schaumverband



Produktbeschreibung

Tegaderm Foam Adhesive ist ein feinporiger und hoch absorbierender Schaumverband mit Superabsorber und feuchtigkeitsregulierender Schicht. Er zeichnet sich durch seinen dünnen Kleberand und das patentierte Speichenapplikationssystem aus.

Anwendungsgebiete

Tegaderm Foam Adhesive ist als Primär- oder Sekundärverband bei schwach bis stark exsudierenden oberflächlichen und tiefen Wunden, wie z. B. Dekubitalulcera, Ulcera cruris, Hautrissen, OP- und Schürfwunden vorgesehen.

Eigenschaften

- Patentiertes Speichenapplikationssystem ermöglicht die Applikation mit nur einer Hand
- Reduziert das Risiko von Mazeration durch effektives Exsudatmanagement
- Perfekter Sitz auch an prominenten Stellen
- Sicherer Halt durch dünnen Kleberand – auch bei stärkerer Reibung und feuchter Haut
- Hohe Absorptionsleistung
- Kann beim Duschen verwendet werden

Hinweise

- Haut muss trocken und fettfrei sein.
- Kann in Kombination mit Kompressionverbänden angewandt werden.
- Als Sekundärverband für den Einsatz mit Wundfüllmaterial (z. B. 3M™ Tegaderm™ Alginate) geeignet.

Bestellinformationen

Artikel-Nr.	Abmessung Verband	Abmessung Wundauflage	Stk./Pkg.	🇩🇪 PZN	🇦🇹 PZN	🇨🇭 Pharmacode	🇨🇭 MiGeL
90610	8,8 x 8,8 cm (quadratisch)	5 x 5 cm	10	16394722	2855585	7835450	35.05.04.01.1
90611	10 x 11 cm (oval)	6 x 7,6 cm	10	16394739	2855591	7835451	35.05.04.02.1
90612	14,3 x 14,3 cm (quadratisch)	10 x 10 cm	10	16394745	2855616	7835452	35.05.04.03.1
90613	14,3 x 15,6 cm (oval)	10 x 11 cm	5	16394751	2855622	7835453	35.05.04.03.1
90614	6,9 x 7,6 cm (oval)	3,1 x 3,8 cm	10	16394768	3379589	7835454	35.05.04.01.1
90615	6,9 x 6,9 cm (Kleeblatt-Form)	2,5 x 2,5 cm	10	16394774	3379572	7835455	35.05.04.01.1
90616	19 x 22,2 cm (oval)	14 x 17,1 cm	5	16394805	2855645	7835456	35.05.04.04.1
90619	13,9 x 13,9 cm (rund)	7,6 x 7,6 cm	5	16394811	2855651	7835457	35.05.04.02.1