



Cuatro terapias, un sistema de terapia V.A.C.® Uta 4 de 3M™

Desarrollado por expertos en el cuidado de heridas.



Terapia Veraflo™ de 3M™

Terapia V.A.C.® de 3M™

Terapia Prevena™ de 3M™

Terapia de presión negativa en abdomen
abierto AbThera™ de 3M™

Sistema de terapia V.A.C.® Ulta 4 de 3M™

El resultado de nuestro compromiso continuo con las innovaciones tecnológicas de presión negativa basadas en las necesidades del médico y del paciente.

Tecnología avanzada al alcance de la mano

- **Eficiente:** un dispositivo, cuatro terapias
- **Intuitivo:** una navegación simplificada significa menos tiempo de capacitación
- **Adaptable:** elija nuevos valores predeterminados de inicio rápido Tocar y Comenzar (TAB) o elija una terapia personalizada
- **Detallado:** acceso a datos de monitoreo de la información de terapia (TIM) acumulados y durante 24 horas
- **Útil:** la función Seal Check™ de 3M™ ayuda al usuario a encontrar fugas de presión negativa en el sistema

Sistema de terapia V.A.C.® Ulta 4 de 3M™

Una vez más, la terapia V.A.C.®

La tecnología en la que confía para obtener los resultados que necesita.

Tecnología SensaT.R.A.C.™ de 3M™: tecnología patentada que controla y mantiene continuamente la presión en el lugar de la herida mediante el ajuste en la salida de la bomba y la compensación de las características de distancia, posición y exudado de la herida.

Tecnología Easyclear Purge™ de 3M™: ayuda a prevenir y eliminar las obstrucciones al empujar el aire periódicamente a través de los lúmenes externos.

Tecnología Seal Check™ de 3M™: las señales visuales y sonoras ofrecen información instantánea para ayudar a identificar las fugas.

>1,900

publicaciones revisadas por pares respaldan el valor de la tecnología de presión negativa de 3M¹

>10M

de heridas tratadas en todo el mundo con la terapia V.A.C.®²



Terapia Veraflo™ de 3M™

Terapia V.A.C.® de 3M™

Terapia Prevena™ de 3M™

Terapia de presión negativa en abdomen
abierto AbThera™ de 3M™

Terapia Veraflo™ de 3M™

Combina las ventajas de la terapia V.A.C.® de 3M™ con la distribución y eliminación automática de la solución

- **Administración volumétrica:** la bomba automatizada suministra soluciones tópicas para heridas
- **Asistencia en el llenado:** permite al usuario controlar el volumen de instilación inicial y guarda los datos para uso futuro
- **Remojar el apósito:** instilación de solución tópica en la herida para facilitar la remoción del apósito y la comodidad del paciente

Características de la terapia Veraflo™ de 3M™

- **Conectores de instilación:** diseñado con aletas para facilitar la conexión y desconexión
- **Extensión del brazo de suspensión:** proporciona espacio adicional para ayudar a reducir las torceduras de los tubos que pueden causar alertas de bolsa/frasco de solución vacíos
- **Capacidad de seguimiento del volumen de instilación** de manera acumulada y durante 24 horas



Terapia Veraflo™ de 3M™: Eficiente. Eficaz. Económico.

Una revisión sistemática de estudios comparativos y un metanálisis de 13 estudios y 720 pacientes con diversos tipos de heridas mostraron que la terapia Veraflo ofrecía ventajas significativas sobre el control, que incluía la Terapia V.A.C.®^{3,4}

>30%

Menos desbridamientos quirúrgicos^{3,4}

(1,77 desbridamientos frente a 2,69, $p = 0,008$)^{3,4}

2 veces

Las heridas estaban listas para el cierre casi dos veces más rápido^{3,4}

(7,88 días frente a 14,36 días, $p = 0,003$)^{3,4}

2,39 veces

Las heridas tuvieron 2,39 veces más probabilidades de cerrarse³

(1,77 desbridamientos frente a 2,69, $p = 0,008$)^{3,4}

>50%

Reducción de la duración del tratamiento^{3,4}

(9,88 días frente a 21,8 días, $p = 0,02$)^{3,4}

4,4 veces

Mayores probabilidades de reducir el recuento bacteriano³

($p = 0,003$)³

Terapia V.A.C.® de 3M™

Desde las heridas traumáticas hasta las úlceras por presión, es la misma NPWT (Terapia de presión negativa para heridas) en la que usted confía hoy para obtener resultados positivos:

- Potencia la formación de tejido de granulación
- Disminuye los márgenes de la herida
- Elimina el exudado
- Elimina el material infeccioso
- Reduce el edema



Nota: Los apósitos que se muestran arriba se venden en kits de apósitos con la almohadilla SensaT.R.A.C.™ de 3M™, el paño V.A.C. de 3M™ y la regla V.A.C.® de 3M™.

No todos los sistemas de NPWT son Terapia V.A.C.®

Un análisis retrospectivo de la base de datos observacional realizado en registros de 21 638 pacientes hospitalizados por Premier Research Services comparó la terapia V.A.C.® con otros productos de NPWT y demostró:⁵

10 %

menos de tiempo de estancia hospitalaria*

11 %

menos de gastos totales de hospitalización**

US\$ 14,500

de disminución en los gastos de hospitalización por paciente

*Cálculo del % de reducción basado en 13,0 días (terapia V.A.C.®) frente a 14,5 días (otras NPWT) (p < 0,001).

**Cálculo del % de reducción basado en US\$ 112 759 (Terapia V.A.C.®) frente a US\$ 127 272 (otra NPWT). (p = 0,001).

Terapia Prevena™ de 3M™

Manejo óptimo de las incisiones quirúrgicas cerradas

- El apósito se puede utilizar por un máximo de 7 días
- Actúa como barrera contra la contaminación externa
- Ayuda a mantener unidos los bordes de la incisión
- Disminuye la tensión lateral de las incisiones cerradas (suturas/grapas)⁶
- Elimina fluidos y materiales infecciosos
- Reduce el edema
- Apósito Prevena™ Peel and Place de 3M™ diseñados para facilitar su uso
- Apósito Prevena™ Plus Customizable de 3M™ diseñado para la mayor flexibilidad

Facilita el traslado de pacientes ambulatorios sin la necesidad de quitar el apósito

- Función Seal Check™ de 3M™: indica si el sello está intacto para trasladar a la unidad de terapia Prevena™ 125 de 3M™ o a la unidad de terapia Prevena™ Plus 125 de 3M™



Apósito Prevena™
Peel and Place de 3M™

Apósito Prevena™ Plus
Customizable de 3M™

Las incisiones pueden ser complicadas y costosas

61%

De disminución en las complicaciones importantes de la herida ($p < 0,001$)*

59%

De disminución en las tasas de readmisión ($p < 0,04$)**

US\$ 6045

De disminución en el costo total medio por paciente ($p = 0,11$)⁸

*Cálculo del % de reducción basado en 13,0 días (terapia V.A.C.®) frente a 14,5 días (otras NPWT) ($p < 0,001$).

**Cálculo del % de reducción basado en US\$ 112 759 (Terapia V.A.C.®) frente a US\$ 127 272 (otra NPWT). ($p = 0,001$).

Terapia de presión negativa en abdomen abierto AbThera™ de 3M™

Diseñados para la simplicidad y la aplicación rápida para manejar activamente el abdomen abierto

- Proporciona tensión medial, lo que ayuda a minimizar la retracción de la fascia y la pérdida de dominio⁹
- Proporciona presión negativa continua para eliminar el exudado de volúmenes elevados y ayudar a reducir el edema

Olvídese de las conjeturas a la hora de identificar las fugas

- La función Seal Check™ de 3M™ proporciona señales visuales y sonoras para ayudar a identificar las fugas de presión negativa en el sistema
- Alerta de fuga con bomba continua
En caso de alerta de fuga, la bomba seguirá funcionando



Apósito para abdomen abierto AbThera™ SensaT.R.A.C.™ de 3M™

El método correcto de cierre abdominal temporal (TAC) puede ayudar a mejorar los resultados de los pacientes

Un estudio prospectivo de la terapia AbThera mostró mejores resultados a los 30 días en comparación con la técnica de compresión al vacío de Barker (BVPT) en pacientes con traumatismo y quirúrgicos:¹⁰

53 %

De disminución en la tasa de mortalidad por cualquier causa a los 30 días*

35 %

más propensos a lograr el cierre fascial primario**

*Cálculo del % en función de la mortalidad por cualquier causa a los 30 días del 14 % para los pacientes tratados con AbThera en comparación con el 30 % de los pacientes tratados con la BVPT ($p = 0,01$)

**Cálculo del % en función de la tasa de cierre fascial primario a los 30 días del 69 % para los pacientes tratados con AbThera en comparación con el 51 % de los pacientes tratados con la BVPT ($p = 0,03$)

Información sobre pedidos del sistema de terapia V.A.C.® Ulta 4 de 3M™

ULTDEV01/US	Unidad de terapia V.A.C.® Ulta 4 (EE. UU.) de 3M™
ULTVFL05SM	Apósito V.A.C. Veraflo™ de 3M™, caja de 5 unidades, pequeño
ULTVFL05MD	Apósito V.A.C. Veraflo™ de 3M™, caja de 5 unidades, mediano
ULTVFL05LG	Apósito V.A.C. Veraflo™ de 3M™, caja de 5 unidades, grande
ULTVCL05MD	Apósito V.A.C. Veraflo Cleanse™ de 3M™, caja de 5 unidades, mediano
ULTVCC05MD	Apósito V.A.C. Veraflo Cleanse Choice™ de 3M™, caja de 5 unidades, mediano
ULTVCC05LG	Apósito V.A.C. Veraflo Cleanse Choice™ de 3M™, caja de 5 unidades, grande
ULTLNK0500	V.A.C. Veralink™ Cassette, caja de 5 unidades
M8275063/5	Recipiente con gel de 500 ml para usar con el sistema de terapia V.A.C.® Ulta, caja de 5
M8275063/10	Recipiente con gel de 500 ml para usar con el sistema de terapia V.A.C.® Ulta, caja de 10
M8275093/5	Recipiente con gel de 1000 ml para usar con el sistema de terapia V.A.C.® Ulta, caja de 5
PRE1155US	Apósito Prevena™ Peel and Place de 3M™ – 13 cm
PRE1055US	Apósito Prevena™ Peel and Place de 3M™ – 20 cm
PRE3255US	Apósito Prevena™ Peel and Place de 3M™ – 35 cm
PRE4055US	Apósito Prevena™ Plus Customizable de 3M™
PRE4000US	Unidad de terapia Prevena™ Plus 125 de 3M™ – 7 días
PRE4010US	Unidad de terapia Prevena™ Plus 125 de 3M™ – 14 días
PRE4095US	Envase Prevena™ Plus de 3M™ de 150 ml
ABT1055	Apósito para abdomen abierto AbThera™ Advance de 3M™
M8275026/5	Apósito para abdomen abierto AbThera™ Sensa T.R.A.C.™ de 3M™

Para obtener más información sobre los beneficios de la terapia V.A.C.® Ulta 4, comuníquese con su representante local.

Referencias

- 3M™ V.A.C.® Publications Report, 2021 Mar 24.
- KCI. Cumulative NPWT Wounds - 10 million_ 2013-2015_Internal Report (v1.0). 2018.
- Gabriel, Allen MD, FACS; Camardo, Mark MS; ORourke, Erin BS; Gold, Rebecca BS; Kim, Paul J. DPM, MS, FACFAS Effects of Negative-Pressure Wound Therapy With Instillation versus Standard of Care in Multiple Wound Types: Systematic Literature Review and Meta-Analysis, *Plastic and Reconstructive Surgery*: January 2021 - Volume 147 - Issue 1S-1 - p 68S-76S doi: 10.1097/PRS.00000000000007614.18.
- Camardo, Mark. Veraflo Meta-Analysis Standardized and Non-Standardized Means., 3M Internal Report, San Antonio, Texas, 2020.
- Law A, Beach K. Hospital Stay Costs Associated With Negative Pressure Wound Therapy. Poster presented at the Symposium on Advanced Wound Care. 2014 Oct 16-18, Las Vegas, Nevada.
- Wilkes RP, Kilpadi DV, Zhao Y, Kazala R, McNulty A. Closed incision management with negative pressure wound therapy (CIM): biomechanics. *Surg Innov* 2012;19:67-75.
- DiMuzio P, Staley C, Reiter D, McCullough M, Goss S, Arosemena M, Abai B, Salvatore D. A randomized study evaluating negative pressure therapy to decrease vascular groin wound complications. *J Vasc Surg*. 2017 July;65(6):1335.
- Kwon J, Staley C, McCullough M, Goss S, Arosemena M, Abai B, Salvatore D, Reiter D, DiMuzio P. A randomized clinical trial evaluating negative pressure therapy to decrease vascular groin incision complications. *J Vasc Surg*. 2018 Dec;68(6):1744-1752. doi: 10.1016/j.jvs.2018.05.224. Epub 2018 Aug 17. PMID: 30126781.
- Miller PR, Meredith JW, Johnson JC, Change MC. Prospective evaluation of vacuum-assisted fascial closure after open abdomen: planned ventral hernia rate is substantially reduced. *Annals of Surgery*. 2004 May;239(5):608-614.
- Cheatham ML, Demetriades D, Fabian TC, et al. Prospective study examining clinical outcomes associated with a negative pressure wound therapy system and Barker's vacuum packing technique. *World J Surg*. 2013 Sept;37(9):2018-2030.

NOTA: Existen indicaciones, contraindicaciones, advertencias, precauciones e información de seguridad específicas para estos productos y terapias. Consulte a un médico y las instrucciones del producto para su uso antes de la aplicación. Este material está destinado a profesionales sanitarios.



Para más información, visite [Solventum.com/es-es/home/](https://www.solventum.com/es-es/home/)