


	Producto	Referencia	Embalaje	Indicaciones de uso	Plazos para resultados	Incubadora/ lector automático
Lectura superrápida		1491 Tapón azul oscuro	50 unidades/caja 4 cajas/embalaje	 Gravedad: 132 °C = 3 o 10 minutos 135 °C = 3 o 10 minutos		 Lectores automáticos 490/490M
		1492V Tapón marrón	50 unidades/caja 4 cajas/embalaje	 Extracción dinámica de aire (prevacío y SFPP): 132 °C = 3, 3,5, 4, 5,5 o 6 minutos 134 °C = 3 o 4 minutos 135 °C = 3, 3,5 o 10 minutos		
		1493 Tapón azul claro	50 unidades/caja 4 cajas/embalaje	 Gravedad: 121 °C = 30 minutos Extracción dinámica de aire (prevacío y SFPP): 121 °C = 15, 20, 30 o 35 minutos		
		1493P Tapón azul claro	50 unidades/caja 5 cajas/embalaje			
		1492PCD-24	24 paquetes 24 controles/caja	 Extracción dinámica de aire (prevacío y SFPP): 132 °C = 4 minutos 134 °C = 4 minutos 135 °C = 3 minutos		
		1492PCD-05	24 paquetes 5 controles/caja			
		1493PCDG-24	24 paquetes 24 controles/caja	 Desplazamiento por gravedad: 121 °C = 30 minutos		
Lectura rápida		1291	50 unidades/caja 4 cajas/embalaje	 Gravedad: 132 °C ≥ 3 minutos		 Lector automático 390
		1292	50 unidades/caja 4 cajas/embalaje	 Gravedad: 121 °C ≥ 20 minutos Asistido por vacío: 132 °C ≥ 4 minutos		
		1296	25 paquetes/caja 25 controles/caja	 Gravedad: 121 °C = 30 minutos Asistido por vacío: 132 °C ≥ 4 minutos		
Estándar		1261	100 unidades/caja 4 cajas/embalaje	 Gravedad: 132 °C		 Incubadora 118
		1262	100 unidades/caja 4 cajas/embalaje	 Gravedad: 121 °C Asistido por vacío: 132 °C Gravedad (solo esterilizadores de sobremesa): 132 °C > 3 minutos		
		1262P	25 unidades/caja 4 cajas/embalaje			

** Los indicadores biológicos 3M™ Attest™ 1491, 1492V, 1493 se pueden leer en 24 minutos cuando se utilizan con el minilector automático 3M™ Attest™ 490M o con el lector automático 3M™ Attest™ 490 o 490H con versión de software 4.0.0 o superior.

**Debe usarse junto con la incubadora de indicadores biológicos 3M™ Attest™ 116.

KCI Clinic Spain, S.L.U.

C/ Juan Ignacio
Luca de Tena 19-25
28027 Madrid
España

www.solventum.com/es-es

Consulte las instrucciones de uso (IFU) del producto para obtener una lista completa de instrucciones, advertencias y precauciones.

© Solventum 2025. Solventum, el logotipo de la "S" y otras marcas comerciales son marcas comerciales de Solventum o sus filiales. 3M es una marca registrada de 3M. OMG1755711.