



No requiere ensamblaje


3M™ Attest™ Paquete de desafío
transparente para Peróxido de Hidrógeno
Vaporizado Super Rápido 1295PCD



VH2O2

Mejora tu práctica de monitoreo de esterilización VH2O2

Ahorra tiempo y reduce posibles errores con el 3M™ Attest™ Paquete de desafío transparente para Peróxido de Hidrógeno Vaporizado Super Rápido 1295PCD, que incluye un Indicador Biológico (IB) y un Indicador Químico (IQ). Es el primer y único paquete de desafío de VH2O2 pre-ensamblado que se puede utilizar para monitoreo y calificación de rutina en múltiples marcas, modelos y tipos de ciclos de esterilizadores.*



Optimiza el flujo de trabajo y el inventario de esterilización



El primer paquete de prueba para VH2O2 pre-ensamblado que contiene un IQ y un IB

- ✓ Ahorra tiempo y reduce la posibilidad de error: no es necesario preparar doble bolsa tyvek con IB e IQ
- ✓ El diseño pre-ensamblado representa con mayor precisión un paquete o contenedor dentro de la cámara, que el uso de un IB autónomo para el monitoreo de la carga
- ✓ Simula el desafío de la eliminación de aire y la penetración de VH2O2 que plantean dispositivos individuales, paquetes individuales y cargas de dispositivos.
- ✓ Mejora la práctica de monitoreo de esterilización por VH2O2 a un nivel similar a las mejores prácticas de esterilización por vapor
- ✓ Validado en múltiples marcas, modelos y tipos de ciclos para VH2O2 unificando en un solo producto, tus necesidades de monitoreo
- ✓ Dispositivo autónomo que permite un desafío consistente y estandarizado.

Información sobre Pedidos

Producto	Número de Catálogo	Empaque	Envío
3M™ Attest™ Paquete de desafío transparente para Peróxido de Hidrógeno Vaporizado Super Rápido	1295PCD-24	6 PCD/bolsa	4 bolsas y 24 controles/estuche
3M™ Attest™ Paquete de desafío transparente para Peróxido de Hidrógeno Vaporizado Super Rápido	1295PCD-05	6 PCD/bolsa	4 bolsas y 5 controles/estuche



Solventum Colombia
Negocio Médico Quirúrgico

Calle 108 # 45-27 Paralelo 108
Edificio 3 Oficina 1601
Bogotá - Colombia
productos.co@solventum.com
01 800 5185 200

3M Health Care ahora es Solventum

©Solventum 2025. Solventum, el logotipo S y Attest son marcas registradas de Solventum o sus filiales. 3M y el logotipo de 3M son marcas comerciales registradas de 3M. Las demás marcas comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios. 70-2013-1753-7



Escanee el QR y
vea el video de
aplicación.