

Una solución simplificada que vale la pena mirar

3M™ Attest™ Paquete de Desafío Transparente para Vapor Súper Rápido



Conozca las soluciones más completas para el monitoreo de la esterilización por vapor*

Confíe en sus ciclos de esterilización por vapor con nuestros nuevo paquete de desafío transparentes y fáciles de usar. Está preensamblado y le permite inspeccionar el IB y el IQ antes y después del proceso de esterilización, sin necesidad de abrir el paquete.

- ✓ Preensamblado y fácil de usar
- ✓ Su diseño transparente le permite inspeccionar el Indicador Biológico (IB) y el Integrador Químico (IQ) antes y después del procesamiento estéril sin abrir el paquete
- ✓ Representa un desafío para el proceso de esterilización equivalente al PCD de referencia de AAMI
- ✓ Esta diseñado para aumentar la resistencia más allá de la medida obtenida con un indicador biológico (IB) individual
- ✓ Puede reducir el desperdicio en un 82 % en comparación con nuestro paquete líder de pruebas de papel 3M™

*3M™ Attest™ Paquete de Desafío Transparente para Vapor Súper Rápido (Códigos 1492PCD, 1492PCDE, 1493PCDG) ofrecen a los clientes 8 tipos de ciclo aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos de EE. UU. (FDA por sus siglas en inglés) con sus 3 paquetes de desafío. Basado en las autorizaciones de ciclos de la FDA de EE. UU. al 17 de enero de 2025.

Claramente, una mejor manera de monitorear los ciclos de esterilización

3M™ Attest™ Paquete de Desafío Transparente para Vapor Súper Rápido



El paquete de reto 1492PCD consta de una carcasa plástica transparente y un canal tortuoso que permite la remoción de aire y la penetración del agente esterilizante. Este canal se conecta a una cavidad que contiene los productos de monitoreo, los cuales están cubiertos por una tapa de aluminio.

Información de pedidos para esterilización por vapor

VAPOR	Información de pedidos para esterilización por vapor			
	Producto	Código	Empaque	Envíos
	3M™ Attest™ Dispositivo de Desafío de Processo Transparente a Vapor	1492PCD-05	24 paquetes	5 controles/caja
Indicadores Biológicos		Código	Empaque	Envíos
3M™ Attest™ Indicador Biológico de Lectura Súper Rápida		1492V	50/bolsa	4 bolsas/caja



Solventum Chile
Negocio Médico Quirúrgico
Los Militares 4611 P.12
Las Condes, Santiago - Chile
productos.cl@solventum.com
800 914 850

Póngase en contacto con su representante de Solventum

3M Cuidados de la salud ahora es Solventum

© Solventum 2025. Solventum, el logotipo S y Attest son marcas comerciales de Solventum o sus filiales. 3M y el logotipo de 3M son marcas comerciales de 3M. Otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.