

Una solución simplificada que vale la pena mirar

3M™ Attest™ Paquete de Desafío Transparente para Vapor Súper Rápido



Conozca las soluciones más completas para el monitoreo de la esterilización por vapor*

Confíe en sus ciclos de esterilización por vapor con nuestros nuevos paquetes de desafío transparentes y fáciles de usar. Están preensamblados y le permiten inspeccionar el IB y el IQ antes y después del proceso de esterilización, sin necesidad de abrir el paquete.

- ✓ Preensamblados y fáciles de usar
- ✓ Su diseño transparente le permite inspeccionar el Indicador Biológico (IB) y el Integrador Químico (IQ) antes y después del procesamiento estéril sin abrir el paquete
- ✓ Representa un desafío para el proceso de esterilización equivalente al PCD de referencia de AAMI
- ✓ Esta diseñado para aumentar la resistencia más allá de la medida obtenida con un indicador biológico (IB) individual
- ✓ Puede reducir el desperdicio en un 82 % en comparación con nuestro paquete líder de pruebas de papel 3M™

Claramente, una mejor manera de monitorear los ciclos de esterilización

3M™ Attest™ Paquetes de Desafío Transparente para Vapor Súper Rápidos



El paquete de reto 1492PCD consta de una carcasa plástica transparente y un canal tortuoso que permite la remoción de aire y la penetración del agente esterilizante. Este canal se conecta a una cavidad que contiene los productos de monitoreo, los cuales están cubiertos por una tapa de aluminio.

Información de pedidos para esterilización por vapor

VAPOR	Producto	Código	Empaque	Envíos
	 3M™ Attest™ Dispositivo de Desafío de Processo Transparente a Vapor	1492PCD-05	24 paquetes	5 controles/caja

Indicadores Biológicos	Código	Empaque	Envíos
3M™ Attest™ Indicador Biológico de Lectura Súper Rápida	1491	50/bolsa	4 bolsas/caja
3M™ Attest™ Indicador Biológico de Lectura Súper Rápida	1492V	50/bolsa	4 bolsas/caja

*Masa de residuos basada en el peso del producto y del embalaje de los paquetes de prueba de papel Attest Super Rapid de 2022



Solventum Colombia
Negocio Médico Quirúrgico
Calle 108 # 45-27 Paralelo 108
Edificio 3 Oficina 1601
Bogotá - Colombia
productos.co@solventum.com
01 800 5185 200

Póngase en contacto con su representante de Solventum

3M Cuidados de la salud ahora es Solventum

© Solventum 2025. Solventum, el logotipo S y Attest son marcas comerciales de Solventum o sus filiales. 3M y el logotipo de 3M son marcas comerciales de 3M. Otras marcas comerciales son propiedad de sus respectivos dueños.