



Science.
Applied to Life.™



3M Terveystuotteet

Luotettavaa suojaa potilaallesi

**3M™ Tegaderm™ PICC/CVC
Kiinnityslaite + Tegaderm™ CHG
I.V. Dressing**

3M:n uusi PICC/CVC Kiinnitysjärjestelmä on suunniteltu varmistamaan potilaasi I.V.-hoito tarjoamalla katetrin kiinnityslaite ja suojasidos yhtenäisenä järjestelmänä. Kiinnitysjärjestelmä voidaan pitää paikoillaan 7 päivää ja sen asettaminen, käyttäminen ja poistaminen on potilaallesi miellyttävää.



3M™ PICC/CVC

Kiinnityslaite + Tegaderm™ CHG

Suojasidos

Luotettavaa kiinnitystä

- Luotettavan ja ihoystävällisen liiman ansiosta katetri kiinnitetään ilman ompeleita
- Voidaan käyttää 7 päivää
- Irrotetaan siististi ilman liuottimia tai muita liimanpoistoaineita
- Miellyttävä potilaalle ja ihoystävälliset materiaalit.

Helpottaa hoitotyötä


- Helppo ja nopea asettaa ja poistaa
- Sopii yleisimpiin PICC- ja CV-katetreihin aina 12 fr saakka
- Kiinnitysvaiheessa kiinnityslaitteen paikkaa voidaan vaihtaa, jotta optimaalinen kiinnitys saadaan aikaan
- Kiinnityspidike ja suojasidos tulevat samassa pakkauksessa
- Tukee kansainvälisten hoitosuosituksen mukaista ompelematonta I.V.-kiinnitystä.

Vähentää hoidon kokonaiskustannuksia

- Eliminoi ja vähentää ompeleisiin liittyviä vahinkopistojen riskiä.

Parantavat kiinnittyvyyttä

- Parantavat kiinnittyvyyttä
- Suojasidosta voidaan käsitellä suojakäsineet kädessä
- Voidaan asettaa ns. yhden käden -tekniikalla
- Vedenkestävä kalvo



Silikoniliima


- Varma kiinnitys, mutta hellävarainen poistaminen
- Kiinnitysvaiheessa kiinnityslaitteen paikkaa voidaan vaihtaa, jotta optimaalinen kiinnitys saadaan aikaan
- Kiinnityslaitteen poistamiseen ei tarvita alkoholia.

Helppo asettaa

- Ei mekaanisia "siipiä" tai "ovia"
- Kiinnityslaitteeseen painetut kuvat helpottavat asettamista.

Vedenkestävä ja miellyttävä

- Vedenkestävä ja miellyttävä
- Perforoitu ja hengittävä materiaali.



Dokumentaatioteippiliuska

- Voidaan kirjata päivämäärä ja hoitajan nimikirjaimet
- Lisävahvistus sidokselle.

Tegaderm™ Suojakalvo

- 2 % klooriheksidiini-glukonaatti
- Imukykyinen CHG-geelityyny suojaa, vaikka pistokohdassa olisi verta, nesteitä tai muuta eritettä
- CHG on käyttövalmis, eikä geelityyny edellytä erillistä kostuttamista
- Tegaderm™ CHG I.V. Kiinnitys- ja suojasidokset parantavat katetrin pistokohdan suojausta yhdistämällä klooriheksidiinin (CHG) antaman suojan Tegaderm™ Haavakalvon läpinäkyvyyteen, luotettavuuteen ja helpokäyttöisyyteen.

Vahvistetut suojakehykset

- Maksimaalinen suojaus, hengittävyys ja käyttöaika
- Suojasidos ja teippiliuskat ovat vedenkestäviä.

* In-vitro -kokeiden perusteella Tegaderm Advanced Suojasidoksen läpinäkyvä kalvo pysäyttää halkaisijaltaan vähintään 27 nm:n virukset, kun suojasidos on ehjä eikä vuoda.

Tilaustiedot

Tuotenumero	Kiinnityspidikkeen koko	Suojasidoksen koko	Kiinnityspidike + suojasidos kpl/pakk.	Pakk./kulj. pakk.
1877-2100	5,1 cm x 5,4 cm	8,5 cm x 11,5 cm	20	4
1879R-2100	5,1 cm x 5,4 cm	10 cm x 15,5 cm	20	4

Lue lisää

Lue lisää 3M™ Tegaderm™ Kiinnityspidike + Tegaderm™ I.V. Suojasidos ratkaisusta: 3M.com/3MSecurement. Lisätiedoissa voit olla yhteydessä 3M Terveystuotteiden edustajaasi (09-52521).

3M Critical & Chronic Care Solution tarjoaa tutkittuja ja innovatiivisia ratkaisuja terveydenhoidon ammattilaisille.



Suomen 3M Oy

Terveystuotteet
Keilaranta 6
02150 ESPOO
Puh. (09) 52 521
www.3M.fi

Muistathan kierrättää. Painettu Suomessa.
© 3M 2016. Kaikki oikeudet pidätetään.
PL531062-1FI160930.