

3M Science.
Applied to Life.™



3M Terveystuotteet

Tegaderm™ I.V. Advanced



Tegaderm I.V. Advanced on tarkoitettu vähentämään katetrin irtoamisen ja liikkumisen riskiä. Erinomaisen kalvoteknologian ansiosta sidos on hengittävä, vedenpitävä ja miellyttävä pitää. Tegaderm™ I.V. Advanced suojasidos tarjoaa kustannustehokasta hoitoa potilaallesi.

Tegaderm™ I.V. Advanced

Syvä lovi

- Kiinnittyy ja mukautuu hyvin kanyyliin/katetriin
- Suunniteltu ehkäisemään kanyylin/katetrin irtoamista

Aseptinen kiinnitystapa

- Sidos on helppo asettaa antiseptisesti "no-touch" menetelmällä

Erilliset suojateipit

- Suojateipit parantavat sidoksen kiinnittävyyttä
- Valmis etikettitarra sidoksen vaihtojen kirjaamista varten

Kehysjärjestelmä

- Muotoilu helpottaa sidoksen asettamista oikein
- Minimoi kalvon tarttumisen suojakäsineisiin tai itseensä

Sidoksen vahvistetut reunukset

- Maksimoi sidoksen kiinnittymisen ja käyttöajan
- Joustava ja miellyttävä potilaalle
- Vähentää sidoksen reunojen irtoamista iholta

Hengittävät kalvo

- Mahdollistaa sidoksen pidemmän käyttöajan
- Sidos kiinnittyy paremmin
- Vedenpitävä ja steriili suoja ulkoisilta epäpuhtauksilta, kuten nesteiltä, bakteereilta ja viruksilta*

*In -vitro- kokeiden perusteella Tegaderm Advanced -suojasidoksen läpinäkyvä kalvo pysäyttää halkaisijaltaan vähintään 27 nm:n virukset, kun suojasios on ehjä eikä vuoda.



Tilaustiedot

Tuotenumero	1681	1683	1685	1688
Koko	7 x 8 cm	6,5 x 7 cm	8,5 x 11,5 cm	10 x 12 cm
Sidoksia/rasia	100	100	50	50
Rasioita/kulj.pakk.	4	4	4	4
Katetrityyppi	PVK	PVK	CVK, PICC, Arterial, Epidural	CVK, PICC, Arterial, Epidural



Suomen 3M Oy
Terveystuotteet
Keilaranta 6 / PL 600
02151 Espoo
Puh. (09) 525 21

Muistathan kierrättää. Painettu Suomessa © 3M 2016.
Kaikki oikeudet pidätetään. PL530148-2F160225