

3M Ratkaisuja infektioiden ennaltaehkäisyyn

Lyijytön 3M™ Comply™ Indikaattoriteippi
höyrysterilointiin

Ei sisällä luonnonkumia (lateksia)



Lyijytön Liuotteeton Helppokäyttöinen

Miksi lyijyttömyys on tärkeää?

Lyijyttömiin tuotteisiin, kuten 3M™ Comply™ Indikaattoriteippeihin siirtyminen on järkevää. Ne yksinkertaistavat toimintaa, tukevat laitoksen ympäristötyötä ja auttavat varmistamaan, että sovitut käytäntöjä noudatetaan.

3M liimat räätälöidään asiakkaiden tarpeisiin ja niiden käyttökohteet vaihtelevat lentokoneista matkapuhelimiin. Asemansa vakiinnuttaneilla steriloinnin valvontaan tarkoitetuilla tuotteillamme on nyt entistä enemmän etuja.

- Tuotteita ei tarvitse hävittää vaarallisena jätteenä.
- Uudistuneissa pakkauksissa käytetään jopa 30 % vähemmän muovia.
- Teipit toimitetaan kätevissä, yksittäispakatuissa ja helposti avattavissa rullissa.
- Tuotantoprosessissa ei käytetä liuottimia ja huomioidaan ympäristölliset näkökohdat.

Lead
the Way

3M

Parhaat käytännöt

Kiinnitä aina AAMI-standardin luokan 1 prosessi-indikaattori* jokaisen valmistellun pakkauksen, tarjottimen, astian tai pussin ulkopuolelle, jos sisäinen kemiallinen indikaattori ei jää näkyviin.


Altistumaton



Altistunut



Altistumaton



Altistunut



Teippiin kemiallisella indikaattorimusteella painetut vinoraidat vaihtavat väriä tai tummenevat, kun teippi altistuu höyrylle.

*ANSI/AAMI/ISO 11140-1:2005 (R)2010 -standardin mukaan.

Tilaustiedot

Indikaattoriteipit

Comply™ Indikaattoriteippien ansiosta voit nähdä yhdellä silmäyksellä, onko pakkaus altistunut höyrysterilointiprosessille. Teipit myös sulkevat steriloitavat pakkaukset luotettavasti ja täyttävät ANSI-/AAMI-/ISO-standardin luokan 1 vaatimukset prosessi-indikaattoreille. Teippeihin voi tehdä merkintöjä ja kirjoittaa käsin, mikä helpottaa seurantaa.

Tuotenumero	Tuotteen nimi	Koko	Het itilatta- vissa	Rullia/ pakkaus
1322-12MM	Lyijytön 3M™ Comply™ -Indikaattoriteippi höyrysterilointiin (suunniteltu kaikenlaisiin pakkauksiin)	12 mm × 55 m	—	42
1322-18MM		18 mm × 55 m	X	28
1322-24MM		24 mm × 55 m	—	20
1322-48MM		48 mm × 55 m	—	10
1355-18MM	Lyijytön 3M™ Comply™ -Indikaattoriteippi höyrysterilointiin (suunniteltu kertakäyt- töisiin pakkauksiin)	18 mm × 55 m	—	28
1355-24MM		24 mm × 55 m	X	20

Teippitelineet

Tuote- numero	Tuote- nimi	Kuvaus	Kpl/laatikko	Laatikkoja/ pakkaus
C22	Heavy Duty -teippiteline	2 rullalle	1	2

Kestäviä ratkaisuja maailmanlaajuisen terveyden edistämiseen

Ympäristönsuojelu

Pyrimme jatkuvasti suojelemaan ympäristöä kehittämällä kestäviä ratkaisuja, liiketoiminnan käytäntöjä ja tuotantoprosesseja sekä tekemällä maailmanlaajuisia yhteistyötä eri yhteisöjen kanssa. Ympäristönsuojelulla on keskeinen osa 3M:n toimintaympäristössä.

Taloudelliset mahdollisuudet

Luomme kannattavia liiketoimintamahdollisuuksia, edistämme paikallista taloutta sijoitusten avulla ja tuemme kasvua kehittyvillä markkinoilla. Etsimme jatkuvasti innovatiivisia tapoja tukea eri yhteisöjen toimintaa ympäri maailman.

Yhteiskuntavastuu

Edistämme aktiivisesti yhteisöjen elinvoimaisuutta sekä yritysten ja yksilöiden asiantuntemuksemme, resurssiemme ja taloudellisen tukemme avulla.



Suomen 3M Oy
Keilaranta 6
02150 Espoo
09 525 21
www.3M.fi

Kierrätettävää materiaalia.
© 3M 2014. Kaikki oikeudet pidätetään.

3M ja Comply ovat 3M Company:n tavaramerkkejä.



**PRACTICE
Greenhealth**