

Valitse parhaan mahdollisen kuuntelutuloksen antava stetoskooppi.

3M™ Littmann® Stetoskoopit tarjoavat ylivoimaisen akustisen suorituskyvyn, jatkuvan korkean laadun, ja erinomaisen vastineen sijoituksellenne. Melkein kaikissa Littmann Stetoskooppimalleissa on säätävä kuuntelukalvo, 3M keksintö, joka mahdollistaa korkeiden ja matalien äänien kuuntelun stetoskoopin rintakappaletta kääntämättä tai siirtämättä.

Koe säätävän kuuntelukalvo -teknologian ainutlaatuisuus.



KEVYT PAINALLUS:
Paina stetoskoopin rintakappaletta kevyesti ja kuulet matalataajuiset äänet.



KOVA PAINALLUS:
Paina rintakappaletta hieman kovempaa ja kuulet korkeataajuiset äänet.

Lightweight	Perinteinen Classic			Kardiologinen		Elektroninen
6 Akustinen suorituskyky Ihanteellinen käytettäväksi verenpaineen mittauksissa ja rajoitettuun potilasarviointiin.	7-8 Akustinen suorituskyky Uuttera ja luotettava kliininen työkalu potilaan fyysiseen arviointiin ja valvontaan vuoro vuoron jälkeen.			9-10 Akustinen suorituskyky Suunniteltu klinikoiden vaativiin tarpeisiin. Erinomainen akustinen herkkyys mahdollistaa yksityiskohtaisen diagnostisen auskultoinnin.		10+ Akustinen suorituskyky Suorituskyvyltään ylivoimaiseen auskultointiin. Kuule kaikki, mitä sinun tulee kuulla ja enemmänkin äänen voimakkuuden vahvistavalla, ympäristön häiriöäänet poistavalla ja valinnaisella kuunteluäänien siirtämis-ominaisuudella varustetulla stetoskoopilla.
Lightweight II S.E. Stetoskooppi	Classic II Pediatrien ja Vastasyntyneiden stetoskooppi			Cardiology IV™ Stetoskooppi	Master Cardiology™ Stetoskooppi	Elektroninen stetoskooppi Malli 3100/3200
 Kaksipuolinen rintakappale 118 grammaa Säätävä kuuntelukalvo 2 vuoden takuu Rintakappale: 5.4 cm	 Kaksipuolinen rintakappale 105, 95 grammaa 3 vuoden takuu Rintakappale: Pediatrien 3.3 cm 2.5 cm Vastasyntyneiden 2.7 cm 1.9 cm	 Kaksipuolinen rintakappale 150 grammaa Yksiosainen, säätävä rintakappale rintakappaleen kummallakin puolella Pienempi puoli muunnettavissa avoimeksi suppiloksi 5 vuoden takuu Rintakappale: Aikuisten kuuntelupuoli 4.3 cm Pediatrien puoli 3.3 cm	 Yksipuolinen rintakappale 160 grammaa Säätävä kuuntelukalvo 3 vuoden takuu Rintakappale: 4.4 cm	 Kaksipuolinen rintakappale 177 grammaa Letkujen pituus 69 cm Yksiosainen, säätävä kuuntelukalvo rintakappaleen kummallakin puolella Kaksikanavainen kuunteluputki 7 vuoden takuu Rintakappale: Aikuisten puoli 4.3 cm Pediatrien puoli 3.3 cm	 Yksipuolinen rintakappale 185 grammaa Letkujen pituus 69 cm Säätävä kuuntelukalvo Kaksikanavainen kuunteluputki 7 vuoden takuu Rintakappale: 5.1 cm	 Bluetooth® langaton teknologia (3200) Äänien tallenus ja uudelleen soitto (3200) 185 grammaa 2 vuoden takuu Rintakappale: 5.1 cm