

3M™ loban™ -antimikrobiset läpileikkauskalvot

Eristysliina

3M™ loban™ -antimikrobiset läpileikkauskalvot on suunniteltu vähentämään riskiä leikkausalueen infektiin. Ne kiinnitetään potilaan ihoon leikkauksiin kohdalle steriilin pinnan luomiseksi ja laaja-alaisen antimikrobisen vaikutuksen aikaan saamiseksi koko leikkaustoimenpiteen ajaksi. lobanin läpileikkauskalvojen liima-aine on kyllästetty jodoforilla, jolla on mikrobisidinen vaikutus potilaan ihoflooraan. Koska loban läpileikkauskalvojen vaikuttava aine on jodofori, niin silloin se luokitellaan lääketta sisältäväksi lääkinnälliseksi laitteeksi. EU:n lääkinnällisistä laitteista annetun direktiivin mukaisesti loban-kalvot ovat luokan III lääkinnällisiä laitteita.

6617- ja 6619 vertikaaliliinoja 3M™ loban™ 2 -antimikrobisella läpileikkauskalvolla on saatavana kahdessa eri koossa. Vertikaaliliinat eristävät C-kaaren steriilistä leikkausalueesta lonkan ja reiden murtumien korjaustoimenpiteiden aikana. Helppokäyttöiset liinat on valmistettu läpinäkyvästä, läpäisemättömästä muovista. Nesteeneräyspussi varmistaa veren, kehon nesteiden ja huuhtelunesteiden hyvän hallinnan.

loban -antimikrobinen läpileikkauskalvo tarjoaa jatkuvan antimikrobisen vaikutuksen koko toimenpiteen ajaksi, vähentää steriilin esteen ansiosta ristikontaminaation ja leikkausalueen infektioiden riskiä ja ulottuu syvempiin iohkeroksiin (jopa 1 000 mikronia*). Se on MDR-standardin mukaisesti luokan III lääkinnällinen laite.

3M-tuotekoodi	Tuotekuvaus	Kpl/rasia	Rasiaa/ kuljetuspakkaus
6617	3M™ Steri-Drape™ vertikaalinen eristysliina, 5 3M™ loban™ 2 -läpileikkauskalvolla ja nesteeneräyspussilla	5	4
6619	3M™ Steri-Drape™ vertikaalinen eristysliina (iso), 3M™ loban™ 2 -läpileikkauskalvolla ja nesteeneräyspussilla	5	1



3M™ Ioban™ -antimikrobisten läpileikkauskalvojen käyttö

1.



2.



3.



4.



5.



6.



7.



8.



9.



10.



11.



12.



13.



14.



15.



Eristysliinan käyttöopas



Suomen 3M Oy
Medical Solutions Division
Keilaniementie 1
02150 ESPOO
01509 611611

3M, Ioban ja Steri-Drape ovat 3M Company:n tavaramerkkejä.
© 3M 2021. OMG140182. 22809945_FI20210430