

Esittelyssä

Innovatiivinen yhdistelmä, joka vie haavanhoidon uudelle tasolle

Tue 3M™ V.A.C.® -hoitoa saavien potilaidesi haavojen paranemista hyödyntämällä hyvin kiinnittyvän akryylin ja hellävaraisen silikonin yhteisvaikutusta

3M™ V.A.C. Dermatac™ -kalvosidoksen tarkasti suunniteltu akryylin ja silikonin yhdistelmä mahdollistaa ihanteellisen tasapainon saavuttamisen.

- Akryyli (ympyröiden sisällä) auttaa varmistamaan pitävän tiivistyksen, joka suojaa haavoja erilaisissa anatomisissa paikoissa
- Silikoni (ympyröiden ulkopuolella) mahdollistaa uudelleenasettelun ja hellävaraisen poiston

Mahdollisuus V.A.C. Dermatac -kalvosidoksen uudelleenasetteluun säästää merkittävästi lääkärin aikaa ja vähentää käytetyn kalvosidoksen määrää.

– Dr. Ralph J. Napolitano, Jr.,
DPM, CWSP, FACFAS, OrthoNeuro, Columbus, Ohio

V.A.C. Dermatac
-kalvosidos
kiinnittyy
hyvin erilaisiin
anatomisiin
paikkoihin



Valokuvat: Ralph J. Napolitano, Jr., DPM, CWSP, FACFAS.



Valokuvat: Michael M. Desvigne, MD, FACS, CWS, FACCWS.



Valokuvat: Marcus Speyrer, RN, CWS.



Valokuvat: Michael M. Desvigne, MD, FACS, CWS, FACCWS.



Sekä lääkärit että potilaat hyötyvät 3M™ V.A.C. Dermatac™ -kalvosidoksen innovatiivisista ominaisuuksista

Helppo asettaa: mukautuu erilaisiin anatomisiin paikkoihin ja voidaan asetella uudelleen alkuasetuksen yhteydessä

Tiivistys edistää paranemista: suojaa haavaa ylläpitämällä tehokkaan tiivistyksen

Hellävarainen poisto: ihoystävällinen poisto edistää haavan optimaalista paranemista ja potilaan mukavuutta

Tuote	Myyntierä	Tilaustiedot
3M™ V.A.C. Dermatac™ -kalvosidos	DTAC10LDP	10 kpl:n laatikko
3M™ V.A.C. Dermatac™ -kalvosidos ja V.A.C.® Granufoam™ -sidospakkaus – pieni	DTGF10PKS	10 kpl:n laatikko – 1 × 3M™ V.A.C. Dermatac™ -kalvosidos pakkausta kohti
3M™ V.A.C. Dermatac™ -kalvosidos ja V.A.C.® Granufoam™ -sidospakkaus – pieni	DTGF05PKS	5 kpl:n laatikko – 1 × 3M™ V.A.C. Dermatac™ -kalvosidos pakkausta kohti
3M™ V.A.C. Dermatac™ -kalvosidos ja V.A.C.® Granufoam™ -sidospakkaus – keskikokoinen	DTGF10PKM	10 kpl:n laatikko – 1 × 3M™ V.A.C. Dermatac™ -kalvosidos pakkausta kohti
3M™ V.A.C. Dermatac™ -kalvosidos ja V.A.C.® Granufoam™ -sidospakkaus – keskikokoinen	DTGF05PKM	5 kpl:n laatikko – 1 × 3M™ V.A.C. Dermatac™ -kalvosidos pakkausta kohti
3M™ V.A.C. Dermatac™ -kalvosidos ja V.A.C.® Granufoam™ -sidospakkaus – suuri	DTGF10PKL	10 kpl:n laatikko – 2 × 3M™ V.A.C. Dermatac™ -kalvosidos pakkausta kohti
3M™ V.A.C. Dermatac™ -kalvosidos ja V.A.C.® Granufoam™ -sidospakkaus – suuri	DTGF05PKL	5 kpl:n laatikko – 2 × 3M™ V.A.C. Dermatac™ -kalvosidos pakkausta kohti

Jos haluat lisätietoja, ota yhteys paikalliseen edustajaan.



Jakelija
Mediq Suomi Oy
Riihitontuntie 7 D,
02200 Espoo

puh. 020 112 1510
asiakaspalvelu@mediq.com
www.mediq.fi

KCI
part of 3M

Muiden tapaustutkimusten kaltaisesta mitään tuloksia ei pidä tulkita takuuna samanlaisista tuloksista. Yksilölliset tulokset saattavat vaihdella potilaan olosuhteiden ja kunnan mukaan.

HUOMAUTUS: Näille tuotteille ja hoidoille on olemassa erityisiä käyttöaiheita, vasta-aiheita, varoituksia, varotoimenpiteitä ja turvallisuustietoja. Keskustele lääkärin kanssa ja lue käyttöohjeet ennen käyttämistä. Tämä materiaali on tarkoitettu terveydenhuollon ammattilaisille.

© 2021 3M. Kaikki oikeudet pidätetään. 3M ja muut asiakirjan sisältämät merkit ovat tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Luvaton käyttö kielletty. Käytetään lisenssillä Kanadassa. PRA-PM-FI-00032 (09/2021) OMG207252

**Ensimmäinen
silikoni-akryyli-
hybridikalvosidos
käyttöön 3M™ V.A.C.®
-hoidon kanssa**



Helppo asettaa

mukautuu erilaisiin
anatomisiin paikkoihin
ja voidaan asettaa uudelleen

3M™ V.A.C. Dermatac™ -kalvosidosta viiden potilaan
tapaustutkimuksessa käyttäneet lääkärit panivat
merkille, että **hybridikalvosidoksen asettaminen ja
uudelleenasettelu alkuasetuksen yhteydessä oli
helppoa**, mikä teki sidoksen vaihdosta helpompaa.¹



Mukautuu ja muotoutuu älykkäällä tavalla

- Mukautuu kehon muotoihin ja takaa pitävän tiivistyksen myös epätasaisilla alueilla
- Mukautuu erilaisiin anatomisiin paikkoihin ja voidaan asettaa uudelleen alkuasetuksen yhteydessä

Säästää lääkärin aikaa

- Vähemmän koulutusta kalvosidoksen helpomman asettamisen ansiosta



sidoksen asetusajassa

verrattuna tavanomaiseen
3M™ V.A.C.® -kalvosidokseen^{2,3}

Helppo käsittely – vähemmän jätettä

- Käsineisiin tai yhteen tarttunut sidos irtoaa vaivattomasti
- Rypyt voidaan tasoittaa ja sidos asettaa uudelleen helposti ilman, että sen kiinnittymiskyky heikkenee

lääkäreistä (18/24)⁴

koki, että V.A.C. Dermatac -kalvosidosta
käytettäessä tarvittiin...

VÄHEMMÄN kalvosidosta sidosten vaihdossa

VÄHEMMÄN ikkunaruuutetekniikan käyttöä

EIKÄ tarvittu lainkaan tiivistystä helpottavia lisätuotteita

1. Napolitano, R. Early Use of a Novel Acrylic-Silicone Hybrid Drape With Negative Pressure Wound Therapy in Lower Extremity Wounds. Posterit esitetty konferenssissa SAWC Fall Meeting, Las Vegas, NV. Lokakuu 2019.

2. KCI. Summative User Interface Evaluation Report. 20. maaliskuuta 2018.

3. ICG. DERMATAC Opportunity Assessment: Qualitative & Quantitative Market Research Final Report. 8. lokakuuta 2015.

4. KCI. CLINICIAN SURVEYS. 17. TOUKOKUUTA 2019.

Tiivistys edistää paranemista

suojaa haavaa
ylläpitämällä
tehokkaan tiivistyksen

3M™ V.A.C. Dermatac™ -kalvosidosta
käyttäessäsi voit luottaa lujaan ja tehokkaaseen
tiivistykseen, joka tukee haavan paranemista
optimaalisella tavalla.

Takaa tiivistyksen, johon voit luottaa

- Auttaa suojaamaan haavaa ympäröivää ihoa
- Suojaa ulkoiselta kontaminaatiolta

V.A.C. Dermatac -kalvosidos 3M™ V.A.C.® -hoidon kanssa käytettynä säilytti simuloidussa haavamallissa (n = 5) tiivistyksen 100 prosentissa (5/5) näytteistä, kun siihen verrattu Safetac®-teknologiaa hyödyntävä Mölnlycken Avance®-kalvo ei säilyttänyt tiivistystä 80 prosentissa (4/5) näytteistä.

	V.A.C. Dermatac -kalvosidos	Muu silikonipohjainen kalvosidos
Tiivistyksen säilyttäminen simuloidussa haavamallissa (n = 5) ⁵	100 %	20 %

V.A.C. Dermatac -kalvosidosta ja Safetac®-teknologiaa hyödyntävää Mölnlycken Avance®-kalvoa arvioitiin (n = 30) bench test, jossa verrattiin kiinnittymisominaisuuksia märissä ja kuivissa olosuhteissa.

	V.A.C. Dermatac -kalvosidos	Muu silikonipohjainen kalvosidos
Osoitti ylivoimaisen kiinnittymiskyvyn kuivissa olosuhteissa (n = 30) ⁶	Kyllä (91,8 %)	Ei (1,3 %)
Osoitti ylivoimaisen kiinnittymiskyvyn märissä olosuhteissa (n = 30) ⁶	Kyllä (83,7 %)	Ei (0 %)

Voit luottaa kalvosidokseen, jonka voi jättää paikalleen 72 tunniksi

- Ylläpitää haavan kostean paranemisympäristön, joka suosii paranemisprosessia

Infektoituneita haavoja on seurattava tarkasti. Ne saattavat vaatia ei-infektoituneita haavoja enemmän sidoksen vaihtoja riippuen eri tekijöistä, kuten haavan olosuhteista ja hoitotavoitteista.

5. KCI. Evaluation of Seal Performance for KCI DERMATAC™ Drape and Mölnlycke Avance Safetac Drape on Simulated Wound Model. 20. marraskuuta 2018

6. Kharkar, P. Novel Drape with Hybrid Adhesives Has Improved Adhesion Properties. Posterit esitetyt konferenssissa SAWC Fall Meeting, Las Vegas, NV. Lokakuu 2019.

7. Desvigne, M. Initial Experiences Applying Negative Pressure Wound Therapy with a Novel Drape Containing an Acrylic and Silicone-based Adhesive. Posterit esitetyt konferenssissa SAWC Fall Meeting, Las Vegas, NV. Lokakuu 2019.

Hellävarainen poisto

ihoystävällinen poisto edistää haavan optimaalista paranemista ja potilaan mukavuutta

Viiden potilaan tapaustutkimuksesta saadut tulokset viittaavat siihen, että **3M™ V.A.C. Dermatac™ -kalvosidoksen käyttö voi parantaa alipaineimuhoidon potilaskokemusta lievittämällä kalvosidoksen poistosta aiheutuvaa kipua** ja vähentämällä haavaa ympäröivän ihon ärsytystä.⁷

Tukee paranemisprosessia

- Hellävarainen iholle – suojaa haavan ympäristöä
- Kahdessa sika-eläintä käsittäneessä tutkimuksessa selkään tehtyjä puolisyviä haavoja hoidettiin viiden päivän ajan V.A.C. Dermatac -kalvosidoksella, jota käytettiin osana 3M™ V.A.C.® -hoitojärjestelmää. Eläintutkimuksen lopussa haavat osoittivat merkkejä epitelisaatiosta päivänä 3. Sekä sidoksen vaihdon jälkeen että ilman sidoksen vaihtoa (n = 3 ryhmää kohti, yhteensä 4 ryhmää, 24 haavaa)
- V.A.C. Dermatac -kalvosidoksella hoidetut haavat osoittivat merkkejä epitelisaatiosta⁸

Parantaa potilaan mukavuutta

- 100 % (n = 17) potilaista oli samaa mieltä siitä, että V.A.C. Dermatac -kalvosidoksen poistaminen oli kivutonta⁹

V.A.C. Dermatac -kalvosidos asetettiin 17 potilaalle Chilessä 2 viikon ajaksi, ja sidosta vaihdettiin 48–72 tunnin välein.

Sidoksen vaihtojen yhteydessä potilailta kysyttiin, miltä V.A.C. Dermatac -kalvosidoksen poistaminen tuntui.

- 46 sidoksen vaihdon takautuvassa tarkastelussa, jossa korostettiin potilaiden arvioita sidoksen vaihdon aiheuttamasta kivusta, havaittiin, että potilaat (n = 27) ilmoittivat keskimäärin alhaisemmat kipupisteet ($2,23 \pm 2,0$) verrattuna aikaisempaan vertailevaan tutkimukseen, jossa keskipistemäärä oli 6,5 perinteisiä kalvosidoksia ja vaahtosidoksia käytettäessä (Fraccalvieri 2011)^{10,11}

8. KCI. Wounds treated with DERMATAC™ dressings show evidence of re-epithelization in split and full thickness wound models. Syyskuu 2018.

9. Galarza, L. Initial clinical observations using a novel negative pressure wound therapy drape comprised of acrylic and silicone. Poster esitetty konferenssissa SAWC Spring Meeting, San Antonio, TX. Toukokuu 2019.

10. Kharkar, P. Assessment of a Novel Drape containing Acrylic and Silicone-based Adhesives When Using Negative Pressure Wound Therapy. Poster esitetty konferenssissa SAWC Fall Meeting, Las Vegas, NV. Lokakuu 2019.

11. Fraccalvieri M, Ruka E, Bocchiotti MA, et al. Int Wound J. 2011;8:492-499.