

## 3M™ Letkun kiinnityssidos


Tämä vahva ja helppokäyttöinen ratkaisu kiinnittää ei-kriittiset letkut, jotka on valmistettu silikonista, PVC:stä tai silikonipintaisesta lateksista. Hellävarainen iholla ja suunniteltu ehkäisemään painevaurioita ja liimakiinnitykseen liittyviä ihovaurioita.

### Ainutlaatuinen muoto

Suunniteltu kohottamaan letku irti ihosta ja varmistamaan onnistunut kiinnitys.

### Steriili sidos

Kertakäyttöpakkauksessa.



### Vahvistettu kuitukangastausta

Parantaa lujuutta ja joustavuutta.

### Kaksi kokoa

Pieni kiinnityssidos lääkinällisille letkuille ja katetreille kokoa 6–12 Fr ja suurempi letkuille ja katetreille kokoa 12–24 Fr.



**Toimivuus iholla:** Höyhenmerkki kuvaa tuotteita, joilla on tarvittava kiinnitysteho, mutta ihovaurion riski on minimoitu

### Luotettava kiinnitys

Ainutlaatuinen liimakiinnitys kiinnittää letkut ja katetrit jopa 4 päiväksi.<sup>1</sup>

### Helppokäyttöisyys

Helppo kiinnittää ja irrottaa yhtenä kappaleena; tukee standardoitua tekniikkaa.

### Ihoystävällinen

Herkistämätön silikoniliima ei yleensä aiheuta ihottumaa ja minimoi ihovauriot ja kivun irrotettaessa.<sup>1</sup>

### Suunniteltu minimoimaan painevaurion riski

Ei kovia komponentteja, joista aiheutuisi painetta. Ainutlaatuinen muoto minimoi ihon ja letkun kosketuksen.


Letkun kiinnitystavan valinnassa on pidettävä mielessä useampi asia, kuten pitävyys, ihon suojaus ja käytön vaivattomuus hoitohenkilöstölle. Ota päätöksenteossa huomioon vertailevista tutkimuksista saadut tulokset, joista esimerkki alla.

## 3M™ Letkun kiinnityssidoksen vertailu StatLock®-kiinnityssiteeseen.<sup>1</sup>

### Käyttöaika

Luotettavuus ja käyttöajan pituus ovat tärkeitä näkökohtia tuotteen valinnassa.

3M™ Letkun kiinnityssidosta käytettäessä oli tilastollisesti suurempi todennäköisyys, että letku oli paikallaan 72 tunnin kuluttua kuin StatLock®-kiinnityssidettä käytettäessä.\*



### Ihon eheys

Iho on kehon puolustuksen etulinjassa, joten sen suojaaminen on tärkeää.

Huomioi tämä vertailu ihonsuojaukseen kohdistuvasta vaikutuksesta (mitattiin keskimääräistä transepidermaalista haihtumista (TEWL) iholta verrattuna hoitoa edeltävään aikaan).

3M™ Letkun kiinnityssidos: Kiinnityssidoksen vaikutus ihoesteeseen (TEWL:n mediaanimuutos lähtötasolta) oli

**69%**  
vähäisempi\*

kuin StatLock®-kiinnityssiteellä 3 vrk:n käytön jälkeen (P=0.037).\*

### Irrotusaika

Tehokas irrotus on tärkeää, kun hoitajan aika on rajallinen.

3M™ Letkun kiinnityssidoksen keskimääräinen irrotusaika oli 13 sekuntia ja StatLock®-kiinnityssiteen 126 sekuntia (P < 0,0001).



keskimäärin  
3M™ Letkun kiinnityssidos  
verrattuna StatLock®-  
kiinnityssiteeseen.\*

### Pyyhkeet irrotukseen

Lisävarusteiden tarve hidastaa ja nostaa toimenpiteen hintaa.

StatLock®-kiinnityssiteen irrotus vaati keskimäärin 12 etanolipyyhettä, kun taas 3M™ Letkun kiinnityssidos irtoaa ilman irrottavaa ainetta.\*

Keskimäärin irrotukseen  
tarvitut pyyhkeet



**Luota valintaasi. Tutkimusnäyttö kertoo 3M™ Letkun kiinnityssidoksen tehosta.**

Tilaa 3M Health Care -myyntiedustajaltasi tai soita 3M Health Care -asiakastukeen numeroon (09) 525 21. Lisätietoa saat osoitteesta [3M.com/Medical](http://3M.com/Medical).

### Tilaustiedot

| Tuote | Tuotenimi                         | Tuotenumero | Koko            | Välinettä/<br>rasia | Rasiaa/<br>kuljetuspakkaus |
|-------|-----------------------------------|-------------|-----------------|---------------------|----------------------------|
|       | 3M™ Letkun kiinnityssidos, L-koko | 1501U       | 5,5 cm x 9,0 cm | 25                  | 4                          |
|       | 3M™ Letkun kiinnityssidos, S-koko | 1500U       | 4,3 cm x 6,1 cm | 25                  | 4                          |

**Perehdy muihin tärkeisiin tietoihin lukemalla tuotteen käyttöohjeet.**