

Bowie-Dick- testauksen mullistava keksintö

3M™ Attest™ eBowie-Dick -testijärjestelmä



Paineen alla voit nyt lakata arvailemasta ja tietää varmuudella.

Höyrysterilointilaitte on paljon vartija. Tarvitset varmoja hyväksytty/hylätty tuloksia nopeasti ja varmuudella. Arvailulle ei ole sijaa ja samalla työnkulkukin paranee. 3M™ Attest™ eBowie-Dick -testijärjestelmä mullistaa steriloinnin testaamisen ja antaa tulokset automaattisesti. Tuttu, luotettu testimenetelmä nyt digitaalisena.



Ei enää arvailua

Nopea, varma hyväksytty/hylätty tulos höyrysterilointilaitteen toimintakyvystä, eliminoidi subjektiivisen tulokinnan ja antaa paremman varmuuden sterilointituloksesta.



Parantaa työnkulkua

Eliminoidi paperien pyörittelyn ja manuaalisen kirjaamisen – säästä aikaa ja tehosta toimintaasi.



Innovatiivinen teknologia

Solventumin tutkimusosaamiseen perustuva uudenlainen järjestelmä - niin innovatiivinen, että sille on FDA:n luokituksessa kokonaan uusi kategoria.

Yksinkertainen.
Standardoitu.
Sujuva.



Suunniteltu luonnonvaroja säästäväksi.

3M™ Attest™ eBowie-Dick -testijärjestelmä on Sustainability- Kestävä kehitys -strategiamme mukainen. Se tukee teidänkin laitoksenne kestävän kehityksen tavoitteita.

- ✓ Korttiteline on valmistettu polyeetteri-imidistä (PEI). Tämä vahva kestmuovi tiedetään kestäväksi ja kierrätettäväksi. Tämä muovi kuuluu erilliskeräykseen. Se ei kuulu tavanomaiseen muovisen pakkausjätteen keräykseen.
- ✓ Bowie-Dick-testikorteilla voidaan vähentää merkittävästi sairaalan jätepaperikuormaa: noin 40 kg vuodessa per sterilointilaitte. Säästö saadaan vertaamalla 3M Bowie-Dick -paperitestien (noin 130 g per testipakkaus) jättemäärää Bowie-Dick 10135B -tuotteen ja pakkausrasian painoon (noin 8 g per kortti).*
- ✓ Tuotteeseen tai pakkaukseen ei ole tarkoituksellisesti lisätty luonnonkumilateksia.

*AAMI ST79:n käyttösuositus ja 3M:n arvio jättemäärän vähenemisestä, kun käyttöön on otettu eBowie-Dick-testaus.

Osa	Tuotenumero	Tuotekuvaus	Pakkaus	Kuljetuspakkaus
3M™ Attest™ eBowie-Dick -testikortti	10135	132 °C (270 °F) 134 °C (273 °F) 135 °C (275 °F)	30 korttia/pussi	1 pussi/laatikko
3M™ Attest™ eBowie-Dick -testikortti – bulkki	10135B	132 °C (270 °F) 134 °C (273 °F) 135 °C (275 °F)	30 korttia/pussi	4 pussia/laatikko
3M™ Attest™ eBowie-Dick -korttipidike	10135CH		2 korttipidikettä/rasia	1 rasia/laatikko
3M™ Attest™ eBowie-Dick -korttipidike – bulkki	10135CHB		6 korttipidikettä/rasia	1 rasia/laatikko
3M™ Attest™ eBowie-Dick -lukulaite	1190	12,9 cm (B) × 6,3 cm (H) × 4,7 cm (D)	1 yksikkö/rasia (sisältää 2 korttipidikettä)	1 rasia/laatikko



Solventum Finland
Medical Surgical
Keilaniementie 1
FI-02150 Espoo

www.solventum.com

Käyttöaiheet on ilmoitettu testikortin käyttöohjeessa.
Käyttöaiheen tulee vastata tarkastettavaa sterilointitapaa.

© Solventum 2025. Solventum, S-logo ja Attest ovat Solventumin tai sen tytäryhtiöiden tavaramerkkejä. 3M ja 3M-logo ovat 3M Companyn tavaramerkkejä. Muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. OMG1634636.