



3M™ Transpore™

Kirurginen teippi

Tuotekuvaus

Transpore on läpinäkyvä, vettä hylkivä muoviteippi, joka tarttuu hyvin sekä ihoon että lääketieteellisiin laitteisiin. Se on helppo repiä kahteen suuntaan, mikä tekee siitä käyttäjäystävällisen ja tehokkaan kiinnitykseen. Siinä on ihoystävällinen akrylaattipohjainen liima.

Käyttökohteet

Transpore Kirurgista teippiä käytetään yleiskiinnitykseen, sidosten kiinnittämiseen ja lääketieteellisten laitteiden kiinnittämiseen ehjälle iholle.

Ominaisuudet

- Läpinäkyvä ja vedenpitävä
- Helppo repiä sekä pituus- että poikkisuunnassa
- Lateksiton tuote, jolla on vähäinen ihoärsytysriski
- Hyvä tarttuvuus ihoon ja lääketieteellisiin laitteisiin

Vinkki

Suojaa herkkää ihoa liimautuvien tuotteiden käyttöön liittyviltä ihovaurioilta (MARSI) 3M™ Cavilon™ Kirvelemättömällä ihonsuojakalvolla.

Tilaustiedot

Tuotenro	Koko	Määrä/pakk
1527-0	1,25 cm × 9,1 m	24
1527-1	2,5 cm × 9,1 m	12
1527S-1	2,5 cm × 1,37 m	100
1527-2	5 cm × 9,1 m	6
1527-3	7,5 cm × 9,1 m	4