

3M Science.
Au service de la Vie.^{MC}

Solutions de fixation médicale 3M

Une fixation essentielle pour chaque besoin.


Redéfinissez les normes en matière de soins aux patients, en choisissant la bonne solution de fixation appropriée aux usages prévus.

Vous avez un travail à faire. Nous avons les solutions de fixation pour vous aider à bien le faire.

Nous sommes conscients des répercussions que peuvent avoir les solutions de fixation dans la pratique clinique sur les patients et et l'établissement de santé. C'est pourquoi nous contribuons à simplifier votre choix en offrant solutions adaptées pour répondre à vos besoins.

Points à considérer pour la fixation

Selon le document consensuel « *Medical Adhesives and Patient Safety: State of the Science*, l'élément le plus important à prendre en compte lorsque vient le temps de choisir un produit adhésif est l'utilisation ou la fonction prévue¹. Nous constatons que, dans la plupart des établissements, les besoins en matière de fixation se divisent en quatre catégories de base.



Faire des choix éclairés réduit les répercussions cliniques négatives et les coûts.

Bien que le ruban médical soit très fréquemment utilisé, seulement 38 % des cliniciens affirment avoir reçu une formation adéquate sur la façon de l'utiliser². Le choix du bon dispositif de fixation ainsi que le mode d'application et de retrait appropriés peuvent aider à réduire le risque de lésions cutanées causées par les adhésifs médicaux, de même que le risque de délégement et, par conséquent, fournir de meilleurs résultats et permettre des économies de coûts pour votre établissement de santé.



Près de **3** cliniciens sur **4** affirment que le ruban médical joue un rôle essentiel dans la prestation de soins de haute qualité².



Prévalence de **1** sur **4** des lésions cutanées causées par les adhésifs médicaux. Une étude a démontré une prévalence quotidienne maximale de 25 % des lésions cutanées causées par les adhésifs médicaux sur une période de 28 jours³.

¹ L. McNichol, C. Lund, T. Rosen et M. Gray, « Medical Adhesive and Patient Safety: State of the Science », *Journal of Wound Ostomy & Continence*, vol. 40, n° 4 (2013), pp. 365 à 380.
² Étude de marché sur les rubans médicaux 3M, 2018. 563 entrevues effectuées auprès de cliniciens. Sur fichier chez 3M.
³ M. K. Farris, M. Petty, J. Hamilton, S. A. Walters et M. A. Flynn, « Medical Adhesive-Related Skin Injury Prevalence Among Adult Acute Care Patients : A Single-Center Observational Study », *Journal of Wound, Ostomy & Continence Nursing*, vol. 42, n° 6 (2015), pp. 589 à 598.
⁴ D. M. Berkowitz, W. S. Lee, G. J. Pazin, R. B. Yee et M. Ho, « Adhesive tape: potential source of nosocomial bacteria », *Appl. Microbiol.*, vol. 28, n° 4 (1974), pp. 651 à 654.
⁵ P. N. Harris, C. Ashhurst-Smith, S. J. Berenger, A. Shoober et J. K. Ferguson, « Adhesive tape in the health care setting: another high-risk fomite? », *Med. J. Aust.*, vol. 196, n° 1 (2012). 34.

Aidez à réduire le risque de contamination croisée grâce aux emballages de rouleaux à usage unique.

Les rouleaux emballés individuellement peuvent :

- aider à protéger les produits contre l'exposition aux contaminants environnementaux;
- réduire au minimum le contact avec les surfaces et le matériel de l'établissement de santé;
- réduire l'exposition aux mains des travailleurs de la santé.



100 % des rouleaux de ruban étaient contaminés

La contamination était évidente sur tous les rouleaux de ruban placés à côté des lits de 24 patients aux jours 1, 5 et 7, lors d'une étude menée dans une unité de soins intensifs de 16 lits dans un hôpital universitaire de 560 lits⁴.



52 % des rouleaux de ruban contenaient le SARM et les ERV

Lors d'une séance d'observation, 11 échantillons de ruban sur 21 utilisés pour plusieurs patients contenaient le *Staphylococcus aureus* résistant à la méticilline (SARM) et/ou les *Enterococci* résistants à la vancomycine (ERV)⁵.

Apprenez-en plus sur la sélection des solutions de fixation médicale appropriées et sur les emballages de rouleaux à usage unique à l'adresse **3M.com/MedicalSecurement**.

Guide de sélection des fixations médicales 3M

Quelles solutions de fixation médicale 3M devrais-je choisir?

Exemples d'utilisations cliniques : Catégorie de fixation

Fixation non adhésive

- Prises de sang;
- Pansements;
- Immobilisation;
- Ruban pour les zones difficiles à panser (tête, doigts, orteils);
- Soutien et compression légère pour les lésions des tissus mous (c.-à-d. foulures, entorses)*.

Non adhésif



Bandage autoadhérent sans latex NL Coban^{MC} 3M^{MC}



Fixation générale

- Prises de sang;
- Pansements légers;
- Tubulures d'intraveineuse (fixation secondaire);
- Tubes non critiques.

Usages multiples



Ruban chirurgical Micropore^{MC} S 3M^{MC}



Fixation souple

- Pansements et pression supplémentaire;
- Tubulures d'intraveineuse (fixation secondaire);
- Pour peau enflée et mobilité améliorée;
- Cathéters veineux centraux (fixation secondaire);
- Tubes de drainage chirurgicaux.

Souple



Ruban chirurgical en toile souple Medipore^{MC} H 3M^{MC}

Fixation cruciale

- Cathéters urinaires;
- Sondes naso-gastriques;
- Tubes orogastriques;
- Positionnement du patient.

Résistance élevée



Ruban chirurgical Durapore^{MC} 3M^{MC}

Pensez à utiliser un produit formant une barrière de protection supplémentaire comme le Protecteur cutané non irritant Cavilon^{MC} 3M^{MC} avec le Ruban chirurgical Durapore^{MC} 3M^{MC} (conformément au protocole en vigueur dans votre établissement de santé)



Rendement sur la peau : la plume désigne les produits qui fournissent la puissance de fixation nécessaire, tout en réduisant au minimum les dommages cutanés.

Un choix essentiel pour les soins.

Chez 3M, nous avons fait en sorte qu'il soit plus facile pour vous de choisir le dispositif de fixation qui convient à chaque patient selon l'utilisation prévue grâce à quatre catégories de fixation. Pour en savoir plus, consultez le site Web 3M.com/MedicalSecurement.



Les rouleaux à usage unique emballés individuellement peuvent aider à protéger les patients en réduisant le risque de contamination croisée*.

Non adhésif



Bandage autoadhérent sans latex NL Coban^{MC} 3M^{MC}

- Convient à tous les patients, y compris ceux qui ont une peau fragile et à risque;
- Adhère à lui-même sans nécessiter d'adhésif, d'épingles ou d'agrafes, et s'applique facilement et rapidement;
- Peut être déchiré à la main éliminant ainsi le besoin d'utiliser des ciseaux;
- Ce produit est exempt de latex de caoutchouc naturel.

Autres solutions de fixation médicale 3M non adhésives :

Bandage autoadhérent Coban^{MC} 3M^{MC} (contient du latex)

À usages multiples



Ruban chirurgical Micropore^{MC} S 3M^{MC}

- Un ruban doux qui convient à tous les patients, y compris les personnes âgées et les patients en pédiatrie;
- Adhérence fiable qui reste en place jusqu'à 48 heures⁶;
- S'enlève proprement avec un minimum de dommages aux couches cutanées et ne cause pas d'inconfort excessif chez les patients;
- Déchirement bidirectionnel facile.

Autres solutions de fixation médicale 3M à usages multiples :

Ruban chirurgical blanc Transpore^{MC} 3M^{MC}
Ruban chirurgical Micropore^{MC} 3M^{MC}
Ruban chirurgical Transpore^{MC} 3M^{MC}

Souple



Ruban chirurgical en toile souple Medipore^{MC} H 3M^{MC}

- Tissu souple qui permet de conserver l'intégrité de la peau;
- Capacité d'étirement dans plusieurs sens qui aide à réduire au minimum le risque de lésion cutanée;
- Souplesse permettant au ruban de s'adapter à la peau enflée, à la distension et au mouvement;
- Ruban perméable à l'air convenant à une vaste gamme d'utilisations;
- Perforé et facile à déchirer.

Autres solutions de fixation médicale 3M souples :

Ruban chirurgical Microfoam^{MC} 3M^{MC}

De résistance élevée



Ruban chirurgical Durapore^{MC} 3M^{MC}

- Ruban en toile soyeux qui fournit une adhérence à toute épreuve;
- Matériau robuste également idéal pour l'immobilisation;
- Déchirement bidirectionnel facile.

Autres solutions de fixation médicale 3M à forte adhérence :

Ruban chirurgical sec Multipore^{MC} 3M^{MC}

Renseignements pour commander

3M propose une gamme complète de rubans médicaux pour répondre à vos besoins en matière de dispositifs de fixation médicale.

Autoadhérents

Nom de produit		Numéro de produit	Format	Unités
Bandage autoadhérent sans latex Coban ^{MC} 3M ^{MC} , stérile		2083S	7,5 cm x 4,57 m (3 po x 5 v)	24
		2084S	10 cm x 4,57 m (4 po x 5 v)	18
		2086S	15 cm x 4,57 m (6 po x 5 v)	12
Bandage autoadhérent sans latex Coban ^{MC} 3M ^{MC}		2081	2,5 cm x 4,57 m (1 po x 5 v)	30
		2082	5 cm x 4,57 m (2 po x 5 v)	36
		2083	7,5 cm x 4,57 m (3 po x 5 v)	24
		2084	10 cm x 4,57 m (4 po x 5 v)	18
Bandage autoadhérent Coban ^{MC} 3M ^{MC} (contient du latex)		1581	2,5 cm x 4,57 m (1 po x 5 v)	30
		1582	5 cm x 4,57 m (2 po x 5 v)	36
		1583	7,5 cm x 4,57 m (3 po x 5 v)	24
		1584	10 cm x 4,57 m (4 po x 5 v)	18
		1586	15 cm x 4,57 m (6 po x 5 v)	12

À usages multiples

Nom de produit		Numéro de produit	Format	Rouleaux/boîte	Boîtes/caisse
Ruban chirurgical Micropore ^{MC} S 3M ^{MC}		2770S-1 	2,5 cm x 1,37 m (1 po x 1,5 v)	100	5
		2770S-2 	5 cm x 1,37 m (2 po x 1,5 v)	50	5
		2770-1	2,5 cm x 5 m (1 po x 5,5 v)	12	10
		2770-2	5 cm x 5 m (2 po x 5,5 v)	6	10
Ruban chirurgical blanc Transpore ^{MC} 3M ^{MC}		1534S-1 	2,5 cm x 1,37 m (1 po x 1,5 v)	100	5
		1534-0	1,25 cm x 9,1 m (1/2 po x 10 v)	24	10
		1534-1	2,5 cm x 9,1 m (1 po x 10 v)	12	10
		1534-2	5 cm x 9,1 m (2 po x 10 v)	6	10
		1534-3	7,5 cm x 9,1 m (3 po x 10 v)	4	10
Ruban chirurgical Transpore ^{MC} 3M ^{MC}		1527S-1 	2,5 cm x 1,37 m (1 po x 1,5 v)	100	5
		1527-0	1,25 cm x 9,1 m (1/2 po x 10 v)	24	10
		1527-1	2,5 cm x 9,1 m (1 po x 10 v)	12	10
		1527-2	5 cm x 9,1 m (2 po x 10 v)	6	10
Ruban chirurgical Micropore ^{MC} 3M ^{MC} , blanc		1530S-1 	2,5 cm x 1,37 m (1 po x 1,5 v)	100	5
		1530-0	1,25 cm x 9,1 m (1/2 po x 10 v)	24	10
		1530-1	2,5 cm x 9,1 m (1 po x 10 v)	12	10
		1530-2	5 cm x 9,1 m (2 po x 10 v)	6	10
		1530-3	7,5 cm x 9,1 m (3 po x 10 v)	4	10
Ruban chirurgical Micropore ^{MC} 3M ^{MC} , havane		1533-0	1,25 cm x 9,1 m (1/2 po x 10 v)	24	10
		1533-1	2,5 cm x 9,1 m (1 po x 10 v)	12	10
		1533-2	5 cm x 9,1 m (2 po x 10 v)	6	10
Ruban chirurgical Micropore ^{MC} 3M ^{MC} , dévidoir		1535-0	1,25 cm x 9,1 m (1/2 po x 10 v)	24	10
		1535-1	2,5 cm x 9,1 m (1 po x 10 v)	12	10
		1535-2	5 cm x 9,1 m (2 po x 10 v)	6	10

Souple

Nom de produit	Numéro de produit	Format	Unités
Ruban chirurgical en toile souple Medipore^{MC} H 3M^{MC} 	2862S ^⑩	5 cm x 1,8 m (2 po x 2 v)	48
	2864S ^⑩	10 cm x 1,8 m (4 po x 2 v)	24
	2866S ^⑩	15 cm x 1,8 m (6 po x 2 v)	16
	2861	2,5 cm x 9,1 m (1 po x 10 v)	24
	2862	5 cm x 9,1 m (1 po x 10 v)	12
	2863	7,5 cm x 9,1 m (1 po x 10 v)	12
	2864	10 cm x 9,1 m (1 po x 10 v)	12
	2866	15 cm x 9,1 m (1 po x 10 v)	12
	2868	20 cm x 9,1 m (1 po x 10 v)	6

Nom de produit	Numéro de produit	Format	Rouleaux/boîte	Boîtes/caisse
Ruban chirurgical Microfoam^{MC} 3M^{MC} 	1528-1	2,5 cm x 5 m (1 po x 5,5 v)	12	10
	1528-2	5 cm x 5 m (2 po x 5,5 v)	6	10
	1528-3	7,5 cm x 5 m (3 po x 5,5 v)	4	10
	1528-4	10 cm x 5 m (4 po x 5,5 v)	3	10

Nom de produit	Numéro de produit	Format	Unités
Ruban chirurgical en toile souple 3M^{MC}, sur doublure 	2762	5 cm x 9,1 m (2 po x 10 v)	60
	2764	10 cm x 9,1 m (4 po x 10 v)	30

Adhérence élevée

Nom de produit	Numéro de produit	Format	Rouleaux/boîte	Boîtes/caisse
Ruban chirurgical Durapore^{MC} 3M^{MC} 	1538S-1 ^⑩	2,5 cm x 1,37 m (1 po x 1,5 v)	100	5
	1538-0	1,25 cm x 9,1 m (1/2 po x 10 v)	24	10
	1538-1	2,5 cm x 9,1 m (1 po x 10 v)	12	10
	1538-2	5 cm x 9,1 m (2 po x 10 v)	6	10
	1538-3	7,5 cm x 9,1 m (3 po x 10 v)	4	10
Ruban chirurgical sec Multipore^{MC} 3M^{MC} 	3730-0	1,25 cm x 5 m (1/2 po x 5,5 v)	12	48
	3730-1	2,5 cm x 5 m (1 po x 5,5 v)	24	96
	3730-2	5 cm x 5 m (2 po x 5,5 v)	12	48



Produits offerts au Canada par :

3M Canada
Division des solutions
médicales de 3M
 300, rue Tartan
 London (Ontario) N5V 4M9
 Canada
 1 800 364-3577
 3M.ca

La Compagnie 3M
 2510 Conway Avenue
 St. Paul, MN 55144
 É.-U.
 1 800 228-3957

^⑩ Données internes de 3M. EM-05-014598.

* Les rouleaux à usage unique emballés individuellement permettent d'éviter que le ruban soit exposé aux contaminants dans l'environnement, réduisent au minimum le contact avec les surfaces et le matériel des hôpitaux et diminuent l'exposition aux mains des travailleurs en soins de santé.

3M, 3M Science. Au service de la Vie., Coban, Cavilon, Transpore, Medipore, Durapore, Micropore, Microfoam et Multipore sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada. © 2020, 3M. Tous droits réservés. 1911-16025 F