



Ruban chirurgical Micropore<sup>MC</sup> S 3M<sup>MC</sup>

# Conçu pour offrir une fixation fiable au quotidien.



## Révolutionner la science fiable, mais douce.

Obtenez des fixations fiables tout en réduisant le risque de lésions cutanées causées par les adhésifs médicaux. Le Ruban chirurgical Micropore<sup>MC</sup> S 3M<sup>MC</sup> fournit une adhérence fiable et s'enlève proprement avec une perturbation minimale des couches cutanées sans causer d'inconfort excessif à vos patients.



### Adhérence fiable

Bonne adhérence initiale et à long terme (48 heures) sur la peau<sup>1</sup>. Le ruban reste en place sur la peau.



### Rendement sur la peau

Procure la puissance de fixation nécessaire tout en réduisant les dommages à la peau.



### Facile à utiliser

Peut être déchiré à la main et se repositionne.



### Réduction des risques

Les rouleaux à usage unique emballés individuellement peuvent aider à protéger les patients en réduisant les risques de contamination croisée\*.

## Protégez vos patients contre les lésions cutanées causées par les adhésifs médicaux.



Prévalence aux lésions cutanées causées par les adhésifs médicaux de

**1 sur 4**

Une étude a démontré une prévalence quotidienne maximale de 25 % aux lésions cutanées causées par les adhésifs médicaux sur une période de 28 jours<sup>2</sup>.

\* Les rouleaux à usage unique emballés individuellement permettent d'éviter que le ruban soit exposé aux contaminants dans l'environnement, réduisent le contact avec les surfaces et l'équipement des hôpitaux et diminuent l'exposition aux mains des travailleurs en soins de santé.

# Ruban chirurgical Micropore<sup>MC</sup> S 3M<sup>MC</sup>

## Utilisations cliniques : fixation générale

- Prises de sang
- Pansements légers
- Tubulures d'intraveineuse (fixation secondaire)
- Tubes non critiques

**Idéal pour tous les patients, y compris ceux qui ont la peau sensible\*\*.**

**Matériau du ruban :** Support hybride en papier/plastique avec un adhésif à la silicone



### Adhérence fiable pour des applications générales.

Comparable à d'autres rubans à usages multiples 3M,<sup>†</sup> le Ruban chirurgical Micropore<sup>MC</sup> S 3M<sup>MC</sup> procure une adhérence initiale et à long terme fiable (48 heures) sur la peau, la gaze et les tubes de qualité médicale.



**Rendement sur la peau :**  
La plume indique les produits qui fournissent la puissance de fixation nécessaire tout en réduisant les dommages cutanés.

## Mettre la peau au premier plan.

En se basant sur les recommandations d'un groupe d'experts en lésions cutanées causées par les adhésifs médicaux<sup>3</sup>, 3M s'engage à offrir la bonne solution de fixation pour la bonne situation.

### Avantages du ruban Micropore S :

- Aide à préserver l'intégrité de la peau
- Non irritant pour la peau
- Peut être appliqué sur une peau sensible\*\*
- Convient aux nourrissons et aux enfants, car il s'enlève en douceur
- Convient à la peau des personnes âgées
- Traction minimale sur les poils

## Renseignements pour commander

Numéro de référence	Taille	Rouleaux à usage unique emballés individuellement	Rouleaux	Caisse
2770S-1	2,5 cm x 1,3 m (1 po x 1,5 v)	✓	100/sac	5 sacs
2770S-2	5 cm x 1,3 m (2 po x 1,5 v)	✓	50/sac	5 sacs
2770-1	2,5 cm x 5 m (1 po x 5,5 v)	—	12/boîte	10 boîtes
2770-2	5 cm x 5 m (2 po x 5,5 v)	—	6/boîte	10 boîtes

Voyez comment vous pouvez obtenir une fixation fiable tout en réduisant le risque de lésions cutanées causées par les adhésifs médicaux.

Pour obtenir plus de renseignements sur le Ruban chirurgical Micropore<sup>MC</sup> S 3M<sup>MC</sup> et les autres solutions de fixation médicale 3M, consultez le site Web [3M.ca/RubansMédicaux](http://3M.ca/RubansMédicaux).



Produit offert au Canada par :

**3M Canada**  
Division des solutions  
médicales de 3M  
C.P. 5757  
London (Ontario) N6A 4T1  
Canada  
1800 364-3577

**Soins de santé 3M**  
2510 Conway Avenue  
St. Paul, MN 55144  
É.-U.  
1 800 228-3957

\*\* Conformément au test HRIPT.

<sup>†</sup> Basé sur une adhérence comparable éprouvée sur la peau par rapport à d'autres rubans médicaux 3M comme le Ruban médical Micropore<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup>, le Ruban médical Transpore<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup> et le Ruban médical blanc Transpore<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup>. Données internes de 3M. EM-05-014706.

<sup>1</sup> Données internes de 3M. EM-05-014598.

<sup>2</sup> Farris, M.K., Petty, M., Hamilton, J., Walters, S.A. et Flynn, M.A. « Medical Adhesive-Related Skin Injury Prevalence Among Adult Acute Care Patients: A Single-Center Observational Study », *Journal of Wound, Ostomy & Continence Nursing*, vol. 42, n° 6 (2015), pp. 589 à 598.

<sup>3</sup> McNichol, Lund, Rosen et Gray. « Medical adhesives and patient safety: state of the science: Consensus statements for the assessment, prevention, and treatment of adhesive-related skin injuries », *Journal of Wound Ostomy Continence Nursing*, vol. 40, n° 4 (2013), pp. 365 à 380.

3M, 3M Science. Au service de la Vie., Transpore et Micropore sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada. © 2019, 3M. Tous droits réservés. 1911-16081 F