

Des solutions adaptées à vos besoins



Les appareils ne correspondent pas à la taille réelle.

Lecteur automatique double 490 Attest^{MC} 3M^{MC} et Minilecteur automatique double 490M Attest^{MC} 3M^{MC}



Obtenez des résultats de stérilisation à la vapeur et au peroxyde d'hydrogène vaporisé avec un seul lecteur en seulement 24 minutes*. Solventum offre ses lecteurs automatiques en deux formats pour répondre aux besoins et au budget de votre établissement.



Standardisez les pratiques dans l'ensemble des établissements

Deux options de format vous permettent de standardiser les pratiques dans plusieurs établissements à la fois pour plus d'efficacité et pour faciliter la formation.



Améliorez la norme de soins

Aidez à protéger les patients contre le risque d'infection avec la surveillance de chaque charge. Avec des résultats d'indicateurs biologiques rapides en 24 minutes, c'est possible.



Augmentez la facilité d'utilisation

Placez n'importe quel Indicateur biologique 1491, 1492V ou 1493 (pour la stérilisation à la vapeur), ou 1295 (pour stérilisation au peroxyde d'hydrogène vaporisé) Attest dans n'importe quelle cupule du lecteur en même temps.



Soyez connecté

Accédez aux applications de produits 3M pour obtenir des résultats d'IB en temps réel et intégrer rapidement les données dans le système de suivi de votre établissement.

Une innovation digne de votre confiance



Les seuls produits d'IB avec l'homologation BSI Kitemark^{MC} indiquée dans la norme ISO 11138.

* Lors d'une utilisation avec le Lecteur automatique 490 ou 490H Attest^{MC} 3M^{MC} (version de logiciel 4.0.0 ou supérieure) ou avec le Minilecteur automatique 490M Attest^{MC} 3M^{MC} (toute version de logiciel).

Optimiser l'espace et la rentabilité dans l'ensemble des établissements

Grâce aux options de format du Lecteur automatique Attest^{MC} 3M^{MC}, vous pouvez standardiser la pratique dans plusieurs établissements pour plus d'efficacité et pour faciliter la formation.

Nos lecteurs automatiques sont compatibles avec les Indicateurs biologiques Attest^{MC} 3M^{MC} suivants :

- 1491 pour la stérilisation à la vapeur*
- 1492V pour la stérilisation à la vapeur*
- 1493 pour la stérilisation à la vapeur*
- 1295 pour la stérilisation au peroxyde d'hydrogène vaporisé*



Méthode	N° de référence	Produit	Description/indications d'utilisation	Emballage	Expédition
Stérilisation à la vapeur et au peroxyde d'hydrogène vaporisé	490	Lecteur automatique double Attest ^{MC} 3M ^{MC}	22,2 cm (l) x 8,25 cm (h) x 22,2 cm (p)	1 unité/boîte	1 boîte/caisse
	490M	Minilecteur automatique double Attest ^{MC} 3M ^{MC}	15,5 cm (l) x 8,25 cm (h) x 5,25 cm (p)	1 unité/boîte	1 boîte/caisse
Vapeur Stérilisation à la vapeur	1491	Indicateur biologique à lecture super rapide Attest ^{MC} 3M ^{MC}	Gravité : 132 °C (270 °F) = 3 ou 10 minutes 135 °C (275 °F) = 3 ou 10 minutes	50 unités/boîte	4 boîtes/caisse
	1492V	Indicateur biologique à lecture super rapide Attest ^{MC} 3M ^{MC}	Évacuation d'air dynamique (vide partiel et pulsation de pression à purgation par vapeur) : 132 °C (270 °F) à 135 °C (275 °F)	50 unités/boîte	4 boîtes/caisse
	1493	Indicateur biologique à lecture super rapide Attest ^{MC} 3M ^{MC}	Gravité : 121 °C (250 °F) = ≥ 30 minutes	50 unités/boîte	4 boîtes/caisse
	1493P		Évacuation d'air dynamique (vide partiel et pulsation de pression à purgation par vapeur) : 121 °C (250 °F) ≥ 15 minutes	20 unités/boîte	5 boîtes/caisse
	1492PCD	Trousse de contrôle transparente avec indicateur biologique à lecture super rapide pour la stérilisation à la vapeur Attest ^{MC} 3M ^{MC}	Évacuation d'air dynamique (vide partiel et pulsation de pression à purgation par vapeur) : 132 °C (270 °F) à 135 °C (275 °F)	24 trousse	24 contrôles/caisse
	1492PCD-24			24 trousse	24 contrôles/caisse
	1492PCD-05			24 trousse	5 contrôles/caisse
	1493PCDG	Trousse de contrôle transparente avec indicateur biologique à lecture super rapide pour la stérilisation à la vapeur par gravité Attest ^{MC} 3M ^{MC}	Déplacement par gravité : 121 °C (250 °F) ≥ 30 minutes	24 trousse	24 contrôles/caisse
	1493PCDG-24			24 trousse	24 contrôles/caisse
	1492PCDE-24	Trousse de contrôle transparente avec indicateur biologique à lecture super rapide pour la stérilisation à la vapeur à cycle prolongé Attest ^{MC} 3M ^{MC}	Évacuation d'air dynamique : 132 °C (270 °F) = 10 minutes	24 trousse	24 contrôles/caisse
Peroxyde d'hydrogène vaporisé Stérilisation au peroxyde d'hydrogène vaporisé	1295	Indicateur biologique à lecture rapide Attest ^{MC} 3M ^{MC}	Peroxyde d'hydrogène vaporisé*	30 unités/sac	4 sacs/caisse
	1295PCD-24	Trousse de contrôle transparente à lecture super rapide pour la stérilisation au peroxyde d'hydrogène vaporisé Attest ^{MC} 3M ^{MC}	Peroxyde d'hydrogène vaporisé*	6 trousse/sac	4 sacs et 24 contrôles/caisse
	1295PCD-05			6 trousse/sac	4 sacs et 5 contrôles/caisse



Produits offerts au Canada par :
 La Compagnie Soins de santé 3M Canada limitée
 75, rue Courtneypark O., local 4
 Mississauga
 (Ontario) L5W 0E3
 Canada
 Téléphone : 1 833 954-0525
 Site Web : 3M.ca/Medicales

* Reportez-vous aux indications d'utilisation fournies dans les directives d'utilisation de l'indicateur biologique. Les indications d'utilisation doivent s'aligner sur le cycle de stérilisation à surveiller.

© Solventum, 2025. Solventum, le logo S et toutes les autres marques de commerce indiquées sont des marques de commerce de Solventum ou de ses sociétés affiliées. 3M est une marque de commerce de 3M. FR_CA_70-2011-7940-8