

	Produit	N° de réf.	Emballage	Indications d'utilisation	Délais d'obtention des résultats	Incubateur/lecteur automatique
Lecture super rapide		1491 Capuchon bleu foncé	50 unités/boîte 4 boîtes/caisse	 Gravité : 132 °C (270 °F) = 3 ou 10 minutes 135 °C (275 °F) = 3 ou 10 minutes		 Lecteurs automatiques 490 et 490M
		1492V Capuchon brun	50 unités/boîte 4 boîtes/caisse	 Évacuation d'air dynamique (vide partiel et pulsation de pression à purgation par vapeur) : 132 °C (270 °F) = 3, 3,5, 4, 5,5 ou 6 minutes 134 °C (273 °F) = 3 ou 4 minutes 135 °C (275 °F) = 3, 3,5 ou 10 minutes		
		1493 Capuchon bleu clair	50 unités/boîte 4 boîtes/caisse	 Gravité : 121 °C (250 °F) = 30 minutes Évacuation d'air dynamique (vide partiel et pulsation de pression à purgation par vapeur) : 121 °C (250 °F) = 15, 20, 30 ou 35 minutes		
		1493P Capuchon bleu clair	20 unités/boîte 5 boîtes/caisse			
		41482V	24 paquets/boîte 24 contrôles/boîte	 Évacuation d'air dynamique (vide partiel et pulsation de pression à purgation par vapeur) : 132 °C (270 °F) = 4 minutes 135 °C (275 °F) = 3 minutes		
		41482VF	24 paquets/boîte 5 contrôles/boîte			
		1492PCD-24	24 paquets 24 contrôles/caisse	 Évacuation d'air dynamique (vide partiel et pulsation de pression à purgation par vapeur) : 132 °C (270 °F) = 4 minutes 134 °C (273 °F) = 4 minutes 135 °C (275 °F) = 3 minutes		
		1492PCD-05	24 paquets 5 contrôles/caisse			
	1493PCDG-24	24 paquets 24 contrôles/caisse	 Déplacement par gravité : 121 °C (250 °F) = 30 minutes			
	1492PCDE-24	24 paquets 24 contrôles/caisse		 Évacuation d'air dynamique : 132 °C (270 °F) = 10 minutes		
Lecture rapide		1291	50 unités/boîte 4 boîtes/caisse	 Gravité : 132 °C (270 °F) ≥ 3 minutes		 Lecteur automatique 390
		1292	50 unités/boîte 4 boîtes/caisse	 Gravité : 121 °C (250 °F) ≥ 20 minutes Sous vide : 132 °C (270 °F) ≥ 4 minutes		
		1296	25 paquets/boîte (25 contrôles/boîte)	 Gravité : 121 °C (250 °F) ≥ 40 minutes Sous vide : 132 °C (270 °F) ≥ 4 minutes		
		41382	16 paquets/boîte (16 contrôles/boîte)	 Gravité : 121 °C (250 °F) = 30 minutes Évacuation d'air dynamique 132 °C (270 °F) = 4 minutes		
		41382F	16 paquets/boîte (4 contrôles/boîte)			
Standard		1261	100 unités/boîte 4 boîtes/caisse	 Gravité : 132 °C (270 °F)		 Incubateur 116
		1262	100 unités/boîte 4 boîtes/caisse	 Gravité : 121 °C (250 °F) Sous vide : 132 °C (270 °F) Gravité (stérilisateur de table uniquement) : 132 °C (270 °F) > 3 minutes		
		1262P	25 unités/boîte 4 boîtes/caisse			

* Les Indicateurs biologiques 1491, 1492V et 1493 Attest^{MC} 3M^{MC} offrent des résultats en 24 minutes lorsqu'ils sont utilisés conjointement avec le Minilecteur automatique 490M Attest^{MC} 3M^{MC} ou le Lecteur automatique 490 ou 490H Attest^{MC} 3M^{MC} avec la version logicielle 4.0.0 ou une version plus récente.

** Ils doivent être utilisés conjointement avec l'Incubateur pour indicateurs biologiques 116 Attest^{MC} 3M^{MC}.