



Mettez une puissance combinée à votre service

Les avantages offerts par le Pansement superabsorbant Kerramax Care^{MC} 3M^{MC} et le Système de bandage compressif à deux couches Coban^{MC} 2 3M^{MC} peuvent vous aider à prendre en charge les ulcères veineux de la jambe (UVJ).



Une combinaison sur laquelle vos patients peuvent compter

La combinaison du Pansement Kerramax Care^{MC} 3M^{MC} et du Système de bandage compressif à deux couches Coban^{MC} 2 3M^{MC} vise à aider les cliniciens et les patients à prendre en charge les UVJ. La conception mince du Pansement Kerramax Care et sa capacité à absorber et à retenir l'exsudat, même sous compression, font en sorte qu'il se jumelle particulièrement bien à la thérapie de compression^{1,2}. Le Système de bandage compressif à deux couches Coban 2 est conçu pour offrir la thérapie de compression requise pour traiter les patients atteints d'un UVJ³.

Wounds International a récemment publié huit études de cas évaluant le rendement clinique du Pansement Kerramax Care et du Système de bandage compressif Coban 2. Les résultats montrent que les patients atteints d'un UVJ traités dans différents contextes de soins étaient satisfaits de la combinaison de traitements. Il a été signalé que le Pansement Kerramax Care est resté en place pendant le temps de port sous compression, qu'il a retenu l'exsudat et qu'aucune pénétration ni aucune fuite n'a été observée¹.

1 Pansement superabsorbant Kerramax Care^{MC} 3M^{MC}



Pansement superabsorbant
Kerramax Care^{MC} 3M^{MC}

Les plaies chroniques présentant une forte exsudation posent problème tant pour le clinicien que pour le patient. Un excès de liquide peut compliquer l'obtention d'un équilibre optimal de l'humidité et entraîner une macération.

Le Pansement Kerramax Care, doté de la Technologie Exu-Safe^{MC} de pointe, absorbe et retient des niveaux élevés de liquide séreux et visqueux loin de la peau périlésionnelle et du lit de la plaie, ce qui aide à réduire la macération de la peau, même sous compression^{1,4}.

La capacité élevée d'absorption et de rétention du Pansement Kerramax Care permet de réduire le nombre de changements de pansements et de minimiser les perturbations du lit de la plaie^{4,5}.

Une expérience positive peut réduire le stress et l'anxiété d'un patient atteint d'une plaie chronique, ce qui peut à son tour réduire sa douleur et améliorer son observance du traitement. Le Pansement Kerramax Care est conçu pour le confort des patients^{4,5}.

70%
des patients



Le pourcentage de patients qui ont attribué une note de 8 à 10 au pansement, ce qui témoigne d'un **niveau élevé de confort et d'une expérience positive⁴**.

90%
voudraient bien le conserver



Parmi les répondants, 90 % ont indiqué qu'ils voudraient bien conserver les Pansements Kerramax Care comme premier choix pour la prise en charge des plaies à forte exsudation⁴.

Principaux avantages



Absorbe et retient des niveaux élevés d'exsudat^{4,5}



Est mince, doux, souple et pliable²



Aide à séquestrer les bactéries et les MPM dans la couche interne du pansement^{6*}



Offre une application facile (d'un côté ou de l'autre)



Peut être utilisé sous compression⁵



Peut être laissé en place pendant sept jours

* Comme démontré *in vitro*, la pertinence clinique n'a pas été étudiée.



Les ulcères veineux de la jambe touchent de 1 % à 2 % de la population. D'ailleurs, la prévalence augmente de $\leq 4\%$ chez les personnes âgées de > 65 ans⁷.

Une réduction mensuelle de la surface de

30 % 

représente le taux de guérison de référence pour les UVJ traités à l'aide d'une thérapie de compression et de pansements évolués⁸.

2 Le Système de bandage compressif à deux couches Coban^{MC} 2 3M^{MC} et le Système de bandage compressif à deux couches Coban^{MC} 2 Lite 3M^{MC}

Le Système de bandage compressif Coban 2 et le Système de bandage compressif Coban 2 Lite offrent une thérapie de compression efficace qui contribue à la prise en charge efficace des UVJ par la réduction de l'œdème, la diminution de la douleur et l'amélioration de la capacité du patient à effectuer des activités quotidiennes^{9, 10, 11}.

Le Système de bandage compressif Coban 2 est facile à appliquer et à retirer, est conçu pour rester en place^{9, 10} et permet de porter des chaussures normales, augmentant ainsi l'observance du patient et le potentiel d'efficacité du traitement^{9, 11}.



Système de bandage compressif à deux couches **Coban^{MC} 2 3M^{MC}**




Système de bandage compressif à deux couches **Coban^{MC} 2 Lite 3M^{MC}**

49 %

des UVJ peuvent être guéris par compression¹²



Le Système de bandage compressif Coban 2 est également efficace pour réduire le lymphœdème et l'œdème chronique



Principaux avantages



Une application rapide et facile



Une compression thérapeutique qui reste en place



Un traitement confortable pour améliorer l'observance du patient



Une composition exempte de latex de caoutchouc naturel



Une conception qui s'adapte à l'anatomie du patient



Une compression constante



Un traitement qui permet un mode de vie plus normal

Pansement superabsorbant Kerramax Care^{MC} 3M^{MC}

N° de produit Solventum	Taille	Pansements/boîte
PRD500-025	5 cm x 5 cm (2 po x 2 po)	10 unités/boîte
PRD500-050	10 cm x 10 cm (4 po x 4 po)	10 unités/boîte
PRD500-100	13,5 cm x 15,5 cm (5 po x 6 po)	10 unités/boîte
PRD500-120	10 cm x 22 cm (4 po x 9 po)	10 unités/boîte
PRD500-240	20 cm x 22 cm (8 po x 9 po)	10 unités/boîte
PRD500-380-B10	20 cm x 30 cm (8 po x 12 po)	10 unités/boîte
PRD500-600-B10	20 cm x 50 cm (8 po x 20 po)	10 unités/boîte

Le Système de bandage compressif à deux couches Coban^{MC} 2 3M^{MC} et le Système de bandage compressif à deux couches Coban^{MC} 2 Lite 3M^{MC}

Le Système de bandage compressif Coban 2, soit celui à la couche interne et à l'emballage violets, offre une forte compression et est idéal pour traiter la majorité des patients dont l'IPCB est supérieur ou égal à 0,8. Le Système de bandage compressif Coban 2 Lite, soit celui à la couche interne et à l'emballage verts, offre une pression au repos réduite comparativement au Système de bandage compressif Coban 2. Il est destiné aux membres à petite circonférence (p. ex., les doigts, les bras, les orteils) et aux patients moins tolérants à la thérapie de compression, y compris ceux ayant une étiologie mixte, qui reçoivent la thérapie de compression pour la première fois ou dont la tolérance est inconnue. Il convient à un IPCB de 0,5 et plus.

Description	N° de produit Solventum	Dimensions du rouleau	Rouleaux/boîte	Boîtes/caisse
Système de bandage compressif Coban 2 destiné aux patients présentant un IPCB ≥ 0,8	2094N	Rouleau 1 : 10 cm x 2,7 m (4 po x 2,9 vg) Rouleau 2 : 10 cm x 3,5 m (4 po x 3,8 vg)	2 rouleaux, 1 de chaque couche	8
Système de bandage compressif Coban 2 destiné aux patients présentant un IPCB ≥ 0,8	2094XL	Rouleau 1 : 10 cm x 3,5 m (4 po x 3,8 vg) Rouleau 2 : 10 cm x 4,5 m (4 po x 4,9 vg)	2 rouleaux, 1 de chaque couche	8
Système de bandage compressif Coban 2 destiné aux patients présentant un IPCB ≥ 0,8	20096	Rouleau 1 : 15 cm x 3,5 m (6 po x 3,8 vg) Rouleau 2 : 15 cm x 4,5 m (6 po x 4,9 vg)	2 rouleaux, 1 de chaque couche	8
Système de bandage compressif Coban 2 Lite destiné aux patients présentant un IPCB ≥ 0,5	2794E	Rouleau 1 : 10 cm x 2,7 m (4 po x 2,9 vg) Rouleau 2 : 10 cm x 3,2 m (4 po x 3,4 vg)	2 rouleaux, 1 de chaque couche	8

REMARQUE : Il existe des indications, des contre-indications, des mises en garde, des précautions et des renseignements de sécurité propres à ces produits et thérapies. Veuillez consulter un clinicien et les directives d'utilisation du produit avant l'utilisation. Ce matériel est destiné aux professionnels de la santé. Sur ordonnance seulement.

Bibliographie :

- HUGHES, M. A., et coll. « 3M™ Kerramax Care™ Super Absorbent Dressing and 3M™ Coban™ 2 Two-Layer Compression System case series supplement », *Wounds International* (2022), Londres, au R.-U.
- JACKSON, S., J. LOVETT et C. STEPHENSON. « An assessment of the conformability of superabsorbent dressings », affiche présentée à la conférence annuelle de Wounds UK (2016), au R.-U.
- VOWDEN, P., A. KERR et G. MOSTI. « Demystifying mild, moderate and high compression systems -when and how to introduce "lighter" compression », document de position, *Wounds International* (novembre 2020).
- HUGHES, M. « A large-scale evaluation of managing moderate and highly exuding wounds in the community », *Wounds UK*, vol. 13, n° 3 (2017), p. 78-85.
- JONES, J. et J. BARRAUD. « An evaluation of Kerramax Care in the management of moderate to heavily exuding wounds », *British Journal of Community Nursing*, supplément (mars 2014), S8, S50-53.
- SINGH, G., C. BYRNE, H. THOMASON et A. MCBAIN. « Investigating the microbial and metalloprotease sequestration properties of superabsorbent wound dressings », *Scientific Reports*, vol. 12, n° 1 (2022), 4747, p. 511-516. DOI : 10.1016/j.jvs.2022.11.005. Publié en ligne le 19 janvier 2023, PMID : 36681297.
- SCHUL, M. W., M. M. MELIN et T. J. KEATON. « Venous leg ulcers and prevalence of surgically correctable reflux disease in a national registry », *J. Vasc. Surg. Venous Lymphat. Disord.*, vol. 11, n° 3 (mai 2023), p. 511-516. DOI : 10.1016/j.jvs.2022.11.005. Publié en ligne le 19 janvier 2023, PMID : 36681297.
- RAJHATHY, E. M., H. D. MURRAY, V. A. ROBERGE et K. Y. WOO. « Healing Rates of Venous Leg Ulcers Managed With Compression Therapy: A Secondary Analysis of Data », *Journal of Wound, Ostomy and Continence Nursing*, vol. 47, n° 5 (septembre/octobre 2020), p. 477-483. | DOI : 10.1097/WON.0000000000000693
- MOSTI, G., A. CRESPI et V. MATTALIANO. « Comparison Between a New, Two-component Compression System With Zinc Paste Bandages for Leg Ulcer Healing: A Prospective, Multicenter, Randomized, Controlled Trial Monitoring Sub-bandage Pressures », *Wounds*, vol. 23, n° 5 (2011), p. 126-134.
- C. MOFFATT, et coll. « A preliminary randomized controlled study to determine the application frequency of a new lymphoedema bandaging system », *British Journal of Dermatology*, vol. 166, n° 3 (mars 2012), p. 624-632.
- C. MOFFATT, et coll. « A randomized controlled 8-week crossover clinical evaluation of the 3M™ Coban™ Layer Compression System versus Profore™ to evaluate product performance in patients with venous leg ulcers ».
- GUEST, J. F. et G. W. FULLER. « Relative cost-effectiveness of three compression bandages in treating newly diagnosed venous leg ulcers in the UK », *J. Wound Care*, vol. 32, n° 3 (2 mars 2023), p. 146-158.



Produits offerts au Canada par :
La Compagnie Soins de santé 3M Canada limitée
75, promenade Courtneypark O., local 4
Mississauga (Ontario)
LSW OE3
Canada
Téléphone 1 833 954-0525 | Site Web 3M.ca/Médicales

Communiquez avec le représentant en formation de Solventum de votre région ou consultez le site Web pour obtenir de plus amples renseignements.

Solventum, anciennement dénommée les Soins de santé 3M

© 2024, Solventum. Solventum, le logo S, Kerramax Care et Coban sont des marques de commerce de Solventum ou de ses sociétés affiliées. 3M et le logo 3M sont des marques de commerce de 3M. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs. Tous droits réservés. CA_FR_70-2013-1662-0

