

Trousse de contrôle transparente à lecture super rapide pour la stérilisation au peroxyde d'hydrogène vaporisé Attest^{MC} 3M^{MC}

Outils de marketing et de formation



Introduction

Soins de santé 3M est désormais Solventum

Nous sommes heureux de vous présenter la Trousse de contrôle transparente à lecture super rapide pour stérilisation au peroxyde d'hydrogène vaporisé Attest. Veuillez consulter les outils de marketing et de formation ci-dessous.

Améliorez votre pratique en matière de surveillance de la stérilisation au peroxyde d'hydrogène vaporisé

L'essai prêt à l'emploi intègre deux indicateurs préalablement approuvés par la FDA : un indicateur biologique (IB) pour confirmer la neutralisation microbienne et un indicateur chimique (IC) pour vérifier le bon fonctionnement du stérilisateur dans une trousse de contrôle à usage unique munie d'un contenant transparent.

La Trousse de contrôle transparente à lecture super rapide pour la stérilisation au peroxyde d'hydrogène vaporisé Attest est la première trousse de contrôle pour la stérilisation au peroxyde d'hydrogène vaporisé préassemblée qui répond aux exigences de la FDA des É.-U. pour la surveillance de routine de plusieurs marques, modèles et types de cycles de stérilisateurs*.

* en date du 11 novembre 2024

Caractéristiques

- Elle permet de gagner du temps et de réduire les risques d'erreur, sans le besoin d'assembler les pochettes à ouverture pelable
- La conception préassemblée simule plus précisément l'environnement à l'intérieur d'un dispositif chirurgical que l'utilisation d'un IB autonome pour la surveillance de la charge
- Elle améliore votre flux de travail de surveillance de la stérilisation au peroxyde d'hydrogène vaporisé à un niveau similaire aux pratiques exemplaires de la stérilisation à la vapeur
- Elle est validée sur plusieurs marques, modèles et types de cycles de stérilisateurs, vous aidant à économiser sur les quantités de stock



Outils de vente et de marketing

[Courte vidéo de formation](#)
non destinée à un usage à l'externe

[Prospectus de vente de la Trousse de contrôle transparente à lecture super rapide pour la stérilisation au peroxyde d'hydrogène vaporisé Attest^{MC} 3M^{MC} \(en anglais seulement\)](#) :

Apprenez-en davantage et partagez le prospectus avec vos clients.

Pour consulter plus de ressources, communiquez avec le représentant de Solventum de votre région.

Renseignements pour commander – produits maintenant disponibles



Produit	N° de référence	Emballage	Expédition
Trousse de contrôle transparente à lecture super rapide pour la stérilisation au peroxyde d'hydrogène vaporisé Attest ^{MC} 3M ^{MC}	1295PCD-24	6 dispositifs d'épreuve de procédé/sac	4 sacs et 24 contrôles/caisse
Trousse de contrôle transparente à lecture super rapide pour la stérilisation au peroxyde d'hydrogène vaporisé Attest ^{MC} 3M ^{MC}	1295PCD-05	6 dispositifs d'épreuve de procédé/sac	4 sacs et 5 contrôles/caisse



La Compagnie Soins de santé 3M Canada limitée
75, rue Courtneypark O., local 4
Mississauga (Ontario) L5W 0E3
Canada

Téléphone : 1 800 228-3957
Site Web : Solventum.com/fr-ca

© 2025, Solventum. Tous droits réservés. Solventum et le logo S sont des marques de commerce de Solventum ou de ses sociétés affiliées. 3M et le logo 3M sont des marques de commerce de 3M. Toutes les autres marques de commerce appartiennent à leurs propriétaires respectifs.