

Prodotto		Codice Prodotto	Confezionamento	Indicazioni d'uso	Tempo di risposta	Incubatore/Auto-Reader
Lettura super rapida		1491 tappo blu scuro	50 unità/scatola 4 scatole/ confezione	 Gravità: 132 °C (270 °F) = 3 o 10 minuti 135 °C (275 °F) = 3 o 10 minuti		 Lettori automatici 490/490M
		1492V tappo marrone	50 unità/scatola 4 scatole/ confezione	 Rimozione dinamica dell'aria (pre-vuoto e SFPP): 132 °C (270 °F) = 3, 3,5, 4, 5,5 o 6 minuti 134 °C (273 °F) = 3 o 4 minuti 135 °C (275 °F) = 3, 3,5 o 10 minuti		
		1493 tappo azzurro	50 unità/scatola 4 scatole/ confezione	 Gravità: 121 °C (250 °F) = ≥ 30 minuti Rimozione dinamica dell'aria (pre-vuoto e SFPP): 121 °C (250 °F) = 15, 20, 30 o 35 minuti		
		1493P tappo azzurro	20 unità/scatola 5 scatole/ confezione			
		1492PCD-24	24 pacchetti/ scatola 24 controlli/ scatola	 Rimozione dinamica dell'aria (pre-vuoto e SFPP): 132 °C (270 °F) = 4 minuti 134 °C (273 °F) = 4 minuti 135 °C (275 °F) = 3 minuti		
		1492PCD-05	24 pacchetti/ scatola 5 controlli/ scatola			
	1493PCDG-24	24 pacchetti 24 controlli/ confezione	 Spostamento di gravità: 121 °C (250 °F) = ≥ 30 minuti			
Lettura rapida		1291	50 unità/scatola 4 scatole/ confezione	 Gravità: 132 °C (270 °F) ≥ 3 minuti		 Lettore automatico 390
		1292	50 unità/scatola 4 scatole/ confezione	 Gravità: 121 °C (250 °F) ≥ 20 minuti Assistita da vuoto: 132 °C (270 °F) ≥ 4 minuti		
		1296	25 pacchetti/ scatola 25 ontrolli/ scatola	 Gravità: 121 °C (250 °F) ≥ 40 minuti Assistita da vuoto: 132 °C (270 °F) ≥ 4 minuti		
Standard		1261	100 unità/scatola 4 scatole/ confezione	 Gravità: 132 °C (270 °F)		 incubatore 118
		1262	100 unità/scatola 4 scatole/ confezione	 Gravità: 121 °C (250 °F) Assistita da vuoto: 132 °C Gravità (solo sterilizzatori da tavolo): 132 °C (270 °F) > 3 minuti		
		1262P	25 unità/scatola 4 scatole/ confezione			

*Gli indicatori biologici 3M™ Attest™ 1491, 1492V, 1493 possono essere letti in 24 minuti se utilizzati con il lettore automatico 3M™ Attest™ Mini 490M o con il lettore automatico 3M™ Attest™ 490 con versione software 4.0.0 o successiva.

**Deve essere utilizzato insieme all'incubatore per indicatore biologico 3M™ Attest™ 116.