

Advancing the Science of Orthodontics

矯正歯科用製品総合カタログ

※本カタログは2025年2月現在の製品、承認番号、認証番号、届出番号を掲載しております。
※掲載の内容および希望医院価格は、2025年2月現在のものです。希望医院価格は、すべて税抜き本体価格です。
※製品内容・価格等は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
※商品を安全にお使いいただくため、ご使用前に必ず「電子添文」をお読みください。

Solventumおよびそのロゴ、その製品名等に使用される商標はSolventum及びその関連会社の商標です。3Mおよびそのロゴは3Mおよびその関連会社の商標です。その他の商標はそれぞれの権利者の商標です。



ソルベンタム合同会社

デンタルソリューション事業部

<https://www.solventum.com/ja-jp/home/oral-care/>

3Mのヘルスケア部門はソルベンタムという独立した企業になりました。

Please Recycle. Printed in Japan.
© Solventum 2025. All Rights Reserved.
UTK-153-C(0225)PN/e.

矯正歯科コールセンター

 0120-296-303

受付時間／9:00～17:30 月～金(土日祝を除く)



Contents

目次

■ セルフ ライゲーティング アプライアンス	1
■ セラミック ブラケット	4
■ メタル ブラケット	13
■ バッカルチューブ	33
■ バンド&リンガル アタッチメント	47
■ ワイヤー製品	63
■ ボンディング関連製品	79
■ イントラオーラル	85
■ ハンド インストルメント	97
■ その他の製品	109
■ お取引条件	114

セルフ ライゲーティング アプライアンス

Self-Ligating Appliances

Table of Contents

目次

クリアティ™ ウルトラ セルフ ライゲーティング ブラケット	2
スマートクリップ™ SL3 ブラケット	4
セルフライゲーティング アプライアンス システム 関連製品	6

クリアティ™ ウルトラ セルフ ライゲーティング ブラケット

“機能性”と“審美性”の融合

効果的かつ効率的な治療を可能にするパッシブセルフライゲーティングブラケットです。

粒子が細かい
セラミック素材

透明で汚れにくい素材です。
審美的で、強度もあります。

独自のTie ウィング


必要な時、簡単に結紮をすることができます。

幅広いセラミックドア

近遠心の幅が広いドアのため、歯牙のローテーションコントロールをサポート。
クリック音が鳴るため、“ドアが閉じたこと”を確認しやすい設計です。

インジェクション
モールドで成型

丸みを帯びたスムーズな表面で、
口腔内の違和感を軽減。



より良い歯牙のコントロール

必要時には、
結紮をしてアクティブに

独自の深いTie ウィングにより、
簡単に結紮をすることができます。

ローテーション
コントロールが容易

近遠心の幅が広いドアにより、
ローテーションコントロールが効きやすい
デザインです。

ストレスなく適切なポジショニング

リファレンスマーカー
によるアシスト

リファレンスマーカーが、
ポジショニングのアシストをします。

APC™ Flash-Free 接着材つき
アプライアンス システムのテクノロジーを採用

APC™ Flash-Freeテクノロジーにより、余剰接着材の除去が不要。簡単、
正確なポジショニングにより、ストレスなく適切なブラケットボンディ
ングが可能です。

ディボンディングも簡便

専用のプライヤーを使用

専用のプライヤーで、簡単にディボンディング。Clarity™ シリーズ
の特徴であるディボンディングの容易さも引き継いでいます。

患者様も満足

審美性が高い

多結晶セラミックを使用。
メタル素材が透けないため、高い審美性を有します。

着色しにくい

細かい粒子のセラミックで製造されているため、
着色しにくく、美しさが治療中も保たれます。

快適な装着感

ロープロファイルなブラケットデザインにより、
装着時の不快感を軽減します。

クリアティ™ ウルトラ セルフ ライゲーティング ブラケット
MBT™ システム 仕様



販売名：クリアティ セラミック ブラケット 認証番号：219AKBZX00120000

		Torq.	Ang.	In/Out (mm)	Hook	L/R	接着材なし .022in.	APC™ Flash-Free 接着材つき .022in.
上顎	中切歯	+17°	4°	0.66		UL	003-301	4003-301
		+17°	4°	0.66		UR	003-302	4003-302
	側切歯	+10°	8°	0.89		UL	003-303	4003-303
		+10°	8°	0.89		UR	003-304	4003-304
	犬歯	0°	8°	0.53	D	UL	003-307	4003-307
		0°	8°	0.53	D	UR	003-308	4003-308
	小臼歯	-7°	0°	0.74	D	UL	003-310	4003-310
		-7°	0°	0.74	D	UR	003-311	4003-311
下顎	前歯	-6°	0°	1.14		LL/LR	003-350	4003-350
	犬歯	0°	3°	0.51	D	LL	003-353	4003-353
		0°	3°	0.51	D	LR	003-354	4003-354
	第1小臼歯	-12°	2°	0.76	D	LL	003-357	4003-357
		-12°	2°	0.76	D	LR	003-358	4003-358
	第2小臼歯	-17°	2°	0.86	D	LL	003-361	4003-361
		-17°	2°	0.86	D	LR	003-362	4003-362
					包装単位		5個／パック	5個／パック
				希望医院価格 (消費税別)		16,000円／パック	16,900円／パック	

1 症例キット

Type	Hook	接着材なし .022in.	APC™ Flash-Free 接着材つき .022in.
5X5	Cuspid/Bicuspid	003-111	4003-111
包装単位		20個／キット	20個／キット
希望医院価格 (消費税別)		64,000円／キット	67,600円／キット

専用プライヤー

販売名：セルフライゲーティング ブラケット ディボンディング インストルメント 届出番号：13B1X10422000163
販売名：開閉用 インストルメント 届出番号：13B1X10422000270

製品番号	製品名	包装単位	希望医院価格 (消費税別)
804-175	クリアティ™ ウルトラ セルフライゲーティング ブラケット ディボンディング用 インストルメント	1 本	28,000 円
804-155	開閉用インストルメント	1 本	25,000 円



REF 804-175



REF 804-155

スマートクリップ™ SL3 ブラケット

スマートクリップ™ SL3 ブラケットは、ニッケルチタン製のクリップの採用により、アーチワイヤーの着脱をシンプルにしたセルフライゲーティングメタルブラケットです。さらに、必要以上の矯正力によるトラブルを回避するために、過剰な力がかかった場合にはワイヤーが外れるように保持機能が働きます。

パッシブ セルフライゲーション

- 効率的な歯牙移動が期待できる、パッシブセルフライゲーション
- 患者様の治療中の痛みが軽減され、さらに治療期間の短縮も期待できます

Active on Demand

ツインブラケットデザインなので、必要に応じて結紮が可能です。パッシブからアクティブに。

ブラケットデザイン

- カラードット付きIDディンプル
- 小臼歯用には識別用のタイウィングノッチが付いています
- ロープロファイルセルフライゲーティングブラケット
- トルクイン・ベースデザイン

SL3 クリップ

- アーチワイヤーの着脱が、より弱い力でできるように改善された第3世代のSL3クリップ
- ニッケルチタン製クリップが、簡単にワイヤーをつかむ/離す
- ワイヤー交換時の結紮期間が短縮できます
- 患者様の口を開けている時間が短くなります
- 手入れがしやすく、口腔内を衛生的に保つシンプルなクリップ式デザイン

ボンディング

- APC™ 接着材つきブラケットを利用できます
- バーチカルスクラブラインで正確なブラケットポジショニングが可能です

スマートクリップ™ SL3 第1大臼歯用ブラケット



スマートクリップ™ SL3 ブラケット
MBT™ システム 仕様



販売名：スマートクリップ ブラケット 認証番号：219AKBZX00173000





		Torq.	Ang.	In/Out (mm)	Hook	L/R	接着材なし		APC™ PLUS接着材つき		APC™ II 接着材つき	
							.018in.	.022in.	.018in.	.022in.	.018in.	.022in.
上顎	中切歯	+17°	4°	1.0		UL	004-201	004-301	5004-201	5004-301	3004-201	3004-301
		+17°	4°	1.0		UR	004-202	004-302	5004-202	5004-302	3004-202	3004-302
	側切歯	+10°	8°	1.4		UL	004-203	004-303	5004-203	5004-303	3004-203	3004-303
		+10°	8°	1.4		UR	004-204	004-304	5004-204	5004-304	3004-204	3004-304
	犬歯	0°	8°	.76		UL	004-211		5004-211		3004-211	
		0°	8°	.76		UR	004-212		5004-212		3004-212	
		-7°	8°	.76	D	UL	004-209	004-309	5004-209	5004-309	3004-209	3004-309
		-7°	8°	.76	D	UR	004-210	004-310	5004-210	5004-310	3004-210	3004-310
		0°	8°	.76	D	UL	004-213	004-313	5004-213	5004-313	3004-213	3004-313
		0°	8°	.76	D	UR	004-214	004-314	5004-214	5004-314	3004-214	3004-314
	小臼歯	-7°	0°	.91		UL/UR	004-215	004-315	5004-215	5004-315	3004-215	3004-315
		-7°	0°	.91	D	UL	004-217	004-317	5004-217	5004-317	3004-217	3004-317
		-7°	0°	.91	D	UR	004-218	004-318	5004-218	5004-318	3004-218	3004-318
	第1大臼歯	-14°	0°		Distal Offset 10°	UL	004-6011	004-7011	5004-6011	5004-7011	3004-6011	3004-7011
		-14°	0°		Distal Offset 10°	UR	004-6022	004-7022	5004-6022	5004-7022	3004-6022	3004-7022
下顎	前歯	-6°	0°	1.5		LL/LR	004-229	004-329	5004-229	5004-329	3004-229	3004-329
		-1°	0°	1.5		LL/LR	004-431	004-531	5004-431	5004-531	3004-431	3004-531
	犬歯	0°	3°	.76		LL		004-335				
		0°	3°	.76		LR		004-336				
		-6°	3°	.76	D	LL	004-233	004-333	5004-233	5004-333	3004-233	3004-333
		-6°	3°	.76	D	LR	004-234	004-334	5004-234	5004-334	3004-234	3004-334
		0°	3°	.76	D	LL	004-237	004-337	5004-237	5004-337	3004-237	3004-337
		0°	3°	.76	D	LR	004-238	004-338	5004-238	5004-338	3004-238	3004-338
	第1小臼歯	-12°	2°	.89		LL	004-239	004-339	5004-239	5004-339	3004-239	3004-339
		-12°	2°	.89		LR	004-240	004-340	5004-240	5004-340	3004-240	3004-340
		-12°	2°	.89	D	LL	004-241	004-341	5004-241	5004-341	3004-241	3004-341
		-12°	2°	.89	D	LR	004-242	004-342	5004-242	5004-342	3004-242	3004-342
	第2小臼歯	-17°	2°	.89		LL	004-247	004-347	5004-247	5004-347	3004-247	3004-347
		-17°	2°	.89		LR	004-248	004-348	5004-248	5004-348	3004-248	3004-348
		-17°	2°	.89	D	LL	004-249	004-349	5004-249	5004-349	3004-249	3004-349
		-17°	2°	.89	D	LR	004-250	004-350	5004-250	5004-350	3004-250	3004-350
	第1大臼歯	-20°	0°		Distal Offset 0°	LL	004-6033	004-7033	5004-6033	5004-7033	3004-6033	3004-7033
		-20°	0°		Distal Offset 0°	LR	004-6044	004-7044	5004-6044	5004-7044	3004-6044	3004-7044
				包装単位		5個／パック		・5個／パック ・4個／パック (バッカルチューブ)		5個／パック		
				希望医院価格 (消費税別)		13,420円／パック		・14,080円／パック ・11,270円／パック (バッカルチューブ)		14,080円／パック		

1 症例キット

Type		接着材なし		APC™ PLUS接着材つき		APC™ II 接着材つき	
		.018in.	.022in.	.018in.	.022in.	.018in.	.022in.
U/L	5 x 5 フックなし		004-120				
	5 x 5 犬歯フック付き	004-101	004-121		5004-121		3004-121
	5 x 5 犬歯/小臼歯フック付き	004-102	004-122	5004-102	5004-122	3004-102	3004-122
	5 x 5 犬歯 0°フック付き	004-104	004-124	5004-104	5004-124	3004-104	3004-124
包装単位		20個／キット		20個／キット		20個／キット	
希望医院価格 (消費税別)		53,680円／キット		56,320円／キット		56,320円／キット	

セルフライゲーティング アプライアンス システム 関連製品



パッド&フックの
メカニクスがスムーズな
ワイヤー撤去を実現

販売名：スマートクリップ ワイヤー撤去用 インストルメント 届出番号：13B1X10422000180

製品番号	製品名	包装単位	希望医院価格 (消費税別)
804-160	スマートクリップ™ ワイヤー撤去用 インストルメント	1 本	24,200 円
804-161	交換用パッド	5個/パック	2,200 円
804-162	交換用フック (専用レンチ付)	1個	3,300 円

適用製品 スマートクリップ™ ブラケット

製品番号	製品名	包装単位	希望医院価格 (消費税別)
600-226	スマートクリップ™ ブラケット 15倍モデル	1個	33,000 円

セラミック ブラケット

Ceramic Brackets



Table of Contents
目次

クリアティ™ アドバンス セラミック ブラケット	8
セラミック ブラケット 関連商品	12

クリアティ™ アドバンス セラミック ブラケット

“パフォーマンス”と“美しさ”の融合

CLARITY™ | ADVANCED
advanced ceramic brackets

矯正歯科医と患者の快適性を求めて開発された、クリアティ™ アドバンス セラミック ブラケット。優れた審美性だけでなく、ブラケットに求められる高いパフォーマンスを追求したセラミック ブラケットです。




審美性が向上

粒子の細かいセラミック素材

クリアティ™ アドバンス セラミック ブラケットは従来のクリアティ™ セラミック ブラケットに比べ細かい粒子で構成されています。強度が増すだけでなく、デザインのフレキシビリティが向上しました。

着色しにくいセラミック


細かい粒子で製作されたクリアティ™ アドバンス セラミック ブラケットは着色しにくく、美しさが治療中も保持されます。



快適な口腔内のために

ロープロファイル設計

クリアティ™ アドバンス セラミック ブラケットはロープロファイル設計。口腔内での咬合干渉の軽減が期待できます。



クリアティ™ アドバンス
セラミック ブラケット

※3Mラボデータ

ドーム型デザイン

丸みを帯びたデザインは、口腔内の刺激の軽減が期待できます。



ロープロファイル ブラケットとの併用

小臼歯などにメタルブラケットを併用される場合は、ビクトリーシリーズ™ メタル ブラケット ロープロファイルをご利用ください。IN-OUTのコンビネーションがなめらかなアーチフォームを提供します。



ビクトリーシリーズ™
メタル ブラケット



ビクトリー シリーズ™
メタル ブラケット
ロープロファイル

操作性も向上

ポジショニングをサポート

ブルーの水溶性インクが、バーティカル・ホリゾンタルの方向に施されています。審美ブラケットでもポジショニングが簡単にできます。ボンディング後のブラッシングでほとんど流れ落ちるので、審美ブラケットとしての機能をすぐに発揮します。



ディボンディング


ストレス コンセントレーターによるディボンディング

ボンディングベース面に施されたストレス コンセントレーター。ブラケットの近遠心を圧縮することでディボンディングが容易に行えます。



ワイヤーを装着したままディボンディング


クリアティ™ アドバンス セラミック ブラケットは、ユニテック™ セルフライゲータリング ブラケット ディボンディング インストルメントを使用することにより、ワイヤーを装着したままディボンディングができます。



APC™ 光重合接着材つき アプライアンス システム

光重合接着材を事前に塗布し、個別のプリスターケースに入っています。ボンディングの際の操作性、部位識別、在庫管理などトータルで治療の効率化、マネージメントに役立つシステムです。

APC™ Flash-Free
Adhesive Coated Appliance System



クリアティ™ アドバンス セラミック ブラケット
MBT™ システム仕様



販売名：クリアティ セラミック ブラケット 認証番号：219AKBZX00120000

		Torq.	Ang.	In/Out (mm)	Hook	L/R	接着材なし		APC™ Flash-Free 接着材つき	
							.018in.	.022in.	.018in.	.022in.
上顎	中切歯	+17°	4°	.66		UL	006-201	006-301	4006-201	4006-301
		+17°	4°	.66		UR	006-202	006-302	4006-202	4006-302
	側切歯	+10°	8°	.89		UL	006-205	006-305	4006-205	4006-305
		+10°	8°	.89		UR	006-206	006-306	4006-206	4006-306
	犬歯	0°	8°	.53		UL	006-207	006-307	4006-207	4006-307
		0°	8°	.53		UR	006-208	006-308	4006-208	4006-308
		0°	8°	.53	D	UL	006-209	006-309	4006-209	4006-309
		0°	8°	.53	D	UR	006-210	006-310	4006-210	4006-310
	小臼歯	-7°	0°	.74		UL/UR	006-211	006-311	4006-211	4006-311
		-7°	0°	.74	D	UL	006-213	006-313	4006-213	4006-313
		-7°	0°	.74	D	UR	006-212	006-312	4006-212	4006-312
下顎	前歯	-6°	0°	1.14		LL/LR	006-250	006-350	4006-250	4006-350
	犬歯	0°	3°	.51		LL	006-251	006-351	4006-251	4006-351
		0°	3°	.51		LR	006-252	006-352	4006-252	4006-352
		0°	3°	.51	D	LL	006-253	006-353	4006-253	4006-353
		0°	3°	.51	D	LR	006-254	006-354	4006-254	4006-354
	第1 小臼歯	-12°	2°	.76		LL	006-255	006-355	4006-255	4006-355
		-12°	2°	.76		LR	006-256	006-356	4006-256	4006-356
		-12°	2°	.76	D	LL	006-257	006-357	4006-257	4006-357
		-12°	2°	.76	D	LR	006-258	006-358	4006-258	4006-358
	第2 小臼歯	-17°	2°	.86		LL	006-259	006-359	4006-259	4006-359
		-17°	2°	.86		LR	006-260	006-360	4006-260	4006-360
		-17°	2°	.86	D	LL	006-261	006-361	4006-261	4006-361
		-17°	2°	.86	D	LR	006-262	006-362	4006-262	4006-362
					包装単位	5個／パック		5個／パック		
					希望医院価格 (消費税別)	12,500円／パック		13,400円／パック		

1 症例キット

仕様	製品番号	L/R	Slot	Type	Hook	希望医院価格（消費税別）
MBシステム	4006-100	U/L	.018	5 × 5	Cuspid	53,600 円
	4006-110	U/L	.022	5 × 5	Cuspid	53,600 円
	4006-113	U/L	.022	3 × 3	Cuspid	32,160 円

クリアティ™ アドバンス セラミック ブラケット
Roth* 仕様



販売名：クリアティ セラミック ブラケット 認証番号：219AKBZX00120000

		Torq.	Ang.	In/Out (mm)	Hook	L/R	接着材なし		APC™ Flash-Free 接着材つき	
							.018in.	.022in.	.018in.	.022in.
上顎	中切歯	+12°	5°	.66		UL	006-215	006-315	4006-215	4006-315
		+12°	5°	.66		UR	006-216	006-316	4006-216	4006-316
	側切歯	+8°	9°	.89		UL	006-217	006-317	4006-217	4006-317
		+8°	9°	.89		UR	006-218	006-318	4006-218	4006-318
	犬歯	0°	11°	.53	D	UL	006-221	006-321	4006-221	4006-321
		0°	11°	.53	D	UR	006-222	006-322	4006-222	4006-322
	小臼歯	-7°	0°	.74		UL/UR	006-211	006-311	4006-211	4006-311
		-7°	0°	.74	D	UL	006-213	006-313	4006-213	4006-313
		-7°	0°	.74	D	UR	006-212	006-312	4006-212	4006-312
下顎	前歯	-1°	0°	1.14		LL/LR	006-264	006-364	4006-264	4006-364
	犬歯	-11°	7°	.51	D	LL	006-267	006-367	4006-267	4006-367
		-11°	7°	.51	D	LR	006-268	006-368	4006-268	4006-368
	第1 小臼歯	-17°	0°	.76	D	LL	006-271	006-371	4006-271	4006-371
		-17°	0°	.76	D	LR	006-272	006-372	4006-272	4006-372
	第2 小臼歯	-22°	0°	.86	D	LL	006-275	006-375	4006-275	4006-375
		-22°	0°	.86	D	LR	006-276	006-376	4006-276	4006-376
					包装単位	5個／パック		5個／パック		
					希望医院価格 (消費税別)	12,500円／パック		13,400円／パック		

*この仕様はドクターの承認を得ているものではありません。

1 症例キット

仕様	製品番号	L/R	Slot	Type	Hook	希望医院価格（消費税別）
Roth仕様	4006-121	U/L	.018	5 × 5	Cuspid/Bicuspid	53,600 円
	4006-131	U/L	.022	5 × 5	Cuspid/Bicuspid	53,600 円
	4006-123	U/L	.018	3 × 3	Cuspid	32,160 円
	4006-133	U/L	.022	3 × 3	Cuspid	32,160 円

クリアティ™ アドバンス セラミック ブラケット
ハイトルク仕様



販売名:クリアティ セラミック ブラケット 認証番号:219AKBZX00120000

		Torq.	Ang.	In/Out (mm)	L/R	接着材なし		APC™ Flash-Free 接着材つき	
						.018in.	.022in.	.018in.	.022in.
上顎	中切歯	+22	+5	0.66	UL	006-223	006-323	4006-223	4006-323
		+22	+5	0.66	UR	006-224	006-324	4006-224	4006-324
	側切歯	+14	+8	0.89	UL	006-225	006-325	4006-225	4006-325
		+14	+8	0.89	UR	006-226	006-326	4006-226	4006-326
	犬歯	+7	+5	0.53	UL	006-229	006-329	4006-229	4006-329
		+7	+5	0.53	UR	006-230	006-330	4006-230	4006-330
	小臼歯	0	0	0.74	UL/UR	006-281	006-381	4006-281	4006-381
				包装単位		5個／パック		5個／パック	
				希望医院価格 (消費税別)		12,500円／パック		13,400円／パック	

1 症例キット

仕様	製品番号	L/R	Slot	Type	Hook	希望医院価格（消費税別）
ハイトルク仕様	4006-143	U/L	.018	3 × 3	Cuspid	32,160 円

セラミック ブラケット 関連製品

販売名:セルフライゲージング ブラケット ディボンディング インストルメント 届出番号:13B1X10422000163



製品番号	製品名	包装単位	希望医院価格 (消費税別)
804-170	ブラケット ディボンディング用 インストルメント	1本	30,800 円

適用製品 クリアティ アドバンス セラミック ブラケット

メタル ブラケット

Metal Brackets

Table of Contents
目次

ミニ ユニツイン™ ブラケット	14
ビクトリー シリーズ™ メタル ブラケット	20
ビクトリー シリーズ™ チューブ 第2小臼歯バツカルチューブ	31
ユニテック™ ミニチュア ツイン ブラケット	32

ミニ ユニツイン™ ブラケット





シングルブラケットの長所であるブラケット間の広い作業域と、ツインブラケットの長所である歯牙のコントロール機能を兼ね備えているのが、ミニ ユニツイン™ ブラケットです。

スロットはシングルで、ウイングはツイン。特徴的な丸みのあるデザインで口腔内の違和感の軽減が期待できます。また、80 ゲージのメッシュベースで高い接着強度が期待できます。







ミニ ユニツイン™ ブラケット
上顎用ブラケット

販売名: ミニ ユニツイン ブラケット 認証番号: 219AKBZX00172000

		Torq.	Ang.	In/Out (mm)	M/D Width (mm)	Hook	L/R	接着材なし		APC™ PLUS接着材つき	
								.018in.	.022in.	.018in.	.022in.
上顎		+22°	5°	.86	3.45		UL	020-468		5020-468	
		+22°	5°	.86	3.45		UR	020-469		5020-469	
		+14°	5°	.86	3.45		UL	020-465		5020-465	
		+14°	5°	.86	3.45		UR	020-464		5020-464	
		+12°	5°	.86	3.45		UL	020-837	020-937	5020-837	
		+12°	5°	.86	3.45		UR	020-838	020-938	5020-838	
		+7°	5°	.86	3.45		UR	020-840			
		0°	0°	.76	3.45		UL/UR	020-411			
		+14°	9°	1.17	2.90		UL	020-471		5020-471	
		+14°	9°	1.17	2.90		UR	020-470		5020-470	
		+8°	9°	1.12	2.90		UL	020-841	020-941	5020-841	
		+8°	9°	1.12	2.90		UR	020-842	020-942	5020-842	
		+8°	9°	1.12	2.90	D	UL	020-459		5020-459	
		+8°	9°	1.12	2.90	D	UR	020-458		5020-458	
		+7°	11°	.89	3.30	D	UL			5020-485	
		+7°	11°	.89	3.30	D	UR			5020-486	
		+3°	10°	.81	3.30	D	UL	020-417			
		+3°	10°	.81	3.30	D	UR	020-418			
		0°	11°	.81	3.30		UL	020-845		5020-845	
		0°	11°	.81	3.30		UR	020-846		5020-846	
		0°	11°	.81	3.30	D	UL	020-849		5020-849	
		0°	11°	.81	3.30	D	UR	020-850		5020-850	
		0°	6°	.76	3.30		UL	020-893		5020-893	
		0°	6°	.76	3.30		UR	020-894		5020-894	
		-7°	0°	.89	3.05		UL/UR	020-853	020-953	5020-853	5020-953
		-7°	0°	.89	3.05	D	UL	020-855	020-955	5020-855	
		-7°	0°	.89	3.05	D	UR	020-854	020-954	5020-854	
		0°	0°	.84	3.05		UNIV	020-489			
							包装単位	10個／パック		5個／パック	
							希望医院価格 (消費税別)	10,560円／パック		6,600円／パック	

ミニ ユニツイン™ ブラケット
下顎用ブラケット

販売名：ミニ ユニツイン ブラケット 認証番号：219AKBZX00172000

		Torq.	Ang.	In/Out (mm)	M/D Width (mm)	Hook	L/R	接着材なし		APC™ PLUS接着材つき	
								.018in.	.022in.	.018in.	.022in.
下顎	前歯 	-5°	0°	1.12	2.46		LL/LR	020-467		5020-467	
		-1°	0°	1.14	2.46		LL/LR	020-858	020-958	5020-858	
	犬歯 	+7°	5°	.76	3.30	D	LL			5020-484	
		+7°	5°	.76	3.30	D	LR			5020-483	
		-11°	5°	.76	3.30		LL	020-863		5020-863	
		-11°	5°	.76	3.30		LR	020-864		5020-864	
		-11°	5°	.76	3.30	D	LL	020-867		5020-867	
		-11°	5°	.76	3.30	D	LR	020-868		5020-868	
		-7°	6°	.76	3.30	D	LL	020-453		5020-453	
		-7°	6°	.76	3.30	D	LR	020-452		5020-452	
		0°	6°	.76	3.30		LL	020-865		5020-865	
		0°	6°	.76	3.30		LR	020-866		5020-866	
		0°	6°	.76	3.30	D	LL	020-869		5020-869	
		0°	6°	.76	3.30	D	LR	020-870		5020-870	
	第1小臼歯 	-17°	0°	.81	3.05		LL/LR	020-856	020-956	5020-856	
		-17°	0°	.81	3.05	D	LL	020-859	020-959	5020-859	
		-17°	0°	.81	3.05	D	LR	020-860	020-960	5020-860	
		-11°	0°	.81	3.05		LL/LR	020-466		5020-466	
		-11°	0°	.81	3.05	D	LL	020-461		5020-461	
		-11°	0°	.81	3.05	D	LR	020-460		5020-460	
		-11°	-4°	.89	3.05		LL	020-455	020-555	5020-455	
		-11°	-4°	.89	3.05		LR	020-454	020-554	5020-454	
	第2小臼歯 	-22°	0°	.81	3.05		LL/LR	020-857	020-957	5020-857	
		-22°	0°	.81	3.05	D	LL	020-861		5020-861	
		-22°	0°	.81	3.05	D	LR	020-862		5020-862	
		-11°	-6°	.81	3.05		LL	020-457		5020-457	
		-11°	-6°	.81	3.05		LR	020-456		5020-456	
							包装単位	10個／パック		5個／パック	
							希望医院価格 (消費税別)	10,560円／パック		6,600円／パック	

ミニ ユニツイン™ ブラケット
レベルアンカレッジ™ システム 仕様



販売名：ミニ ユニツイン ブラケット 認証番号：219AKBZX00172000

		Torq.	Ang.	Hook	L/R	接着材なし	APC™ PLUS接着材つき
						.018in.	.018in.
上顎	中切歯	+14°	5°		UL	020-465	5020-465
		+14°	5°		UR	020-464	5020-464
	側切歯	+8°	9°		UL	020-841	5020-841
		+8°	9°		UR	020-842	5020-842
	犬歯	0°	6°		UL	020-893	5020-893
		0°	6°		UR	020-894	5020-894
	小臼歯	-7°	0°		UL/UR	020-853	5020-853
		-7°	0°	D	UL	020-855	5020-855
		-7°	0°	D	UR	020-854	5020-854
下顎	前歯	-1°	0°		LL/LR	020-858	5020-858
	犬歯	0°	6°		LL	020-865	5020-865
		0°	6°		LR	020-866	5020-866
		0°	6°	D	LL	020-869	5020-869
		0°	6°	D	LR	020-870	5020-870
	第1小臼歯	-11°	-4°		LL	020-455	5020-455
		-11°	-4°		LR	020-454	5020-454
	第2小臼歯	-11°	-6°		LL	020-457	5020-457
		-11°	-6°		LR	020-456	5020-456
					包装単位	10個／パック	5個／パック
					希望医院価格 (消費税別)	10,560円／パック	6,600円／パック

1 症例キット

	Type	Hook	接着材なし
			.018in.
U/L	5 x 5		020-183
		包装単位	20個／キット
		希望医院価格 (消費税別)	21,120円／キット

ミニ ユニツイン™ ブラケット
Roth* 仕様



販売名：ミニ ユニツイン ブラケット 認証番号：219AKBZX00172000

		Torq.	Ang.	Hook	L/R	接着材なし		APC™ PLUS接着材つき	
						.018in.	.022in.	.018in.	.022in.
上顎	中切歯	+12°	5°		UL	020-837	020-937	5020-837	
		+12°	5°		UR	020-838	020-938	5020-838	
	側切歯	+8°	9°		UL	020-841	020-941	5020-841	
		+8°	9°		UR	020-842	020-942	5020-842	
	犬歯	0°	11°		UL	020-845		5020-845	
		0°	11°		UR	020-846		5020-846	
		0°	11°	D	UL	020-849	020-949	5020-849	
		0°	11°	D	UR	020-850	020-950	5020-850	
	小臼歯	-7°	0°		UL/UR	020-853	020-953	5020-853	5020-953
		-7°	0°	D	UL	020-855	020-955	5020-855	
		-7°	0°	D	UR	020-854	020-954	5020-854	
下顎	前歯	-1°	0°		LL/LR	020-858	020-958	5020-858	
	犬歯	-11°	5°		LL	020-863		5020-863	
		-11°	5°		LR	020-864		5020-864	
		-11°	5°	D	LL	020-867	020-967	5020-867	
		-11°	5°	D	LR	020-868	020-968	5020-868	
	第1小臼歯	-17°	0°		LL/LR	020-856	020-956	5020-856	
		-17°	0°	D	LL	020-859	020-959	5020-859	
		-17°	0°	D	LR	020-860	020-960	5020-860	
	第2小臼歯	-22°	0°		LL/LR	020-857	020-957	5020-857	
		-22°	0°	D	LL	020-861	020-961	5020-861	
		-22°	0°	D	LR	020-862	020-962	5020-862	
					包装単位	10個／パック		5個／パック	
					希望医院価格 (消費税別)	10,560円／パック		6,600円／パック	

1 症例キット

	Type	Hook	接着材なし		APC™ PLUS接着材つき	
			.018in.	.022in.	.018in.	.022in.
U/L	5 x 5	Cuspid/Bicuspid	020-167	020-171	5020-167	5020-171
		Cuspid		020-195		5020-195
		包装単位	20個／キット		20個／キット	
		希望医院価格 (消費税別)	21,120円／キット		26,400円／キット	

*この仕様はドクターの承認を得ているものではありません。

ミニ ユニツイン™ ブラケット
Alexander* 仕様



販売名：ミニ ユニツイン ブラケット 認証番号：219AKBZX00172000

		Torq.	Ang.	Hook	L/R	接着材なし	APC™ PLUS接着材つき
						.018in.	.018in.
上顎	中切歯	+14°	5°		UL	020-465	5020-465
		+14°	5°		UR	020-464	5020-464
	側切歯	+8°	9°		UL	020-841	5020-841
		+8°	9°		UR	020-842	5020-842
		+8°	9°	D	UL	020-459	5020-459
		+8°	9°	D	UR	020-458	5020-458
	犬歯	0°	11°		UL	020-845	5020-845
		0°	11°		UR	020-846	5020-846
		0°	11°	D	UL	020-849	5020-849
		0°	11°	D	UR	020-850	5020-850
	小臼歯	-7°	0°		UL/UR	020-853	5020-853
		-7°	0°	D	UL	020-855	5020-855
		-7°	0°	D	UR	020-854	5020-854
下顎	前歯	-5°	0°		LL/LR	020-467	5020-467
	犬歯	-7°	6°	D	LL	020-453	5020-453
		-7°	6°	D	LR	020-452	5020-452
	第1小臼歯	-11°	0°		LL/LR	020-466	5020-466
		-11°	0°	D	LL	020-461	5020-461
		-11°	0°	D	LR	020-460	5020-460
	第2小臼歯	-17°	0°		LL/LR	020-856	5020-856
		-17°	0°	D	LL	020-859	5020-859
		-17°	0°	D	LR	020-860	5020-860
					包装単位	10個／パック	5個／パック
					希望医院価格 (消費税別)	10,560円／パック	6,600円／パック


*この仕様はドクターの承認を得ているものではありません。

ビクトリー シリーズ™ メタル ブラケット

- 80 ゲージメッシュベースで高い接着強度が期待できます。
- スリー・ポイントベースにより、個々の歯牙の曲面へぴったりとフィットします。
- タイウィングの下のアンダーカットが深いので、結紮しやすく、二重結紮も可能です。
- トルク・イン・ベース デザインによる正確な歯牙移動が可能。
- 多彩なスペックをご用意しています。
- テンポラリー カラー ドットで、ブラケットの識別が容易です。
- 一体型ボールフックにより、違和感の軽減が期待できます。また、ベンディングも可能です。








違和感の少ないロープロファイルでスモールボールデザインのフックは、ブラケットと一体化されたデザインです。






カラー IDシステム。片顎ごとに違う色を使うことでブラケット部位識別が容易にできます。

ビクトリー シリーズ™ メタル ブラケット
上顎用ブラケット





販売名:ビクトリー シリーズ メタル ブラケット 認証番号:219AKBZX00142000





		Torq.	Ang.	In/Out (mm)	M/D Width (mm)	Hook	L/R	接着材なし		APC™ PLUS接着材つき	
								.018in.	.022in.	.018in.	.022in.
上顎	中切歯 ツイン 	+17°	5°	1.0	3.5		UL	017-775	017-875		5017-875
		+17°	5°	1.0	3.5		UR	017-776	017-876		5017-876
		+14°	5°	1.0	3.5		UL	017-401	017-501		
		+14°	5°	1.0	3.5		UR	017-402	017-502		
		0°	0°	.80	3.5		UL/UR	017-769	017-869		
	側切歯 ツイン 	+10°	8°	1.24	2.6		UL	017-777	017-877		5017-877
		+10°	8°	1.24	2.6		UR	017-778	017-878		5017-878
		+7°	8°	1.4	2.6		UL	017-403	017-503	5017-403	
		+7°	8°	1.4	2.6		UR	017-404	017-504	5017-404	
		+7°	8°	1.4	2.6	D	UL	017-405			
		+7°	8°	1.4	2.6	D	UR	017-406			
		0°	0°	.80	2.6		UL/UR	017-770	017-870		
	側切歯 シングル 	+7°	8°	1.4	5.5		UL	017-437			
		+7°	8°	1.4	5.5		UR	017-438			
	犬歯 	-7°	8°	.81	3.2		UL		017-879		5017-879
		-7°	8°	.81	3.2		UR		017-880		5017-880
		-7°	8°	.81	3.2	D	UL	017-881	017-981		5017-981
		-7°	8°	.81	3.2	D	UR	017-882	017-982		5017-982
		-3°	10°	.76	3.2		UL	017-411	017-511		
		-3°	10°	.76	3.2		UR	017-412	017-512		
		-3°	10°	.76	3.2	D	UL	017-413	017-513		
		-3°	10°	.76	3.2	D	UR	017-414	017-514		
		0°	8°	.81	3.2	D	UL	017-773	017-873		5017-873
		0°	8°	.81	3.2	D	UR	017-774	017-874		5017-874
		0°	6°	.76	3.2		UL	017-625	017-725		
		0°	6°	.76	3.2		UR	017-626	017-726		
		0°	6°	.76	3.2	D	UL	017-627			
		0°	6°	.76	3.2	D	UR	017-628			
		0°	0°	.79	3.2	D	UL	017-621			
		0°	0°	.79	3.2	D	UR	017-622			
	犬歯 シングル 	-3°	10°	.76	6.4		UL	017-407			
		-3°	10°	.76	6.4		UR	017-408			
		-3°	10°	.76	6.4	Hk	UL	017-409			
		-3°	10°	.76	6.4	Hk	UR	017-410			
		0°	6°	.76	6.4		UL	017-763			
		0°	6°	.76	6.4		UR	017-764			
							包装単位	10個／パック		5個／パック	
							希望医院価格 (消費税別)	・7,700円／パック ・8,800円(フック付)／パック		・4,510円／パック ・5,060円(フック付)／パック	

		Torq.	Ang.	In/Out (mm)	M/D Width (mm)	Hook	L/R	接着材なし		APC™ PLUS接着材つき	
								.018in.	.022in.	.018in.	.022in.
上顎		-7°	0°	.91	3.0		UL/UR	017-583	017-683		
		-7°	0°	.91	3.0	D	UL	017-585	017-685		5017-685
		-7°	0°	.91	3.0	D	UR	017-584	017-684		5017-684
		-7°	0°	.91	3.0	M	UL		017-747		
		-7°	0°	.91	3.0	M	UR		017-748		
		-7°	0°	.91	3.0		UL/UR	017-790	017-890		5017-890
		0°	0°	.91	3.0		UNIV	017-599	017-699	5017-599	
		0°	0°	.91	3.0		UL/UR	017-657			
		-7°	0°	.91	5.3		UL/UR	017-415	017-515	5017-415	
		-7°	0°	1.4	3.0		UL/UR	017-791	017-891		5017-891
		-7°	0°	1.4	3.0	D	UL	017-813	017-913		5017-913
		-7°	0°	1.4	3.0	D	UR	017-812	017-912		5017-912
		包装単位		10個／パック		5個／パック					
		希望医院価格 (消費税別)		•7,700円／パック •8,800円(フック付)／パック		•4,510円／パック •5,060円(フック付)／パック					

ビクトリー シリーズ™ メタル ブラケット
下顎用ブラケット

販売名:ビクトリー シリーズ メタル ブラケット 認証番号:219AKBZX00142000

		Torq.	Ang.	In/Out (mm)	M/D Width (mm)	Hook	L/R	接着材なし		APC™ PLUS接着材つき	
								.018in.	.022in.	.018in.	.022in.
下顎		-6°	0°	1.5	2.4		LL/LR	017-792	017-892	5017-792	5017-892
		-1°	0°	1.5	2.4		LL/LR	017-419	017-519	5017-419	
		-1°	0°	1.2	2.4		LL/LR	017-660	017-760		
		0°	0°	1.5	2.4		LL/LR	017-603	017-703		
		-5°	0°	1.5	4.4		LL/LR	017-420			
		-5°	0°	1.5	4.4	Hk	LL/LR	017-421			
		-1°	0°	1.5	4.4		LL/LR	017-417			
		-7°	6°	.76	3.2		LL	017-427	017-527		
		-7°	6°	.76	3.2		LR	017-428	017-528		
		-7°	6°	.76	3.2	D	LL	017-429	017-529	5017-429	
		-7°	6°	.76	3.2	D	LR	017-430	017-530	5017-430	
		-6°	3°	.76	3.2		LL	017-793	017-893		5017-893
		-6°	3°	.76	3.2		LR	017-794	017-894		5017-894
		-6°	3°	.76	3.2	D	LL	017-883	017-983		5017-983
		-6°	3°	.76	3.2	D	LR	017-884	017-984		5017-984
		0°	3°	.76	3.2	D	LL	017-771	017-871		5017-871
		0°	3°	.76	3.2	D	LR	017-772	017-872		5017-872
		0°	0°	.79	3.2	D	LL	017-645			
		0°	0°	.79	3.2	D	LR	017-646			
		-7°	6°	.76	6.4		LL	017-423			
		-7°	6°	.76	6.4		LR	017-424			
		-7°	6°	.76	6.4	Hk	LL	017-425			
		-7°	6°	.76	6.4	Hk	LR	017-426			
		0°	6°	.76	6.4		LL	017-761			
		0°	6°	.76	6.4		LR	017-762			
		包装単位		10個／パック		5個／パック					
		希望医院価格 (消費税別)		•7,700円／パック •8,800円(フック付)／パック		•4,510円／パック •5,060円(フック付)／パック					

		Torq.	Ang.	In/Out (mm)	M/D Width (mm)	Hook	L/R	接着材なし		APC™ PLUS接着材つき	
								.018in.	.022in.	.018in.	.022in.
下顎	<div>第1小臼歯 ツイン</div> 	-17°	0°	.89	3.0		LL/LR	017-616	017-716		
		-17°	0°	.89	3.0	D	LL	017-615	017-715		
		-17°	0°	.89	3.0	D	LR	017-614	017-714		
		-12°	2°	.97	3.0		LL	017-795	017-895		5017-895
		-12°	2°	.97	3.0		LR	017-796	017-896		5017-896
		-12°	2°	.97	3.0	D	LL	017-809	017-909		5017-909
		-12°	2°	.97	3.0	D	LR	017-808	017-908		5017-908
		-11°	0°	.89	3.0		LL/LR	017-586			
		-7°	0°	.76	3.0		LL/LR		017-905		
		0°	0°	.91	3.0		UNIV	017-599	017-699	5017-599	
	<div>第1小臼歯 シングル</div> 	-11°	-4°	.89	5.3		LL	017-765			
		-11°	-4°	.89	5.3		LR	017-766			
		-11°	0°	.89	5.3		LL/LR	017-431		5017-431	
		-11°	0°	.89	5.3	Hk	LL/LR	017-432			
	<div>第2小臼歯 ツイン</div> 	-22°	0°	.89	3.0		LL/LR	017-592	017-692		
		-22°	0°	.89	3.0	D	LL	017-593	017-693		
		-22°	0°	.89	3.0	D	LR	017-594	017-694		
		-17°	0°	.89	3.0		LL/LR	017-589			
		-17°	2°	.99	3.0		LL	017-797	017-897		5017-897
		-17°	2°	.99	3.0		LR	017-798	017-898		5017-898
		-17°	2°	.99	3.0	D	LL	017-811	017-911		5017-911
		-17°	2°	.99	3.0	D	LR	017-810	017-910		5017-910
		0°	0°	.91	3.0		UNIV	017-599	017-699	5017-599	
	<div>第2小臼歯 シングル</div> 	-17°	0°	.89	5.3		LL/LR	017-433		5017-433	
		-17°	0°	.89	5.3	Hk	LL/LR	017-434			
		-11°	-6°	.89	5.3		LL	017-767			
		-11°	-6°	.89	5.3		LR	017-768			
							包装単位	10個／パック		5個／パック	
							希望医院価格 (消費税別)	・7,700円／パック ・8,800円(フック付)／パック		・4,510円／パック ・5,060円(フック付)／パック	

ビクトリー シリーズ™ メタル ブラケット
MBT™ システム 仕様



販売名:ビクトリー シリーズ メタル ブラケット 認証番号:219AKBZX00142000

		Torq.	Ang.	Hook	L/R	接着材なし		APC™ PLUS接着材つき	
						.018in.	.022in.	.018in.	.022in.
上顎	中切歯	+17°	4°		UL	017-775	017-875		5017-875
		+17°	4°		UR	017-776	017-876		5017-876
	側切歯	+10°	8°		UL	017-777	017-877		5017-877
		+10°	8°		UR	017-778	017-878		5017-878
	犬歯	-7°	8°		UL		017-879		5017-879
		-7°	8°		UR		017-880		5017-880
		-7°	8°	D	UL	017-881	017-981		5017-981
		-7°	8°	D	UR	017-882	017-982		5017-982
		0°	8°	D	UL	017-773	017-873		5017-873
		0°	8°	D	UR	017-774	017-874		5017-874
	小臼歯	-7°	0°		UL/UR	017-790	017-890		5017-890
		-7°	0°	D	UL	017-585	017-685		5017-685
		-7°	0°	D	UR	017-584	017-684		5017-684
	第2小臼歯 Thick Base	-7°	0°		UL/UR	017-791	017-891		5017-891
		-7°	0°	D	UL	017-813	017-913		5017-913
		-7°	0°	D	UR	017-812	017-912		5017-912
下顎	前歯	-6°	0°		LL/LR	017-792	017-892	5017-792	5017-892
	犬歯	-6°	3°		LL	017-793	017-893		5017-893
		-6°	3°		LR	017-794	017-894		5017-894
		-6°	3°	D	LL	017-883	017-983		5017-983
		-6°	3°	D	LR	017-884	017-984		5017-984
		0°	3°	D	LL	017-771	017-871		5017-871
		0°	3°	D	LR	017-772	017-872		5017-872
	第1小臼歯	-12°	2°		LL	017-795	017-895		5017-895
		-12°	2°		LR	017-796	017-896		5017-896
		-12°	2°	D	LL	017-809	017-909		5017-909
		-12°	2°	D	LR	017-808	017-908		5017-908
	第2小臼歯	-17°	2°		LL	017-797	017-897		5017-897
		-17°	2°		LR	017-798	017-898		5017-898
		-17°	2°	D	LL	017-811	017-911		5017-911
		-17°	2°	D	LR	017-810	017-910		5017-910
					包装単位	10個／パック		5個／パック	
					希望医院価格 (消費税別)	・7,700円／パック ・8,800円(フック付)／パック		・4,510円／パック ・5,060円(フック付)／パック	

1 症例キット

	Type	Hook	接着材なし		APC™ PLUS接着材つき	
			.018in.	.022in.	.018in.	.022in.
U/L	5X5			017-551		
		Cuspid	017-452	017-552		5017-552
		包装単位	20個／キット		20個／キット	
		希望医院価格 (消費税別)	•15,400円／キット •15,840円(Cフック付)／キット		•16,400円／キット •18,480円(Cフック付)／キット	

ビクトリー シリーズ™ メタル ブラケット
Roth* 仕様



販売名:ビクトリー シリーズ メタル ブラケット 認証番号:219AKBZX00142000

		Torq.	Ang.	Hook	L/R	接着材なし		APC™ PLUS接着材つき	
						.018in.	.022in.	.018in.	.022in.
上顎	中切歯	+14°	5°		UL	017-401	017-501		
		+14°	5°		UR	017-402	017-502		
	側切歯	+7°	8°		UL	017-403	017-503	5017-403	
		+7°	8°		UR	017-404	017-504	5017-404	
	犬歯	-3°	10°		UL	017-411	017-511		
		-3°	10°		UR	017-412	017-512		
		-3°	10°	D	UL	017-413	017-513		
		-3°	10°	D	UR	017-414	017-514		
	小白歯	-7°	0°		UL/UR	017-583	017-683		
		-7°	0°	D	UL	017-585	017-685		5017-685
		-7°	0°	D	UR	017-584	017-684		5017-684
		-7°	0°	M	UL		017-747		
		-7°	0°	M	UR		017-748		
下顎	前歯	-1°	0°		LL/LR	017-419	017-519	5017-419	
	犬歯	-7°	6°		LL	017-427	017-527		
		-7°	6°		LR	017-428	017-528		
		-7°	6°	D	LL	017-429	017-529	5017-429	
		-7°	6°	D	LR	017-430	017-530	5017-430	
	第1小白歯	-17°	0°		LL/LR	017-616	017-716		
		-17°	0°	D	LL	017-615	017-715		
		-17°	0°	D	LR	017-614	017-714		
	第2小白歯	-22°	0°		LL/LR	017-592	017-692		
		-22°	0°	D	LL	017-593	017-693		
		-22°	0°	D	LR	017-594	017-694		
					包装単位	10個／パック		5個／パック	
					希望医院価格 (消費税別)	・7,700円／パック ・8,800円(フック付)／パック		・4,510円／パック ・5,060円(フック付)／パック	

*この仕様はドクターの承認を得ているものではありません。

1 症例キット

		Type	Hook	APC™ PLUS接着材つき	
				.018in.	
U/L		5X5	Cuspid/Bicuspid	5017-448	
			包装単位	20個／キット	
			希望医院価格 (消費税別)	・ 16,800円 (Cフック付) ／キット ・ 19,360円 (C/B フック付) ／キット	

ビクトリー シリーズ™ メタル ブラケット
Alexander* 仕様



販売名:ビクトリー シリーズ メタル ブラケット 認証番号:219AKBZX00142000

		Torq.	Ang.	Hook	L/R	接着材なし	APC™ PLUS接着材つき
						.018in.	.018in.
上顎	中切歯 ツイン	+14°	5°		UL	017-401	
		+14°	5°		UR	017-402	
	側切歯 ツイン	+7°	8°		UL	017-403	5017-403
		+7°	8°		UR	017-404	5017-404
		+7°	8°	D	UL	017-405	
		+7°	8°	D	UR	017-406	
	側切歯 シングル	+7°	8°		UL	017-437	
		+7°	8°		UR	017-438	
	犬歯 シングル	-3°	10°		UL	017-407	
		-3°	10°		UR	017-408	
		-3°	10°	Hk	UL	017-409	
		-3°	10°	Hk	UR	017-410	
	小白歯 シングル	-7°	0°		UL/UR	017-415	5017-415
下顎	前歯 シングル	-5°	0°		LL/LR	017-420	
		-5°	0°	Hk	LL/LR	017-421	
	犬歯 シングル	-7°	6°		LL	017-423	
		-7°	6°		LR	017-424	
		-7°	6°	Hk	LL	017-425	
		-7°	6°	Hk	LR	017-426	
	第1小白歯 シングル	-11°	0°		LL/LR	017-431	5017-431
		-11°	0°	Hk	LL/LR	017-432	
	第2小白歯 シングル	-17°	0°		LL/LR	017-433	5017-433
		-17°	0°	Hk	LL/LR	017-434	
					包装単位	10個／パック	5個／パック
					希望医院価格 (消費税別)	・7,700円／パック ・8,800円（フック付）／パック	・4,510円／箱 ・5,060円（フック付）／箱

*この仕様はドクターの承認を得ているものではありません。

1 症例キット

		Type	Hook	接着材なし
				.022in.
U/L		5X5	Lateral	017-460
			包装単位	20個／キット
			希望医院価格 (消費税別)	・14,000円／キット ・15,840円(Cフック付)／キット

ビクトリー シリーズ™ メタル ブラケット
レベルアンカレッジ™ システム 仕様



販売名:ビクトリー シリーズ メタル ブラケット 認証番号:219AKBZX00142000

		Torq.	Ang.	Hook	L/R	接着材なし	APC™ PLUS接着材つき
						.018in.	.018in.
上顎	中切歯 ツイン	+14°	5°		UL	017-401	
		+14°	5°		UR	017-402	
	側切歯 ツイン	+7°	8°		UL	017-403	
		+7°	8°		UR	017-404	
	側切歯 シングル	+7°	8°		UL	017-437	
		+7°	8°		UR	017-438	
	犬歯 シングル	0°	6°		UL	017-763	
		0°	6°		UR	017-764	
小臼歯 シングル	-7°	0°		UL/UR	017-415	5017-415	
下顎	前歯 シングル	-1°	0°		LL/LR	017-417	
	犬歯 シングル	0°	6°		LL	017-761	
		0°	6°		LR	017-762	
	第1小臼歯 シングル	-11°	-4°		LL	017-765	
		-11°	-4°		LR	017-766	
	第2小臼歯 シングル	-11°	-6°		LL	017-767	
		-11°	-6°		LR	017-768	
					包装単位	10個／パック	5個／パック
					希望医院価格 (消費税別)	・7,700円／パック ・8,800円（フック付）／パック	・4,510円／箱 ・5,060円（フック付）／箱

ビクトリー シリーズ™ メタル ブラケット
スタンダード エッジワイズ 仕様



		Torq.	Ang.	Hook	L/R	接着材なし		APC™ PLUS接着材つき	
						.018in.	.022in.	.018in.	.022in.
上顎	中切歯	0°	0°		L/R	017-769	017-869		
	側切歯	0°	0°		L/R	017-770	017-870		
	犬歯	0°	0°	D	UL	017-621			
		0°	0°	D	UR	017-622			
	小臼歯	0°	0°		UNIV	017-599	017-699	5017-599	
下顎	前歯	0°	0°		L/R	017-603	017-703		
	犬歯	0°	0°	D	LL	017-645			
		0°	0°	D	LR	017-646			
	小臼歯	0°	0°		UNIV	017-599	017-699	5017-599	
					包装単位	10個／パック		5個／パック	
					希望医院価格 (消費税別)	7,700円／パック		4,510円／箱	

ビクトリー シリーズ™ メタル ブラケット ロープロファイル (LP) ブラケット
MBT™ システム 仕様



販売名:ビクトリー シリーズ メタル ブラケット 認証番号:219AKBZX00142000

		Torq.	Ang.	In/Out (mm)	M/D Width (mm)	Hook	L/R	接着材なし		APC™ Flash-Free 接着材つき	
								.018in.	.022in.	.018in.	.022in.
上顎	中切歯	+17°	4°	.66	3.35		UL	024-775	024-875	4024-775	4024-875
		+17°	4°	.66	3.35		UR	024-776	024-876	4024-776	4024-876
	側切歯	+10°	8°	.89	2.69		UL	024-777	024-877	4024-777	4024-877
		+10°	8°	.89	2.69		UR	024-778	024-878	4024-778	4024-878
	犬歯	-7°	8°	.53	3.00		UL		024-879		4024-879
		-7°	8°	.53	3.00		UR		024-880		4024-880
		0°	8°	.53	3.00		UL	024-369	024-469	4024-369	4024-469
		0°	8°	.53	3.00		UR	024-370	024-470	4024-370	4024-470
		-7°	8°	.53	3.00	D	UL	024-881	024-981	4024-881	4024-981
		-7°	8°	.53	3.00	D	UR	024-882	024-982	4024-882	4024-982
		0°	8°	.53	3.00	D	UL	024-773	024-873	4024-773	4024-873
		0°	8°	.53	3.00	D	UR	024-774	024-874	4024-774	4024-874
	小臼歯	-7°	0°	.74	2.97		UL/UR	024-790	024-890	4024-790	4024-890
		-7°	0°	.74	2.97	D	UL	024-585	024-685	4024-585	4024-685
		-7°	0°	.74	2.97	D	UR	024-584	024-684	4024-584	4024-684
	第2小臼歯 Thick Base	-7°	0°	1.3	2.97		UL/UR	024-791	024-891	4024-791	4024-891
		-7°	0°	1.3	2.97	D	UL		024-913		4024-913
		-7°	0°	1.3	2.97	D	UR		024-912		4024-912
下顎	前歯	-6°	0°	1.14	2.34		LL/LR	024-792	024-892	4024-792	4024-892
	犬歯	-6°	3°	.51	3.00		LL	024-7931	024-8931	4024-7931	4024-8931
		-6°	3°	.51	3.00		LR	024-7941	024-8941	4024-7941	4024-8941
		0°	3°	.51	3.00		LL	024-3811	024-4811	4024-3811	4024-4811
		0°	3°	.51	3.00		LR	024-3821	024-4821	4024-3821	4024-4821
		-6°	3°	.51	3.00	D	LL	024-8831	024-9831	4024-8831	4024-9831
		-6°	3°	.51	3.00	D	LR	024-8841	024-9841	4024-8841	4024-9841
		0°	3°	.51	3.00	D	LL	024-7711	024-8711	4024-7711	4024-8711
		0°	3°	.51	3.00	D	LR	024-7721	024-8721	4024-7721	4024-8721
	第1小臼歯	-12°	2°	.76	2.97		LL	024-795	024-895	4024-795	4024-895
		-12°	2°	.76	2.97		LR	024-796	024-896	4024-796	4024-896
		-12°	2°	.76	2.97	D	LL	024-809	024-909	4024-809	4024-909
		-12°	2°	.76	2.97	D	LR	024-808	024-908	4024-808	4024-908
	第2小臼歯	-17°	2°	.86	2.97		LL	024-797	024-897	4024-797	4024-897
		-17°	2°	.86	2.97		LR	024-798	024-898	4024-798	4024-898
		-17°	2°	.86	2.97	D	LL	024-811	024-911	4024-811	4024-911
		-17°	2°	.86	2.97	D	LR	024-810	024-910	4024-810	4024-910
					包装単位			10個／パック		5個／パック	
				希望医院価格 (消費税別)			・ 7,700円／パック ・ 8,800円(フック付)／パック		・ 4,840円／パック ・ 5,390円(フック付)／パック		

1 症例キット

Type	Hook	接着材なし	APC™ PLUS接着材つき		APC™ Flash-Free 接着材つき
		.022in.	.018in.	.022in.	.018in.
5X5				5024-120	
	Cuspid Hook 0°Torque Cuspid	024-124			4024-104
	Hook 0°Torque Cuspid		5024-105		
	包装単位	20個／キット	20個／キット	20個／キット	20個／キット
	希望医院価格 (消費税別)	15,840円／キット	19,360円／キット	18,040円／キット	19,800円／キット

ビクトリー シリーズ™ メタル ブラケット ロープロファイル (LP) ブラケット
Roth* 仕様



販売名:ビクトリー シリーズ メタル ブラケット 認証番号:219AKBZX00142000

		Torq.	Ang.	In/Out (mm)	M/D Width (mm)	Hook	L/R	接着材なし		APC™ Flash-Free 接着材つき	
								.018in.	.022in.	.018in.	.022in.
上顎	中切歯	+12°	5°	.66	3.35		UL	024-501	024-601	4024-501	4024-601
		+12°	5°	.66	3.35		UR	024-502	024-602	4024-502	4024-602
	側切歯	+7°	8°	.89	2.69		UL	024-505	024-605	4024-505	4024-605
		+7°	8°	.89	2.69		UR	024-506	024-606	4024-506	4024-606
	犬歯	-3°	10°	.53	3.00	D	UL	024-509	024-609	4024-509	4024-609
		-3°	10°	.53	3.00	D	UR	024-510	024-610	4024-510	4024-610
	小臼歯	-7°	0°	.74	2.97		UL/UR	024-790	024-890	4024-790	4024-890
		-7°	0°	.74	2.97	D	UL	024-585	024-685	4024-585	4024-685
		-7°	0°	.74	2.97	D	UR	024-584	024-684	4024-584	4024-684
	下顎	前歯	-1°	0°	1.14	2.34		LL/LR	024-511	024-611	4024-511
犬歯		-7°	6°	.51	3.00	D	LL	024-5151	024-6151	4024-5151	4024-6151
		-7°	6°	.51	3.00	D	LR	024-5161	024-6161	4024-5161	4024-6161
第1小臼歯		-17°	0°	.86	2.97		LL/LR	024-517	024-617	4024-517	4024-617
		-17°	0°	.86	2.97	D	LL	024-519	024-619	4024-519	4024-619
		-17°	0°	.86	2.97	D	LR	024-518	024-618	4024-518	4024-618
第2小臼歯		-22°	0°	.86	2.97		LL/LR	024-520	024-620	4024-520	4024-620
		-22°	0°	.86	2.97	D	LL	024-521	024-621	4024-521	4024-621
		-22°	0°	.86	2.97	D	LR	024-522	024-622	4024-522	4024-622
						包装単位	10個／パック		5個／パック		
						希望医院価格 (消費税別)	・7,700円／パック ・8,800円(フック付)／パック		・4,840円／パック ・5,390円(フック付)／パック		

1 症例キット

Type	Hook	接着材なし
		.018in.
5X5	Cuspid	024-106
	包装単位	20個／キット
	希望医院価格 (消費税別)	15,840円／キット


*この仕様はドクターの承認を得ているものではありません。

ビクトリー シリーズ™ チューブ
第2小臼歯バックルチューブ



販売名:ビクトリー シリーズ チューブ 認証番号:219AKBZX00174000

Torq.	Ang.	L/R	接着材なし		APC™ PLUS接着材つき	
			.018in.	.022in.	.018in.	.022in.
-7°	0°	UL/UR	058-803	058-903	5058-803	5058-903
-17°	2°	LL	058-801	058-901		5058-901
-17°	2°	LR	058-802	058-902		5058-902
		包装単位	10個／パック		4個／パック	
		希望医院価格 (消費税別)	10,800円／パック		5,280円／パック	











タイウイングをなくすことにより、咬合干渉による脱落の減少が期待できます。

ユニテック™ ミニチュア ツイン ブラケット 上顎用／下顎用ブラケット
Roth* 仕様



販売名：ミニチュア ツイン ブラケット 認証番号：219AKBZX00171000

			Torq.	Ang.	In/Out (mm)	M/D Width (mm)	Hook	L/R	D/R	接着材なし		APC™ PLUS接着材つき	
										.018in.	.022in.	.018in.	.022in.
上顎	中切歯		+12°	5°	.91	3.5		UL		017-201	017-301	5017-201	
			+12°	5°	.91	3.5		UR		017-202	017-302	5017-202	
	側切歯		+8°	9°	1.3	3.0		UL		017-203		5017-203	
			+8°	9°	1.3	3.0		UR		017-204		5017-204	
	犬歯		0°	11°	.91	3.5		UL		017-205		5017-205	
			0°	11°	.91	3.5		UR		017-206		5017-206	
			0°	11°	.91	3.5	D	UL		017-207	017-307	5017-207	
			0°	11°	.91	3.5	D	UR		017-208	017-308	5017-208	
	小白歯		-7°	0°	.91	3.0		UL/UR		017-209	017-309	5017-209	
			-7°	0°	.91	3.0	D	UL		017-211		5017-211	
			-7°	0°	.91	3.0	D	UR		017-212		5017-212	
下顎	前歯		-1°	0°	1.3	2.4		LL/LR		017-213	017-313	5017-213	5017-313
	犬歯		-11°	5°	.91	3.0	D	LL	6°	017-379		5017-379	
			-11°	5°	.91	3.0	D	LR	6°	017-380		5017-380	
			-11°	5°	.91	3.0		LL		017-215		5017-215	
			-11°	5°	.91	3.0		LR		017-216		5017-216	
			-11°	5°	.91	3.0	D	LL		017-217	017-317	5017-217	5017-317
			-11°	5°	.91	3.0	D	LR		017-218	017-318	5017-218	5017-318
	第1小白歯		-17°	0°	.91	3.0		LL/LR		017-219		5017-219	
			-17°	0°	.91	3.0	D	LL		017-221		5017-221	
			-17°	0°	.91	3.0	D	LR		017-222		5017-222	
	第2小白歯		-22°	2°	.91	3.0		LL/LR		017-220		5017-220	
			-22°	2°	.91	3.0	D	LL		017-223		5017-223	
			-22°	2°	.91	3.0	D	LR		017-224		5017-224	
								包装単位		10個／パック		5個／パック	
								希望医院価格 (消費税別)		5,500円／パック		3,410円／箱	

1 症例キット

	Type	Hook	接着材なし		APC™ PLUS接着材つき	
			.018in.	.022in.	.018in.	.022in.
U/L	5 x 5	Cuspid/Bicuspid	017-102		5017-102	
		Cuspid	017-112		5017-112	
		包装単位	20個／キット		20個／キット	
		希望医院価格 (消費税別)	11,000円／キット		13,640円／キット	

*この仕様はドクターの承認を得ているものではありません。

バッカルチューブ

Buccal Tubes



Table of Contents

目次


ビクトリー シリーズ™ スーペリア フィット チューブ	36
ビクトリー シリーズ™ チューブ 第1大臼歯バッカルチューブ	38
ビクトリー シリーズ™ チューブ 第2大臼歯バッカルチューブ	43
ビクトリー シリーズ™ チューブ 第2大臼歯ミニチューブ／第2小白歯チューブ	45

ビクトリー シリーズ™ チューブ

豊富なビクトリー シリーズ™ チューブのラインナップ。その多様なスペックは、様々な矯正歯科臨床のニーズにお応えします。本体とワンピース（一体型）で製造されたコンバーチブル キャップは、正確なスロットサイズを保持すると共に、滑らかなキャップの撤去が可能です。さらに、ワイヤーの挿入が容易になったファネルチューブのシリーズもお選びいただけます。ダイレクトボンディングベースは、解剖学的カーブデザインのベースで歯面にフィットし、マイクロエッチされた80ゲージメッシュベースにより確かなボンディングの実現が可能です。



ビクトリー シリーズ™ ファネルチューブ



ビクトリー シリーズ™ ファネルチューブの特長

- 金属射出成形によって生まれる利点
 - 安定した品質と寸法精度
 - 患者様の快適性を考慮した丸みを帯びた形状
 - ロープロファイル設計でも強度は維持
- ワイヤーのスムーズな挿入をアシストする、ファネル状の近心開口部
- 多様な用途や患者様の快適性向上に対応できる、調節可能なロープロファイルのフック
- 結紮を容易にするディスタル ノッチ
- ビクトリー シリーズ™ メタル ブラケットやスマートクリップ™ SL 3 ブラケットとの互換性
- 歯面への接着力や適合性を向上させる、カントゥア ベース デザイン
- 把持や位置決めをスムーズにする サイド グリッピング ノッチ
- より正確な位置決めをアシストする シーティング ノッチ

セルフライゲーティング アプライアンス システムとの併用で効果的治療

このチューブは、開口部が広くアーチワイヤーの挿入がスムーズに行えるため、スマートクリップ™ SL 3 ブラケットなどとの併用が理想的です。

ビクトリー シリーズ™ スーペリア フィット チューブ

販売名：ビクトリー シリーズ チューブ 認証番号：219AKBZX00174000

MBT™ システム 仕様

		タイプ	Torq.	Distal Offset	Length (mm)	L/R	接着材なし		APC™ Flash-Free 接着材つき	
							.018in.	.022in.	.018in.	.022in.
上顎	第1大臼歯	コンバーチブル シングル	-14°	10°	4.3	L	069-5303	069-6303	4069-5303	4069-6303
						R	069-5314	069-6314	4069-5314	4069-6314
下顎	第1大臼歯	コンバーチブル シングル	-14°	10°	4.3	L	069-5403	069-6403	4069-5403	4069-6403
						R	069-5414	069-6414	4069-5414	4069-6414
					包装単位	5個／パック			4個／箱	
					希望医院価格 (消費税別)	6,050円／パック			5,640円／箱	

		タイプ	Torq.	Distal Offset	Length (mm)	L/R	接着材なし		APC™ Flash-Free 接着材つき	
							.018in.	.022in.	.018in.	.022in.
上顎	第1大臼歯	ノンコンバーチブル シングル	-14°	10°	4.7	L	069-5103	069-6103	4069-5103	4069-6103
						R	069-5114	069-6114	4069-5114	4069-6114
	第2大臼歯	ノンコンバーチブル シングル	-14°	10°	3.7	L	069-3103	069-4103	4069-3103	4069-4103
						R	069-3114	069-4114	4069-3114	4069-4114
下顎	第1大臼歯	ノンコンバーチブル シングル	-20°	0°	4.7	L	069-5203	069-6203	4069-5203	4069-6203
						R	069-5214	069-6214	4069-5214	4069-6214
	第2大臼歯	ノンコンバーチブル シングル	-15°	0°	3.7	L	069-3203	069-4203	4069-3203	4069-4203
						R	069-3214	069-4214	4069-3214	4069-4214
					包装単位	5個／パック		4個／箱		
					希望医院価格 (消費税別)	5,500円／パック		5,200円／箱		

		タイプ	Torq.	Distal Offset	Length (mm)	L/R	接着材なし		APC™ Flash-Free 接着材つき	
							.018in.	.022in.	.018in.	.022in.
上顎	第1大臼歯	コンバーチブル ダブル	-14°	10°	4.3	L	069-5153	069-6153	4069-5153	4069-6153
						R	069-5164	069-6164	4069-5164	4069-6164
下顎	第1大臼歯	コンバーチブル ダブル	-20°	0°	4.3	L	069-5253	069-6253	4069-5253	4069-6253
						R	069-5264	069-6264	4069-5264	4069-6264
					包装単位	5個／パック			4個／箱	
					希望医院価格 (消費税別)	7,870円／パック			7,090円／箱	

販売名：ビクトリー シリーズ チューブ 認証番号：219AKBZX0017400

Roth* 仕様

		タイプ	Torq.	Distal Offset	Length (mm)	L/R	接着材なし		APC™ Flash-Free 接着材つき	
							.018in.	.022in.	.018in.	.022in.
上顎	第1大臼歯	コンバーチブル シングル	-10°	7°	4.3	L	069-5313	069-6313	4069-5313	4069-6313
						R	069-5324	069-6324	4069-5324	4069-6324
下顎	第1大臼歯	コンバーチブル シングル	-25°	6°	4.3	L	069-5413	069-6413	4069-5413	4069-6413
						R	069-5424	069-6424	4069-5424	4069-6424
						包装単位	5個／パック		4個／箱	
						希望医院価格 (消費税別)	6,050円／パック		5,640円／箱	

		タイプ	Torq.	Distal Offset	Length (mm)	L/R	接着材なし		APC™ Flash-Free 接着材つき	
							.018in.	.022in.	.018in.	.022in.
上顎	第1大臼歯	ノンコンバーチブル シングル	-10°	7°	4.7	L	069-5113	069-6113	4069-5113	4069-6113
						R	069-5124	069-6124	4069-5124	4069-6124
	第2大臼歯	ノンコンバーチブル シングル	-10°	6°	3.7	L	069-3113	069-4113	4069-3113	4069-4113
						R	069-3124	069-4124	4069-3124	4069-4124
下顎	第1大臼歯	ノンコンバーチブル シングル	-25°	6°	4.7	L	069-5213	069-6213	4069-5213	4069-6213
						R	069-5224	069-6224	4069-5224	4069-6224
	第2大臼歯	ノンコンバーチブル シングル	-30°	6°	3.7	L	069-3213	069-4213	4069-3213	4069-4213
						R	069-3224	069-4224	4069-3224	4069-4224
					包装単位	5個／パック		4個／箱		
					希望医院価格 (消費税別)	5,500円／パック		5,200円／箱		

		タイプ	Torq.	Distal Offset	Length (mm)	L/R	接着材なし		APC™ Flash-Free 接着材つき	
							.018in.	.022in.	.018in.	.022in.
上顎	第1大臼歯	コンバーチブル ダブル	-10°	7°	4.3	L	069-5163	069-6163	4069-5163	4069-6163
						R	069-5174	069-6174	4069-5174	4069-6174
下顎	第1大臼歯	コンバーチブル ダブル	-25°	6°	4.3	L	069-5263	069-6263	4069-5263	4069-6263
						R	069-5274	069-6274	4069-5274	4069-6274
					包装単位		5個／パック		4個／箱	
					希望医院価格 (消費税別)		7,870円／パック		7,090円／箱	

*この仕様はドクターの承認を得ているものではありません。

ビクトリー シリーズ™ チューブ 第1大臼歯バッカルチューブ

販売名：ビクトリー シリーズ チューブ 認証番号：219AKBZX00174000

上顎コンバーチブル ダブル コンビネーション

Slot Torque <i>Arch</i>	Distal Offset	Headgear	Length (mm)	L/R	接着材なし		参照 テクニック
					.018in.	.022in.	
-10°	7°	0.45	4.3	UL	068-805	068-905	Roth*
-10°	7°	0.45	4.3	UR	068-806	068-906	Roth*
-10°	7°	0.45	3.6	UL	068-871	068-971	Roth*
-10°	7°	0.45	3.6	UR	068-870	068-970	Roth*
				包装単位	10個／パック		
				希望医院価格 (消費税別)	14,300円／パック		

上顎コンバーチブル シングル
MBT™ システム 仕様

Slot Torque <i>Arch</i>	Distal Offset	Length (mm)	L/R	接着材なし		APC™ PLUS接着材つき		APC™ II 接着材つき	
				.018in.	.022in.	.018in.	.022in.	.018in.	.022in.
-14°	10°	3.6	UL	068-897 18	068-997 18	5068-8971 8	5068-9971 8	3068-8971 8	3068-9971 8
-14°	10°	3.6	UL	068-897	068-997				
-14°	10°	3.6	UL	068-897 1	068-997 1	5068-8971	5068-9971		
-14°	10°	3.6	UR	068-898 28	068-998 28	5068-8982 8	5068-9982 8	3068-8982 8	3068-9982 8
-14°	10°	3.6	UR	068-898 2	068-998 2				
				包装単位	10個／パック		4個／箱		5個／箱
				希望医院価格 (消費税別)	•10,450円／パック •11,600円／パック (ボンディング用) •12,100円／パック (ジャンボベース)		•5,150円／箱 •5,370円／箱 (ジャンボベース)		•6,440円／箱 •6,710円／箱 (ジャンボベース)

上顎コンバーチブル ダブル コンビネーション ジンジバル ヘッドギアー チューブ付

Slot Torque <i>Arch</i>	Distal Offset	Headgear	Length (mm)	L/R	接着材なし
					.022in.
-14°	10°	.045	4.3	UL	068-985
-14°	10°	.045	4.3	UR	068-986
				包装単位	10個／パック
				希望医院価格 (消費税別)	14,300円／パック

Note
12 接着材なしの末尾に左の番号をつけるとボンディング用バッカルチューブになります。
8 ボンディング用バッカルチューブおよび接着材つきバッカルチューブの末尾に左の番号がつくとジャンボベースになります。

*この仕様はドクターの承認を得ているものではありません。

上顎コンバーチブル ダブル コンビネーション ジンジバル ヘッドギアー チューブ付
MBT™ システム 仕様

Slot Torque <i>Arch</i>	Distal Offset	Headgear	Length (mm)	L/R	接着材なし
					.022in.
-14°	10°	.045	4.3	UL	068-985
-14°	10°	.045	4.3	UR	068-986
				包装単位	10個／パック
				希望医院価格 (消費税別)	14,300円／パック

上顎コンバーチブル ダブル コンビネーション オクルーザル ヘッドギアー チューブ付
MBT™ システム 仕様

Slot Torque <i>Arch</i>	Distal Offset	Headgear	Length (mm)	L/R	接着材なし	
					.018in.	.022in.
-14°	10°	.045	4.6	UL	068-893	068-993
-14°	10°	.045	4.6	UR	068-894	068-994
				包装単位	10個／パック	
				希望医院価格 (消費税別)	14,300円／パック	

上顎コンバーチブル トリプル コンビネーション

Slot Torque		Distal Offset	Headgear	Length (mm)	L/R	接着材なし		参照 テクニック
<i>Arch</i>	<i>Aux</i>					.018in.	.022in.	
0°	0°	15°	.045	4.0	UL	068-825		
0°	0°	15°	.045	4.0	UR	068-826		
-10°	0°	7°	.045	3.6	UL	068-813	068-913	Roth*
-10°	0°	7°	.045	3.6	UR	068-814	068-914	Roth*
-10°	0°	14°	.045	3.6	UL	068-817	068-917	
-10°	0°	14°	.045	3.6	UR	068-818	068-918	LAS**
-14°	0°	10°	.045	4.3	UL		068-989	MBT™ システム
-14°	0°	10°	.045	4.3	UR		068-990	MBT™ システム
					包装単位	10個／パック		
					希望医院価格 (消費税別)	16,390円／パック		

上顎コンバーチブル トリプル コンビネーション
Differentiated Slot

Slot Torque		Distal Offset	Headgear	Main	Aux	Length (mm)	L/R	接着材なし
<i>Arch</i>	<i>Aux</i>							.022in.
0°	0°	0°	.045	.022	.018	3.6	UL	068-957
0°	0°	0°	.045	.022	.018	3.6	UR	068-958
							包装単位	10個／パック
							希望医院価格 (消費税別)	16,390円／パック

*この仕様はドクターの承認を得ているものではありません。
**レベルアンカレッジ™ システム

上顎コンバーチブル シングル



Slot Torque <i>Arch</i>	Distal Offset	Length (mm)	L/R	接着材なし		APC™ PLUS接着材つき		参照 テクニック
				.018in.	.022in.	.018in.	.022in.	
0°	0°	3.6	UL	067-808 1	067-908 1	5067-8081	5067-9081	
0°	0°	3.6	UR	067-807 2	067-907 2	5067-8072	5067-9072	
0°	6°	3.6	UL	067-810 1	067-910 1	5067-8101	5067-9101	
0°	6°	3.6	UR	067-809 2	067-909 2	5067-8092	5067-9092	
-10°	7°	4.3	UL	068-823 18	068-923 18	5068-8231 8	5068-9231 8	Roth*
-10°	7°	4.3	UR	068-824 28	068-924 28	5068-8242 8	5068-9242 8	Roth*
包装単位				10個／パック		4個／箱		
希望医院価格 (消費税別)				・10,450円／パック ・11,600円／パック (ボンディング用) ・12,100 円／パック (ジャンボベース)		・5,150円／箱 ・5,370円／箱 (ジャンボベース)		

上顎ノンコンバーチブル シングル – ファネル チューブ
MBT™ システム 仕様



Slot Torque <i>Arch</i>	Distal Offset	Length (mm)	L/R	接着材なし		APC™ PLUS接着材つき	
				.018in.	.022in.	.018in.	.022in.
-14°	10°	4.6	UL	067-879 18	067-979 18	5067-8791 8	5067-9791 8
-14°	10°	4.6	UR	067-878 28	067-978 28	5067-8782 8	5067-9782 8
包装単位				10個／パック		4個／箱	
希望医院価格 (消費税別)				・9,900円／パック ・11,000円／パック (ボンディング用) ・11,600円／パック (ジャンボベース)		・4,930円／箱 ・5,150円／箱 (ジャンボベース)	

上顎コンバーチブル ダブル



Slot Torque <i>Arch Aux</i>		Distal Offset	Length (mm)	L/R	接着材なし		APC™ PLUS接着材つき		参照 テクニック
					.018in.	.022in.	.018in.	.022in.	
0°	0°	0°	3.6	UL	068-849 1	068-949 1		5068-9491	
0°	0°	0°	3.6	UR	068-850 2	068-950 2		5068-9502	
-10°	0°	7°	3.6	UL	068-851 1	068-951 1	5068-8511	5068-9511	Roth*
-10°	0°	7°	3.6	UR	068-852 2	068-952 2	5068-8522	5068-9522	Roth*
包装単位					10個／パック		4個／箱		
希望医院価格 (消費税別)					・14,630円／パック ・15,800円／パック (ボンディング用)		6,820円／箱		

Note
1 2 接着材なしの末尾に左の番号をつけるとボンディング用バッカルチューブになります。
8 ボンディング用バッカルチューブおよび接着材つきバッカルチューブの末尾に左の番号がつくとジャンボベースになります。

*この仕様はドクターの承認を得ているものではありません。

下顎コンバーチブル シングル



Slot Torque <i>Arch</i>	Distal Offset	Length (mm)	L/R	接着材なし		APC™ PLUS接着材つき		APC™ II 接着材つき	参照 テクニック
				.018in.	.022in.	.018in.	.022in.	.018in.	
0°	0°	3.6	LL	067-807 3	067-907 3	5067-8073	5067-9073	3067-8073	
0°	0°	3.6	LR	067-808 4	067-908 4	5067-8084	5067-9084	3067-8084	
0°	6°	3.6	LL	067-809 3	067-909 3	5067-8093	5067-9093		
0°	6°	3.6	LR	067-810 4	067-910 4	5067-8104	5067-9104		
-10°	0°	4.3	LR	067-813 4	067-913 4	5067-8134	5067-9134	3067-8134	
-10°	0°	4.3	LL	067-814 3	067-914 3	5067-8143	5067-9143	3067-8143	
-25°	6°	3.6	LL	067-851 3	067-951 3	5067-8513	5067-9513		Roth*
-25°	6°	3.6	LR	067-850 4	067-950 4	5067-8504	5067-9504		Roth*
-25°	6°	4.3	LL	067-801 3	067-901 3	5067-8013	5067-9013		Roth*
-25°	6°	4.3	LR	067-802 4	067-902 4	5067-8024	5067-9024		Roth*
-20°	0°	4.3	LL	067-819 38	067-919 38	5067-8193 8	5067-9193 8		MBT™ システム
-20°	0°	4.3	LR	067-820 48	067-920 48	5067-8204 8	5067-9204 8		MBT™ システム
-25°	0°	4.3	LL	067-817 3	067-917 3	5067-8173	5067-9173		
-25°	0°	4.3	LR	067-818 4	067-918 4	5067-8184	5067-9184		
包装単位				10個／パック		4個／箱		5個／箱	
希望医院価格 (消費税別)				・10,450円／パック ・11,600円／パック (ボンディング用) ・12,100円／パック (ジャンボベース)		・5,150円／箱 ・5,370円／箱 (ジャンボベース)		・6,440円／箱 ・6,710円／箱 (ジャンボベース)	

下顎コンバーチブル ロープロファイル
MBT™ システム 仕様



Slot Torque <i>Arch</i>	Distal Offset	Length (mm)	L/R	接着材なし		APC™ PLUS接着材つき	
				.018in.	.022in.	.018in.	.022in.
-20°	0°	4.3	LL	067-520 38	067-620 38	5067-5203 8	5067-6203 8
-20°	0°	4.3	LR	067-521 48	067-621 48	5067-5214 8	5067-6214 8
包装単位				10個／パック		4個／箱	
希望医院価格 (消費税別)				・11,000円／パック ・12,100円／パック (ボンディング用) ・12,650円／パック (ジャンボベース)		・5,370円／箱 ・5,590円／箱 (ジャンボベース)	

Note
3 4 接着材なしの末尾に左の番号をつけるとボンディング用バッカルチューブになります。
8 ボンディング用バッカルチューブおよび接着材つきバッカルチューブの末尾に左の番号がつくとジャンボベースになります。

*この仕様はドクターの承認を得ているものではありません。

下顎ノンコンバーチブル シングル – ファネル チューブ
 MBT™ システム 仕様



Slot Torque <i>Arch</i>	Distal Offset	Length (mm)	L/R	接着材なし		APC™ PLUS接着材つき	
				.018in.	.022in.	.018in.	.022in.
-20°	0°	4.6	LL	067-877 3 8	067-977 3 8	5067-9773 8	5067-9773 8
-20°	0°	4.6	LR	067-876 4 8	067-976 4 8	5067-8764 8	5067-9764 8
			包装単位	10個／パック		4個／箱	
			希望医院価格 (消費税別)	・9,900円／パック ・11,000円／パック (ボンディング用) ・11,600円／パック (ジャンボベース)		・4,930円／箱 ・5,150円／箱 (ジャンボベース)	



下顎コンバーチブル ダブル

Slot Torque		Distal Offset	Length (mm)	L/R	接着材なし		APC™ PLUS接着材つき		参照 テクニック
<i>Arch</i>	<i>Aux</i>				.018in.	.022in.	.018in.	.022in.	
0°	0°	0°	3.6	LL	068-850 3	068-950 3	5068-8503	5068-9503	
0°	0°	0°	3.6	LR	068-849 4	068-949 4	5068-8494	5068-9494	
-25°	0°	7°	3.6	LL	067-803 3	067-903 3	5067-8033	5067-9033	Roth* LAS**
-25°	0°	7°	3.6	LR	067-804 4	067-904 4	5067-8044	5067-9044	Roth* LAS**
-20°	0°	0°	4.3	LL	067-861 3	067-961 3	5067-8613	5067-9613	MBT™ システム
-20°	0°	0°	4.3	LR	067-860 4	067-960 4	5067-8604	5067-9604	MBT™ システム
			包装単位		10個／パック		4個／箱		
			希望医院価格 (消費税別)		・14,630円／パック ・15,800円／パック (ボンディング用)		6,820円／箱		

Note
3 4 接着材なしの末尾に左の番号をつけるとボンディング用バッカルチューブになります。
8 ボンディング用バッカルチューブおよび接着材つきバッカルチューブの末尾に左の番号がつくとジャンボベースになります。

*この仕様はドクターの承認を得ているものではありません。
 **レベルアンカレッジ™ システム

ビクトリー シリーズ™ チューブ 第2大臼歯バッカルチューブ



上顎ノンコンバーチブル シングル ディスタル ノッチ付

Slot Torque <i>Arch</i>	Distal Offset	Length (mm)	L/R	接着材なし		APC™ PLUS接着材つき		参照 テクニック
				.018in.	.022in.	.018in.	.022in.	
-10°	6°	3.6	UL	067-829 1	067-929 1	5067-8291	5067-9291	Roth*
-10°	6°	3.6	UR	067-830 2	067-930 2	5067-8302	5067-9302	Roth*
-10°	10°	3.6	UL	067-831 1	067-931 1	5067-8311	5067-9311	LAS**
-10°	10°	3.6	UR	067-832 2	067-932 2	5067-8322	5067-9322	LAS**
-14°	10°	4.3	UL	067-857 1	067-957 1	5067-8571	5067-9571	MBT™ システム
-14°	10°	4.3	UR	067-858 2	067-958 2	5067-8582	5067-9582	MBT™ システム
0°	0°	3.6	UL	067-825 1	067-925 1			
0°	0°	3.6	UR	067-826 2	067-926 2			
			包装単位	10個／パック		4個／箱		
			希望医院価格 (消費税別)	・9,900円／パック ・11,000円／パック (ボンディング用)		4,930円／箱		



上顎ノンコンバーチブル シングル – ファネル チューブ
 MBT™ システム 仕様

Slot Torque <i>Arch</i>	Distal Offset	Length (mm)	L/R	接着材なし		APC™ II 接着材つき	
				.018in.	.022in.	.018in.	.022in.
-19°	8°	3.5	UL	067-873 1	067-973 1		3067-9731
-19°	8°	3.5	UR	067-872 2	067-972 2		3067-9722
			包装単位	10個／パック		5個／箱	
			希望医院価格 (消費税別)	・9,900円／パック ・11,000円／パック (ボンディング用)		6,160円／箱	

Note
1 2 接着材なしの末尾に左の番号をつけるとボンディング用バッカルチューブになります。

*この仕様はドクターの承認を得ているものではありません。
 **レベルアンカレッジ™ システム

下顎ノンコンバーチブル シングル ディスタル ノッチ付



Slot Torque Arch	Distal Offset	Length (mm)	L/R	接着材なし		APC™ PLUS接着材つき		参照テクニック
				.018in.	.022in.	.018in.	.022in.	
0°	0°	3.6	LL	067-826 3	067-926 3	5067-8263	5067-9263	
0°	0°	3.6	LR	067-825 4	067-925 4	5067-8254	5067-9254	
0°	6°	3.6	LL	067-828 3	067-928 3	5067-8283	5067-9283	
0°	6°	3.6	LR	067-827 4	067-927 4	5067-8274	5067-9274	
-10°	0°	4.3	LL	067-816 3	067-916 3	5067-8163	5067-9163	MBT™ システム
-10°	0°	4.3	LR	067-815 4	067-915 4	5067-8154	5067-9154	MBT™ システム
-25°	6°	3.6	LL	067-837 3	067-937 3	5067-8373	5067-9373	Roth*
-25°	6°	3.6	LR	067-838 4	067-938 4	5067-8384	5067-9384	Roth*
-25°	10°	3.6	LL	067-839 3	067-939 3	5067-8393	5067-9393	LAS**
-25°	10°	3.6	LR	067-840 4	067-940 4	5067-8404	5067-9404	LAS**
-30°	6°	3.6	LL	067-835 3	067-935 3	5067-8353	5067-9353	
-30°	6°	3.6	LR	067-836 4	067-936 4	5067-8364	5067-9364	
包装単位				10個／パック		4個／箱		
希望医院価格 (消費税別)				・9,900円／パック ・11,000円／パック (ボンディング用)		4,930円／箱		



下顎ノンコンバーチブル シングル – ファネルチューブ

Slot Torque Arch	Distal Offset	Length (mm)	L/R	接着材なし		APC™ II 接着材つき		参照テクニック
				.018in.	.022in.	.018in.	.022in.	
-10°	0°	3.6	LL	067-536 3	067-636 3	3067-5363	3067-6363	MBT™ システム
-10°	0°	3.6	LR	067-537 4	067-637 4	3067-5374	3067-6374	MBT™ システム
-25°	6°	3.6	LL	067-538 3	067-638 3	3067-5383	3067-6383	Roth*
-25°	6°	3.6	LR	067-539 4	067-639 4	3067-5394	3067-6394	Roth*
包装単位				10個／パック		5個／箱		
希望医院価格 (消費税別)				・9,900円／パック ・11,000円／パック (ボンディング用)		6,160円／箱		

ノンコンバーチブル シングル ディスタル ノッチ／フック付

Slot Torque Arch	Distal Offset	Length (mm)	L/R	接着材なし	
				.022in.	
0°	0°	5.1	UL/LR	067-944	
			包装単位	10個／パック	
			希望医院価格 (消費税別)	6,820円／パック	

Note

3 4 接着材なしの末尾に左の番号をつけるとボンディング用バッカルチューブになります。

*この仕様はドクターの承認を得ているものではありません。

**レベルアンカレッジ™ システム

ビクトリー シリーズ™ チューブ 第2大臼歯ミニチューブ／第2小臼歯チューブ

販売名：ビクトリー シリーズ チューブ 認証番号：219AKBZX00174000

第2大臼歯ミニチューブ



	Slot Torque Arch	Distal Offset	Length (mm)	L/R	接着材なし		APC™ PLUS接着材つき		APC™ II 接着材つき		APC™ Flash-Free 接着材つき		参照テクニック
					.018in.	.022in.	.018in.	.022in.	.018in.	.022in.	.018in.	.022in.	
上顎	0°	0°	2.5	UL	066-4101	066-5101	5066-4101	5066-5101		3066-5101			
	0°	0°	2.5	UR	066-4092	066-5092	5066-4092	5066-5092		3066-5092			
	-10°	0°	2.5	UL	066-4121	066-5121	5066-4121	5066-5121					Roth*
	-10°	0°	2.5	UR	066-4112	066-5112	5066-4112	5066-5112					Roth*
	-14°	0°	2.5	UL	066-4071	066-5071	5066-4071	5066-5071		3066-5071	4066-4071	4066-5071	MBT™ システム
	-14°	0°	2.5	UR	066-4082	066-5082	5066-4082	5066-5082		3066-5082	4066-4082	4066-5082	MBT™ システム
下顎	0°	0°	2.5	LL	066-4013			5066-5013	3066-4013	3066-5013			
	0°	0°	2.5	LR	066-4024			5066-5024	3066-4024	3066-5024			
	-10°	0°	2.5	LL	066-4033	066-5033	5066-4033	5066-5033	3066-4033	3066-5033	4066-4033	4066-5033	MBT™ システム
	-10°	0°	2.5	LR	066-4044	066-5044	5066-4044	5066-5044	3066-4044	3066-5044	4066-4044	4066-5044	MBT™ システム
	-25°	0°	2.5	LL	066-4053	066-5053	5066-4053	5066-5053	3066-4053				Roth*
	-25°	0°	2.5	LR	066-4064	066-5064	5066-4064	5066-5064	3066-4064				Roth*
包装単位					10個／パック		4個／箱		5個／箱		5個／パック		
希望医院価格 (消費税別)					11,000円／パック		4,930円／箱		6,160円／箱		6,490円／パック		

Note

ミニチューブはダイレクト ボンディング用のみです。バンド用は販売しておりません。

*この仕様はドクターの承認を得ているものではありません。

第2小臼歯チューブ
MBT™ システム 仕様



	Torq.	Ang.	L/R	接着材なし		APC™ PLUS接着材つき		APC™ II 接着材つき	
				.018in.	.022in.	.018in.	.022in.	.018in.	.022in.
上顎	-7°	0°	UL/UR	058-803	058-903	5058-803	5058-903		
下顎	-17°	2°	LL	058-801	058-901		5058-901		3058-901
	-17°	2°	LR	058-802	058-902		5058-902		3058-902
包装単位				10個／パック		4個／箱		5個／箱	
希望医院価格 (消費税別)				10,800円／パック		5,280円／箱		6,600円／箱	

Note

第2小臼歯チューブはダイレクト ボンディング用のみです。バンド用は販売しておりません。

バンド & リンガル アタッチメント

Bands and Lingual Attachments



Table of Contents


目次

ビクトリー シリーズ™ 第1大臼歯ナローバンド	50
ビクトリー シリーズ™ 第1大臼歯レギュラーバンド	51
ビクトリー シリーズ™ 第2大臼歯ナローバンド	52
ビクトリー シリーズ™ 第2大臼歯レギュラーバンド	53
リンガル アタッチメント リンガル シース	54
リンガル アタッチメント ※ウェルド用	55
ユニテック™ プリウェルド バンド	56

ビクトリー シリーズ™ ナローバンド

- レーザーマーキングによる歯式表示
- 各歯牙形態にフィットしやすいカントウア（曲面）
- 咬合／歯頸側方向のサイズが小さいタイプ
- 内側を不規則にエッチングしたマイクロ・エッチタイプ
- 咬合干渉を防ぐトリミングされた辺縁

ビクトリー シリーズ™
第1大臼歯ナローバンド






ビクトリー シリーズ™
第2大臼歯ナローバンド






ビクトリー シリーズ™ レギュラーバンド

- レーザーマーキングによる歯式表示
- 内側を不規則にエッチングしたマイクロ・エッチタイプ
- 各歯牙形態にフィットしやすいカントウア（曲面）
- 咬合干渉を防ぐトリミングされた辺縁

ビクトリー シリーズ™
第1大臼歯レギュラーバンド



ビクトリー シリーズ™
第2大臼歯レギュラーバンド



ビクトリー シリーズ™ 第1大白歯ナローバンド

6	6
6	6

販売名：バンド 認証番号：219AKBZX00143000

		トライアルキット	イントロダクションキット
マイクロ・エッチ タイプ			
ナロー	上顎	901-408	901-401
	下顎	901-308	901-301
包装単位		1キット	1キット
希望医院価格 (消費税別)		29,260円	57,750円

ナローバンド補充番号

Size	マイクロ・エッチ			
	RU	LU	RL	LL
31	902-262	902-162	902-462	902-362
31+	902-263	902-163	902-463	902-363
32	902-264	902-164	902-464	902-364
32+	902-265	902-165	902-465	902-365
33	902-266	902-166	902-466	902-366
33+	902-267	902-167	902-467	902-367
34	902-268	902-168	902-468	902-368
34+	902-269	902-169	902-469	902-369
35	902-270	902-170	902-470	902-370
35+	902-271	902-171	902-471	902-371
36	902-272	902-172	902-472	902-372
36+	902-273	902-173	902-473	902-373
37	902-274	902-174	902-474	902-374
37+	902-275	902-175	902-475	902-375
38	902-276	902-176	902-476	902-376
38+	902-277	902-177	902-477	902-377
39	902-278	902-178	902-478	902-378
39+	902-279	902-179	902-479	902-379
40	902-280	902-180	902-480	902-380
40+	902-281	902-181	902-481	902-381
41	902-282	902-182	902-482	902-382
41+	902-283	902-183	902-483	902-383
42	902-284	902-184	902-484	902-384
42+	902-285	902-185	902-485	902-385
43	902-286	902-186	902-486	902-386
43+	902-287	902-187	902-487	902-387
44	902-288	902-188	902-488	902-388
包装単位	10個／バック			
希望医院価格 (消費税別)	3,850円／バック			

各キットに含まれるサイズ別個数 キット内容	
トライアルキット	イントロダクションキット
	2
	2
	2
	2
2	3
2	3
2	4
3	4
3	5
4	5
4	5
4	5
3	5
3	5
2	4
2	4
2	3
1	2
1	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
L/R	各38
TL	76

※L/R：キット左右別数量
TL：キット合計数量

ビクトリー シリーズ™ 第1大白歯レギュラーバンド

6	6
6	6

		トライアルキット	イントロダクションキット
マイクロ・エッチ タイプ			
レギュラー	上顎	951-408	951-401
	下顎	951-308	951-301
包装単位		1キット	1キット
希望医院価格 (消費税別)		33,440円	64,460円

レギュラーバンド補充番号

Size	マイクロ・エッチ			
	RU	LU	RL	LL
31	952-262	952-162	952-462	952-362
31+	952-263	952-163	952-463	952-363
32	952-264	952-164	952-464	952-364
32+	952-265	952-165	952-465	952-365
33	952-266	952-166	952-466	952-366
33+	952-267	952-167	952-467	952-367
34	952-268	952-168	952-468	952-368
34+	952-269	952-169	952-469	952-369
35	952-270	952-170	952-470	952-370
35+	952-271	952-171	952-471	952-371
36	952-272	952-172	952-472	952-372
36+	952-273	952-173	952-473	952-373
37	952-274	952-174	952-474	952-374
37+	952-275	952-175	952-475	952-375
38	952-276	952-176	952-476	952-376
38+	952-277	952-177	952-477	952-377
39	952-278	952-178	952-478	952-378
39+	952-279	952-179	952-479	952-379
40	952-280	952-180	952-480	952-380
40+	952-281	952-181	952-481	952-381
41	952-282	952-182	952-482	952-382
41+	952-283	952-183	952-483	952-383
42	952-284	952-184	952-484	952-384
42+	952-285	952-185	952-485	952-385
43	952-286	952-186	952-486	952-386
43+	952-287	952-187	952-487	952-387
44	952-288	952-188	952-488	952-388
包装単位	10個／バック			
希望医院価格 (消費税別)	4,550円／バック			

各キットに含まれるサイズ別個数 キット内容	
トライアルキット	イントロダクションキット
	2
	2
	2
	2
2	3
2	3
2	4
3	4
3	5
4	5
4	5
4	5
3	5
3	5
2	4
2	4
2	3
1	2
1	2
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
	1
L/R	各38
TL	76

※L/R：キット左右別数量
TL：キット合計数量

ビクトリー シリーズ™ 第2大臼歯ナローバンド

7	7
7	7

		トライアルキット	イントロダクションキット
マイクロ・エッチ タイプ			
ナロー	上顎	906-208	906-201
	下顎	906-108	906-101
包装単位		1キット	1キット
希望医院価格 (消費税別)		29,260円	57,750円

ナローバンド補充番号

Size	マイクロ・エッチ			
	RU	LU	RL	LL
28	905-206	905-246	905-106	905-146
28+	905-207	905-247	905-107	905-147
29	905-208	905-248	905-108	905-148
29+	905-209	905-249	905-109	905-149
30	905-210	905-250	905-110	905-150
30+	905-211	905-251	905-111	905-151
31	905-212	905-252	905-112	905-152
31+	905-213	905-253	905-113	905-153
32	905-214	905-254	905-114	905-154
32+	905-215	905-255	905-115	905-155
33	905-216	905-256	905-116	905-156
33+	905-217	905-257	905-117	905-157
34	905-218	905-258	905-118	905-158
34+	905-219	905-259	905-119	905-159
35	905-220	905-260	905-120	905-160
35+	905-221	905-261	905-121	905-161
36	905-222	905-262	905-122	905-162
36+	905-223	905-263	905-123	905-163
37	905-224	905-264	905-124	905-164
37+	905-225	905-265	905-125	905-165
38	905-226	905-266	905-126	905-166
38+	905-227	905-267	905-127	905-167
39	905-228	905-268	905-128	905-168
39+	905-229	905-269	905-129	905-169
40	905-230	905-270	905-130	905-170
40+	905-231	905-271	905-131	905-171
41	905-232	905-272	905-132	905-172
包装単位	10個／パック			
希望医院価格 (消費税別)	3,850円／パック			

各キットに含まれるサイズ別個数 キット内容	
トライアルキット	イントロダクションキット
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	3
2	3
2	3
2	3
3	4
3	4
4	4
4	4
4	4
3	4
3	4
2	3
2	3
2	3
1	2
1	2
	2
	2
	2
	2
L/R	各38
TL	76

※L/R：キット左右別数量
TL：キット合計数量

ビクトリー シリーズ™ 第2大臼歯レギュラーバンド

7	7
7	7

		トライアルキット	イントロダクションキット
マイクロ・エッチ タイプ			
レギュラー	上顎	956-208	956-201
	下顎	956-108	956-101
包装単位		1キット	1キット
希望医院価格 (消費税別)		33,440円	64,460円

レギュラーバンド補充番号

Size	マイクロ・エッチ			
	RU	LU	RL	LL
28	955-206	955-246	955-106	955-146
28+	955-207	955-247	955-107	955-147
29	955-208	955-248	955-108	955-148
29+	955-209	955-249	955-109	955-149
30	955-210	955-250	955-110	955-150
30+	955-211	955-251	955-111	955-151
31	955-212	955-252	955-112	955-152
31+	955-213	955-253	955-113	955-153
32	955-214	955-254	955-114	955-154
32+	955-215	955-255	955-115	955-155
33	955-216	955-256	955-116	955-156
33+	955-217	955-257	955-117	955-157
34	955-218	955-258	955-118	955-158
34+	955-219	955-259	955-119	955-159
35	955-220	955-260	955-120	955-160
35+	955-221	955-261	955-121	955-161
36	955-222	955-262	955-122	955-162
36+	955-223	955-263	955-123	955-163
37	955-224	955-264	955-124	955-164
37+	955-225	955-265	955-125	955-165
38	955-226	955-266	955-126	955-166
38+	955-227	955-267	955-127	955-167
39	955-228	955-268	955-128	955-168
39+	955-229	955-269	955-129	955-169
40	955-230	955-270	955-130	955-170
40+	955-231	955-271	955-131	955-171
41	955-232	955-272	955-132	955-172
包装単位	10個／パック			
希望医院価格 (消費税別)	4,550円／パック			

各キットに含まれるサイズ別個数 キット内容	
トライアルキット	イントロダクションキット
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	3
2	3
2	3
2	3
3	4
3	4
4	4
4	4
4	4
3	4
3	4
2	3
2	3
2	3
1	2
1	2
	2
	2
	2
	2
L/R	各38
TL	76

※L/R：キット左右別数量
TL：キット合計数量

リンガル アタッチメント
リンガル シース

販売名:リンガル アタッチメント 認証番号:220AKBZX00024000

製品番号	形態		Hook	インデント	チューブ スロット	ワイヤーサイズ (mm)	L/R	包装単位 (1パック)	希望医院価格 (消費税別)
080-211			○	-	-	.91	-	10 個	4,730 円
080-231			○	-	○	.91	-	10 個	5,500 円
080-242			○	○	○	.91	UL/LR	10 個	5,500 円
080-243			○	○	○	.91	UR/LL	10 個	5,500 円
080-245			○	○	-	.91	UL/LR	10 個	5,500 円
080-246			○	○	-	.91	UR/LL	10 個	5,500 円
080-210			-	-	-	.91	-	10 個	4,400 円
080-220			-	○	-	.91	-	10 個	4,730 円
080-230			-	-	○	.91	-	10 個	4,730 円
080-240			-	○	○	.91	-	10 個	4,730 円
080-251		w/distal ball hook	○	○	○	.91	UL/LR	10 個	7,700 円
080-252			○	○	○	.91	UR/LL	10 個	7,700 円
080-253		w/mesial ball hook	○	○	○	.91	UL/LR	10 個	7,700 円
080-254			○	○	○	.91	UR/LL	10 個	7,700 円
080-270			-	-	-	.91	UL/LR	10 個	4,950 円

レベルアンカレッジ™ システム用

080-100		-	-	-	.91	-	10 個	4,800 円
---------	--	---	---	---	-----	---	------	---------


リンガル アタッチメント
※ウェルド用

製品番号	製品名		包装単位 (1パック)	希望医院価格 (消費税別)
482-100	フラットベース リンガル ボタン		10個	3,410 円
482-120	カーブドベース リンガル ボタン		10個	3,410 円
481-001	コンビネーション リンガル フック／ シーティング ラグ ショート（前歯、小臼歯用）		100個	10,450 円
485-001	レイズドアーム リンガル クリーツ ロングアーム		100個	10,450 円
485-002	レイズドアーム リンガル クリーツ ショートアーム		100個	10,450 円
485-004	ロー プロファイル リンガル クリーツ ロー プロファイル		100個	9,650 円
485-005	ロー プロファイル リンガル クリーツ ワイド ロー プロファイル		100個	9,650 円
485-006	ロー プロファイル リンガル クリーツ スモール ロー プロファイル		100個	9,650 円
486-020	リンガル ボールフック オフセット		10個	3,280 円
480-001	モラー フック		10個	2,860 円
709-050	ボンダブル リンガル クリーツ		10個	7,700 円
185-155	バンドオーガナイザー（汎用）		1個	9,350 円

ユニテック™ プリウェルド バンド



販売名：プリウェルド バンド 認証番号：220AKBZX00054000

MBT™ システム .022 上顎 第1大臼歯

バックルチューブ	トリプル	コンビ	シングル
			
仕様	MBT™ システム		MBT™ システム
スロット	.022		.022
部位	上顎第1大臼歯		上顎第1大臼歯
バンド	ナローバンド		ナローバンド
リンガルアタッチメント	なし		なし

バックルチューブ製品番号	068-990	068-989	068-994	068-993	068-998	068-997
バンドサイズ	右	左	右	左	右	左
31	068990MU31	068989MU31	068994MU31	068993MU31	068998MU31	068997MU31
31+	068990MU31+	068989MU31+	068994MU31+	068993MU31+	068998MU31+	068997MU31+
32	068990MU32	068989MU32	068994MU32	068993MU32	068998MU32	068997MU32
32+	068990MU32+	068989MU32+	068994MU32+	068993MU32+	068998MU32+	068997MU32+
33	068990MU33	068989MU33	068994MU33	068993MU33	068998MU33	068997MU33
33+	068990MU33+	068989MU33+	068994MU33+	068993MU33+	068998MU33+	068997MU33+
34	068990MU34	068989MU34	068994MU34	068993MU34	068998MU34	068997MU34
34+	068990MU34+	068989MU34+	068994MU34+	068993MU34+	068998MU34+	068997MU34+
35	068990MU35	068989MU35	068994MU35	068993MU35	068998MU35	068997MU35
35+	068990MU35+	068989MU35+	068994MU35+	068993MU35+	068998MU35+	068997MU35+
36	068990MU36	068989MU36	068994MU36	068993MU36	068998MU36	068997MU36
36+	068990MU36+	068989MU36+	068994MU36+	068993MU36+	068998MU36+	068997MU36+
37	068990MU37	068989MU37	068994MU37	068993MU37	068998MU37	068997MU37
37+	068990MU37+	068989MU37+	068994MU37+	068993MU37+	068998MU37+	068997MU37+
38	068990MU38	068989MU38	068994MU38	068993MU38	068998MU38	068997MU38
38+	068990MU38+	068989MU38+	068994MU38+	068993MU38+	068998MU38+	068997MU38+
39	068990MU39	068989MU39	068994MU39	068993MU39	068998MU39	068997MU39
39+	068990MU39+	068989MU39+	068994MU39+	068993MU39+	068998MU39+	068997MU39+
40	068990MU40	068989MU40	068994MU40	068993MU40	068998MU40	068997MU40
40+	068990MU40+	068989MU40+	068994MU40+	068993MU40+	068998MU40+	068997MU40+
41	068990MU41	068989MU41	068994MU41	068993MU41	068998MU41	068997MU41
41+	068990MU41+	068989MU41+	068994MU41+	068993MU41+	068998MU41+	068997MU41+
42	068990MU42	068989MU42	068994MU42	068993MU42	068998MU42	068997MU42
42+	068990MU42+	068989MU42+	068994MU42+	068993MU42+	068998MU42+	068997MU42+
43	068990MU43	068989MU43	068994MU43	068993MU43	068998MU43	068997MU43
43+	068990MU43+	068989MU43+	068994MU43+	068993MU43+	068998MU43+	068997MU43+
44	068990MU44	068989MU44	068994MU44	068993MU44	068998MU44	068997MU44
包装単位	5個／パック		5個／パック		5個／パック	
希望医院価格 (消費税別)	10,120円／パック		9,075円／パック		7,150円／パック	

MBT™ システム 上顎第1大臼歯 ウェルドポジション

M/D (許容範囲：±0.5mm)	O/G (許容範囲：±0.5mm)	アンギュレーション (許容範囲：±1.5°)
 <p>チューブのセンターとバンドの類側インデントが一致。</p>	 <p>スロットの中心がバンドの咬合側エッジから1.9mm。</p>	0°


ユニテック™ プリウェルド バンド

MBT™ システム .022 下顎 第1大臼歯

バックルチューブ	ダブル	シングル
		
仕様	MBT™ システム	
スロット	.022	
部位	下顎第1大臼歯	
バンド	ナローバンド	
リンガルアタッチメント	なし	

バックルチューブ製品番号	067-960	067-961	067-920	067-919
バンドサイズ	右	左	右	左
31	067960ML31	067961ML31	067920ML31	067919ML31
31+	067960ML31+	067961ML31+	067920ML31+	067919ML31+
32	067960ML32	067961ML32	067920ML32	067919ML32
32+	067960ML32+	067961ML32+	067920ML32+	067919ML32+
33	067960ML33	067961ML33	067920ML33	067919ML33
33+	067960ML33+	067961ML33+	067920ML33+	067919ML33+
34	067960ML34	067961ML34	067920ML34	067919ML34
34+	067960ML34+	067961ML34+	067920ML34+	067919ML34+
35	067960ML35	067961ML35	067920ML35	067919ML35
35+	067960ML35+	067961ML35+	067920ML35+	067919ML35+
36	067960ML36	067961ML36	067920ML36	067919ML36
36+	067960ML36+	067961ML36+	067920ML36+	067919ML36+
37	067960ML37	067961ML37	067920ML37	067919ML37
37+	067960ML37+	067961ML37+	067920ML37+	067919ML37+
38	067960ML38	067961ML38	067920ML38	067919ML38
38+	067960ML38+	067961ML38+	067920ML38+	067919ML38+
39	067960ML39	067961ML39	067920ML39	067919ML39
39+	067960ML39+	067961ML39+	067920ML39+	067919ML39+
40	067960ML40	067961ML40	067920ML40	067919ML40
40+	067960ML40+	067961ML40+	067920ML40+	067919ML40+
41	067960ML41	067961ML41	067920ML41	067919ML41
41+	067960ML41+	067961ML41+	067920ML41+	067919ML41+
42	067960ML42	067961ML42	067920ML42	067919ML42
42+	067960ML42+	067961ML42+	067920ML42+	067919ML42+
43	067960ML43	067961ML43	067920ML43	067919ML43
43+	067960ML43+	067961ML43+	067920ML43+	067919ML43+
44	067960ML44	067961ML44	067920ML44	067919ML44
包装単位	5個／パック		5個／パック	
希望医院価格 (消費税別)	9,240円／パック		7,150円／パック	

MBT™ システム 下顎第1大臼歯 ウェルドポジション

M/D (許容範囲：±0.5mm)	O/G (許容範囲：±0.5mm)	アンギュレーション (許容範囲：±1.5°)
 <p>チューブのセンターがバンドの近心類側インデントから1.0mm遠心。</p>	 <p>アーチワイヤースロットの底表面の水平方向のセンターがバンドの咬合側エッジから1.9mmの位置。</p>	0°

ユニテック™ プリウエルド バンド

7	7
7	7

MBT™ システム .022 上顎・下顎 第2大臼歯

バックルチューブ	シングル
仕様	MBT™ システム
スロット	.022
部位	上顎第2大臼歯
バンド	ナローバンド
リンガルアタッチメント	なし

バックルチューブ製品番号	067-958	067-957
バンドサイズ	右	左
28	067958MU28	067957MU28
28+	067958MU28+	067957MU28+
29	067958MU29	067957MU29
29+	067958MU29+	067957MU29+
30	067958MU30	067957MU30
30+	067958MU30+	067957MU30+
31	067958MU31	067957MU31
31+	067958MU31+	067957MU31+
32	067958MU32	067957MU32
32+	067958MU32+	067957MU32+
33	067958MU33	067957MU33
33+	067958MU33+	067957MU33+
34	067958MU34	067957MU34
34+	067958MU34+	067957MU34+
35	067958MU35	067957MU35
35+	067958MU35+	067957MU35+
36	067958MU36	067957MU36
36+	067958MU36+	067957MU36+
37	067958MU37	067957MU37
37+	067958MU37+	067957MU37+
38	067958MU38	067957MU38
38+	067958MU38+	067957MU38+
39	067958MU39	067957MU39
39+	067958MU39+	067957MU39+
40	067958MU40	067957MU40
40+	067958MU40+	067957MU40+
41	067958MU41	067957MU41

包装単位	5個／パック
希望医院価格(消費税別)	6,875円／パック

MBT™ システム 上顎第2大臼歯 ウェルドポジション

M/D (許容範囲：±0.5mm)	O/G (許容範囲：±0.5mm)	アンギュレーション (許容範囲：±1.5°)
		0°
チューブのセンターとバンドの類側インデントが一致。		
アーチワイヤースロットの底表面の水平方向のセンターがバンドの咬合側エッジから1.9mmの位置。		

バックルチューブ	シングル
仕様	MBT™ システム
スロット	.022
部位	下顎第2大臼歯
バンド	ナローバンド
リンガルアタッチメント	なし

バックルチューブ製品番号	067-915	067-916
バンドサイズ	右	左
28	067915ML28	067916ML28
28+	067915ML28+	067916ML28+
29	067915ML29	067916ML29
29+	067915ML29+	067916ML29+
30	067915ML30	067916ML30
30+	067915ML30+	067916ML30+
31	067915ML31	067916ML31
31+	067915ML31+	067916ML31+
32	067915ML32	067916ML32
32+	067915ML32+	067916ML32+
33	067915ML33	067916ML33
33+	067915ML33+	067916ML33+
34	067915ML34	067916ML34
34+	067915ML34+	067916ML34+
35	067915ML35	067916ML35
35+	067915ML35+	067916ML35+
36	067915ML36	067916ML36
36+	067915ML36+	067916ML36+
37	067915ML37	067916ML37
37+	067915ML37+	067916ML37+
38	067915ML38	067916ML38
38+	067915ML38+	067916ML38+
39	067915ML39	067916ML39
39+	067915ML39+	067916ML39+
40	067915ML40	067916ML40
40+	067915ML40+	067916ML40+
41	067915ML41	067916ML41

包装単位	5個／パック
希望医院価格(消費税別)	6,875円／パック

MBT™ システム 下顎第2大臼歯 ウェルドポジション

M/D (許容範囲：±0.5mm)	O/G (許容範囲：±0.5mm)	アンギュレーション (許容範囲：±1.5°)
		0°
チューブのセンターとバンドの類側インデントが一致。		
アーチワイヤースロットの底表面の水平方向のセンターがバンドの咬合側エッジから1.9mmの位置。		

ユニテック™ プリウエルド バンド

レベルアンカレッジ™ システム .018 上顎・下顎 第1大臼歯 メジャーアンカレッジ

バックルチューブ	トリプル	ダブル
仕様	レベルアンカレッジ™ システム	
スロット	.018	
部位	上顎第1大臼歯	
バンド	レギュラーバンド	
リンガルアタッチメント	080-100 リンガルシース	

バックルチューブ製品番号	068-818	068-817
バンドサイズ	右	左
31	068818MU314	068817MU314
31+	068818MU31+4	068817MU31+4
32	068818MU324	068817MU324
32+	068818MU32+4	068817MU32+4
33	068818MU334	068817MU334
33+	068818MU33+4	068817MU33+4
34	068818MU344	068817MU344
34+	068818MU34+4	068817MU34+4
35	068818MU354	068817MU354
35+	068818MU35+4	068817MU35+4
36	068818MU364	068817MU364
36+	068818MU36+4	068817MU36+4
37	068818MU374	068817MU374
37+	068818MU37+4	068817MU37+4
38	068818MU384	068817MU384
38+	068818MU38+4	068817MU38+4
39	068818MU394	068817MU394
39+	068818MU39+4	068817MU39+4
40	068818MU404	068817MU404
40+	068818MU40+4	068817MU40+4
41	068818MU414	068817MU414
41+	068818MU41+4	068817MU41+4
42	068818MU424	068817MU424
42+	068818MU42+4	068817MU42+4
43	068818MU434	068817MU434
43+	068818MU43+4	068817MU43+4
44	068818MU444	068817MU444
包装単位	5個／パック	
希望医院価格(消費税別)	12,870円／パック	

レベルアンカレッジ™ システム 上顎第1大臼歯 ウェルドポジション

M/D (許容範囲：±0.5mm)	O/G (許容範囲：±0.5mm)	アンギュレーション (許容範囲：±1.5°)
		0°
チューブのスロット近心面が近心類側咬頭を2等分する位置。		
アーチワイヤースロットの底表面の水平方向のセンターがバンドの咬合側エッジから1.9mmの位置。		

レベルアンカレッジ™ システム 上顎第1大臼歯リンガルシース ウェルドポジション

M/D (許容範囲：±0.5mm)	O/G (許容範囲：±0.5mm)	アンギュレーション
		シースの水平方向のセンターは0±3°である。
シース フランジ部の垂直方向のセンターがバンドの舌側面の垂直方向のセンターに位置する。		
シースの水平方向のセンターがバンドの舌側面の水平方向のセンターに位置する。		

レベルアンカレッジ™ システム 下顎第1大臼歯 メジャー ウェルドポジション

M/D (許容範囲：±0.5mm)	O/G (許容範囲：±0.5mm)	アンギュレーション (許容範囲：±1.5°)
		アーチワイヤースロットの底表面の水平方向のセンターがバンドの咬合側エッジからの角度メジャー:-10°歯肉側に位置する。
チューブのセンターがバンドのセンターに一致。		
アーチワイヤースロットの近心センターがバンドの水平方向のセンターから0.3mm歯肉側に位置する。		

レベルアンカレッジ™ システム 下顎第1大臼歯 リンガルクリーツ ウェルドポジション

M/D (許容範囲：±0.5mm)	O/G (許容範囲：±0.5mm)	アンギュレーション
		クリーツ/バンドの水平方向のセンターは0±3°である
クリーツの垂直方向のセンターがバンドの舌側面の垂直方向のセンターに位置する。		
クリーツの水平方向のセンターがバンドの舌側面の水平方向のセンターに位置する。		

ユニテック™ プリウエルド バンド

レベルアンカレッジ™ システム .018 上顎・下顎 第2大臼歯 メジャーアンカレッジ

バックルチューブ

シングル

仕様	レベルアンカレッジ™ システム	
スロット	.018	
部位	上顎第2大臼歯	
バンド	レギュラーバンド	
リンガルアタッチメント	486-020 ボールフック	

バックルチューブ製品番号	067-832	067-831
バンドサイズ	右	左
28	067832MU283	067831MU283
28+	067832MU28+3	067831MU28+3
29	067832MU293	067831MU293
29+	067832MU29+3	067831MU29+3
30	067832MU303	067831MU303
30+	067832MU30+3	067831MU30+3
31	067832MU313	067831MU313
31+	067832MU31+3	067831MU31+3
32	067832MU323	067831MU323
32+	067832MU32+3	067831MU32+3
33	067832MU333	067831MU333
33+	067832MU33+3	067831MU33+3
34	067832MU343	067831MU343
34+	067832MU34+3	067831MU34+3
35	067832MU353	067831MU353
35+	067832MU35+3	067831MU35+3
36	067832MU363	067831MU363
36+	067832MU36+3	067831MU36+3
37	067832MU373	067831MU373
37+	067832MU37+3	067831MU37+3
38	067832MU383	067831MU383
38+	067832MU38+3	067831MU38+3
39	067832MU393	067831MU393
39+	067832MU39+3	067831MU39+3
40	067832MU403	067831MU403
40+	067832MU40+3	067831MU40+3
41	067832MU413	067831MU413
包装単位	5個／パック	
希望医院価格(消費税別)	8,865円／パック	

レベルアンカレッジ™ システム 上顎第2大臼歯 ウェルドポジション

M/D (許容範囲：±0.5mm)	O/G (許容範囲：±0.5mm)	アンギュレーション (許容範囲：±1.5°)
<p>チューブのスロット近心面が近心頬側咬頭を2等分する位置。</p>	<p>チューブの遠心ウェルドフランジがバンドの咬合側エッジより0-0.25mmの位置。</p>	アーチワイヤースロットの底表面の水平方向のセンターがバンドの咬合側エッジからの角度:-15°

レベルアンカレッジ™ システム 第2大臼歯 ボールフック ウェルドポジション

M/D (許容範囲：±0.5mm)	O/G (許容範囲：±0.5mm)	アンギュレーション
<p>フック ウェルドフランジの近心エッジがバンドの近心面の接線から0.5mmに位置する。</p>	<p>ボールフックのウェルドフランジの咬合側エッジがバンドの咬合側から0.3mmに位置する。</p>	フックの水平方向のセンターは0±3°である。

7	7
7	7

シングル

仕様	レベルアンカレッジ™ システム メジャー	
スロット	.018	
部位	下顎第2大臼歯	
バンド	レギュラーバンド	
リンガルアタッチメント	486-020 ボールフック	

バックルチューブ製品番号	067-840	067-839
バンドサイズ	右	左
28	067840ML282	067839ML282
28+	067840ML28+2	067839ML28+2
29	067840ML292	067839ML292
29+	067840ML29+2	067839ML29+2
30	067840ML302	067839ML302
30+	067840ML30+2	067839ML30+2
31	067840ML312	067839ML312
31+	067840ML31+2	067839ML31+2
32	067840ML322	067839ML322
32+	067840ML32+2	067839ML32+2
33	067840ML332	067839ML332
33+	067840ML33+2	067839ML33+2
34	067840ML342	067839ML342
34+	067840ML34+2	067839ML34+2
35	067840ML352	067839ML352
35+	067840ML35+2	067839ML35+2
36	067840ML362	067839ML362
36+	067840ML36+2	067839ML36+2
37	067840ML372	067839ML372
37+	067840ML37+2	067839ML37+2
38	067840ML382	067839ML382
38+	067840ML38+2	067839ML38+2
39	067840ML392	067839ML392
39+	067840ML39+2	067839ML39+2
40	067840ML402	067839ML402
40+	067840ML40+2	067839ML40+2
41	067840ML412	067839ML412
包装単位	5個／パック	
希望医院価格(消費税別)	8,865円／パック	

レベルアンカレッジ™ システム 下顎第2大臼歯 メジャー ウェルドポジション

M/D (許容範囲：±0.5mm)	O/G (許容範囲：±0.5mm)	アンギュレーション (許容範囲：±1.5°)
<p>チューブのスロット近心側がバンドの頬側の幅の1/4にある垂直線上に位置する。</p>	<p>遠心ウェルドフランジ コーナーがバンドの咬合エッジと一致。</p>	アーチワイヤースロットの底表面の水平方向のセンターがバンドの咬合側エッジからの角度:メジャー:-15°

ユニテック™ プリウエルド バンド

レベルアンカレッジ™ システム .018 下顎 第1大臼歯・下顎 第2大臼歯 レギュラーアンカレッジ

バックルチューブ

ダブル

仕様	レベルアンカレッジ™ システム レギュラー	
スロット	.018	
部位	下顎第1大臼歯	
バンド	レギュラーバンド	
リンガルアタッチメント	なし	

バックルチューブ製品番号	067-804	067-803
バンドサイズ	右	左
31	067804ML316	067803ML316
31+	067804ML31+6	067803ML31+6
32	067804ML326	067803ML326
32+	067804ML32+6	067803ML32+6
33	067804ML336	067803ML336
33+	067804ML33+6	067803ML33+6
34	067804ML346	067803ML346
34+	067804ML34+6	067803ML34+6
35	067804ML356	067803ML356
35+	067804ML35+6	067803ML35+6
36	067804ML366	067803ML366
36+	067804ML36+6	067803ML36+6
37	067804ML376	067803ML376
37+	067804ML37+6	067803ML37+6
38	067804ML386	067803ML386
38+	067804ML38+6	067803ML38+6
39	067804ML396	067803ML396
39+	067804ML39+6	067803ML39+6
40	067804ML406	067803ML406
40+	067804ML40+6	067803ML40+6
41	067804ML416	067803ML416
41+	067804ML41+6	067803ML41+6
42	067804ML426	067803ML426
42+	067804ML42+6	067803ML42+6
43	067804ML436	067803ML436
43+	067804ML43+6	067803ML43+6
44	067804ML446	067803ML446
包装単位	5個／パック	
希望医院価格(消費税別)	9,590円／パック	

レベルアンカレッジ™ システム 下顎第1大臼歯

レギュラー ウェルドポジション

M/D (許容範囲：±0.5mm)	O/G (許容範囲：±0.5mm)	アンギュレーション (許容範囲：±1.5°)
<p>チューブのセンターがバンドのセンターに一致。</p>	<p>アーチワイヤースロットの近心センターがバンドの水平方向のセンターと一致。</p>	アーチワイヤースロットの底表面の水平方向のセンターがバンドの咬合側エッジからの角度。レギュラー:-6°

6	6
7	7

シングル

仕様	レベルアンカレッジ™ システム レギュラー	
スロット	.018	
部位	下顎第2大臼歯	
バンド	レギュラーバンド	
リンガルアタッチメント	なし	

バックルチューブ製品番号	067-840	067-839
バンドサイズ	右	左
28	067840ML28	067839ML28
28+	067840ML28+	067839ML28+
29	067840ML29	067839ML29
29+	067840ML29+	067839ML29+
30	067840ML30	067839ML30
30+	067840ML30+	067839ML30+
31	067840ML31	067839ML31
31+	067840ML31+	067839ML31+
32	067840ML32	067839ML32
32+	067840ML32+	067839ML32+
33	067840ML33	067839ML33
33+	067840ML33+	067839ML33+
34	067840ML34	067839ML34
34+	067840ML34+	067839ML34+
35	067840ML35	067839ML35
35+	067840ML35+	067839ML35+
36	067840ML36	067839ML36
36+	067840ML36+	067839ML36+
37	067840ML37	067839ML37
37+	067840ML37+	067839ML37+
38	067840ML38	067839ML38
38+	067840ML38+	067839ML38+
39	067840ML39	067839ML39
39+	067840ML39+	067839ML39+
40	067840ML40	067839ML40
40+	067840ML40+	067839ML40+
41	067840ML41	067839ML41
包装単位	5個／パック	
希望医院価格(消費税別)	7,225円／パック	


レベルアンカレッジ™ システム 下顎第2大臼歯

レギュラー ウェルドポジション

M/D (許容範囲：±0.5mm)	O/G (許容範囲：±0.5mm)	アンギュレーション (許容範囲：±1.5°)
<p>チューブのスロット近心側がバンドの頬側の幅の1/4にある垂直線上に位置する。</p>	<p>遠心ウェルドフランジ コーナーがバンドの咬合エッジと一致。</p>	アーチワイヤースロットの底表面の水平方向のセンターがバンドの咬合側エッジからの角度:レギュラー:-10°

ユニテック™ プリウェルド バンド



レベルアンカレッジ™ システム .018 上顎 第1大臼歯 特別リンガルシース

バックルチューブ		
トリプル		
仕様	レベルアンカレッジ™ システム	
スロット	.018	
部位	上顎第1大臼歯	
バンド	レギュラーバンド	
リンガルアタッチメント	080-243	080-242



バックルチューブ製品番号	068-818	068-817
バンドサイズ	右	左
31	068818MU315	068817MU315
31+	068818MU31+5	068817MU31+5
32	068818MU325	068817MU325
32+	068818MU32+5	068817MU32+5
33	068818MU335	068817MU335
33+	068818MU33+5	068817MU33+5
34	068818MU345	068817MU345
34+	068818MU34+5	068817MU34+5
35	068818MU355	068817MU355
35+	068818MU35+5	068817MU35+5
36	068818MU365	068817MU365
36+	068818MU36+5	068817MU36+5
37	068818MU375	068817MU375
37+	068818MU37+5	068817MU37+5
38	068818MU385	068817MU385
38+	068818MU38+5	068817MU38+5
39	068818MU395	068817MU395
39+	068818MU39+5	068817MU39+5
40	068818MU405	068817MU405
40+	068818MU40+5	068817MU40+5
41	068818MU415	068817MU415
41+	068818MU41+5	068817MU41+5
42	068818MU425	068817MU425
42+	068818MU42+5	068817MU42+5
43	068818MU435	068817MU435
43+	068818MU43+5	068817MU43+5
44	068818MU445	068817MU445

包装単位	5個／パック
希望医院価格 (消費税別)	13,220円／パック

レベルアンカレッジ™ システム 上顎第1大臼歯
ウェルドポジション

M/D (許容範囲：±0.5mm)	O/G (許容範囲：±0.5mm)	アンギュレーション (許容範囲：±1.5°)
 <p>チューブのスロット近心面が近心頬側咬頭を2等分する位置。</p>	 <p>アーチワイヤースロットの底表面の水平方向のセンターがバンドの咬合側エッジから1.9mmの位置。</p>	0°

レベルアンカレッジ™ システム 上顎第1大臼歯
リンガルシース ウェルドポジション

M/D (許容範囲：±0.5mm)	O/G (許容範囲：±0.5mm)	アンギュレーション
 <p>シース フランジ部の垂直方向のセンターがバンドの舌側面の垂直方向のセンターに位置する。</p>	 <p>シースの水平方向のセンターがバンドの舌側面の水平方向のセンターに位置する。</p>	シースの水平方向のセンターは0±3°である。

ワイヤー製品

Wire Products



Table of Contents


目次

スマートクリップ™ ディンプル アーチワイヤー	65
スマートクリップ™ ハイブリッド アーチワイヤー	66
ユニテック™ ナイテノル ワイヤー ヒート アクティバイテッド (HA)	67
ユニテック™ ナイテノル ワイヤー スーパーエラスチック (SE)	68
ユニテック™ ナイテノル ワイヤー クラシック (CL)	69
ユニテック™ ベータ III チタン アーチワイヤー	70
ステンレススチール ワイヤー パーマクロム レジリエント	71
ステンレススチール ワイヤー パーマクロム スタンダード	72
ステンレススチール ワイヤー パーマクロム ポステッド	73
ステンレススチール ストレート ワイヤー	74
マルチストランド ワイヤー	75
リガチャー ワイヤー／リテーナー ワイヤー	76

最適なアーチフォームが選べます

アーチフォーム


5種類のアーチフォームをご用意し、前歯部カーブ、犬歯間幅径、臼歯間幅径、犬歯から第2大臼歯までのカーブの多様性を補います。



フォースレベルによってワイヤー選択ができます


エンゲージメントフォース

結紮などワイヤーをブラケットに装着するときに生じる力で、各種ワイヤーは下図のような分布を示します。



ワーキングフォース

歯を動かす力で、患者さんが感じる力です。下の図は各ワイヤーが3mm偏位した状態から元に戻る時のワーキングフォースを示しています。フォースが低いほど患者さんへの負担が小さく、勾配が小さいほど継続的な力を備えています。



	治療段階	ワイヤー選択基準	First choice	Second choice	Third choice
初期	●レベリング ●ティップिंग ●ローテーティング	●ローフォース ●ロングワーキングレンジ ●低係数 ●ローフリクション	ユニテック™ ナイトノル ワイヤー ヒートアクティベイテッド (HA)	ユニテック™ ナイトノル ワイヤー スーパーエラスチック (SE)	ユニテック™ ナイトノル ワイヤー クラシック (CL)
中期	●スペース クローズ ●アーチフォーム コレクション ●オクルーザル プレーンレベリング	●ミディアムフォース ●ミディアム ワーキングレンジ ●中係数 ●中展性 ●ローフリクション	ユニテック™ ナイトノル ワイヤー クラシック (CL)	ユニテック™ ベータⅢ チタン アーチワイヤー	パーマクローム レジリエント アーチワイヤー (ステンレススチール)
仕上げ	●バーチカル ディテールリング ●インディ ビジュアル ローテーション ●交互嵌入咬合の是正 ●リテンション	●ミディアムフォース ●ショート ワーキングレンジ ●高係数 ●高展性	ユニテック™ ベータⅢ チタン アーチワイヤー	パーマクローム スタンダード アーチワイヤー (ステンレススチール)	パーマクローム レジリエント アーチワイヤー (ステンレススチール)

ユニテック™ ナイトノル ワイヤー

1977年に3M Unitek社が初めて矯正歯科用ワイヤーにニッケルチタンを使用。NASA（米国航空宇宙局）の技術を利用したユニテック™ ナイトノル ワイヤーは、弱い力で持続力にすぐれ、変形が起こりにくい記憶合金で、患者さんに負担をかけず効率的に歯牙を動かします。

ユニテック™ ナイトノル ワイヤー ヒートアクティベイテッド（HA）

- 温度変化により超弾性を発揮
- ユニテック™ ナイトノル ワイヤーの中で最も柔らかく装着が簡単



ユニテック™ ナイトノル ワイヤー スーパーエラスチック（SE）

- ユニテック™ ナイトノル ワイヤーの中間の柔らかさで、装着も容易
- 初期のトルクコントロールに適しています



ユニテック™ ナイトノル ワイヤー クラシック（CL）

- 伸縮強度があり、曲げやすく、作業域が広い
- スペースクローズに適しています



ユニテック™ ベータⅢ チタン アーチワイヤー

ニッケルチタンとステンレススチールの中間の硬さで、ユニテック™ ナイトノル ワイヤーの特性を継承し、ステンレス スチールワイヤーの曲げやすさを兼ね備えたワイヤーです。

- トルクの損失を最小限に抑えるコーナーエッジ
- ファイナルフェーズに適しています



ステンレススチール ワイヤー

弾性が低く、高剛性のステンレススチールワイヤーは、仕上げのワイヤーとして適しています。

パーマクローム レジリエント アーチワイヤー

- 展性と弾性のバランスのとれたワイヤーです



パーマクローム スタンダード アーチワイヤー

- 展性が高く、伸張性が低いワイヤーで、複雑なバンドやループの作成に適しています




パーマクローム ポステッド アーチワイヤー

- 高い伸縮強度をもつステンレススチールワイヤーです




ステンレススチール ストレートワイヤー

- 長さ14インチ（35.6cm）のストレートタイプのワイヤーです



ユニテック™ ブレイデッド ワイヤー

- 8本のレクトワイヤーをよじったワイヤーです
- 三次元コントロールを可能にし、幅広い作業域に対応します



ユニテック™ ツイストワイヤー

- 3本のワイヤーをよったワイヤーです
- 広い作業域と継続的な柔らかい力を備えています




スマートクリップ™ ディンプル アーチワイヤー

販売名：ナイテノル ワイヤー 認証番号：219AKBZX00131000

	サイズ (in.)	素材*	オーソフォーム™ II スクエア	オーソフォーム™ III オーボイド
ラウンド				
上顎	.014	SE	9296-805	9296-911
	.014	クラシック	9296-405	9296-517
	.016	SE	9296-807	9296-913
	.016	クラシック	9296-407	9296-519
下顎	.014	SE	9296-806	9296-912
	.014	クラシック	9296-406	9296-518
	.016	SE	9296-808	9296-914
	.016	クラシック	9296-408	9296-520
		包装単位	10本／パック	10本／パック
		希望医院価格 (消費税別)	9,350円／パック	9,350円／パック

レクタングル				
上顎	.014 x .025	SE	9293-815	9293-817
	.014 x .025	クラシック	9293-821	9293-823
	.016 x .025	SE	9293-851	9293-853
	.016 x .025	クラシック		9293-859
	.017 x .025	SE	9297-807	9297-955
	.017 x .025	クラシック		9297-857
下顎	.014 x .025	SE	9293-816	9293-818
	.014 x .025	クラシック	9293-822	9293-824
	016 x .025	SE	9293-852	9293-854
	.016 x .025	クラシック		9293-860
	.017 x .025	SE	9297-808	9297-956
	.017 x .025	クラシック		9297-858
		包装単位	10本／パック	10本／パック
		希望医院価格 (消費税別)	10,450円／パック	10,450円／パック

* クラシック：ナイテノル クラシック SE：ナイテノル スーパーエラスチック




スマートクリップ™ ハイブリッド アーチワイヤー

販売名：ステンレススチール ワイヤー 認証番号：219AKBZX00194000
販売名：ナイテノル ワイヤー 認証番号：219AKBZX00131000

	サイズ (in.)	素材*	オーソフォーム™ II スクエア	オーソフォーム™ III オーボイド
ハイブリッド				
上顎	.017 x .025	SE®	9293-879	9293-881
	.017 x .025	ステンレススチール	9293-891●	9293-893●
	.018 x .025	ステンレススチール	9293-917●	9293-919●
	.019 x .025	ステンレススチール	9293-959●	9293-961●
下顎	.017 x .025	SE®	9293-880	9293-882
	.017 x .025	ステンレススチール	9293-892●	9293-894●
	.018 x .025	ステンレススチール	9293-918●	9293-920●
	.019 x .025	ステンレススチール	9293-960●	9293-962●
		包装単位	10本／パック	10本／パック
		希望医院価格 (消費税別)	● 5,830円／パック 10,450円／パック	● 5,830円／パック 10,450円／パック


※ ハイブリッド & ディンプル
* クラシック：ナイテノル クラシック SE：ナイテノル スーパーエラスチック HA：ナイテノル ヒート アクティブイテッド



ユニテック™ ナイテノル ワイヤー
ヒート アクティベイテッド (HA)



販売名：ナイテノル ワイヤー 認証番号：219AKBZX00131000



	サイズ (in.)	オーソフォーム™ II スクエア	オーソフォーム™ III オーボイド	オーソフォーム™ I LAS
ラウンド				
上顎	.014	9296-609	9296-611	
	.016	4296-985	4296-991	4296-979
	.018	4296-987	4296-993	
下顎	.014	9296-610	9296-612	
	.016	4296-986	4296-992	4296-980
	.018	4296-988	4296-994	
	包装単位	10本／パック	10本／パック	10本／パック
	希望医院価格 (消費税別)	9,350円／パック	9,350円／パック	9,350円／パック

レクタングュラー／スクエア				
上顎	.016 x .022	4297-973	4297-913	4297-981
	.016 x .025	9296-621	9296-623	
	.0175 x .0175	4297-975	4297-911	4297-983
	.017 x .025	4297-991	4297-921	4297-995
	.019 x .025	4297-977	4297-919	
	.021 x .025	4297-993	4297-923	
下顎	.016 x .022	4297-974	4297-914	4297-982
	.016 x .025	9296-622	9296-624	
	.0175 x .0175	4297-976	4297-912	4297-984
	.017 x .025	4297-992	4297-922	4297-996
	.019 x .025	4297-978	4297-920	
	.021 x .025	4297-994	4297-924	
	包装単位	10本／パック	10本／パック	10本／パック
	希望医院価格 (消費税別)	10,450円／パック	10,450円／パック	10,450円／パック

ユニテック™ ナイテノル ワイヤー
スーパーエラスチック (SE)



	サイズ (in.)	オーソフォーム™ II スクエア	オーソフォーム™ III オーボイド	オーソフォーム™ I LAS	リバース カーブ
ラウンド					
上顎	.014	4296-805	4296-911	4296-813	
	.016	4296-807	4296-913	4296-815	296-821
	.018	4296-809	4296-915	4296-817	296-823
	.020				297-871
下顎	.014	4296-806	4296-912	4296-814	
	.016	4296-808	4296-914	4296-816	296-822
	.018	4296-810	4296-916	4296-818	296-824
	包装単位	10本／パック	10本／パック	10本／パック	10本／パック
	希望医院価格 (消費税別)	9,350円／パック	9,350円／パック	9,350円／パック	9,350円／パック

レクタングュラー／スクエア					
上顎	.016 x .016	4297-803	4297-951	4297-831	
	.016 x .022	4297-801	4297-953	4297-833	297-821
	.016 x .025				297-869
	.017 x .025	4297-807	4297-955	4297-835	297-823
	.018 x .018	4297-809	4297-957		
	.018 x .025	4297-813	4297-959		
	.019 x .025	4297-815	4297-961		297-825
	.021 x .025		4297-963		
下顎	.016 x .016	4297-804	4297-952	4297-832	
	.016 x .022	4297-802	4297-954	4297-834	297-822
	.016 x .025				297-870
	.017 x .025	4297-808	4297-956	4297-836	297-824
	.018 x .018	4297-810	4297-958		
	.018 x .025	4297-814	4297-960		
	.019 x .025	4297-816	4297-962		297-826
	.021 x .025				297-828
	包装単位	10本／パック	10本／パック	10本／パック	10本／パック
	希望医院価格 (消費税別)	10,450円／パック	10,450円／パック	10,450円／パック	10,450円／パック

ユニテック™ ナイテノル ワイヤー
クラシック (CL)



	サイズ (in.)	オーソフォーム™ II スクエア	オーソフォーム™ III オーボイド	オーソフォーム™ I LAS	スタンダード
ラウンド					
上顎	.012	9296-603	9296-605		4296-121
	.014	4296-405	4296-517	4296-307	4296-141
	.016	4296-407	4296-519	4296-303	4296-161
	.018	4296-409	4296-521	4296-315	4296-181
	.020	4296-411	4296-523		
下顎	.012	9296-604	9296-606	4296-122	
	.014	4296-406	4296-518	4296-308	4296-142
	.016	4296-408	4296-520	4296-304	4296-162
	.018	4296-410	4296-522	4296-316	4296-182
	.020	4296-412	4296-524		
	包装単位	10本／パック	10本／パック	10本／パック	10本／パック
	希望医院価格 (消費税別)	9,350円／パック	9,350円／パック	9,350円／パック	9,350円／パック

レクタングュラー／スクエア					
上顎	.016 x .016	4297-701	4297-851	4297-601	
	.016 x .022	4297-703	4297-853	4297-603	4297-171
	.017 x .022	4297-705	4297-855		
	.017 x .025	4297-707	4297-857	4297-609	4297-281
	.018 x .018	4297-709	4297-859	4297-613	4297-113
	.018 x .025	4297-713	4297-863	4297-615	
	.019 x .025	4297-715	4297-865	4297-621	
	.021 x .025	4297-717	4297-867		
下顎	.016 x .016	4297-702	4297-852	4297-602	
	.016 x .022	4297-704	4297-854	4297-604	4297-172
	.017 x .022	4297-706	4297-856		
	.017 x .025	4297-708	4297-858	4297-610	4297-282
	.018 x .018	4297-710	4297-860	4297-614	
	.018 x .025	4297-714	4297-864	4297-616	
	.019 x .025	4297-716	4297-866	4297-622	
	.021 x .025	4297-718	4297-868		
	包装単位	10本／パック	10本／パック	10本／パック	10本／パック
	希望医院価格 (消費税別)	10,450円／パック	10,450円／パック	10,450円／パック	10,450円／パック

ユニテック™ ベータ III チタン アーチワイヤー



販売名：ベータ III チタン アーチワイヤー 認証番号：220AKBZX00038000



	サイズ (in.)	オーソフォーム™ II スクエア	オーソフォーム™ III オーボイド
レクタングュラー／スクエア			
上顎	.016 x .022	4301-302	4301-304
	.016 x .025	4301-352	4301-354
	.0175 x .0175	4301-336	4301-338
	.017 x .025	4301-308	4301-310
	.019 x .025	4301-314	4301-316
	.021 x .025	4301-320	4301-322
下顎	.016 x .022	4301-303	4301-305
	.016 x .025	4301-353	4301-355
	.0175 x .0175	4301-337	4301-339
	.017 x .025	4301-309	4301-311
	.019 x .025	4301-315	4301-317
	.021 x .025	4301-321	4301-323
	包装単位	10本／パック	10本／パック
	希望医院価格 (消費税別)	11,000円／パック	11,000円／パック

ステンレススチール ワイヤー
パーマクロム レジリエント




販売名：ステンレススチール ワイヤー 認証番号：219AKBZX00194000



サイズ (in.)		オーソフォーム™ II スクエア		オーソフォーム™ III オーボイド		オーソフォーム™ I LAS	スタンダード
		パーフパック		パーフパック			
ラウンド							
上顎	.012			300-003			
	.014	300-605	4300-605	300-005	4300-005		299-145
	.016	300-607	4300-607	300-007	4300-007	300-503	299-165
	.018	300-609	4300-609	300-009	4300-009	300-515	299-185
	.020	300-611	4300-611	300-011	4300-011		299-205
下顎	.012			300-004			
	.014	300-606	4300-606	300-006	4300-006		299-146
	.016	300-608	4300-608	300-008	4300-008	300-504	299-166
	.018	300-610	4300-610	300-010	4300-010	300-516	299-186
	.020	300-612	4300-612	300-012	4300-012		299-206
包装単位		10本／パック	50本／パック	10本／パック	50本／パック	10本／パック	50本／パック
希望医院価格 (消費税別)		2,860円／パック	13,200円／パック	2,860円／パック	13,200円／パック	2,860円／パック	13,200円／パック

レクタングュラー／スクエア							
上顎	.016 x .016	300-615	4300-615	300-015	4300-015	300-565	298-115
	.016 x .022	300-617	4300-617	300-017	4300-017	300-567	298-175
	.016 x .025			300-659			
	.017 x .022			300-019			298-275
	.017 x .025	300-621	4300-621	300-021	4300-021	300-579	298-285
	.018 x .022			300-023			
	.018 x .025	300-625	4300-625	300-025	4300-025	300-573	298-385
	.019 x .025	300-627	4300-627	300-027	4300-027	300-585	
	.021 x .025			300-029	4300-029		
下顎	.016 x .016	300-616	4300-616	300-016	4300-016	300-566	298-116
	.016 x .022	300-618	4300-618	300-018	4300-018	300-568	298-176
	.016 x .025			300-660			
	.017 x .022			300-020			298-276
	.017 x .025	300-622	4300-622	300-022	4300-022	300-580	298-286
	.018 x .022			300-024			
	.018 x .025	300-626	4300-626	300-026	4300-026	300-574	298-386
	.019 x .025	300-628	4300-628	300-028	4300-028	300-586	
	.021 x .025			300-030	4300-030		
包装単位		10本／パック	50本／パック	10本／パック	50本／パック	10本／パック	10本／パック
希望医院価格 (消費税別)		5,830円／パック	26,400円／パック	5,830円／パック	26,400円／パック	5,830円／パック	5,830円／パック

ステンレススチール ワイヤー
パーマクロム スタンダード



サイズ (in.)		スタンダード
ラウンド		
上顎	.016 x .022	300-171
	.017 x .025	300-281
	.018 x .025	300-381
	.019 x .025	300-481
下顎	.016 x .022	300-172
	.017 x .025	300-282
	.018 x .025	300-382
	.019 x .025	300-482
包装単位		10本／パック
希望医院価格 (消費税別)		4,840円／パック

ステンレススチール ワイヤー
パーマクロム ポステッド



	サイズ (in.)	Inter-post (mm)	オーソフォーム™ II スクエア	オーソフォーム™ III オーボイド
上 顎	.016 x .022	44		300-931
	.016 x .022	42		300-932
	.016 x .022	40		300-933
	.016 x .022	38	300-728	300-934
	.016 x .022	36	300-729	300-935
	.016 x .022	34	300-730	300-936
	.016 x .022	32	300-731	300-937
	.019 x .025	44		300-938
	.019 x .025	42	300-233	300-939
	.019 x .025	40	300-234	300-940
	.019 x .025	38	300-235	300-941
	.019 x .025	36	300-236	300-942
	.019 x .025	34	300-237	300-943
	.019 x .025	32	300-238	300-944
包装単位			10本／パック	10本／パック
希望医院価格 (消費税別)			8,250円／パック	8,250円／パック

下 顎	.016 x .022	30		300-955
	.016 x .022	28		300-956
	.016 x .022	26		300-957
	.016 x .022	24		300-958
	.016 x .022	22		300-959
	.019 x .025	30	300-244	300-960
	.019 x .025	28	300-245	300-961
	.019 x .025	26	300-246	300-962
	.019 x .025	24	300-247	300-963
	.019 x .025	22		300-964
包装単位			10本／パック	10本／パック
希望医院価格 (消費税別)			8,250円／パック	8,250円／パック

ステンレススチール ストレート ワイヤー


販売名：ステンレススチール ワイヤー 認証番号：219AKBZX00194000

	サイズ (in.)	(mm)	パーマクロム スタンダード			パーマクロム レジリエント		
			製品番号	包装単位	希望医院価格 (消費税別)	製品番号	包装単位	希望医院価格 (消費税別)
ラウンド 14in. (35.6cm) ストレート ワイヤー 	.010	(.25)	211-100	40 本	4,180 円			
	.012	(.30)	211-120	40 本	4,180 円			
	.014	(.36)	211-140	40 本	4,180 円	213-140	40 本	4,400 円
	.015	(.39)	211-150	40 本	4,180 円			
	.016	(.41)	211-160	40 本	4,180 円	213-160	40 本	4,400 円
	.018	(.46)	211-180	40 本	4,180 円	213-180	40 本	4,400 円
	.020	(.51)	211-200	40 本	4,180 円	213-200	40 本	4,400 円
	.021	(.53)	211-210	40 本	4,180 円			
	.022	(.56)	211-220	40 本	4,180 円			
	.024	(.60)	211-240	30 本	4,180 円			
	.025	(.64)	211-250	30 本	4,180 円	220-250	30 本	4,180 円
	.026	(.66)	211-260	30 本	4,180 円			
	.028	(.71)	211-280	25 本	4,180 円	220-280	30 本	4,180 円
	.030	(.76)	211-300	25 本	4,180 円	220-300	30 本	4,180 円
	.032	(.81)	211-320	25 本	4,180 円	220-320	30 本	4,180 円
	.036	(.91)	211-360	25 本	4,180 円	220-360	25 本	4,180 円
	.040	(1.0)	211-400	20 本	4,180 円			
	.045	(1.14)	211-450	15 本	4,180 円			
	.051	(1.3)	211-510	15 本	4,180 円			
	.055	(1.4)	211-550	15 本	4,180 円			

	サイズ (in.)	(mm)	パーマクロム スタンダード			パーマクロム レジリエント		
			製品番号	包装単位	希望医院価格 (消費税別)	製品番号	包装単位	希望医院価格 (消費税別)
レクタングル／ スクエア 14in. (35.6cm) ストレート ワイヤー 	.016 x .016	(.41 x .41)	251-616	10 本	6,930 円	253-616	10 本	7,150 円
	.016 x .022	(.41 x .56)	251-622	10 本	6,930 円	253-622	10 本	7,150 円
	.017 x .022	(.43 x .56)	251-722	10 本	6,930 円	253-722	10 本	7,150 円
	.017 x .025	(.43 x .64)	251-725	10 本	6,930 円	253-725	10 本	7,150 円
	.018 x .018	(.46 x .46)				253-818	10 本	7,150 円
	.018 x .022	(.46 x .56)	251-822	10 本	6,930 円	253-822	10 本	7,150 円
	.018 x .025	(.46 x .64)	251-825	10 本	6,930 円	253-825	10 本	7,150 円
	.019 x .025	(.48 x .64)	251-925	10 本	6,930 円	253-925	10 本	7,150 円
	.020 x .025	(.51 x .64)				253-025	10 本	7,150 円
	.021 x .025	(.53 x .64)	251-125	10 本	6,930 円	253-125	10 本	7,150 円
	.0215 x .028	(.55 x .71)	251-228	10 本	6,930 円	253-228	10 本	7,150 円

マルチストランド ワイヤー

ユニテック™ ブレイデッド ワイヤー



	サイズ (in.)	(mm)	オーソフォーム™ II スクエア
上顎	.016 x .016	(.41 x .41)	300-905
	.016 x .022	(.41 x .56)	300-907
	.017 x .025	(.43 x .64)	300-909
	.018 x .025	(.46 x .64)	300-911
	.019 x .025	(.48 x .64)	300-913
	.021 x .025	(.53 x .64)	300-915
下顎	.016 x .016	(.41 x .41)	300-906
	.016 x .022	(.41 x .56)	300-908
	.017 x .025	(.43 x .64)	300-910
	.018 x .025	(.46 x .64)	300-912
	.019 x .025	(.48 x .64)	300-914
	.021 x .025	(.53 x .64)	300-916
包装単位			10本／バック
希望医院価格 (消費税別)			9,460円／バック

ユニテック™ ツイストワイヤー




	サイズ (in.)	(mm)	オーソフォーム™ II スクエア
上顎	.0175	(.45)	300-701
下顎	.0175	(.45)	300-702
包装単位			10本／バック
希望医院価格 (消費税別)			4,620円／バック

リガチャー ワイヤー／リテーナー ワイヤー



販売名：リガチャー ワイヤー 認証番号：220AKBZX00023000



製品番号	製品名	Diameter (in.)	(mm)	Color Band	包装単位	希望医院価格 (消費税別)
390-080	プリフォームド リガチャー ワイヤー	.008	(.20)	Yellow	1,000本	5,500 円
390-090	プリフォームド リガチャー ワイヤー	.009	(.23)	Green	1,000本	5,500 円
390-100	プリフォームド リガチャー ワイヤー	.010	(.25)	Blue	1,000本	5,500 円
390-110	プリフォームド リガチャー ワイヤー	.011	(.28)	Pink	1,000本	5,500 円
390-120	プリフォームド リガチャー ワイヤー	.012	(.30)	Black	1,000本	5,500 円
390-140	プリフォームド リガチャー ワイヤー	.014	(.36)	Red	1,000本	5,500 円



製品番号	製品名	Diameter (in.)	包装単位	希望医院価格 (消費税別)
390-145	オグジリアリー リガチャー タイフック (コバヤシ フック)	.014	100本	10,780 円



リンガル リテーナー
ワイヤーはトランス
ボンド™ LR 光重合接着材で
接着します。

販売名：ステンレススチール ワイヤー 認証番号：219AKBZX00194000

製品番号	製品名	Diameter (in.)	(mm)	包装単位	希望医院価格 (消費税別)
260-032	リンガル リテーナーワイヤー (ボンダブル ツイストワイヤー)	.032	(.81)	25本	4,950 円



製品番号	製品名	包装単位	希望医院価格 (消費税別)
453-012	ワイヤー ディスペンサー	1個	10,450 円

ボンディング関連製品

Bonding/Banding Products

Table of Contents

目次

ダイレクトボンディング用接着剤	80
プライマー/エッチング	81
バンド用/リンガル リテーナー用	82
インダイレクトボンディング	83
ボンディング補助製品	83



ダイレクトボンディング用接着材

- トランスボンド™ プラス カラーチェンジ 光重合接着材
- トランスボンド™ XT 光重合接着材

トランスボンド™ プラス カラーチェンジ 光重合接着材

販売名:トランスボンド プラス カラーチェンジ 光重合接着材 認証番号:219AKBZX00091000



製品番号	製品名	内容	包装単位	希望医院価格 (消費税別)
712-102	トランスボンド™ プラス カラーチェンジ 光重合接着材 カプセル キット	・25 カプセル (各0.2g) ・1 ディスペンサー ガン	1キット	30,030 円
712-104	トランスボンド™ プラス カラーチェンジ 光重合接着材 カプセル タイプ	25 カプセル (各0.2g)	1パック	26,070 円



712-101	トランスボンド™ プラス カラーチェンジ 光重合接着材 シリンジ タイプ	2本入り (各4g)	1パック	16,390 円
712-103	トランスボンド™ プラス カラーチェンジ 光重合接着材 シリンジ タイプ	4本入り (各4g)	1パック	29,480 円
712-105	トランスボンド™ プラス カラーチェンジ 光重合接着材 シリンジ タイプ	1本入り (各4g)	1パック	8,470 円

トランスボンド™ XT 光重合接着材

販売名:トランスボンド XT 光重合接着材 認証番号:219AKBZX00119000



製品番号	製品名	内容	包装単位	希望医院価格 (消費税別)
712-030	トランスボンド™ XT 光重合接着材 カプセル タイプ キット	・25 カプセル (各0.2g) ・1 プライマー (6mL) ・1 ディスペンサー ガン ・1 ブラシホルダー ・60 ブラシ	1キット	25,300 円
712-031	トランスボンド™ XT 光重合接着材 カプセル タイプ	25 カプセル (各0.2g)	1パック	16,170 円




712-035	トランスボンド™ XT 光重合接着材 シリンジ タイプ キット	・2 シリンジ (各4g) ・1 プライマー (6mL) ・1 ブラシホルダー ・60 ブラシ	1キット	19,250 円
712-036	トランスボンド™ XT 光重合接着材 シリンジ タイプ	4本入り (各4g)	1パック	22,880 円
712-066	トランスボンド™ XT 光重合接着材 シリンジ タイプ	2本入り (各4g)	1パック	12,100 円

プライマー/エッチング

- トランスボンド™ プラス セルフエッチング プライマー (SEP)
- トランスボンド™ MIP プライマー
- トランスボンド™ XT プライマー
- エッチング ゲル

トランスボンド™ プラス セルフエッチング プライマー (SEP)

販売名:トランスボンド プラス セルフエッチング プライマー 認証番号:219AKBZX00144000



製品番号	製品名	内容	包装単位	希望医院価格 (消費税別)
712-090	トランスボンド™ プラス セルフエッチング プライマー (SEP)	100本入り	1箱	21,780 円
712-091	トランスボンド™ プラス セルフエッチング プライマー (SEP)	20本入り	1箱	6,380 円

トランスボンド™ MIP (Moisture Insensitive Primer) プライマー

販売名:トランスボンド MIP プライマー 認証番号:220AKBZX00053000



製品番号	製品名	内容	包装単位	希望医院価格 (消費税別)
712-021	トランスボンド™ MIP プライマー キット	・1 MID プライマー (6mL) ・1 ライトセンシティブウェル ・20 ディスパーザブルウェル ・1 ブラシホルダー ・60 ブラシ	1キット	20,900 円
712-025	トランスボンド™ MIP プライマー ボトル入り	6mL	1本	18,480 円

トランスボンド™ XT プライマー

販売名:トランスボンド XT プライマー 認証番号:219AKBZX00153000



製品番号	製品名	内容	包装単位	希望医院価格 (消費税別)
712-034	トランスボンド™ XT プライマー	6mL	1本	9,790 円

エッチング ゲル

販売名:エッチング ゲル 認証番号:220AKBZX00137000



製品番号	製品名	内容	包装単位	希望医院価格 (消費税別)
712-039	エッチング ゲル シリンジ	・2 エッチングゲルシリンジ (3.5g) 35%リン酸 ・25 シリンジチップ	1パック	4,180 円
704-060	エッチング ゲル ボトル	9mL	1本	6,930 円



バンド用/リンガル リテーナー用

- トランスボンド™ プラス バンド用光重合接着材
- ユニテック™ マルチ・キュア GI バンド セメント
- トランスボンド™ LR 光重合接着材（リンガル リテーナー用）

トランスボンド™ プラス バンド用光重合接着材

販売名：トランスボンド プラス バンド用光重合接着材 認証番号：220AKBZX00082000

製品番号	製品名	内容	包装単位	希望医院価格 (消費税別)
712-080	トランスボンド™ プラス バンド用光重合接着材 キット	・ 5 シリンジ (4g) ・ 50 ディスポーザブル チップ (25個×2箱)	1キット	32,450 円
712-081	トランスボンド™ プラス バンド用光重合接着材 シリンジ	・ 1 シリンジ (4g) ・ 10 ディスポーザブル チップ	1パック	6,930 円
712-082	ディスポーザブル チップ	25個入り	1パック	2,860 円

ユニテック™ マルチ・キュア GI バンド セメント

販売名：マルチ・キュア GI バンド セメント 認証番号：220AKBZX00089000

製品番号	製品名	内容	包装単位	希望医院価格 (消費税別)
712-050	ユニテック™ マルチ・キュア GI バンド セメント キット	・ 1 セメントパウダー (35g) ・ 1 セメントリキッド (25g) ・ 1 ディスペンシング スプーン ・ 2 ミキシング パッド 3" x 2-1/2"	1キット	24,200 円
712-051	ユニテック™ マルチ・キュア GI バンド セメント パウダー (35g)		1本	13,310 円
712-052	ユニテック™ マルチ・キュア GI バンド セメント リキッド (25g)		1本	13,310 円

トランスボンド™ LR 光重合接着材（リンガル リテーナー用）

販売名：トランスボンド LR 光重合接着材 認証番号：220AKBZX00081000

製品番号	製品名	内容	包装単位	希望医院価格 (消費税別)
712-033	トランスボンド™ LR 光重合接着材 カプセル キット	・ 25 カプセル (各0.2g) ・ 1 プライマー (6mL) ・ 1 ディスペンサー ガン ・ 1 ブラシホルダー ・ 60 ブラシ	1キット	23,100 円
712-038	トランスボンド™ LR 光重合接着材 カプセル 25個入り	25カプセル (各0.2g)	1パック	15,400 円

インダイレクトボンディング

- トランスボンド™ シュープリーム LV 光重合接着材

トランスボンド™ シュープリーム LV 光重合接着材

販売名：トランスボンド シュープリーム LV 光重合接着材 認証番号：220AKBZX00152000

製品番号	製品名	内容	包装単位	希望医院価格 (消費税別)
712-046	トランスボンド™ シュープリーム LV 光重合接着材キット	・ 2 シリンジ (各2g) ・ 20 ディスポーザブル チップ	1キット	9,130 円
712-045	ディスポーザブルチップ		20個	2,530 円

ボンディング補助製品

販売名：ディスペンサー ガン 届出番号：13B1X10422000159

製品番号	製品名	内容	包装単位	希望医院価格 (消費税別)
712-032	ディスペンサー ガン		1個	4,400 円

販売名：ブラシ 届出番号：13B1X10422000158

製品番号	製品名	内容	包装単位	希望医院価格 (消費税別)
704-046	ブラシホルダー (白)	4本入り	1パック	4,950 円
704-066	ブラシホルダー (オレンジ)	4本入り	1パック	4,950 円

販売名：ウェル 届出番号：13B1X10422000157

製品番号	製品名	内容	包装単位	希望医院価格 (消費税別)
712-022	ライトセンシティブ ウェル	4個入り	1パック	2,090 円
712-023	ディスポーザブル ウェル	96個入り	1パック	2,090 円

販売名：エッチングゲル 認証番号：220AKBZX00137000

製品番号	製品名	内容	包装単位	希望医院価格 (消費税別)
712-037	エッチング シリンジ チップ	25個入り	1パック	1,760 円



イントラオーラル

Intraoral Products

Table of Contents

目次


フォーサス™ 固定式 II 級矯正装置	86
アーラスチック™ モジュール／ローテーション ウェッジ	88
エラスチック	91
アーチワイヤー オグジリアリー	92
スプリング	94
MIA・パラタルバー イントラオーラル アプライアンス	95



- フォーサス™ モジュールは、スプリングと内筒（テレスコープ構造）から構成されており、内筒の中をプッシュロッドが動く仕組みになっています。
- 患者の協力が不要です。
- 着脱が容易です。
- 口腔衛生を良好に保ちやすいシンプルなアタッチメントです。
- 技工作業なしで装着が可能です。
- 壊れにくい構造です。
- 持続的な矯正力がかけられます。


フォーサス™ EZ2 モジュール

フォーサス™ EZ2 モジュールは一体化したモジュールで近心からヘッドギアチューブに簡単装置。撤去もクリップをはずすだけの簡単操作。



フォーサス™ L-ピン モジュール


フォーサス™ L-ピン モジュールはL-ピンをバッカルチューブのヘッドギアチューブに通して折り曲げることで装着します。



フォーサス™ 固定式Ⅱ級矯正装置

販売名：フォーサス 固定式Ⅱ級矯正装置 認証番号：220AKBZX00119000

フォーサス™ EZ2 モジュール



製品番号	製品名	サイズ	左/ 右	内容量	希望医院価格 (消費税別)
885-141	フォーサス™ EZ2 モジュール 5症例キット	XS-L		5症例	99,000 円
885-150	フォーサス™ EZ2 モジュール 1 症例キット	XS (22mm)		1症例	22,000 円
885-143	フォーサス™ EZ2 モジュール 1 症例キット	S (25mm)		1症例	22,000 円
885-144	フォーサス™ EZ2 モジュール 1 症例キット	M (29mm)		1症例	22,000 円
885-145	フォーサス™ EZ2 モジュール 1 症例キット	L (32mm)		1症例	22,000 円
885-146	フォーサス™ EZ2 モジュール 1 症例キット	XL (35mm)		1症例	22,000 円
885-147	フォーサス™ EZ2 モジュール 1 症例キット	XXL (38mm)		1症例	22,000 円

885-148	フォーサス™ EZ2 スプリングモジュール		左	5本	28,600 円
885-149	フォーサス™ EZ2 スプリングモジュール		右	5本	28,600 円


- 1症例内容

モジュール 左右各1、プッシュロッド 左右各1、スプリットクリンプ 2、ゲージ 1
- 5症例内容

モジュール 左右各5、プッシュロッド XS,S,L 左右各1、 M 左右各2、スプリットクリンプ 16、ゲージ 5
- 20症例内容

モジュール 左右各20、プッシュロッド XS,S,M,L 左右各5、スプリットクリンプ 50、ゲージ 20

フォーサス™ L-ピン モジュール



製品番号	製品名	サイズ	左/ 右	内容量	希望医院価格 (消費税別)
885-121	フォーサス™ L- ピン モジュール 5症例キット	S-XL		5症例	106,700 円
885-122	フォーサス™ L- ピン モジュール 20 症例キット	S-XL		20症例	385,000 円
885-126	フォーサス™ L- ピン モジュール 1 症例キット	S (25mm)		1症例	23,100 円
885-127	フォーサス™ L- ピン モジュール 1 症例キット	M (29mm)		1症例	23,100 円
885-128	フォーサス™ L- ピン モジュール 1 症例キット	L (32mm)		1症例	23,100 円
885-129	フォーサス™ L- ピン モジュール 1 症例キット	XL (35mm)		1症例	23,100 円
885-100	フォーサス™ L- ピン用 スプリングモジュール		左右共用	5本	27,500 円
885-110	フォーサス™ L- ピン		左右共用	10本	5,280 円

- 1症例内容

L-ピン モジュール 2、プッシュロッド 左右各1、L-ピン 3、スプリットクリンプ 2、ゲージ 1
- 5症例内容

L-ピン モジュール 10、プッシュロッド S,L,XL 左右各1、 M 左右各2、L-ピン 16、スプリットクリンプ 16、ゲージ 2
- 20症例内容

L-ピン モジュール 40、プッシュロッド S,M,L,XL 左右各5、L-ピン 50、スプリットクリンプ 50、ゲージ 5

フォーサス™ ダイレクトプッシュロッド(L- ピン モジュール・EZ2 モジュール共用)・関連製品



製品番号	製品名	サイズ	左/ 右	内容量	希望医院価格 (消費税別)
885-009	フォーサス™ ダイレクトプッシュロッド	XS (22mm)	左	5本	15,950 円
885-010	フォーサス™ ダイレクトプッシュロッド	XS (22mm)	右	5本	15,950 円
885-111	フォーサス™ ダイレクトプッシュロッド	S (25mm)	左	5本	15,950 円
885-112	フォーサス™ ダイレクトプッシュロッド	S (25mm)	右	5本	15,950 円
885-113	フォーサス™ ダイレクトプッシュロッド	M (29mm)	左	5本	15,950 円
885-114	フォーサス™ ダイレクトプッシュロッド	M (29mm)	右	5本	15,950 円
885-115	フォーサス™ ダイレクトプッシュロッド	L (32mm)	左	5本	15,950 円
885-116	フォーサス™ ダイレクトプッシュロッド	L (32mm)	右	5本	15,950 円
885-117	フォーサス™ ダイレクトプッシュロッド	XL (35mm)	左	5本	15,950 円
885-118	フォーサス™ ダイレクトプッシュロッド	XL (35mm)	右	5本	15,950 円
885-107	フォーサス™ ダイレクトプッシュロッド	XXL (38mm)	左	5本	15,950 円
885-108	フォーサス™ ダイレクトプッシュロッド	XXL (38mm)	右	5本	15,950 円
885-203	フォーサス™ スプリット クリンプ		左右共用	50個	8,250 円

アーラスチック™ モジュール イージー・ツー・タイ リガチャー

販売名: アーラスチック モジュール 認証番号: 220AKBZX00039000



製品番号	製品名	色	包装単位	希望医院価格 (消費税別)
406-870	アーラスチック™ モジュール イージー・ツー・タイ リガチャー (100スチック 1,000個入り)	クリアー	1パック	9,350 円
406-871	アーラスチック™ モジュール イージー・ツー・タイ リガチャー (100スチック 1,000個入り)	グレー	1パック	9,350 円
406-986	アーラスチック™ モジュール イージー・ツー・タイ リガチャー (100スチック 1,000個入り)	オブスキュア	1パック	9,350 円

＊ラテックスフリー、インジェクション モールド製法

アーラスチック™ モジュール A モジュール

Aモジュールサイズ			
外径 (in.)	A-1 .125	A-2 .094	A-3 .110
(mm)	3.2	2.4	2.8
(Bracket)	Full	Single	Mini

製品番号	製品名	色	フォース	サイズ	包装単位	希望医院価格 (消費税別)
406-007	アーラスチック™ モジュール A モジュール (バラ) (1,000個入り)	グレー	Medium	A-1	1パック	12,650 円
406-009	アーラスチック™ モジュール A モジュール (バラ) (1,000個入り)	クリアー	Heavy	A-1	1パック	12,650 円
406-011	アーラスチック™ モジュール A モジュール (バラ) (1,000個入り)	クリアー	Medium	A-1	1パック	12,650 円

＊ラテックスフリー、インジェクション モールド製法

アーラスチック™ モジュール ミニ・スチック



製品番号	製品名	色	サイズ	包装単位	希望医院価格 (消費税別)
406-381	アーラスチック™ モジュール ミニ・スチック (24個 x 42スチック 1,008個入り)	グレー	A-1	1パック	9,350 円
406-351	アーラスチック™ モジュール ミニ・スチック (24個 x 42スチック 1,008個入り)	グレー	A-3	1パック	9,350 円
406-382	アーラスチック™ モジュール ミニ・スチック (24個 x 42スチック 1,008個入り)	クリアー	A-1	1パック	9,350 円
406-352	アーラスチック™ モジュール ミニ・スチック (24個 x 42スチック 1,008個入り)	クリアー	A-3	1パック	9,350 円
406-226	アーラスチック™ モジュール ミニ・スチック (24個 x 42スチック 1,008個入り)	オブスキュア	A-1	1パック	9,350 円
406-237	アーラスチック™ モジュール ミニ・スチック (24個 x 42スチック 1,008個入り)	オブスキュア	A-3	1パック	9,350 円

＊ラテックスフリー、インジェクション モールド製法

アーラスチック™ モジュール クイック スチック



製品番号	製品名	色	サイズ	包装単位	希望医院価格 (消費税別)
406-407	アーラスチック™ モジュール クイック スチック (60個 x 17スチック 1,020個入り)	グレー	A-1	1パック	14,080 円
406-417	アーラスチック™ モジュール クイック スチック (60個 x 17スチック 1,020個入り)	クリアー	A-1	1パック	14,080 円
406-246	アーラスチック™ モジュール クイック スチック (60個 x 17スチック 1,020個入り)	オブスキュア	A-1	1パック	14,080 円

＊ラテックスフリー、インジェクション モールド製法


アーラスチック™ リンガル リガチャー



製品番号	製品名	入れ目	包装単位	希望医院価格 (消費税別)
406-993	アーラスチック™ リンガル リガチャー	144個入 (12スチック)	1パック	2,500 円

＊ラテックスフリー、インジェクション モールド製法

アーラスチック™ モジュール C モジュール プリカット チェーン (インジェクション モールド製法)



製品番号	製品名	色	フォース	モジュールの間隔 Center to Center	サイズ		包装単位	希望医院価格 (消費税別)
					(in.)	(mm)		
406-030	アーラスチック™ モジュール C モジュール プリカット チェーン (20個 x 10カット入り)	グレー	Medium	C-2 (上顎)	.170	4.3	1パック	2,750 円
406-031	アーラスチック™ モジュール C モジュール プリカット チェーン (20個 x 10カット入り)	クリアー	Medium	C-1 (下顎)	.150	3.8	1パック	2,750 円
406-032	アーラスチック™ モジュール C モジュール プリカット チェーン (20個 x 10カット入り)	クリアー	Medium	C-2 (上顎)	.170	4.3	1パック	2,750 円

＊ラテックスフリー、インジェクション モールド製法

アーラスチック™ モジュール C モジュール スプール チェーン



・各3フィート (91cm) 巻
・ダイカット チェーン

製品番号	製品名	色	フォース	モジュールの間隔 Center to Center	サイズ		包装単位	希望医院価格 (消費税別)
					(in.)	(mm)		
406-137	アーラスチック™ モジュール C モジュール スプール チェーン (4巻入り)	クリアー	Medium	C-1	.140	3.6	1パック	14,080 円
406-869	アーラスチック™ モジュール C モジュール スプール チェーン (4巻入り)	クリアー	Medium	CK	.110	2.8	1パック	14,080 円

＊ラテックスフリー、インジェクション モールド製法

アーラスチック™ モジュール C モジュール ボビン チェーン



・15フィート (457cm) 巻き
・ダイカット チェーン

製品番号	製品名	色	モジュールの間隔 Center to Center	サイズ		包装単位	希望医院価格 (消費税別)
				(in.)	(mm)		
406-611	アーラスチック™ モジュール Cモジュール ボビン チェー	グレー	C-1	.140	3.6	1個	8,800 円
406-621	アーラスチック™ モジュール Cモジュール ボビン チェーン	グレー	CK	.110	2.8	1個	8,800 円
406-612	アーラスチック™ モジュール Cモジュール ボビン チェーン	クリアー	C-1	.140	3.6	1個	8,800 円
406-622	アーラスチック™ モジュール Cモジュール ボビン チェーン	クリアー	CK	.110	2.8	1個	8,800 円
406-302	アーラスチック™ モジュール Cモジュール ボビン チェーン	オブスキュア	C-1	140	3.6	1個	8,800 円
406-312	アーラスチック™ モジュール Cモジュール ボビン チェーン	オブスキュア	CK	.110	2.8	1個	8,800 円

＊ラテックスフリー、インジェクション モールド製法

アーラスチック™ モジュール／ローテーション ウェッジ

販売名：アーラスチック モジュール 認証番号：220AKBZX00039000

アーラスチック™ モジュール S モジュール (歯間分離用)

- バンディング前の歯間分離用。
- 4種類のサイズ
- ルーズタイプ (バラ) とクイック スチック タイプ
- 最大引っ張り幅
S1 12mm、S2 15mm、S3 20mm、SX 15mm



アーラスチック™ モジュール S モジュール ルーズ モジュール (バラ)

製品番号		製品名	色	サイズ	外径 (mm)	内径 (mm)	包装単位	希望医院価格 (消費税別)
406-081		アーラスチック™ モジュール S モジュール ルーズ モジュール (バラ) (100個入り)	クリアー	S1 Anterior	3.6	1.6	1パック	2,420 円
406-082		アーラスチック™ モジュール S モジュール ルーズ モジュール (バラ) (100個入り)	クリアー	S2 Posterior	4.4	2.2	1パック	2,420 円
406-085		アーラスチック™ モジュール S モジュール ルーズ モジュール (バラ) (100個入り)	クリアー	S3 Posterior	5.3	2.5	1パック	2,420 円
406-084		アーラスチック™ モジュール S モジュール ルーズ モジュール (バラ) (100個入り)	ブルー	S2 Posterior	4.4	2.2	1パック	2,420 円
406-086		アーラスチック™ モジュール S モジュール ルーズ モジュール (バラ) (100個入り)	レントゲン 不透過性	SX Posterior	4.8	2.3	1パック	2,750 円
406-087		アーラスチック™ モジュール S モジュール ルーズ モジュール (バラ) (1,000個入り)	レントゲン 不透過性	SX Posterior	4.8	2.3	1パック	24,750 円

＊ラテックスフリー、インジェクション モールド製法

アーラスチック™ モジュール S クイック スチック

製品番号	製品名	色	サイズ	外径 (in.)	外径 (mm)	包装単位	希望医院価格 (消費税別)
406-411	アーラスチック™ モジュール S モジュール クイック スチック (80個 x 13スティック入り)	グレー	S1	.145	3.7	1パック	19,800 円
406-410	アーラスチック™ モジュール S モジュール クイック スチック (80個 x 13スティック入り)	グレー	S2	.175	4.4	1パック	19,800 円

＊ラテックスフリー、インジェクション モールド製法

アーラスチック™ モジュール ローテーション ウェッジ

製品番号	製品名	内容	包装単位	希望医院価格 (消費税別)
406-043	アーラスチック™ モジュール ローテーション ウェッジ ラビアル用 (100個入り)	グレー	1パック	11,110 円

＊ラテックスフリー、インジェクション モールド製法

エラスチック

販売名：エラスチック 認証番号：220AKBZX00025000

ピープルパック (100個×30袋)

- 無着色。
- ラテックス含む
- 包装形態：各サイズ100個入り小袋が1箱に30袋入っています。(計3,000個入り)





Force Rating*		Sizes (I.D.) (直径)	1/8 in. (3.2mm)	3/16 in. (4.6mm)	1/4 in. (6.4mm)	5/16 in. (7.9mm)	3/8 in. (9.5mm)	5/8 in. (16mm)	3/4 in. (19mm)
Light	2 oz. (56.7g)	✳	Carlos 404-116	Pete 404-126	Gary 404-136	Greg 404-146	Tom 404-156	Andy 404-166	Ernie 404-176
Medium-light	3 1/2 oz. (99.2g)	✳	Dave 404-216	Dwight 404-226	Chuck 404-236	Cliff 404-246	Will 404-256	Paul 404-266	Hal 404-276
Medium	4 oz. (113.4g)	▲	Cathy 404-516	Bill 404-526	Elliot 404-536	Louie 404-546	Joe 404-556	-	-
Medium-heavy	5 1/2 oz. (155.9g)	●	-	Ken 404-426	-	-	-	-	-
Heavy	6 oz. (170.1g)	◆	Debbie 404-616	Bummer 404-626	Fred 404-636	Roger 404-646	George 404-656	-	-
Extra-heavy	8 oz. (226.8g)	■	Gloria 404-716	Roberto 404-726	Fran 404-736	Anna 404-746	John 404-756	-	-
包装単位		100個×30袋／パック						100個×30袋／パック	
希望医院価格 (消費税別)		8,160円／パック						16,830円／パック	

*Force Ratingは直径の3倍に張った時の力を基に計測されています。

アーチワイヤー オグジリアリー


販売名：アーチワイヤー オグジリアリー 認証番号：220AKBZX00146000


アーチワイヤー フック&ストップ


ラウンド ワイヤー用		クリンパブル				スプリット クリンパブル			
									
		フック		ストップ		フック		ストップ	
Inches	(mm)	10個入り		100個入り		10個入り		100個入り	
.016/.018	.41					536-610		517-610	
.020	.51								
.022	.56	535-712		515-712		536-620		517-620	
.030	.76					536-730		517-730	
.036	.91	535-752				536-740		517-740	
.040	1.02					536-750		517-750	
包装単位		10個		100個		10個		100個	
希望医院価格 (消費税別)		4,950円		12,650円		4,270円		15,400円	

レクトワイヤー用

クリンパブル












Inches	(mm)	Wall Thickness	Inches	(mm)	.025 in.(.64 mm) 口腔外牽引用フック	フック	ストップ
.016 × .026	.41×.66	.012		(.30)			516-722
.018 × .025	.46×.64	.013		(.33)	534-710	533-710	516-712
.022 × .028	.56×.71	.015		(.38)	534-740	533-740	516-742
包装単位					10個	10個	100個
希望医院価格 (消費税別)					4,160円	4,160円	12,650円

スプリット クリンパブル

					
Inches	(mm)		.025 in.(.64 mm) 口腔外牽引用フック	フック	ストップ
.018×.025	.46×.64		538-610	537-610	518-610
.022×.028	.56×.71		538-740	537-740	518-740
包装単位			10個	10個	100個
希望医院価格 (消費税別)			4,270円	4,270円	15,400円


アーチワイヤー オグジリアリー

ガリン オグジリアリー

									
製品番号	製品名	L/R	アーチワイヤー サイズ	Inches	mm	包装単位	希望医院価格 (消費税別)		
560-200	ガリン ロック		Small	.018 - .022	.46 - .56	1セット	2,200 円		
560-300	ガリン ロック		Medium	.028 - .036	.71 - .91	1セット	2,200 円		

製品番号	製品名	L/R	アーチワイヤー サイズ	Inches	mm	包装単位	希望医院価格 (消費税別)		
561-200	ロック ナット		Small	.018 - .022	.46 - .56	1個	990 円		

製品番号	製品名	L/R	アーチワイヤー サイズ	Inches	mm	包装単位	希望医院価格 (消費税別)		
563-201	イントラオーラル フック	R	Small	.018 - .022	.46 - .56	1セット	2,200 円		
563-202	イントラオーラル フック	L	Small	.018 - .022	.46 - .56	1セット	2,200 円		
563-401	イントラオーラル フック	R	Large	.038 - .045	.97 - 1.14	1セット	2,200 円		
563-402	イントラオーラル フック	L	Large	.038 - .045	.97 - 1.14	1セット	2,200 円		


							
製品番号	製品名	包装単位	希望医院価格 (消費税別)				
810-001	ガリン ロック用レンチ エクストラ スモール と スモール ロックナット用	1本	11,000 円				
810-002	ガリン ロック用レンチ ミディアム と ラージ ロックナット用	1本	11,000 円				

販売名：ガリン ロック用レンチ 届出番号：13B1X10422000185

スプリング

販売名: スプリング 認証番号: 220AKBZX00058000

ナイテノル オープン コイル スプリング




・長さ7インチ (17.5cm)

製品番号	Force Rating		内径 (Arbor)		平均反発力*	包装単位	希望医院価格 (消費税別)
			(in.)	(mm)			
345-100	Light	3個入り	0.030	.76	100g	1セット	5,280 円
345-200	Medium	3個入り	0.030	.76	200g	1セット	5,280 円
345-275	Heavy	3個入り	0.033	.84	275g	1セット	5,280 円

*25mm (1in.) を19mm (0.75in.) に圧縮した時


ナイテノル クローズド コイル スプリング



- ・長さ9mmと12mm (アイレットを除く)
- ・コイル径0.030インチ (0.76mm)

製品番号	サイズ	Force Rating	Force(g)	包装単位	希望医院価格 (消費税別)
344-150	9mm	Light 10個入り	12mm Ext. 150g	1パック	15,400 円
344-200	9mm	Medium 10個入り	12mm Ext. 200g	1パック	15,400 円
344-250	9mm	Heavy 10個入り	12mm Ext. 250g	1パック	15,400 円
346-150	12mm	Light 10個入り	24mm Ext. 150g	1パック	15,400 円
346-200	12mm	Medium 10個入り	24mm Ext. 200g	1パック	15,400 円
346-250	12mm	Heavy 10個入り	24mm Ext. 250g	1パック	15,400 円


Hi-T™ II コイル スプリング



- ・91cm
- ・密封式ボビン ディスペンサー
- ・ステンレススチール スプリング

製品番号		ワイヤー径		コイル径		包装単位	希望医院価格 (消費税別)
クローズド	オープン	(in.)	(mm)	(in.)	(mm)		
341-110	341-111	.006	(.15)	.020	(.51)	1個	3,080 円
341-120	341-121			.022	(.56)	1個	3,080 円
341-220	341-221	.007	(.18)	.022	(.56)	1個	3,080 円
341-320	341-321	.008	(.20)	.022	(.56)	1個	3,080 円
341-330	341-331			.030	(.76)	1個	3,080 円
341-340	341-341			.032	(.81)	1個	3,080 円
341-350	341-351			.036	(.91)	1個	3,080 円
341-420	341-421	.009	(.23)	.022	(.56)	1個	3,080 円
341-430	341-431			.030	(.76)	1個	3,080 円
341-440	341-441			.032	(.81)	1個	3,080 円
341-450	341-451			.036	(.91)	1個	3,080 円
341-530	341-531	.010	(.25)	.030	(.76)	1個	3,080 円
341-540	341-541			.032	(.81)	1個	3,080 円
341-550	341-551			.036	(.91)	1個	3,080 円
341-560	341-561			.040	(1.02)	1個	3,080 円

ローテーション スプリング




製品番号	製品名	包装単位	希望医院価格 (消費税別)
090-101	スタイナー ローテーション スプリング ウェッジショート 10本入り	1パック	5,170 円
090-102	スタイナー ローテーション スプリング ウェッジ ロング 10本入り	1パック	5,170 円

MIA・パラタルバー イントラオーラル アプライアンス

販売名: MIA・パラタルバー イントラオーラル アプライアンス 認証番号: 220AKBZX00118000
販売名: リンガル アタッチメント 認証番号: 220AKBZX00024000

ユニテック™ MIA クワッド ヘリックス



部位	製品番号	製品名	内容	サイズ	包装単位	希望医院価格 (消費税別)
上顎	340-001	ユニテック™ MIA クワッド ヘリックス カーブド	5個	1	1パック	16,500 円
	340-002	ユニテック™ MIA クワッド ヘリックス カーブド	5個	2	1パック	16,500 円
	340-003	ユニテック™ MIA クワッド ヘリックス カーブド	5個	3	1パック	16,500 円
	340-006	ユニテック™ MIA クワッド ヘリックス ストレート	5個	1	1パック	16,500 円
	340-007	ユニテック™ MIA クワッド ヘリックス ストレート	5個	2	1パック	16,500 円
	340-008	ユニテック™ MIA クワッド ヘリックス ストレート	5個	3	1パック	16,500 円
下顎	340-009	ユニテック™ MIA クワッド ヘリックス ストレート	5個	4	1パック	16,500 円
	340-011	ユニテック™ MIA クワッド ヘリックス カーブド	5個	1	1パック	16,500 円
	340-012	ユニテック™ MIA クワッド ヘリックス カーブド	5個	2	1パック	16,500 円
	340-013	ユニテック™ MIA クワッド ヘリックス カーブド	5個	3	1パック	16,500 円

製品番号	製品名	内容	ワイヤーサイズ (mm)	包装単位	希望医院価格 (消費税別)
080-810	リンガル シース ソリッド-カーブド	10個	.91	1パック	5,500 円
080-211	リンガル シース ソリッド	10個	.91	1パック	4,730 円

レベルアンカレッジ™ システム パラタルバー



製品番号	製品名	(mm)	内容	サイズ	包装単位	希望医院価格 (消費税別)
308-002	レベル アンカレッジ™ システム パラタル バー	37	1 本	2	1パック	2,200 円
308-003	レベル アンカレッジ™ システム パラタル バー	42	1 本	3	1パック	2,200 円
308-004	レベル アンカレッジ™ システム パラタル バー	46	1 本	4	1パック	2,200 円

ハンド インストゥルメント

Hand Instruments



Table of Contents

目次

ixion™ プライヤー (DB Orthodontics Limited製)	98
リガチャー ディレクター (DB Orthodontics Limited製)	105
ブラケット ポジショニング ゲージ	106
ユニテック™ コンバーチブル キャップ リムービング プライヤー	106
セルフライゲーティング アプライアンス システム専用 インストゥルメント	106
その他のハンド インストゥルメント	107

ixion™ プ라이어 (DB Orthodontics Limited製)



- つや消しサテン仕上げ
- タングステン カーバイト採用 (一部製品)
- ボックスジョイント
- 流線型デザイン


※ 価格は全て希望医院価格 (消費税別) です。
販売名: ixion プ라이어 届出番号: 13B1X10422000169



ディスタルエンド カッター



- **940-900**
- ディスタルエンド カッター (T.C.)
- 1本 29,700円
- 切断許容範囲: 最大 .021 x .025インチ



- **940-901**
- ロング ハンドル ディスタルエンド カッター (T.C.)
- 1本 29,700円
- 切断許容範囲: 最大 .021 x .025インチ




- **940-902**
- フラッシュカット ディスタルエンド カッター (T.C.)
- 1本 29,700円
- 切断許容範囲: 最小 .016インチ
最大 .021 x .025インチ




- **940-902S**
- フラッシュカット ディスタルエンド
カッター (T.C.) スモール
- 1本 29,700円
- 切断許容範囲: 最小 .012インチ
最大 .016 x .025インチ



ハードワイヤー カッター



- **940-905**
- ハードワイヤー カッター (T.C.)
- 1本 29,700円
- 切断許容範囲: 最小 .012インチ
最大 .021 x .025インチ



- **940-906**
- ハードワイヤー カッター 15°アングル (T.C.)
- 1本 29,700円
- 切断許容範囲: 最小 .012インチ
最大 .021 x .025インチ




- **940-908**
- ヘビーデューティー カッター (T.C.)
- 1本 52,800円
- 切断許容範囲: 最小 .014インチ
最大 .060インチ

Note
(T.C.) と表記されている製品はタングステン カーバイドを採用しています。




- **940-915**
- ハードワイヤー カッター (T.C.)
- 1本 29,700円
- 切断許容範囲: 最大 .021 x .025インチ

ピン& リガチャー カッター




- **940-910**
- ピン リガチャー カッター 7°アングル (T.C.)
- 1本 29,700円
- 切断許容範囲: 最大 .016インチ




- **940-911**
- マイクロ ミニチュア
リガチャーカッター (T.C.)
- 1本 29,700円
- 切断許容範囲: 最大 .012インチ
※ リンガル共通使用



- **940-911L**
- ロングハンドル マイクロ ミニチュア
リガチャー カッター
- 1本 29,700円
- 切断許容範囲: 最大 .012インチ
※ リンガル共通使用



- **940-912**
- スタンダード リガチャー カッター (T.C.)
- 1本 29,700円
- 切断許容範囲: 最大 .015インチ



- **940-913**
- スタンダード リガチャー カッター
- 1本 23,100円
- 切断許容範囲: 最大 .012インチ

Note
(T.C.) と表記されている製品はタングステン カーバイドを採用しています。

ixion™ プ라이어 (DB Orthodontics Limited製)

ユーティリティー プ라이어



- ・940-800
- ・スモール ウェインガート ユーティリティー プ라이어
- ・1本 23,100円
- ・把持許容範囲：最大 .022 x .028インチ



- ・940-803
- ・ラージ ウェインガート ユーティリティー プ라이어 (T.C.)
- ・1本 29,700円
- ・把持許容範囲：最大 .030インチ



- ・940-820
- ・クリンパブル アーチワイヤー フック プ라이어
- ・1本 23,100円



- ・940-825
- ・バンドリムーバー (ショート)
- ・1本 23,100円




- ・940-801
- ・スモール ウェインガート ユーティリティー プ라이어 (T.C.)
- ・1本 29,700円
- ・把持許容範囲：最大 .022 x .028インチ



- ・940-804
- ・ファインチップ ウェインガート プ라이어
- ・1本 23,100円
- ・把持許容範囲：最大 .022 x .028インチ



- ・940-834
- ・クリンピング プ라이어
- ・1本 23,100円



- ・940-826
- ・バンドリムーバー (ロング)
- ・1本 23,100円



- ・940-802
- ・ラージ ウェインガート プ라이어
- ・1本 23,100円
- ・把持許容範囲：最大 .030インチ



- ・940-805
- ・ホープライヤー (ストレート)
- ・1本 23,100円



- ・940-841
- ・フォースモジュールセパレーター
- ・1本 23,100円

※ 価格は全て希望医院価格（消費税別）です。

Note
(T.C.) と表記されている製品はタングステン カーバイドを採用しています。

- ・940-895
- ・バンドリムーバー交換用パッド 3/16インチ (5mm)
- ・3個/パック 1,980円

- ・940-896
- ・バンドリムーバー交換用パッド 1/8インチ (3mm)
- ・3個/パック 1,980円



- ・940-828
- ・ダイレクト ボンドリムーバー (アングル付)
- ・1本 23,100円



- ・940-843
- ・ラージ ウェインガート プ라이어
- ・1本 29,700円
- ・切断許容範囲：最大 .022 x .028インチ

Note
(T.C.) と表記されている製品はタングステン カーバイドを採用しています。

- ・940-895S ネジ式
- ・バンドリムーバー交換用チップ 3/16インチ (5mm)
- ・3個/パック 1,980円


- ・940-896S ネジ式
- ・バンドリムーバー交換用チップ 1/8インチ (3mm)
- ・3個/パック 1,980円



- ・940-829
- ・ダイレクト ボンドリムーバー (T.C.)
- ・1本 29,700円



- ・940-954
- ・ラージ ワイヤー シンチバック プ라이어
- ・1本 41,800円
- ・切断許容範囲：最小 .016インチ
最大 .021 x .025インチ



- ・940-827
- ・ダイレクト ボンドリムーバー (ストレート)
- ・1本 23,100円



- ・940-840
- ・スモール アダムス プ라이어 (T.C.)
- ・1本 25,300円
- ・把持許容範囲：最大 .030インチ

ixion™ プライヤー (DB Orthodontics Limited製)

ワイヤーベンディング プライヤー



- 940-807
- ライトワイヤー プライヤー
- 1本 29,700円
- 屈曲許容範囲: 最小 .012インチ/最大 .020インチ



- 940-809
- ライトワイヤー プライヤー (カッター付)
- 1本 29,700円
- 屈曲許容範囲: 最小 .012インチ/最大 .020インチ
- 切断許容範囲: 最小 .014インチ/最大 .020インチ



- 940-812
- ツイード ループフォーミング プライヤー (カッター付)
- 1本 29,700円
- 屈曲許容範囲: 最大 .021 x .025インチ
- 切断許容範囲: 最小 .014インチ/最大 .020インチ



- 940-810
- バードピーク プライヤー
- 1本 23,100円
- 屈曲許容範囲: 最大 .028インチ




- 940-872
- バードピーク プライヤー (T.C.)
- 1本 29,700円
- 屈曲許容範囲: 最大 .028インチ



- 940-813
- ツイードアーチ フォーミング プライヤー
- 1本 23,100円
- 屈曲許容範囲: 最大 .021 x .025インチ



- 940-871
- ツイードアーチ フォーミング プライヤー (T.C.)
- 1本 29,700円
- 屈曲許容範囲: 最大 .021 x .025インチ



- 940-814
- オブライエン ループフォーミング プライヤー
- 1本 23,100円
- 屈曲許容範囲: 最大 .021 x .025インチ



- 940-815
- ナンス プライヤー
- 1本 23,100円

Note
(T.C.) と表記されている製品はタングステン カーバイドを採用しています。

※ 価格は全て希望医院価格（消費税別）です。




- 940-816
- スリージョウ プライヤー
- 1本 23,100円
- 屈曲許容範囲: 最大 .030インチ



- 940-819
- スモール スリージョウ プライヤー
- 1本 23,100円
- 屈曲許容範囲: 最大 .020インチ



- 940-823
- ファイン スリージョウ プライヤー
- 1本 23,100円
- 屈曲許容範囲: 最大 .020インチ



- 940-821
- ロングピーク ライトワイヤー プライヤー
- 1本 23,100円
- 屈曲許容範囲: 最大 .020インチ



- 940-817
- デラロサ プライヤー
- 1本 23,100円
- 屈曲許容範囲: 最大 .021 x .025インチ



- 940-830
- ホローチョップ プライヤー
- 1本 23,100円



- 940-873
- トルキング プライヤー セット
- 1セット 75,900円



- 940-711
- ヘビーデューティー バードピーク プライヤー
- 1本 29,700円
- 屈曲許容範囲: 最大 .040インチ



- 940-975
- イントラオーラル ディテーリング プライヤー
- 1本 41,800円

Note
(T.C.) と表記されている製品はタングステン カーバイドを採用しています。

ixion™ プライヤー (DB Orthodontics Limited製)

※ 価格は全て希望医院価格（消費税別）です。

リンガル用 プライヤー

• **940-940**
• リンガル カーブド スマハ
• 1本 23,100円

• **940-950**
• リンガル ウェインガート 60°アングル
• 1本 35,200円
• 把持許容範囲：最大 .018インチ

• **940-952**
• リンガル ステップ ツイードアーチ プライヤー
• 1本 29,700円
• 把持許容範囲：最大 .021 x .025インチ

• **940-953**
• リンガル シンチバック プライヤー
• 1本 41,800円
• 把持許容範囲：最小 .012インチ／最大 .018インチ

• **940-955**
• リンガル ブラケット リムーバー
• 1本 41,800円

• **940-958**
• リンガル フラッシュカット
ディスタルエンド セーフティー
ホールド カッター (T.C.)
• 1本 41,800円
• 切断許容範囲：
最小 .016インチ
最大 .021 x .025インチ

• **940-958S**
• リンガル フラッシュカット
ディスタルエンド セーフティー
ホールド カッター (T.C.) スモール
• 1本 41,800円
• 切断許容範囲：
最小 .012インチ
最大 .016 x .025インチ

• **940-911**
• マイクロ ミニチュア リガチャー カッター (T.C.)
• 1本 29,700円
• 切断許容範囲：最大 .012インチ

• **940-911L**
• ロングハンドル マイクロミニチュア
リガチャー カッター
• 1本 29,700円
• 切断許容範囲：最大 .012インチ

Note
(T.C.) と表記されている製品はタングステン カーバイドを採用しています。

ixion™ プライヤー (DB Orthodontics Limited製)
ixion™ ブラケットハイト ゲージ (DB Orthodontics Limited製)
ixion™ バンドプッシャー (DB Orthodontics Limited製)
リガチャー ディレクター (DB Orthodontics Limited製)

※ 価格は全て希望医院価格（消費税別）です。

鉗子類

• **940-850**
• ダイレクトボンド ブラケットホルダー
• 1本 9,900円

• **940-855**
• モスキート フォーセプス
• 1本 12,100円

• **940-941**
• カーブド モスキート
• 1本 12,100円

• **940-860**
• スモールチップ マチュール
ニードルホルダー
• 1本 23,100円

• **940-861**
• マチュール ニードルホルダー (T.C.)
• 1本 35,200円

• **940-862**
• マチュール ニードルホルダー
(スタンダード)
• 1本 23,100円

• **940-863**
• スハマ (ストレート)
• 1本 23,100円

ブラケットハイト ゲージ

販売名: ixion™ ブラケットハイト ゲージ 届出番号: 13B1X10422000171

• **940-866**
• ブラケットハイト ゲージ 3.5mm - 5mm .018
• 1本 8,800円

• **940-867**
• ブラケットハイト ゲージ 3.5mm - 5mm .022
• 1本 8,800円

バンドプッシャー

販売名: ixion™ バンドプッシャー 届出番号: 13B1X10422000170

• **940-845**
• マーシオン モラーバンド プッシャー
• 1本 9,900円

ラック

• **940-102**
• ラージラック L: 155mm × H: 120mm
• 1個 14,300円

Note
(T.C.) と表記されている製品はタングステン カーバイドを採用しています。

ブラケット ポジショニング ゲージ

販売名:ブラケット ポジショニング ゲージ 届出番号:13B1X10422000182

ユニテック™ ブラケット ポジショニング ゲージ



製品番号	製品名	I.D. カラー	包装単位	希望医院価格 (消費税別)
900-836	ポジショニング ゲージ 1 (2.0 - 2.5mm)	ライトブルー	1本	14,850 円
900-837	ポジショニング ゲージ 2 (3.0 - 3.5mm)	ブラック	1本	14,850 円
900-838	ポジショニング ゲージ 3 (4.0 - 4.5mm)	イエロー	1本	14,850 円
900-839	ポジショニング ゲージ 4 (5.0 - 5.5mm)	パープル	1本	14,850 円
900-840	ポジショニング ゲージ 5 (6.0 - 6.5mm)	レッド	1本	14,850 円
900-841	ポジショニング ゲージ セット ゲージ 1 - 4 各1本		1セット	53,350 円

ユニテック™ コンバーチブル キャップ リムービング プライヤー／
セルフライゲーティング アプライアンス システム専用 インスツルメント

ユニテック™ コンバーチブル キャップ リムービング プライヤー

販売名:コンバーチブル キャップリムービングプライヤー 届出番号:13B1X10422000181



製品番号	製品名	内容	包装単位	希望医院価格 (消費税別)
805-035	ユニテック™ コンバーチブル キャップ リムービング プライヤー	・ プライヤー本体 ・ アーレン レンチ ・ スペアチップ	1 本	36,300 円
805-036	交換チップ (5個入り)		1 パック	2,480 円

セルフライゲーティング アプライアンス システム専用 インスツルメント

販売名:セルフライゲーティング ブラケット ディボンディング インスツルメント 届出番号:13B1X10422000163
販売名:開閉用 インスツルメント 届出番号:13B1X10422000270



製品番号	製品名	包装単位	希望医院価格 (消費税別)
804-175	クリアティ™ ウルトラ セルフライゲーティング ブラケット ディボンディング用 インスツルメント	1 本	28,000 円
804-155	開閉用インスツルメント	1 本	25,000 円

販売名:セルフライゲーティング ブラケット ディボンディング インスツルメント 届出番号:13B1X10422000163



製品番号	製品名	包装単位	希望医院価格 (消費税別)
804-170	セルフライゲーティング ブラケット ディボンディング インスツルメント	1 本	30,800 円

販売名:スマートクリップ ワイヤー撤去用 インスツルメント 届出番号:13B1X10422000180



製品番号	製品名	包装単位	希望医院価格 (消費税別)
804-160	スマートクリップ™ ワイヤー撤去用 インスツルメント	1 本	24,200 円
804-161	交換パッド (5個入り)	1/パック	2,200 円
804-162	交換フック (専用レンチ付き)	1 個	3,300 円

その他のハンド インスツルメント

販売名:モラー バンド シーター 届出番号:13B1X10422000183



製品番号	製品名	包装単位	希望医院価格 (消費税別)
811-001	モラー バンド シーター	1本	10,450 円



その他の製品

Supplies and Equipment

Table of Contents

目次

APC™ 接着材つきアプライアンス システム 関連製品	110
患者説明用ブラケット付タイポドント模型	111
リテーナーボックス	112
バンディング アクセサリー	
アーチフォーム テンプレート 関連製品	112

APC™ 接着材つきアプライアンス システム 関連製品



製品番号	製品名	包装単位	希望医院価格 (消費税別)
2600-021	APC™ インベントリー ディスペンシング システム (I.D.S.) 2段	1個	10,780 円

製品番号	製品名	包装単位	希望医院価格 (消費税別)
2600-014	APC™ インベントリー ディスペンシング システム (I.D.S.) 1段	1個	5,720 円

製品番号	製品名	包装単位	希望医院価格 (消費税別)
2600-005	リユーズブル セットアップ トレー (7-7用)	1個	6,380 円

製品番号	製品名	包装単位	希望医院価格 (消費税別)
186-110	ブラケット用プラスチックケース	1個	2,750 円
185-128	第1大臼歯（6番用）バンドオーガナイザー 右下	1個	9,350 円
185-129	第1大臼歯（6番用）バンドオーガナイザー 左下	1個	9,350 円
185-134	第1大臼歯（6番用）バンドオーガナイザー 右上	1個	9,350 円
185-135	第1大臼歯（6番用）バンドオーガナイザー 左上	1個	9,350 円
185-147	第2大臼歯（7番用）バンドオーガナイザー 右上	1個	9,350 円
185-152	第2大臼歯（7番用）バンドオーガナイザー 左上	1個	9,350 円
185-149	第2大臼歯（7番用）バンドオーガナイザー 右下	1個	9,350 円
185-150	第2大臼歯（7番用）バンドオーガナイザー 左下	1個	9,350 円
185-155	バンドオーガナイザー（汎用）	1個	9,350 円

患者説明用ブラケット付タイポドント模型

患者説明用ブラケット付タイポドント模型



製品番号	製品名	包装単位	希望医院価格 (消費税別)
600-236	クリアティ™ アドバンス セラミック ブラケット	1個	61,600 円
600-243	クリアティ™ ウルトラ セルフ ライゲージング ブラケット	1個	64,900 円
600-221	スマートクリップ™ ブラケット	1個	58,300 円
600-215	ミニ ユニツイン™ ブラケット	1個	36,300 円
600-211	ビクトリー シリーズ™ MBT™ システム ブラケット	1個	36,300 円
600-224	ビクトリー シリーズ™ ロープロファイル ブラケット	1個	36,300 円
600-213	ユニテック™ ミニチュア ツイン ブラケット	1個	36,300 円
600-233	フォーサス™ EZ2 モジュール	1個	70,400 円
600-210	ブランク模型	1個	36,300 円

Note
*この仕様は3M Unitek 社が決定しているもので、ドクターの承認を得ているものではありません。

患者説明用モデル



製品番号	製品名	包装単位	希望医院価格 (消費税別)
600-226	スマートクリップ™ ブラケット 15倍モデル	1個	33,000 円

リテーナーボックス

製品番号	製品名	包装単位	希望医院価格 (消費税別)
450-003	リテーナー ボックス (10個入り) Ivory	1セット	4,060 円
450-005	リテーナー ボックス (10個入り) Red	1セット	4,060 円
450-007	リテーナー ボックス (10個入り) Blue	1セット	4,060 円
450-008	リテーナー ボックス (10個入り) Purple	1セット	4,060 円
450-009	リテーナー ボックス (10個入り) Black	1セット	4,060 円
450-103	リテーナー ボックス (10個入り) Hot Pink	1セット	4,060 円
450-121	リテーナー ボックス アソート - 各色1個組み (10個入り) ※販売中の最低各1色が入ったアソートとなります	1セット	4,060 円
450-010	リテーナー ボックス スタンダード - 各色20個組み (100個入り) ※販売中の最低各1色が入ったアソートとなります	1セット	36,080 円


バンディング アクセサリー

販売名：ワックス バック 届出番号：13B1X10422000194


アーチフォーム テンプレート 関連製品



製品番号	製品名	包装単位	希望医院価格 (消費税別)
603-063	ワックス バック (4本入り x 100バック)	1バック	28,600 円



製品番号	製品名	包装単位	希望医院価格 (消費税別)
701-723	オーソフォーム™ ダイアグノースис テンプレート (3枚入り)	1バック	3,520 円



製品番号	製品名	包装単位	希望医院価格 (消費税別)
701-725	MBT™ システム ブラケット ポジショニング ガイド	1個	1,540 円

お取引条件

お客様情報の登録について

詳しくは弊社営業担当もしくはカスタマーコールセンターへお問い合わせください。

お支払いについて

振込」「口座引落」「クレジットカード決済」からお選びいただけます。



商品のお問合わせについて

担当営業、カスタマーサービスまで直接おたずねください。

矯正歯科コールセンター
※受付時間 / 9:00～17:30 月～金（土日祝を除く）
0120-296-303

ソルベンタム合同会社では 各種セミナー、講習会 など開催しております。
セミナー、講習会に関する情報はユニテック製品部 マーケティングまでお問い合わせください。

ご注文について

ご注文方法

専用ダイヤルによるご注文


月曜日から金曜日（祝祭日、年末年始を除く）の午前9:00 ～午後5:30 までお受けいたします。当日午後12:00 までのご注文は即日発送、それ以降のご注文は翌営業日発送になります。お急ぎの場合はご注文時にその旨お知らせください。
本社カスタマーサービス 0120-296-303

専用ファックスによるご注文

終日お受けいたします。当日午後12:00 までのご注文は即日発送、それ以降のご注文は翌営業日発送になります。お急ぎの場合はご注文時にその旨お知らせください。
FAX : 0120-406-084
※ご注文の際は、P122の「専用ファックス用紙」をご利用ください。

メールフォームによるご注文

終日お受けいたします。当日午後12:00 までのご注文は即日発送、それ以降のご注文は翌営業日発送になります。お急ぎの場合はご注文時にその旨お知らせください。



ご注文についてのお願い

- ・ご注文はカタログ番号にてお願いいたします。
- ・新規にご注文頂く場合、お客様を弊社カスタマーデータベースに登録させて頂きます。歯科医院名、院長先生のお名前、郵便番号、ご住所、eメールアドレス、お電話、FAX 番号等お間違いのないようお知らせください。
- ・お電話でご注文の際、「〇〇市の〇〇矯正歯科です。電話番号はXX-XXXX-XXXXです。」とお申し出ください。
- ・商品の単位はお間違いのないようご注意ください。商品は種類も多く梱包単位もそれぞれ異なります。「〇個入りのものを××パック（××個）。」とお申し付けください。
- ・カタログの製品番号がおわかりにならない場合、商品名・用途・仕様・サイズ等でご確認ください。
- ・ソルベンタム合同会社では新製品開発、製品の改良等、常に力を注いでおります。事前の通告なしに製品の廃止・改良、又は価格の変更を行う場合がございます。あらかじめご了承くださいますようお願いいたします。

商品の発送について

出荷までの時間

- ・午後12:00 までにいただいたご注文・・・即日発送
- ・午後12:00 以降にいただいたご注文・・・翌営業日発送

ご注文履歴について

お客様のご注文履歴はポータルサイトから確認頂く事が出来ます。

出荷の形態

ご注文いただいた製品は全て宅配便にて発送します。
お届け日は、お届け先地域により異なります（翌日～翌々日）。

本州（一部中国地方除く）・・・発送日の翌日
北海道・四国・九州・・・発送日の翌々日
沖縄・一部離島（航空便利用）・・・発送日の翌日、または翌々日

お急ぎの場合は、ご注文時にその旨お知らせください。
なお、日本矯正歯科学会大会等のセール期間中は出荷が遅れる場合がございますので、あらかじめご了承ください。

ご注文いただいた商品が在庫がない場合

- ・ご注文いただきました商品によっては、在庫のない場合もございます。その場合出荷までに5週間程かかります。
- ・常在在庫のある商品でも品切れになる場合がございます。

商品の返品・交換について

原則として返品・交換はお受けすることが出来ません。

ただし、次の条件を全て満たす場合は、返品をお受けいたします。その場合の送料はお客様のご負担となります。

- ・未使用でご購入時と全く同じ状態にある場合。
- ・弊社が事前に返品を了解済みの場合。
- ・納入後2週間以内。
- ・保管条件の無い商品。

なお、特別注文の商品については、いかなる場合でもお受けできませんのでご了承ください。

商品の価格・修理について

- ・ **商品の価格**
製品内容、価格等は、予告なく変更する場合がございます。あらかじめご了承ください。
- ・ **修理について**
商品によって修理可能なものと、そうでないものがございます。担当営業又はカスタマーサービスにお問い合わせください。

個人情報保護について

- ・ **基本方針**
ソルベンタム合同会社は、お客様の個人情報を保護することの重要性を認識し、個人情報を正確かつ安全に取り扱うことが、最大の責務と考え、個人情報保護に取り組みます。詳しくは「個人情報の取り扱いについて」をご確認ください。

FAXご注文用紙

ご注文の際は、コピーしてお使いください。

貴医院名	※必ずご記入ください。	TEL	※必ずご記入ください。
ご注文者名	※必ずご記入ください。	FAX	
メールアドレス	※必ずご記入ください。		

記入例	製品番号										数量			備考	
	0	0	6	-	3	0	1						1	クリアティ™ アドバンス セラミック ブラケット	

※製品番号は、ハイフンも含めてご記入ください。

1															
2															
3															
4															
5															
6															
7															
8															
9															
10															

※ご記入いただきました個人情報は、ご注文の処理および弊社の個人情報取り扱い方針およびプライバシーポリシーに記載される利用目的の範囲内においてのみ使用いたします



FAX.0120-406-084