

3M™ オプティクルード™ アイパッチ 3M™ Opticlude™ Orthoptic Eye Patch

眼の保護に。

肌になじんで目立ちにくい基材を使用


- かぶれにくい低アレルギー性の粘着剤。※
- 不織布だから通気性が良く、ムレにくい。
- 薄くやわらかいので、眼の周辺の凹凸になじみやすく、しっかり密閉します。
- 粘着部分の幅を広くし、はがれにくくしてあります。
- 左右どちらの眼にも使用できます。

※アレルギーテスト済 (ただし、全ての方にアレルギーが起こらないということではありません。)



眼にやさしい装着感のセンターパッド

- 吸収性の良いパッドで、粘着剤はついていません。
- 装着時の違和感を少なくするため、眼の大きさに合わせてあります。



3M™ オプティクルード™ アイパッチ

製品番号	仕様	入れ目	
		枚/箱	箱/組
1537	5.0cm×6.2cm (ジュニアサイズ) 転写シール5シート付属	20	24
1539	5.7cm×8.2cm (スタンダードサイズ) 転写シール5シート付属		

一般医療機器 届出番号：13B1X10109000142 販売名：オプティクルード アイパッチ

2022年7月発行

3M、Opticlude、オプティクルードは、3M社の商標です。

スリーエム ジャパン株式会社
<http://go.3M.com/medical-jp/>

Please Recycle. Printed in Japan.
© 3M 2022. All Rights Reserved.
HPM-562-C(0722)IT

カスタマーコールセンター

製品のお問い合わせはナビダイヤルで

 **0570-011-321**
9:00～17:00／月～金 (土日祝年末年始は除く)