



제품	품목 번호	포장 단위	적용 조건	판독 시간	배양기/자동판독기
Super Rapid Readout	 1491 진파랑 뚜껑	50 each/box 4 boxes/case	 중력 치환 방식: 270°F (132°C) = 3분 또는 10분 275°F (135°C) = 3분 또는 10분	24 분	 490/490M 자동판독기
	1492V 갈색 뚜껑	50 each/box 4 boxes/case	 동적 공기 제거 방식: 270°F (132°C) = 3분, 3.5분, 4분, 5.5분 또는 6분 273°F (134°C) = 3분 또는 4분 275°F (135°C) = 3분, 3.5분 또는 10분		
	 1493 하늘색 뚜껑	50 each/box 4 boxes/case	 중력 치환 방식: 250°F (121°C) = 30분 동적 공기 제거 방식(pre-vacuum and SFPP): 250°F (121°C) = 15분, 20분, 30분 또는 35분	24 분	
	1493P 하늘색 뚜껑	20 each/box 5 boxes/case			
	 41482V	24 packs/box 24 controls/box	 동적 공기 제거 방식(pre-vacuum and SFPP): 270°F (132°C) = 4분 275°F (135°C) = 3분	24 분	
	 1492PCD-24	24 packs 24 controls/case	 동적 공기 제거 방식(pre-vacuum and SFPP): 270°F (132°C) = 4분 273°F (134°C) = 4분 275°F (135°C) = 3분		
1492PCD-05	24 packs 5 controls/case				
 1493PCDG-24	24 packs 24 controls/case	 중력 치환 방식: 250°F (121°C) = 30분			
Rapid Readout	 1291	50 each/box 4 boxes/case	 중력 치환 방식: 270°F (132°C) ≥ 3분 이상	1 시간	 390 자동판독기
	 1292	50 each/box 4 boxes/case	 중력 치환 방식: 250°F (121°C) ≥ 20분 이상 진공 보조 방식: 270°F (132°C) ≥ 4분 이상	3 시간	
	 41382	16 packs/box 16 controls/box	 중력 치환 방식: 250°F (121°C) = 30분 이상 동적 공기 제거 방식 270°F (132°C) = 4분		
Standard	 1261	100 each/box 4 boxes/case	 중력 치환 방식: 270°F (132°C)	24 시간	 116 배양기
	 1262	100 each/box 4 boxes/case	 중력 치환 방식: 250°F (121°C) 진공 보조 방식: 270°F (132°C) 중력 치환 방식(타상형 멸균기만 해당): 270°F (132°C) > 3분 초과	48 시간	

*3M™ Attest™ Biological Indicators 1491, 1492V, 1493은 소프트웨어 버전 4.0.0 이상이 설치된 3M™ Attest™ Mini Auto-reader 490M, 3M™ Attest™ Auto-reader 490 및 490H를 사용할 경우 24분 내에 판독할 수 있습니다.

**3M™ Attest™ Biological Indicator Incubator 116과 함께 반드시 사용해야 합니다. (단, 현재 단종 제품)