





Sortimentsguide for I.V. fikseringsbandasjer for onkologiske pasienter



Bedre resultat for dine pasienter med riktig valg av fikseringsbandasje



Sørg for at det blir gjort en fullstendig og helhetlig vurdering for valg av riktig vaskulært kateter. Tegaderm™ I.V. fikseringsbandasjer kan sitte på i opptil 7 dager for sentrale venekatetre og perifer katetre. Curosur™ desinfeksjonshetter gir antimikrobiell beskyttelse i opptil 7 dager så lenge hetten ikke fjernes.

Sørg for at alle lokale retningslinjer og prosedyrer følges. Bruk klinisk innsikt for å tilpasse valg av fikseringsbandasje basert på endrede behov innen vaskulær tilgang.

Sortimentsguiden for riktig valg av fikseringsbandasjer er kun en veiledning.

Overveielser					
Pasient	Katetertype	Innstikksted	MARSI (Medical Adhesive Related Skin Injury)	Høyrisikopasienter	
Mental tilstand, hudtilstand, for eksempel diaforetisk eller skjør hud, kjente allergier overfor for eksempel klorheksidin.	Antall lumen, for perifer katetre med eller uten porter, for Huberkanyler med vinger, tunnelerte versus ikke-tunnelerte katetre, katetre med stort lumen, osv.	Ekstra sikkerhet kreves på sårbare steder som håndledd, fot, hode og lyske. Vær oppmerksom på liggetiden for kanylen.	Onkologipasienter har en høyere risiko for hudskader som følge av medisinske klebestoffer. For å forebygge hudskader kan du bruke Cavilon No-Sting barrierefilm, eller ved eksisterende hudskader kan du bruke Cavilon Advanced.	Immunkompromitterte, kjemoterapi, kritisk syke, kliniske infeksjonstegn ved innstikkstedet.	

Bestillingsinformasjon

Bestillingsnummer	Produktbeskrivelse	Innhold/ Størrelse	Antall per eske
Hudbeskyttelse under klebende lag			
3343E	3M™ Cavilon™ No-Sting barrierefilm, skumapplikator	1 ml	25
3343P	3M™ Cavilon™ No-Sting barrierefilm, skumapplikator	1 ml	5
5051G	3M™ Cavilon™ Advanced	0.7 ml	20
5051G4P	3M™ Cavilon™ Advanced	0.7 ml	4
Antimikrobielle fikseringsbandasjer			
1657R	3M™ Tegaderm™ CHG I.V. fikseringsbandasje	8.5 cm × 11.5 cm	25
1658R	3M™ Tegaderm™ CHG I.V. fikseringsbandasje	10 cm × 12 cm	25
1659R	3M™ Tegaderm™ CHG I.V. fikseringsbandasje	10 cm × 15.5 cm	25
1660R	3M™ Tegaderm™ CHG I.V. fikseringsbandasje	7 cm × 8.5 cm	25
9132	3M™ Tegaderm™ Advanced antimikrobiell fikseringsbandasje for PVK	7 cm × 8.5 cm	25
Avanserte fikseringsbandasjer			
1680	3M™ Tegaderm™ I.V. Advanced pediatrik fikseringsbandasje	3.8 × 4.5 cm	100
1682	3M™ Tegaderm™ I.V. Advanced pediatrik fikseringsbandasje	5 × 5.7 cm	100
1681	3M™ Tegaderm™ I.V. Advanced fikseringsbandasje	7 × 8 cm	100
1685	3M™ Tegaderm™ I.V. Advanced fikseringsbandasje	8.5 × 11.5 cm	50
1689	3M™ Tegaderm™ I.V. Advanced fikseringsbandasje	10 × 15.5 cm	25
Standard fikseringsbandasjer			
1610	3M™ Tegaderm™ pediatrik I.V. fikseringsbandasje	5 × 5.7 cm	100
1633	3M™ Tegaderm™ transparent I.V. fikseringsbandasje	7 × 8.5 cm	100
Suturfri fiksering for perifert innsatt sentralkateter (PICC-line) og sentralt venekateter (SVK)			
1837-2100	3M™ Tegaderm™ PICC/CVC fikseringsenhet + I.V. Advanced	8.5 cm × 11.5 cm	20
1839-2100	3M™ Tegaderm™ PICC/CVC fikseringsenhet + I.V. Advanced	10 cm × 15.5 cm	20
1877R-2100	3M™ Tegaderm™ PICC/CVC fikseringsenhet + I.V. Advanced + CHG-gelpute	8.5 cm × 11.5 cm	20
1879R-2100	3M™ Tegaderm™ PICC/CVC fikseringsenhet + I.V. Advanced + CHG-gelpute	10 cm × 15.5 cm	20
Fikseringsbandasje for implanterte porter			
1658R	3M™ Tegaderm™ CHG I.V. Advanced fikseringsbandasje	10 × 12 cm	25
1668	3M™ Tegaderm™ I.V. fikseringsbandasje for porter med ikke-klebende vindu	12 × 12 cm	25
1665R	3M™ Tegaderm™ I.V. fikseringsbandasje for porter + CHG-gelpute og ikke-klebende vindu	12 × 12 cm	25
1688	3M™ Tegaderm™ I.V. Advanced fikseringsbandasje	10 × 12 cm	50
Desinfiserende portbeskyttere			
CFF1-270R	3M™ Curo™ Desinfiseringshette for nålefri koblinger	Enkeltpakket	270*
CFF10-250R	3M™ Curo™ Desinfiseringshette for nålefri koblinger	Stimmel med 10 stk	250*
CSV1-270R	3M™ Curo™ Stopper Desinfeksjonshette for åpen female Luer-lock	Enkeltpakket	270*
CSV5-250R	3M™ Curo™ Stopper Desinfeksjonshette for åpen female Luer-lock	Strimmel med 5 stk	250*
CM5-200R	3M™ Curo Tips™ Desinfeksjonshette for male Luer-lock	Strimmel med 5 stk	200*

*Antall hetter



Solventum Medical Surgical

Karvesvingen 5
0579 Oslo
Norge

MedSurg-NO@solventum.com
<https://www.solventum.com/no-no/home/>

© 2025 Solventum. Solventum, S-logoen, Cavilon, Curo og Tegaderm er verdensomspennende varemerker eller registrerte varemerker av Solventum. 3M, 3M-logoen og andre varemerker er verdensomspennende varemerker eller registrerte varemerker av 3M. Andre varemerker er eien-
dommen til deres respektive eiere.