



Attest™

Soluções de Esterilização

Atualizar para um Duplo Desempenho

Apresentação do Novo Sistema de Incubadora
de IB de Leitura Dupla 3M™ Attest™ com Tecnologia
Qualquer-Pocinho para Vapor e VH2O2

VAPOR

VH2O2





O Poder do 2 em 1

Melhore a eficiência do modo como processa os IBs com a mais recente inovação da 3M, para que possa fazer mais com menos.

Apresentamos a nossa tecnologia de Incubadora de Leitura Automática 3M™ Attest™ que incuba e dá resultados de IB para esterilização tanto por vapor como com peróxido de hidrogénio vaporizado numa única incubadora.

Tecnologia Qualquer-Pocinho


O novo Sistema Duplo de 24 minutos funciona com tecnologia Qualquer-Pocinho, o que significa que podem ser incubados, em qualquer pucinho da incubadora, ao mesmo tempo, IBs Attest™ 1491 ou 1492V (para vapor) ou 1295 (para esterilização por peróxido de hidrogénio vaporizado - VH_2O_2).

Uma Atualização que Lhe Dá Mais

Tenha a tranquilidade e a confiança de saber que cada doente recebe equipamentos seguros com um Sistema de Incubadora de Leitura Automática dupla que é:

Simple

Os clientes atuais podem atualizar as respetivas incubadoras de leitura automática Attest™ existentes, modelo 490 (vapor) ou 490H (VH2O2), para começar a incubar indicadores biológicos tanto por vapor como por VH2O2 numa mesma unidade.




Consistente

A 3M disponibiliza resultados de indicadores biológicos em 24 minutos tanto para vapor como para peróxido de hidrogénio vaporizado (VH2O2) - proporcionando a comodidade da consistência.

24 minutos BI resultado*

Familiar e Económico


Use os mesmos sistemas fiáveis Attest™ sem nenhuma mudança nos IBs nem nos conjuntos de teste da 3M. A atualização é gratuita, sem necessidade de comprar novo *hardware*.



Ligado

Utilize a mesma Aplicação Web 3M™ que usa atualmente para estado e resultados de IB em tempo real e para manutenção de registos digitais.

A sua incubadora continuará a conectar-se aos principais Sistemas de Software Rastreabilidade de Instrumentos.



Para começar com uma atualização da sua atual Incubadora de leitura automática 3M™ Attest™ 490 ou 490H, entre em contacto com o seu Representante 3M, ou registe-se em go.3M.com/AttestUpgrade

Os atuais utilizadores da Incubadora de leitura automática Attest™ 390 ou os novos clientes da 3M podem contactar um representante comercial da 3M para adquirir uma nova Incubadora de leitura automática modelo 490 pré-configurada com funcionalidade dupla.

Monitorização da Esterilização a Vapor; Agora Otimizada

Os Indicadores Biológicos 3M™ Attest™ de Leitura Super-Rápida utilizam a mesma tecnologia em que tem confiado desde sempre; agora otimizada para proporcionar resultados ainda mais rápidos.


Em conformidade com a ISO e a FDA

Os IBs Attest™ de Leitura Super-Rápida cumprem os requisitos de desempenho das ISO 11138-1:2017 e ISO 11138-3:2017 e satisfazem as exigências da FDA para indicadores biológicos.

Portfólio de Monitorização Fiável da Esterilização a Vapor


- Obtenha um desempenho igual ao da tecnologia fiável com que está familiarizado, usando dispositivos de desafio do processo (PCDs) 3M™ Attest™ de Leitura Super-Rápida.
- O sistema 3M™ Attest™ é a tecnologia líder em conjuntos de teste para esterilização a vapor nos EUA., e está agora disponível com uma velocidade de resultados de 24 minutos.
- Os Indicadores Químicos 3M™ Comply™, os conjuntos de teste Bowie-Dick e as tiras indicadoras constituem os quatro principais produtos de monitorização da esterilização a vapor.

* Quando usados com a Incubadora de leitura automática 3M™ Attest™ 490 ou a Incubadora de leitura automática Attest™ 490H com a versão de software 4.2.7 ou superior.



Sabe. Então Vá.

Agora, a Monitorização de Todas as Cargas não é apenas possível, é prática. Assuma o controlo com resultados em 24 minutos e tenha a tranquilidade e a confiança de saber que cada doente recebe um alto padrão de cuidados.



Resultados em que Pode Confiar para Esterilização por Peróxido de Hidrogénio Vaporizado

O sistema 3M™ Attest™ para VH2O2 possui a gama mais abrangente de autorizações da FDA na indústria para esterilizadores VH2O2 e tipos de ciclo. **Isso constitui uma monitorização verdadeiramente independente para as necessidades de garantia da esterilização por peróxido de hidrogénio. O sistema de Indicador Biológico 1295 encontra-se autorizado pela FDA para o seguinte:

STERRAD® Sistemas de Peróxido de Hidrogénio Vaporizado

Para utilização com STERRAD® 100S, STERRAD® 100NX (Ciclos Standard, Flex, Express e Duo), STERRAD® NX (Ciclos Standard e Advanced), STERRAD® 100NX com Tecnologia ALLClear™ (Ciclos Standard, Flex, Express e Duo), STERRAD® NX com Tecnologia ALLClear™ (Ciclos Standard e Advanced).


Amsco® V-PRO® Sistema de Esterilização a Baixa Temperatura

Para utilização com V-PRO® maX (Ciclos Lumen, Non Lumen, e Flexible), V-PRO® 1 plus (Ciclos Lumen and Non Lumen), V-PRO® 1 (Ciclos Lumen), V-PRO® 60 (Ciclos Lumen, Non Lumen, e Flexible).

A 3M Disponibiliza um Sistema de VH2O2 Completo para Monitorização

- Utilize os três principais produtos de monitorização da 3M - IBs, IQs e tiras indicadoras - para melhorar o sistema total de produtos de garantia de esterilização.
- Uma mudança consistente de azul para cor-de-rosa para todos os produtos indicadores de VH2O2, incluindo o IQ no indicador biológico, o IQ do processo interno e a tira indicadora externa, tornam fácil ler e interpretar os resultados para todas as suas necessidades de monitorização de VH2O2.

**A partir de 5/1/2018



A Vantagem da Marca 3M™ Attest™



A vantagem da marca 3M™ Attest™ oferece-lhe um sistema normalizado, simplificado e suportado para esterilização nas várias modalidades: vapor, VH2O2 e OE.

Combater as ILCs de Todos os Ângulos

O nosso portfólio 3M de produtos de garantia de esterilização e a nossa experiência em monitorização da esterilização são a sua primeira linha de defesa no seu combate para ajudar a proteger os doentes das infeções do local cirúrgico.



controle de carga
controle da embalagem
controle de exposição
controle de equipamentos

Produto	Descrição	Acondicionamento	Expedição
490/490H	3M™ Attest™ Incubadora de leitura automática 490/490H	1 unidade/caixa	1 caixa/embalagem
41482V	3M™ Attest™ Super Rapid 5 Steam Plus Conjunto de Desafio	24 cada/caixa	1 caixa/embalagem
1492V	3M™ Attest™ Indicador Biológico de Leitura Super-Rápida	50 cada/caixa	4 caixas/embalagem
1243	3M™ Comply™ (SteriGage) Integradores Químicos	500 cada/saqueta	2 saquetas/embalagem
		100 cada/saqueta	10 saquetas/embalagem
1355	3M™ Comply™ Tiras Indicadoras	18mm rolo	28 rolos/embalagem
		24mm rolo	20 rolos/embalagem
00135LF	3M™ Comply™ Conjunto de teste Bowie-Dick Plus	20 conjuntos/caixa	4 caixas/embalagem



controle de carga
controle da embalagem
controle de exposição

Produto	Descrição	Acondicionamento	Expedição
490/490H	3M™ Attest™ Incubadora de leitura automática 490/490H	1 unidade/caixa	1 Caixa/embalagem
1295	3M™ Attest™ Indicador Biológico de Leitura Rápida	30 cada/caixa	4 caixas/embalagem
1248	3M™ Comply™ Tiras química Indicadoras	250 cada/caixa	4 caixas/embalagem
1228	3M™ Comply™ Tiras Indicadoras	1,9cm rolo	24 rolos/caixa

Para começar com uma atualização da sua atual Incubadora de leitura automática 3M™ Attest™ 490 ou 490H, entre em contacto com o seu Representante 3M, ou registe-se em go.3M.com/AttestUpgrade.

Para mais informações ou apoio visite go.3M.com/3MAdvantage.



Divisão de Prevenção de Infeções
3M España, S.L, Sucursal em Portugal
Rua do Mar da China n° 3- 3° A
1900-138 Lisboa
www.3M.com/medical

3M, Attest, Comply e SteriGage são marcas registadas da 3M. Todas as outras marcas registadas são propriedade dos respetivos titulares.

Por favor reciclar.
© 3M 2018. Todos os direitos reservados.
70-2011-7107-4