



Começou a revolução Bowie-Dick

3M™ Attest™ eBowie-Dick
Sistema de Teste



Sob alta pressão, a precisão traz a tranquilidade.

Muita coisa depende do seu esterilizador a vapor. Você precisa de resultados de aprovação/reprovação rápidos e definitivos, sem risco de erros na interpretação, melhorando assim o seu fluxo de trabalho. O 3M™ Attest™ eBowie-Dick Sistema de Teste, revoluciona os testes de esterilização e fornece resultados objetivos e automatizados. O mesmo método de teste em que você sempre confiou, agora digital.



Chega de incerteza

Fornecer resultados rápidos e definitivos aprovados/reprovados do seu esterilizador a vapor, elimina interpretações subjetivas e proporciona mais segurança e confiança.



Melhora o fluxo de trabalho

Remove a carga burocrática e elimina a manutenção manual de registros – economize tempo e opere com mais eficiência.



Tecnologia inovadora

Sistema inovador apoiado pela ciência da Solventum – tão inovador que se enquadra em uma categoria própria, criada pela FDA.

Simplifique.
Padronize.
Otimize.



Projetado para a sustentabilidade.

O 3M™ Attest™ eBowie-Dick Sistema de Teste faz parte de nossa Estrutura Estratégica de Sustentabilidade, que pode ajudar a impulsionar seus próprios esforços de sustentabilidade.

- ✓ O suporte reciclável do cartão é feito de plástico de polieterimida*.
- ✓ Em conformidade com as diretivas globais de resíduos eletrônicos RoHS e WEEE.
- ✓ Os cartões de teste eBowie-Dick podem reduzir em 94% os resíduos que entram no lixo de um hospital.†
- ✓ Não há adição intencional de látex de borracha natural no produto ou na embalagem primária.
- ✓ Pode eliminar a necessidade de remoção de resíduos de papel por esterilizador em cerca de 40 quilos por ano.‡

*Podem não existir programas de reciclagem para este produto em sua área.

†Comparado ao resíduo gerado pelos pacotes de teste de papel Bowie-Dick da 3M. Massa de resíduos baseada no peso do produto eBowie-Dick 10135B e da caixa de embalagem, com porcentagem calculada por teste.

‡De acordo com recomendações de uso da AAMI ST79 e estimativa da 3M de redução de resíduos ao adotar o eBowie-Dick.

Componente	Nº de catálogo	Descrição	Embalagem	Envio
3M™ Attest™ eBowie-Dick Cartão de Teste	10135B	132°C (270°F) 134°C (273°F) 135°C (275°F)	30 cartões/saco	4 bolsas/caixa
3M™ Attest™ eBowie-Dick Suporte para Cartão	10135CHB		6 porta-cartões/ cartucho	1 cartucho/caixa
3M™ Attest™ eBowie-Dick Autoleitora	1190	12,9 cm (L) x 6,3 cm (A) x 4,7 cm (P)	1 unidade/cartucho (inclui 2 suportes de cartão)	1 unidade/caixa

Produto e embalagem primária não fabricada com látex de borracha natural.



Fale com a Solventum

0800-7620042

falecom.br@solventum.com

solventum.com/pt-br/home/medical

3M Cuidados à Saúde agora é Solventum

As indicações são fornecidas nas instruções de uso do cartão de teste. As indicações de uso devem estar alinhadas com o ciclo de esterilização a ser monitorado.

© Solventum 2025. Solventum, o logotipo S e Attest são marcas comerciais da Solventum ou das suas afiliadas. 3M e o logotipo 3M são marcas comerciais da 3M. As demais marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.
70-2013-1655-4