

Pronto para uso

3M™ Attest™ Dispositivo de Desafio de Processo Transparente Super Rápido para Peróxido de Hidrogênio Vaporizado – 1295PCD



Eleve sua prática de monitoramento de esterilização VH202

Economize tempo e reduza possíveis erros com o 3M™ Attest™ Dispositivo de Desafio de Processo Transparente Super Rápido para Peróxido de Hidrogênio Vaporizado – 1295PCD, incluindo um Indicador Biológico (IB) e um Indicador Químico (IQ). É o primeiro e único dispositivo de desafio VH202 pronto uso que pode ser usado para monitoramento e qualificação de rotina em várias marcas, modelos e tipos de ciclo de esterilizadores.

Otimize, simplifique e aperfeiçoe o fluxo de trabalho e a efetividade da esterilização



O primeiro pacote de teste pronto uso para VH2O2, contém um IQ e um IB

- ✓ Economiza tempo e reduz a chance de erro - não é necessário preparar bolsas tyvek com IB e IQ.
- ✓ O design pronto uso simula com mais precisão o ambiente dentro de um pacote cirúrgico do que a utilização de um IB autônomo para monitoramento de carga.

- ✓ Aprimora a prática de monitoramento da esterilização por VH2O2, elevando-a ao mesmo nível das melhores práticas aplicadas na esterilização a vapor.
- ✓ Validado em várias marcas, modelos e tipos de ciclos para VH2O2, unificando em um só produto, suas necessidades de monitoramento.

Informações sobre pedidos

VH2O2	Produto	Nome do produto	Código	Unidades / pacote	Pacotes / caixa
		3M™ Attest™ Dispositivo de Desafio de Processo Transparente Super Rápido para Peróxido de Hidrogênio Vaporizado	1295PCD-24	6 DDPs / pacote	4 pacotes / caixa = 24 DDP's + 24 controles



Solventum Medical Surgical
0800-7620042 falecom.br@
solventum.com solventum.
com/pt-br/home/

Entre em contato com seu
representante Solventum

3M Cuidados à saúde agora é Solventum

© Solventum 2025. Solventum, o logotipo S e Attest são marcas comerciais da Solventum ou de suas afiliadas. 3M e o logotipo da 3M são marcas registradas da 3M. Outras marcas comerciais são de propriedade de seus respectivos proprietários.