




Guia de interpretação do indicador de processo



3M™ Attest™ eBowie-Dick
Cartão de Teste



Produto não mostrado em escala

Exemplo de indicador de processo não utilizado



Indicadores de processo ampliados para finalidade ilustrativa.

Fale com a Solventum

0800-7620042

falecom.br@solventum.com

solventum.com/pt-br/home/medical

Exemplo de mudança de cor para indicar cartão utilizado



O cartão **DEVE** ser colocado na autoleitora para obter o resultado final



APROVADO



REPROVADO