

Ürün		Kat. no.	Paketleme	Kullanım endikasyonları		Okuma süresi	İnkübatör/auto-reader
Super Rapid Readout		1491 Koyu mavi kapak	50 adet/kutu 4 kutu/koli		Gravite: 270 °F (132 °C) = 3 veya 10 dakika 275 °F (135 °C) = 3 veya 10 dakika		 490/490M Otomatik Okuyucular
		1492V Kahverengi kapak	50 adet/kutu 4 kutu/koli		Dinamik hava tahliye (ön vakum ve SFPP): 270 °F (132 °C) = 3; 3,5; 4; 5,5 veya 6 dakika 273 °F (134 °C) = 3 veya 4 dakika 275 °F (135 °C) = 3; 3,5 veya 10 dakika		
		1493 Açık mavi kapak	50 adet/kutu 4 kutu/koli		Gravite: 250 °F (121 °C) = 30 dakika Dinamik hava tahliye (ön vakum ve SFPP): 250 °F (121 °C) = 15, 20, 30 veya 35 dakika		
		1493P Açık mavi kapak	20 adet/kutu 5 kutu/koli				
		1492PCD-24	24 paket 24 kontrol/kutu		Dinamik hava tahliye (ön vakum ve SFPP): 270 °F (132 °C) = 4 dakika 273 °F (134 °C) = 4 dakika 275 °F (135 °C) = 3 dakika		
		1492PCD-05	24 paket 5 kontrol/kutu				
	1493PCDG-24	24 paket 5 kontrol/kutu		Gravite: 250 °F (121 °C) = 30 dakika			
Rapid Readout		1291	50 adet/kutu 4 kutu/koli		Gravite: 270 °F (132 °) ≥ 3 dakika		 390 Otomatik Okuyucu
		1292	50 adet/kutu 4 kutu/koli		Gravite: 250 °F (121 °C) ≥ 20 dakika Vakum destekli: 270 °F (132 °) ≥ 4 dakika		
		1296	25 paket/kutu 25 kontrol/kutu		Gravite: 250 °F (121 °C) ≥ 20 dakika Vakum destekli: 270 °F (132 °) ≥ 4 dakika		
Standart		1261	100 adet/kutu 4 kutu/koli		Gravite: 270 °F (132 °C)		 118 İnkübatör
		1262	100 adet/kutu 4 kutu/koli		Gravite: 250 °F (121 °C) Vakum destekli: 270 °F (132 °C) Yerçekimi (sadece masa üstü sterilizatörler): 270 °F (132 °C) > 3 dakika		
		1262P	25 adet/kutu 4 kutu/koli				

*3M™ Attest™ Biyolojik İndikatörler 1491, 1492V, 1493, 3M™ Attest™ Mini Otomatik Okuyucu 490M veya yazılım sürümü 4.0.0 veya üzeri olan 3M™ Attest™ Otomatik Okuyucu 490 veya 490H ile kullanıldığında 24 dakikada okunabilir.

**3M™ Attest™ Biyolojik İndikatör İnkübatör 118 ile birlikte kullanılmalıdır.

Solventum Turkey Sağlık Ürünleri ve Tıbbi Cihaz İthalat ve Ticaret Limited Şirket
Barbaros Mahallesi, Mor Sumbul Sokak
No:7/3F 45 Nidakule Güney
34746, Atasehir, İstanbul,
Türkiye

www.solventum.com/tr-tr/home/

Talimatların, uyarıların ve dikkat edilmesi gereken noktaların tam listesi için ürün kullanım talimatlarına (IFU) bakın

© Solventum 2025. Solventum, S logosu ve diğer ticari markalar Solventum veya bağlı şirketlerinin ticari markalarıdır. 3M, 3M'in ticari markasıdır. OMG1755711.