solventum

IDÉAL HAD

Pansement Solventum™ V.A.C.® Peel and Place associé à l'unité 3M™ Prevena™ Plus 125



Quand l'innovation accompagne la transition

L'évolution de la TPN de l'hôpital au domicile



- Efficacité jusqu'à **7 jours**[1]
- Rapidité d'application **< 2 minutes**[2]
- **Efficacité reconnue** de la thérapie V.A.C.®[3]
- Conception simple **tout-en-un**
- Repositionnable grâce au champ adhésif **3M™ Dermatac™**

Regardez la vidéo de présentation du pansement V.A.C.® Peel and Place pour en savoir plus.

- **Simple :** pression négative continue et prédéfinie à **-125mmHg** pour **14 jours** de thérapie au maximum.
- **Sûre :** la technologie 3M™ SensaT.R.A.C.™ **maintient et contrôle la pression sur le site de la plaie.**
- **Flexible :** compatible avec certains pansements de la thérapie 3M™ V.A.C.® que vous connaissez déjà.
- **Portatif : transition facilitée** entre l'hôpital et le domicile.



Pansement Solventum™ V.A.C.® Peel and Place associé à l'unité 3M™ Prevena™ Plus 125

La thérapie V.A.C.® repensée : efficacité, simplicité et portabilité réunies.

Aidez les patients à reprendre le cours normal de leur vie grâce à la puissance combinée du pansement V.A.C.® Peel and Place et de l'unité Prevena™ Plus 125. Ces deux technologies innovantes s'associent pour offrir les avantages de la thérapie V.A.C.® avec la simplicité et la portabilité nécessaires à domicile.

Informations de commande

Nom du produit	Références	
Prevena™ Plus - Unité de thérapie - Réservoir Prevena™ Plus de 150 ml avec étui de transport, cordon, alimentation électrique et câble Prevena™	PRE4010	
Réservoir 150 ml **Prevena™ Plus**	PRE4095	
Kit V.A.C.® Peel and Place, Petit modèle, carton de 5	EZ5SML	
Kit V.A.C.® Peel and Place, Moyen modèle, carton de 5	EZ5MED	
Kit V.A.C.® Peel and Place, Grand modèle, carton de 5	EZ5LRG	



Unité Prevena™ Plus 125

- Jusqu'à 14 jours de thérapie
- Gestion des exsudats optimisée, réservoir (150ml) facile à remplacer
- Simplicité d'utilisation

Pansement V.A.C.® Peel and Place

- Efficacité jusqu'à 7 jours[1]
- Rapidité d'application <2 min[2]
- Conception simple tout-en-un

Notre valeur ajoutée pour le patient :

- Traitement des plaies jusqu'à 6cm de profondeur
- Nul besoin de mousse de comblement
- Assure une gestion optimale des exsudats grâce à une pression négative efficace
- Bénéficie d'une efficacité clinique démontrée

Pour en savoir plus sur les solutions TPN de Solventum, contactez votre responsable de secteur.

SOLVENTUM FRANCE - MEDICAL SURGICAL DIVISION
1 parvis de l'innovation
95006 Cergy Pontoise

REMARQUE : des indications spécifiques, des contre-indications, des avertissements, des précautions et des informations de sécurité existent en lien avec ces produits et ces traitements.

Veuillez consulter un médecin et lire les instructions d'utilisation du produit avant l'application. Ce matériel est conçu pour les professionnels de santé.

Références :
1. SAT-BSER-05-869347 V.A.C.® Peel and Place (Ganymede) BSER.
2. In a simulated use test with 12 nurse and surgeon users. Average dressing application time of 01:48. SAT-MTF-05-995965 Marketing study for 3M V.A.C.® Peel and Place Dressing. 2023
3. Données internes de 3M. Plaies avec TPN cumulées. 2021

Remarque : il existe des indications, des contre-indications, des mises en garde, des précautions et des informations de sécurité propres à ces produits et thérapies. Veuillez consulter un professionnel de santé. et vous reporter au mode d'emploi du produit avant toute utilisation. Ce document est destiné aux professionnels de santé.Pansements 3M™ V.A.C.® : Dispositifs médicaux de calsse IIa ou IIb selon les références CE 2797. Film adhésif 3M™ Dermatac™ : Dispositif Médical de Classe IIa, CE 2797. Thérapies Prevena et Prevena Restor : Dispositifs Médicaux de classe IIa. Fabriqués par KCI USA. Distribués par Solventum France, 95006 Cergy-Pontoise Cedex. © 2025, Solventum. Tous droits réservés. Solventum, le logo S et toutes les autres marques déposées de commerce indiquées sont des marques déposées de commerce de Solventum ou de ses sociétés affiliées. Toutes les autres marques déposées appartiennent à leurs propriétaires respectifs.