
solventum



Controllo avanzato dell'essudato anche sotto compressione.

La medicazione superassorbente 3M™ Kerramax Care™ offre un controllo avanzato dell'essudato e un comfort elevato (anche in caso di compressione) grazie alla **tecnologia Exu-Safe**™ e a uno strato assorbente bidirezionale. Assorbe e trattiene elevati livelli di essudato, protegge la cute e offre a pazienti e clinici la massima sicurezza tra un cambio di medicazione e l'altro.[1-3]



3M™ Kerramax Care™
Medicazioni superassorbenti

L'essudato sotto controllo. Sul serio.

Comfort all'avanguardia per la vita di ogni giorno.

Caratteristiche principali

Design sottile, morbido, altamente conformabile[1,3]

Può essere utilizzata sotto compressione[2]


Può essere lasciata in sede fino a sette giorni[1]

Assorbe e trattiene elevate quantità di essudato[2]

Può essere piegata[2]

Entrambi i lati della medicazione possono essere applicati sulla ferita

Può ridurre la frequenza dei cambi[1]




Distribuisce l'essudato in modo uniforme

Le medicazioni superassorbenti 3M™ Kerramax Care™ con **tecnologia Exu-Safe™** assorbono rapidamente e trattengono grandi quantità di essudato, compresi batteri nocivi e metalloproteinasi della matrice (MMP).*[4]

Informazioni per gli ordini

Codice catalogo	Dimensioni (larghezza x lunghezza)	Medicazioni per confezione	Codice NHSSC	Codice PIP
Medicazioni superassorbenti **3M™ Kerramax Care™**				
PRD500-025	5 cm x 5 cm	10	EME120	398-0778
PRD500-050	10 cm x 10 cm	10	EME045	352-3446
PRD500-050-B50	10 cm x 10 cm (confezione scorta)	50	EM123	N/A
PRD500-100	13,5 cm x 15,5 cm	10	EJA85206	403-2793
PRD500-120	10 cm x 22 cm	10	EME023	342-3308
PRD500-120-B50	10 cm x 22 cm (confezione scorta)	50	EME124	N/A
PRD500-240	20 cm x 22 cm	10	EME024	342-3290
PRD500-240-B30	20 cm x 22 cm (confezione scorta)	30	EME125	N/A
PRD500-380-B10	20 cm x 30 cm	10	EME131	352-3453
PRD500-380-B30	20 cm x 30 cm (confezione scorta)	30	EME126	N/A
PRD500-600-B10	20 cm x 50 cm	10	EMA040	398-0786
Medicazioni superassorbenti **3M™ Kerramax Care™ con bordo** (bordo adesivo acrilico)				
CWL1000	16 cm x 16 cm	5	EME078	379-1977
CWL1001	16 cm x 26 cm	5	EME079	379-2124
CWL1002	26 cm x 26 cm	5	EME080	379-2132

Punti di forza



Strato assorbente bidirezionale che distribuisce l'essudato in modo uniforme, eliminando il rischio di perdite e l'effetto gel blocking offrendo una protezione costante alla cute perilesionale[6]

Bordo termosaldato per impedire perdite e garantire l'integrità della medicazione[5]

Materiale morbido in tessuto non tessuto su entrambi i lati. Può essere applicata da entrambi i lati, favorendo comfort e semplicità d'uso.[6]

*Come dimostrato *in vitro*, la rilevanza clinica non è stata ancora oggetto di indagine.

References: 1. Milne Cathy, Dhoonmoon Luxmi, Snyder R, Case series: 3M Kerramax Care Super-Absorbent Dressing for the management of patients with chronic wounds. *Wounds International* (2024). **2.** Hughes, Maria A., June Jones. A large-scale evaluation of managing moderate and highly exuding wounds in the community. *Wounds UK* 13, no. 3 (2017). **3.** Jackson, Sarah, Jodie Lovett, and Christian Stephenson. An assessment of the conformability of superabsorbent dressings. In Wounds UK Annual Conference. 2016. **4.** Singh, Gurdeep, Charlotte Byrne, Helen Thomason, and Andrew J. McBain. Investigating the microbial and metalloprotease sequestration properties of superabsorbent wound dressings. *Scientific Reports* 12, no. 1 (2022): 4747. **5.** Hughes, M A, *et al.* 3M Kerramax Care Super Absorbent Dressing and 3M Coban 2 Two-Layer Compression System case series supplement. *Wounds International* (2022), London, UK. **6.** Jones, June, and Jo Barraud. An evaluation of KerraMax Care in the management of moderate to heavily exuding wounds. *British Journal of Community Nursing* 19, no. Sup3 (2014): S48–S53.

solventum

Solventum Italy Srl
Sede legale e amministrativa
Via Norberto Bobbio, 21
20096 Pioltello (MI)
www.solventum.com/it-it/home

Contatta il tuo rappresentante Solventum locale per ricevere formazione e visita il sito web per ulteriori informazioni. **solventum.com**

© Solventum 2026. Tutti i diritti riservati. Solventum e il logo S sono marchi commerciali di Solventum o delle sue affiliate. 3M e il logo 3M sono marchi commerciali di 3M Company.
OMG2195792.